

Comfeel : Hudpleje og tilbehør



Comfeel Hudpleje og tilbehør

- Barriere
- Beskyttelsesfilm
- Rens



Comfeel : Hudpleje og tilbehør

Comfeel Barriere

Comfeel Barriere er en let hudlotion, der er ideel til at forebygge tør, irriteret og macereret hud. Den er udviklet specielt til at beskytte hud, som ofte er udsat for kropsssekreter som tarmindehold, urin og pus. Comfeel Barrierens indhold af paraffinolie og cyclomethicon (silikone) gør den vandafvisende og dermed modstandsdygtig over for kropsssekreter, samtidig med at den gør huden glat og smidig. Den bevarer desuden hudens naturlige pH.

Comfeel Barriere masseres grundigt ind i den rengjorte hud. Er huden væskende, duppes cremen forsigtigt på. Ved efterfølgende brug af en hæftende bandage, bør man nøjes med at smøre et tyndt lag på, lade det lufttørre ca. 5 minutter, hvorefter eventuelt overskydende creme fjernes med en blød serviet.



Comfeel Barriere er også særdeles velegnet som en almindelig håndlotion og kan således anvendes til mange forskellige formål.

Indholdsstoffer

Vand, paraffinum liquidum, protegin, cyclomethicone, glycerin, magnesium citrate, methylparaben, propylene glycol og propylparaben



Comfeel Rens

Comfeel Rens er en renssevæske, som anvendes til afrensning af hud, der har været i kontakt med f.eks. urin og tarmindehold. Den er en effektiv, men blid erstatning for vand og sæbe, når den sarte hud omkring en stomi eller hos inkontinente skal renses. Huden renses forsigtigt med **Comfeel Rens** på en blød klud eller en tot vat. Tør efter og lad huden tørre nogle minutter, inden den igen tildækkes. **Comfeel Rens** kan også bruges til at fjerne mindre mængder klæberrester med, og den fås både som en 150 ml flaske og som éngangsservietter.



Comfeel Beskyttelsesfilm

Comfeel Beskyttelsesfilm er beregnet til at påføre områder, som ofte kommer i kontakt med kropsssekreter som urin, tarmindehold eller sårsekret. Den er derfor primært beregnet til brug ved stomi-, inkontinens- og fistelpleje, men kan også bruges til f.eks. at beskytte huden under hudstrips i forbindelse med brystproteser.

Filmen påsmøres den rengjorte hud og efterlader en tynd filmhinde på huden. På grund af filmens indhold af ethyl acetat, kan det ikke anbefales at anvende filmen direkte på læderet hud, da dette kan give anledning til svie. Filmen er vandtæt, hvilket betyder, at aggressive kropsssekreter som urin og afføring forhindres i at komme i direkte kontakt med den sårbare hud. Samtidig tillader den vanddamp at passere fra huden og mindsker derved risikoen for maceration. Ved skift af hjælpemiddel med hudklæber (f.eks. stomiposer), vil det meste af filmen blive fjernet sammen med hudklæberen. Filmen tager dermed belastningen fra huden ved at fungere som en slags stødpude. Herefter lægges et nyt lag film på, før den nye hudplade sættes på. Ved skift fra én plastertype/hudklæber til en anden, anbefales det at anvende beskyttelsesfilm i 6-8 uger. **Comfeel Beskyttelsesfilm** fås både som en dab-on applikator og som éngangsservietter til f.eks. at have med i tasken.






Indholdsstoffer

Etoxy-ethyl methactylat polymer og Ethyl acetate

Indholdsstoffer

Miranol 2 MCAS modified, allantoin, isopropyl alcohol, parabens (phenonip), parfume og vand

Comfeel Hudpleje og tilbehør

	Varenummer	Størrelse	Antal pr. æske
 Comfeel Barriere	4720	60 ml	6 stk.
 Comfeel Beskyttelsesfilm	4731	40 ml	6 stk.
 Comfeel Beskyttelsesfilm	4735	Serviet	30 stk.
 Comfeel Rens	4710	180 ml	6 stk.
 Comfeel Rens	4715	Serviet	30 stk.

Comfeel

- det komplette sårplejesystem



Coloplast

Coloplast Danmark A/S
Kokkedal Industripark 2
DK-2980 Kokkedal
Telefon 49 11 12 13
Telefax 49 11 12 12
e-mail: dkmail@coloplast.com