

## Hudbeskyttelsesfilm Spray



Coloplast A/S  
Hofveddam 1  
3050 Humlebaek  
Denmark

### Brugervejledning

23323888 Version 1

Coloplast logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes.©  
2020-06-16

### Tilsligtet brug

Produktet er beregnet til beskyttelse af intakt hud mod de skadelige virkninger fra affaldsprodukter fra kroppen og medicinsk klæber.

### Forholdsregler

Undgå direkte brug på ikke-intakt hud, som f.eks. sårbundede og slimhinder (øjne, ører, næse, mund, vagina), da dette kan forårsage hudirritation.

Undgå direkte indånding, da dette kan give anledning til forbigående irritation af luftvejene.

Frarådes til brug hos for tidligt fødte spædbørn, nyfødte eller spædbørn under 4 kg på grund af dissers ikke-færdigudviklede hud.

Meget brandfarlig.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

### Information

Produktet er silikonebaseret. Produktet tørrer på få sekunder og har ingen indvirkning på efterfølgende produkters klæbeevne.

Ingredienser: Indeholder en blanding af alkylsiloxaner.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplasts aktuelle anbefalinger.

### Anvendelse

1. Sørg for, at huden er ren og tør.
2. Sprøjt produktet jævnt på intakt hud fra en afstand på ca. 10 cm (tildæk ikke-intakt hud).
3. Produktet påføres de områder, der skal beskyttes. Når huden er helt tør, sættes klæberen på som normalt.

Det er nødvendigt at anvende produktet, hver gang klæberen skiftes.

### Bortskaffelse

Produktet bør bortskaffes sammen med andre sprayflasker i henhold til lokale regler.

### Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig utilsigtet hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til producenten og den nationale myndighed.

## Forklaring på symboler



Medicinsk udstyr



Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr



Katalognummer



Sidste anvendelsesdato Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Batchkode



Fremstillingsdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD



Producent



Se brugervejledning



Angiver den øvre temperaturgrænse, som det medicinske udstyr kan eksponeres for og stadig være sikkert at bruge



Forsigtig



Indikerer, at stregkoden indeholder Unik Udstyrsidentifikation



(Global Trade Item Number) GTIN-  
varenummer



Bør ikke udsættes for sollys



Genanvendelig emballage



Meget brandfarlig.