

Instructions for use

# Ambu® Oval Silicone Resuscitator

**Ambu**<sup>®</sup>  
Ideas that work for life



O <sub>2</sub> flow (l/min)	V <sub>T</sub> (ml) x f (pr. min.), I:E ratio = 1:2		
	250 x 12	600 x 12	750 x 12
2	74	43	38
5	100	76	65
10	100	100	100
15	100	100	100

O <sub>2</sub> flow (l/min)	V <sub>T</sub> (ml) x f (pr. min.), I:E ratio = 1:2		
	40 x 40	100 x 20	200 x 20
1	70	60	40
2	100	100	60
4	100	100	100
6	100	100	100

O <sub>2</sub> flow (l/min)	V <sub>T</sub> (ml) x f (pr. min.), I:E ratio = 1:2		
	87%	70%	61%
1	100%	100%	42%
2	100%	100%	63%
4	100%	100%	100%
6	100%	100%	100%
8	100%	100%	100%
15	100%	100%	100%

5

5.1

5.2

5.3

4

4.1

4.2

2

2.1

2.2

3

3.1


3.2






1



a)



b)

c)



			
infant а бебета	 This product is not made with natural rubber latex Този продукт не е произведен с естествен каучуков латекс	Global Trade Item Number (GTIN™). Глобален номер на търговската единица (GTIN™).	Lot Number Номер на партида
ojenec педбам	Tento výrobek není vyroben z přírodního latexu Dette produkt er ikke fremstillet med naturgummilátex	Globální obchodní číslo položky (Global Trade Item Number (GTIN™)). Globalt handelsvarenummer (GTIN™).	Číslo šarže Lot-nummer

		<b>GTIN</b>	<b>LOT</b>
a oženčad	Ovaj proizvod nije napravljen s lateksom od prirodne gume	Globalni broj trgovačke jedinice (Global Trade Item Number, GTIN™).	Broj serije
secsemő eonati	Ez a termék nem természetes latexgumból készült. Il prodotto non è realizzato con lattice di gomma naturale.	Globális kereskedelmi cikkszám (GTIN™).	Tételszám
別見	本製品に天然ゴムラテックスは使用されていません	Global Trade Item Number (GTIN™). グローバル・トレード・アイテム・ナンバー (GTIN™)	Numero di lotto ロット番号

		<b>GTIN</b>	<b>LOT</b>
ugari	Acest produs nu este fabricat din latex din cauciuc natural	Numărul global de articol comercial (GTIN™).	Numărul lotului
ладенцы erzia pre oľčatá a ojencke	В производстве данного продукта не используется латекс из природного каучука Tento výrobok nie je vyrobený z prírodného gumového latexu Ta izdelek ni narejen iz lateksa naravnega kavčuka	Глобальный номер товарной единицы (GTIN™). Kód GTIN™ (Global Trade Item Number). Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN™).	Номер партии Číslo šarže Številka serije

<b>English</b> Instructions for use.....	<b>Français</b> Mode d'emploi.....	<b>Polski</b> Instrukcja obsługi.....
8-15	80-87	151-158
<b>Български</b> Указания за ползване.....	<b>Hrvatski</b> Upute za upotrebu.....	<b>Portugués</b> Manual de instruções.....
16-23	88-94	159-166
<b>Česky</b> Návod k použití.....	<b>Magyar</b> Használati útmutató.....	<b>Română</b> Instrucțiuni de utilizare.....
24-31	95-102	167-174
<b>Dansk</b> Brugsanvisning.....	<b>Italiano</b> Manuale d'uso.....	<b>Русский</b> Инструкция по применению.....
32-39	103-110	175-182
<b>Deutsch</b> Bedienungsanleitung.....	<b>日本語</b> 使用法.....	<b>Slovenčina</b> Návod na použitie.....
40-47	111-118	183-190
<b>Ελληνικά</b> δηγίες χρήσεως.....	<b>Lietuviškai</b> Naudojimo instrukcijos.....	<b>Slovenščina</b> Navodila za uporabo.....
48-55	119-126	191-197
<b>Español</b> Manual de instrucciones.....	<b>Latviski</b> Lietošanas instrukcija.....	<b>Svenska</b> Instruktionshandbok.....
56-63	127-134	198-205
<b>Eesti</b> Kasutusjuhised.....	<b>Nederlands</b> Gebruiksaanwijzing.....	<b>Türkçe</b> Kullanım talimatları.....
64-71	135-142	206-212
<b>Suomi</b> Käyttöohje.....	<b>Norsk</b> Brukerveiledning.....	中文 使用说明.....
72-79	143-150	213-219

## 1. Tilsigtet anvendelse

Ambu® oval genoplivningspose af silikone er en genanvendelig genoplivningspose beregnet til pulmonal genoplivning.

Anvendelsesformålene for de enkelte versioner i sortimentet er som følger:

- Voksne: Voksne og børn med en kropsvægt på mere end 30 kg (66 lbs.)
- Pædiatrisk: Spædbørn og børn med en kropsvægt på højst 10~30 kg (22 ~ 66 lbs.)
- Nyfødte: Nyfødte og spædbørn med en kropsvægt på højst 10 kg (22 lbs.).

## 2. Advarsler og forsigtighedsregler

Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan medføre utilstrækkelig ventilation af patienten eller beskadigelse af udstyret.

### ADVARSEL

Der må ikke benyttes olie eller fedt i umiddelbar nærhed af litudstyret. Rygning eller brug af åben ild er forbudt, når der anvendes lit - brandfare.

Tilsidesæt aldrig trykbegrænsningsventilen (hvis den forefindes), medmindre dette er nødvendigt ud fra en medicinsk og professionel vurdering. Højt ventilationstryk kan medføre lungesprængning hos visse patienter. Hvis trykbegrænsningsventilen tilsidesættes hos patienter med en kropsvægt under 10 kg (22 lbs.), skal der anvendes et manometer for at overvåge ventilationsstrykket for at undgå risikoen for lungesprængning.

Ved at tilføje tilbehør kan indåndings- og/eller udåndingsmodstanden forhøjes. Tilslut ikke tilbehør, hvis forhøjet vejtrækningsmodstand kan være skadeligt for patienten.

### FORSIGTIG

Efter amerikansk lov må disse produkter kun sælges af en læge eller på foranledning af en læge.

Må kun anvendes af uddannet personale. Det er især vigtigt at træne korrekt påsætning af masken, således at der opnås en tæt forsegling. Sørg for, at personalet sættes ind i indholdet af denne vejledning.

Efterse altid genoplivningsposen og udfør en funktionstest efter udpakning, rengøring, montering og før brug.

Hvis genoplivningsposen med dele påsat sættes standby til brug i nødsituationer, skal den efterses regelmæssigt for at sikre integriteten.

Hold altid øje med brystkassens bevægelse, og lyt efter udåndningsflow fra ventilen for at kontrollere ventilationens effekt. Skift straks til mund-til-mund-ventilation, hvis det ikke er muligt at opnå effektiv ventilation.

Utilstrækkelig, reduceret eller ingen luftstrøm kan medføre hjerneskader hos patienten, der ventileres.

Brug ikke genoplivningsposen i en giftig eller farlig atmosfære.

Genoplivningsposen må aldrig opbevares i deformeret tilstand, medmindre den er foldet som ved levering fra producenten. Ellers kan posen blive forvredt permanent, hvilket kan reducere ventilationens effektivitet. Foldeszonen ses tydeligt på posen (kun versioner til voksne og pædiatrisk må følges).



### 3. Specifikationer

Ambu oval genoplivningspose af silkone opfylder kravene i den produktspecifikke standard EN ISO 10651-4. Ambu oval silkone opfylder kravene i Rådets direktiv 93/42/EF om medicinsk udstyr.

	Nyfødt	Pædiatrisk	Voksne
Genoplivningsposens volumen	ca. 260 ml	ca. 660 ml	ca. 1546 ml
Tilført volumen med én hånd **	150 ml	450 ml	600 ml
Tilført volumen med to hænder **	-	-	1100 ml
Dimensioner uden reservoir (længde x diameter)	ca. 170 x 75 mm	ca. 245 x 100 mm	ca. 275 x 130 mm
Vægt, uden reservoir og maske	ca. 110 g	ca. 182 g	ca. 315 g
Trykbegrænsningsventil*	40 kPa (40 cm H <sub>2</sub> O)	40 kPa (40 cm H <sub>2</sub> O)	40 kPa (40 cm H <sub>2</sub> O)
Dead space	≤5 ml + 10% af det tilførte volumen maks. 0,5 kPa (5,0 cm H <sub>2</sub> O) ved 5 l/min	≤5 ml + 10% af det tilførte volumen maks. 0,5 kPa (5,0 cm H <sub>2</sub> O) ved 50 l/min	≤5 ml + 10% af det tilførte volumen maks. 0,5 kPa (5,0 cm H <sub>2</sub> O) ved 50 l/min
Inspirationsmodstand	maks. 0,5 kPa (5,0 cm H <sub>2</sub> O) ved 5 l/min	maks. 0,5 kPa (5,0 cm H <sub>2</sub> O) ved 50 l/min	maks. 0,5 kPa (5,0 cm H <sub>2</sub> O) ved 50 l/min
Ekspirationsmodstand	maks. 0,5 kPa (5,0 cm H <sub>2</sub> O) ved 5 l/min	maks. 0,5 kPa (5,0 cm H <sub>2</sub> O) ved 50 l/min	maks. 0,5 kPa (5,0 cm H <sub>2</sub> O) ved 50 l/min
Reservoirvolumen	ca. 100 ml (slange)	ca. 2600 ml (pose)	ca. 2600 ml (pose)
Patientkonnektor	Udvendigt, 22 mm han (ISO 5356-1)	Indvendigt, 15 mm hun (ISO 5356-1)	ca. 2600 ml (pose)
Ekspirationskonnektor (til PEEP-ventilforbindelse)	30 mm han (ISO 5356-1)		
Konnektor til manometerport	Ø 4,2 +/- 0,1 mm		
Læglage fremad og bagud	Kan ikke måles		
Driftstemperatur	-18 °C til +50 °C (-0,4 °F til +122 °F)		
Opbevaringstemperatur	Testet ved -40 °C (-40 °F) og +60 °C (+140 °F)		
	i henhold til EN ISO 10651-4		

O <sub>2</sub> -indgangskonnektor	i henhold til EN 13544-2
Langvarig opbevaring	Ved langvarig opbevaring skal genoplivningsposen opbevares i en lukket forpakning på et koldt sted uden direkte sollys.

\* Det er muligt at opnå et højere indblæsningstryk ved at omgå trykbegrænsningsventilen.

Ambu oval til voksne fås også uden trykbegrænsningsventil.

\*\* Testet i henhold til EN ISO 10651-4

### 4. Funktionsprincip ①

Illustrationen (1) viser blandingerne af ventilationsgastilførsel ind i posen og til og fra patienten under manuel brug af genoplivningsposen. (a) Genoplivningspose til voksne og pædiatrisk. (b) genoplivningspose til spædbørn med lukket reservoir, (c) genoplivningspose til spædbørn med åbent reservoir.

Gasfløjslen er den samme, når patienten trækker vejret spontant igennem udstyret. O<sub>2</sub>-reservoirenheden er udstyret med to ventiler, hvoraf den ene lader omgivende luft blive suget ind, når reservoiret er tom, og den anden tilfører ekstra ilt, når reservoiret er fyldt. 1.1 Ekstra ilt, 1.2 Luft, 1.3 Iltindgang, 1.4 Patient, 1.5 Udånding, 1.6 Manometerport, 1.7 Trykbegrænsningsventil.

DA

### 5. Brugervejledning ②

#### 5.1 Genoplivningspose ②

##### Klærgøring

- Hvis genoplivningsposen er pakket i sammenpresset tilstand, foldes den ud ved at trække i patientventilen og indgangsventilen.

- Sæt ansigtsmasken på, og læg alle genstandene i plasticposen, der følger med genoplivningsposen.

- Integriteten af sætterne, der lægges på låger klar til brug, skal efterses med det interval, der er fastsat i den lokale protokol.
- Udfør en kort funktionstest som beskrevet i afsnit 9 før brug på patienten.

#### Patientbrug

- Skab passage gennem patientens mund og luftveje med de anbefalede teknikker. Brug de anbefalede teknikker til at placere patienten korrekt for at skabe fri passage i luftvejene og for at holde masken fast mod ansigtet. (2.1)
- Hold hånden (voksenversion) eller ring- og langefinger (pædiatrisk version) under støttestroppen. Versionen til spædbørn har ingen støttestrop. Det er muligt at ventilere uden at bruge støttestroppen ved at vende posen. (2.2)
- Ventil patienten. Hold øje med, at patientens brystkasse hæver sig under insufflation. Slip posen hurtigt, og lyt efter udånding fra patientventilen, og hold øje med, at brystkassen sænker sig.
- Hvis der opstår fortsat modstand mod insufflation, skal du kontrollere luftvejene for forhindringer, eller korrigerer hovedets bagudhældning.
- Hvis patienten kaster op under maskeventilation, skal du straks rydde patientens luftveje og derefter trykke posen sammen i fri luft nogle gange, før du genoptager ventilationen.
- Patientventilen kan adskilles og rengøres, hvis luftstrømmen blokeres af store mængder opkast. Se rengøringsafsnittet i denne vejledning for at få yderligere oplysninger.

#### 5.2 Manometerport ③

##### ADVARSEL ⚠

Må kun bruges til overvågning af tryk. Hætten skal altid sættes på konnektoren, når trykket ikke overvåges.

En trykmåler kan sluttes til manometerporten oven på patientventilen. (Dette gælder kun for versionen med manometerport).

Tag hætten (3.1) af, og tilslut manometeret eller slangen til trykmåleren (3.2).

#### 5.3 Trykbegrænsningssystem ④

##### ADVARSEL ⚠

Tilsidesæt aldrig trykbegrænsningsventilen (hvis den forefindes), medmindre dette er nødvendigt ud fra en medicinsk og professionel vurdering. Højt ventilationstryk kan medføre lungesprængning hos visse patienter. Hvis trykbegrænsningsventilen tilsidesættes hos patienter med en kropsvægt under 10 kg (22 lbs.), skal der anvendes et manometer for at overvåge ventilationstrykket for at undgå risikoen for lungesprængning.

Hvis genoplivningsposen er udstyret med en trykbegrænsningsventil, er ventilen indstillet til at åbne ved 40 cm H<sub>2</sub>O (3.0–4.5 kPa) (4.1).

Hvis en medicinsk og professionel vurdering indikerer, at et tryk over 40 cm H<sub>2</sub>O er påkrævet, kan trykbegrænsningsventilen omgås ved at trykke lukkehætten ned på ventilen (4.2). Trykbegrænsningsventilen kan også omgås ved at placere pegefingeren på den blå knap, mens man trykker på posen.

#### 6. It-administration

Administrer ilt i overensstemmelse med den medicinske indikation.

Eksempler på O<sub>2</sub>-procenter, der kan opnås med forskellige volumener og frekvenser, findes i ⑤. Voksne (5.1), Pædiatrisk (5.2), Spædbørn (5.3).

VT: Ventilationsvolumen, f: Frekvens

Bemærk: Hvis der anvendes højt ventilationstryk, er det nødvendigt med højere O<sub>2</sub>-flowindstillinger, fordi en del af slagvolumenet lukkes ud via trykbegrænsningsventilen.

Med spædbørnsversionen vil brug af supplerende ilt uden monteret reservoir begrænse iltkoncentrationen til 60-80 % ved 15 l/min.

Inspirationsluftens iltmætning i tilfælde af spontan respiration

- Med iltreservoirpose eller uden iltreservoir:  
Monter en maske på genoplivningsposen, indstil iltflowet til mellem 2 og 4 l/min, og placer masken over patientens mund og næse med en lufttæt forsegling. Hvis den spontane respiration er tilstrækkelig, opnås en iltkoncentration tæt på 100 %.
- Med iltreservoirslange:  
Enden af genoplivningsposen med iltreservoir, der normalt vender væk fra patienten, kan også anvendes til itberigelse af inspirationsluften ved spontan respiration. Iltflowet skal indstilles til mellem 2 og 4 l/min, og den fri ende af iltreservoirret skal holdes så fast som muligt mod patientens hoved.

Iltkoncentrationen er meget tæt på 100 % ved enden af slangen. Afhængigt af afstanden mellem iltreservoirret og patientens hoved indåndes der betydeligt mere eller mindre atmosfærisk luft, og lavere iltkoncentrationer bør derfor forventes.

## 7. Dele/materialer

Pose	Silikonegummi
Patientventilhus	Polysulfon
O-ring (kun patientventiler med swivel)	Silikonegummi
Patientkonnektor	Polysulfon
Udgangskonnektor	Polypropylen, forstærket
Udgangshætte (tilvalg)	Polysulfon
Ventilplader	Silikonegummi
Reservoirpose	Polyvinylchlorid
Flangemøtrik	Polypropylen, forstærket
Trykbegrænsningsventil	Polysulfon/rustfrit stål
Lukkehætte	Silikonegummi
Posens støttekonnektor	Polysulfon
Indgangsventilgæksel	Polyoxymethylen
Indgangsventilhus	Polyoxymethylen
Hætte til manometerport	Polypropylen/EPDM-gummi
Indgangsventilgæksel (nyfødt)	Polysulfon
Indgangsventilhus (nyfødt)	Polysulfon
Reservoirslange	Polyethylen

## 8. Rengøring-desinficering-sterilisering

Rengør - desinficer - steriliser hele genoplivningsposen grundigt efter hver patientbrug, eller hvis den er blevet anvendt til en patient/i et miljø med smitsomme sygdomme.

### 8.1 Demontering ©

Genoplivningsposen skal altid demonteres som vist, før den rengøres. Voksen (6.1); Pædiatrisk (6.2); Nyfødt (6.3)

**FORSIGTIG** 

Prøv ikke at tage patientkonnektoren af patientventilen (permanent klikmontering).

Delene må ikke demonteres mere end vist.

Poserkonnektoren må ikke fjernes fra posen under rengøring og sterilisering.

**8.2 Fremgangsmåde ved rengøring**

Nedenstående rengøringsmetode er kontrolleret i overensstemmelse med AAMI TIR 12-standarden. Ambu giver ingen garanti for andre rengørings- og steriliseringsmetoder end den kontrollerede metode, der er beskrevet her. Den kontrollerede metode angiver rengøring med vaskemaskine med brug af vaskemidler.

Demontér enhederne, før de placeres i vaskemaskinen, og programmer vaskemaskinen til følgende parametre. Placer udstyret i vaskemaskinen, så vandet kan løbe ud:

Fase	Omløbstid (minutter)	Vandtemperatur	Vaskemiddeltype og -koncentration (hvis relevant)
Forvask 1	02:00	Koldt postevand	NA
Enzymvask	02:00	Varmt postevand	Vaskemiddel med enzymer
Vask 1	02:00	60,0 °C (140 °F) (sætpunkt)	Vaskemiddel med enzymer
Skyll 1	0:15	Varmt postevand (60,0 °C) (140 °F)	NA

Tør enhederne på en passende måde.

Sterilisering med gravitetsdampautoklave, der kører en fuld cyklus ved 134 grader celsius i 10 minutter ved standardtryk og derefter tørrer i 30 minutter.

**8.3 Dele, der kan rengøres og steriliseres**

Anvendelige metoder	Måske	Desinficering og sterilisering Autoklave 134°
X Anvendelig O Ikke anvendelig		
Patientventil	X	X
Pose	X	X
Indgangsventil	X	X
Forlængerslange	X	X
Silkoneansigtsmaske	X	X
Silkoneansigtsmaske størrelse OA	X	0
litrerervoirpose	X	0
litrerervoirslange	X	0

**8.4 Vaskemidler og kemiske desinfektionsmidler**

Der må kun anvendes produkter, der er forføjelige med genoplivningsposens materialer; ellers vil dens levetid reduceres. Følg producenternes anvisninger vedrørende fortynding og eksponeringstid for vaskemidler eller kemiske desinfektionsmidler.

## **FORSIGTIG**

Undgå at bruge midler, der indeholder fenol, til rengøring af produktet. Fenol medfører for tidlig slitage og nedbrydning af materialerne eller forkortet produktlevetid. Fjern alle rester af rengøringsmaterialer fra genoplivningsposen med det samme. Rester kan medføre for tidlig slitage eller forkortet produktlevetid. Generelt anbefales den nedenfor beskrevne fremgangsmåde. Vælg passende metoder til genoplivningsposens forskellige dele i henhold til tabellen ovenfor.

### **8.5 Desinficering og/eller sterilisering**

Vælg varm eller kemisk desinficering afhængigt af de lokale standarder for desinficering og tabellen over anvendelige metoder.

Vaskemaskine - varmedesinficeringsprogram:

Automatiske vaskemaskiner, der er designet til medicinsk udstyr, har normalt programcyklusser til varmedesinficering.

Autoklaving: Belyt en standardautoklave, som er indstillet til 134 °C (273 °F) til genoplivningsposedele i henhold til tabellen ovenfor.

Sterilisering med gravitetsdampautoklave, der kører en fuld cyklus ved 134 grader celsius i 10 minutter ved standardtryk og derefter tørrer i 30 minutter.

Lad delene ligge og tørre og/eller køle helt af, før genoplivningsposen samles igen.

Ambu-produktafprøvning har vist, at genoplivningsposen stadig er fuldt funktionsdygtig efter 30 ganges autoklaving. Det faktiske antal gange, produktet kan autoklavere, samtidig med at det opretholder fuld funktionsdygtighed, vil variere og kan

være både højere eller lavere end 30 gange, afhængigt af produktanvendelse, opbevaring og slitage. Gennemfør altid en funktionstest, hver gang produktet skal anvendes.

Bemærk: Det er brugerens ansvar at begrunde eventuelle afvigelser fra den anbefalede behandlingsmetode.

### **8.6 Eftersyn af dele**

Efterse om Hyggeligt alle dele for skader og rester eller stærk slitage efter rengøring, desinficering og/eller sterilisering, og udskift dem efter behov. Nogle metoder kan forårsage misfarvning af gummi dele, uden at delenes holdbarhed påvirkes. I tilfælde af foringelse af materialer, f.eks. revnedannelse, skal de pågældende dele udskiftes.

Når indgangshætten sættes i: Sørg for, at poseåbningerne slutter tæt mod flangen. Når ventilklappen for patientventilen sættes i: Sørg for, at enden af spindelen trykkes igennem huller i midten af patientventilhuset.

Når udgangshætten (tilvalgt) monteres: Bemærk, at spalten i udgangshætten skal vende mod patientkonnektoren.

### **8.7 Genmontering**

Monter genoplivningsposens dele igen som vist på illustrationen  Voksen (6.1), Pædiatrisk (6.2), Nyfødt (6.3)

## **9. Funktionstest**

### **Genoplivningspose**

Luk trykbegrænsningsventilen med lukkehætten (dette gælder kun versionen med trykbegrænsningsventil), og luk patientkonnektoren med tommelfingeren (7.1). Tryk hurtigt på posen. Genoplivningsposen skal yde modstand til trykket.

DA

Åbn trykbegrænsningsventilen ved at åbne lukkehætten eller ved at fjerne fingeren og gentage proceduren. Trykbegrænsningsventilen skal nu være aktiveret, og det skal være muligt at høre luften komme ud af ventilen.

Tryk på genoplivningsposen og slp den igen nogle gange for at sikre, at luften strømmer igennem ventilsystemet og ud igennem patientventilen. (7.2)

Bemærk: Der kan komme en smule lyd, når ventillapperne bevæger sig under funktionstest eller ventilation. Dette påvirker ikke genoplivningsposens funktion.

#### **iltreservoirpose**

Forsyn iltposen med et gasflow på 5 l/min. Kontroller, at reservoiret bliver fyldt. Hvis ikke, skal du kontrollere de to ventillukkeres integritet, eller om reservoiret er utæt.

#### **iltreservoirslange**

Forsyn iltslangen med et gasflow på 10 l/min. Kontroller, at der strømmer ilt ud for enden af reservoirslangen. Hvis ikke skal du kontrollere, om iltslangen er blokeret.

### **10. Service**

Genoplivningsposen kræver ingen planlagt vedligeholdelse ud over regelmæssig rengøring, eftersyn og test.

### **11. Tilbehør og reservedele**

#### **Tilbehør**

Se vejledningen om brug af det pågældende tilbehør for at få yderligere oplysninger

- Ambu genanvendelig PEEP-ventil 10 (8.1)	A000 137 000
- Ambu genanvendelig PEEP-ventil 20 (8.1)	A000 213 000
- Ambu engangstrykmåler (8.2)	322 003 000
- Stærkskærm - kun genoplivningspose til voksne (8.4)	245 000 707
- Forlængerslange - 30 cm (8.5)	209 000 701
- Forlængerslange - 90 cm (8.5)	209 000 702
- Forlængerslange - 105 cm (8.5)	209 000 703
- Adapter 28 mm (8.6)	209 000 506
- Adapter 24 mm (8.7)	209 000 507

#### **Reservedele**

A Udgangskonnektor	245 000 511
A Patientventil til voksne med trykbegrænsningsventil, komplet	470 000 503
A Patientventil til voksne, komplet	295 000 501
A Ventillap, patientventil	245 000 509
A Pose til voksne	470 000 501
A, P Indgangsventil, komplet	470 000 511
A, P Indgangsventillap - lille	245 000 514
A, P Indgangsventillap - stor	245 000 509

A, P	Lukkehætte	299 000 509
A, P	Flangemøtrik og reservoirpose	470 000 514
P	Pædiatrisk pose	370 000 501
P	Udgangskonnektor	299 000 512
P, N	Patientventilklap	288 000 506
P, N	Patientventil, komplet, med trykbegrænsningsventil, komplet	299 000 508
N	Pose med støtteringe	288 000 503
N	Indgangsventilhus	288 000 508
N	Indgangsventildæksel	288 000 507
N	O <sub>2</sub> -reservoirslange	288 000 510
N	Patientventil, komplet	288 000 501
N	Genoplivningspose, inklusive indgangsventil	288 000 504

A= Voksne, P=Pædiatrisk, N=Nyfødt

**Ambu**  
Ideas that work for life

492 4700 40 - V08 - 2018/06 - Ambu A/S, TCC 10524

Ambu A/S  
Baltorbakken 13  
DK-2750 Ballerup  
Denmark  
T +45 7225 2000  
F +45 7225 2050  
[www.ambu.com](http://www.ambu.com)

