



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

3M™ Cavilon™ No Sting barrierfilm

Produktbeskrivelse:

3M Cavilon™ No Sting™ barrierfilm er en klinisk testet, hurtigt tørrende væske som efter påføring danner en transparent hudbeskyttende film. Den er designet til at beskytte huden mod kropsvæsker f.eks. sårsekreter, fugt, urin og fæces, og som beskyttelse under klæbende produkter.

3M Cavilon No Sting barrierfilm leveres steril, er alkoholfri og ikke cytotoxisk.

Egenskaber:

- alkoholfri, svier ikke på ødelagt eller revnet hud
- ikke cytotoxisk
- tørrer hurtigt
- transparent
- nem at applicere p.g.a. appliceringspind

Fordele:

- mindsker risiko for beskadiget hud
- svier ikke
- gennemsigtig og farveløs
- tillader huden at ånde
- præcis påføring, ingen kontakt med sår- og kropsvæsker p.g.a. appliceringspinden

Indikationer:

- Primær barriere mod kropsvæsker
- Beskyttende barriere mod kraftigt klæbende produkter
- Hudbeskyttelse omkring stomi
- Beskyttelse omkring sår fra sekret



3M

Brugsvejledning:

1. Huden bør være ren og tør før applicering af 3M Cavilon No Sting barrierefilm.
2. Væsken påføres i et jævnt lag på det udsatte hudområde.
3. Hvis et område mangler, skal første påføring tørre (ca. 30 sek.), før 3M Cavilon No Sting barrierefilm re-appliceres.
4. Hvis 3M Cavilon No Sting barrierefilm skal appliceres på områder med hudfolder, eller hvor der er hud til hud kontakt, skal disse to huddele holdes fra hinanden indtil væsken er fuldstændig tør.
5. Det anbefales at 3M Cavilon No Sting barrierefilm genappliceres efter hvert skift af klæbende forbindinger eller andet klæbende produkt.
7. Det er ikke nødvendigt at fjerne tidligere 3M Cavilon No Sting barrierefilm før et nyt påføres. Området skal blot rengøres og tørres igen, inden et nyt lag 3M Cavilon No Sting barrierefilm appliceres.

Deklaration:

- 3M Cavilon™ No Sting barrierefilm består af en acrylatpolymer i en hexametyldisiloxan opløsning (silikoneolie).

Bestillingsinformation:**3M™ Cavilon™ No Sting barrierefilm**

Bestillingsnr.	Applicator størrelse	Applicator/æske	Æsker/karton
3343 N	1,0 ml	25	4
3345 N	3,0 ml	25	4
3346 N	28 ml spray	12	1