


AIRCAST®**Cryo/Cuff™ IC**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AVSEDD ANVÄNDARPROFIL.....	155
FUNKTIONSPRINCIP.....	155
AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER	155
KONTRAINDIKATIONER	155
VARNING.....	155
APPLICERINGSINFORMATION	156
1. Förbered kylaren innan Cryo/Cuff-manschetten appliceras (Figur 1).	156
2. Applicera alltid en TOM Cryo/Cuff-manschett (Figur 2).	156
3. Fyll och trycksätt Cryo/Cuff-manschetten (Figur 3).....	156
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.....	157
RENGÖRING OCH FÖRVARING.....	158
Nominell driftsmiljö	159
Förvarings-/transportmiljö	159
Strömförsörjning: AC/DC.....	159
PROBLEMLÖSNING.....	159
GARANTI	159
SYMBOLFÖRKLARING	160
ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC).....	161
Bord med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).....	162
LISTA ÖVER TILLBEHÖR	166
PRODUKTSUPPORT	166

SV AVSEDD ANVÄNDARPROFIL

LÄS NOGA IGENOM ANVISNINGARNA INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLICERING ÄR MYCKET VIKTIG FÖR ATT PRODUKTEN SKA FUNGERA ORDENTLIGT.

OBSERVERA: VI HAR GJORT VÅRT YTTERSTA FÖR ATT MED TOPPMODERN TEKNIK FÖRENA MAXIMAL FUNKTION, STYRKA, HÅLLBARHET OCH KOMFORT. VI GARANTERAR DOCK INTE ATT SKADOR FÖRHINDRAS GENOM ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT.

AVSEDD ANVÄNDARPROFIL

Systemet är avsett att användas av en legitimerad läkare eller sjuksköterska, patienten, patientens vårdgivare, eller en familjemedlem som hjälper till. Användaren ska kunna:

- Läs, förstå och vara fysiskt kapabel att utföra alla anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder som anges i bruksanvisningen.

FUNKTIONSPRINCIP

Cryo/Cuff IC köldterapisystem ger kyla och kompression genom periodiskt utbyte av kylt, trycksatt vatten mellan manschetten och kylaren.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER

Cryo/Cuff™ IC köldterapisystem ger intermittent kompression för att minimera svullnad och smärta.

AirCast Cryo/Cuff IC är avsedd att användas för att tillfälligt reducera svullnad och smärta efter operation eller skada. Detta är en icke-steril, receptbelagd enhet avsedd för användning på en patient. Den appliceras utvärtes för köldbekämpning och intermittent kompression. Denna enhet får inte användas för något annat ändamål.

KONTRAIKATIONER

Raynauds eller andra vasospastiska sjukdomar; diabetes; sicklecellanemi, arterioskleros, kryoglobulinemi, hyperkoagulabla tillstånd eller andra perifera kärlsjukdomar som orsakar ischemi eller dålig lokal cirkulation; försämrad lokal cirkulation; lokal vävnadsinfektion; köldallergi, överkänslighet mot kyla, tidigare köldskada och paroxysmal köldhemoglobinuri.

VARNING


Läs noga igenom alla medföljande anvisningar innan Cryo/Cuff™ IC köldterapisystem används.

**RECEPTBELAGD
ENDAST FÖR ANVÄNDNING PÅ EN PATIENT**

APPLICERINGSINFORMATION

1. Förbered kylaren innan Cryo/Cuff-manschetten appliceras (Figur 1).


- Anslut den blå slangen till kylaren.
- Tillsätt kallt vatten till slangen inuti kylaren.
- Fyll med is.
- Lägg isoleringsdisken ovanpå isen. Sätt på locket ordentligt.
- Vänta i fem minuter medan du skakar då och då för att kyla vattnet.



Figur 1

2. Applicera alltid en TOM Cryo/Cuff-manschett (Figur 2).

- Använd endast Aircast Cryo/Cuff och ArcticFlow-manschetter med Aircast Cryo/Cuff IC-enheten. Manschetten är den tillämpade delen.
- Läs noga igenom alla anvisningar som medföljer ifrågavarande Cryo/Cuff-manschetten innan den används. Följ nedanstående anvisningar för att fortsätta med förberedelsen av kylaren.




Figur 2

3. Fyll och trycksätt Cryo/Cuff-manschetten (Figur 3).

- Gör så här för att fylla manschetten: Anslut den blå slangen till manschetten. Hög kylaren högst 38 cm över manschetten i ca 30 sekunder medan Cryo/Cuff-manschetten fylls.
- Gör så här för att placera kylaren på rätt sätt: Placera kylaren på en stabil yta. Kylarens botten ska stå i jämnhöjd med manschetten.

OBS! UNDVIK för högt tryck under användning genom att INTE höja kylaren mer än 38 cm ovanför Cryo/Cuff.

- Gör så här för att slå på kylaren: Anslut strömsladden till vägguttaget och anslut sladden till locket.
- Stäng av utrustningen genom att koppla från strömförsörjningen.
- Gör så här för att fylla kylaren: När isen har smält ska kylaren kopplas från och punkt 1–5 upprepas enligt Steg 1.
- För specifika manschetter, läs anvisningarna för installation av varje manschett och följ proceduren ovan.



Figur 3

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Varaktigheten och frekvensen av användningen måste fastställas av legitimerad sjukvårdspersonal, med beaktande av den enskilda patientens behov. Använd INTE denna enhet om du inte har ordinerats att göra det eller om du inte förstår receptet eftersom det kan resultera i skada.
2. Följ alla försiktighetsåtgärder som krävs för att undvika elektriska stötar, brand, brännskador eller andra personskador från elektrisk ström, genom att använda enheten inomhus, med torra händer och på en torr plats. Hålla alla elanslutningar borta från vatten. Extrem försiktighet måste iakttas vid användning av alla koldterapisystem. Alla koldprodukter kan orsaka skador, t.ex. brännskador, blåsor, frostsckador, svullnad, missfärgning samt hud eller vävnadsnekros vid felaktig användning eller övervakning.
3. Kontroll av patientens hud måste regelmässigt göras varje 1-2 timmar. Var noga med att rutinemässigt övervaka patienter vid användning av enheten på barn, gamla, patienter som är oförmögna, patienter med svåra hjärt- och kärlsjukdomar, patienter med nedsatt hudkänslighet eller cirkulation på grund av näringsbrist, läkemedelsanvändning (t.ex. betablockerare eller epinefrin, narkotika) eller tobaks- och alkoholbruk. Om sådan övervakning ska ske utan närvaro av legitimerad sjukvårdspersonal, måste denne se till att patienten eller den som vårdar patienten förstår hur sådan övervakning ska ske.
4. Om rodnad, irritation, avdomning, brännande känsla, smärta eller stickningar ökar, eller om ovanliga reaktioner, t.ex. blåsor, missfärgning, upphöjda utslag, svullnad eller andra förändringar i huden sker medan denna produkt används, ska du omedelbart kontakta sjukvårdspersonal.
5. FARA – Risk för explosion om systemet används i närheten av lättantändliga narkosgaser eller syrerik miljö.
6. För att minska risken för elchock får enheten inte monteras isär. Skicka till tillverkaren i enlighet med garantin.
7. Låt inte vätska komma i kontakt med strömanslutningen på locket.
8. Använd endast den strömenhet som medföljde apparaten. Om man underlåter att följa anvisningarna kan skada uppstå på pumpen, strömenheten eller båda delar.
9. Produkten är inte lämpad för användning i kontakt med mat och dryck.
10. Kassera kylare och lock i enlighet med lokala och nationella förordningar.
11. Förvara strömsladden, slangen, små delar och förpackningsmaterial på avstånd från småbarn och djur. Dessa artiklar utgör en risk för kvävning eller strypning.
12. Det kan vara riskabelt att använda tillbehör, löstagbara delar och material, eller att sammanlänka till annan utrustning som inte beskrivs i dessa instruktioner, eller på annat sätt ändra utrustningen.
13. Var försiktig när denna enhet används i närheten av annan utrustning. Eventuella elektromagnetiska eller andra störningar kan påverka denna eller annan utrustning. Försök att minimera interferensen genom att inte använda annan elektronisk utrustning tillsammans med denna enhet.
14. Strömförsörjningsenheten är fränkopplingen för nätströmmen. Placera inte utrustningen så att det blir svårt att komma åt fränkopplingen.
15. Det rekommenderas att man tar minst 20 minuters paus mellan 2 timmar långa kryoterapisessioner.
16. När du applicerar enhetens omslag på huden ska du lägga en barriär (t.ex. tygstycke eller bandage) mellan omslaget och huden, men linda det inte tätt runt området. Ingen del av omslaget ska röra huden vid någon tidpunkt.
17. Behandlingsstället ska hållas torrt. Kontrollera om det finns fukt på barriären mellan huden och kyldynan. Om det finns fukt på barriären, ska användning av denna enhet omedelbart avbrytas.
18. Se till att tala med din vårdgivare före användning om du lider av Buergers sjukdom, lider av ett tillstånd som kan ge nedsatt känsel i huden, t.ex. perifer neuropati, ischias, stroke eller ryggmärgsskada, om du tar läkemedel som kan påverka perifer kärlcirkulation negativt (t.ex. adrenerga betablockerare och lokalbedövning med epinefrin) eller om du tidigare har haft frostsckador eller biverkningar på lokal kylbehandling.

Denna enhet uppfyller kraven i följande standarder: IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-1-6, IEC60601-1-11, IEC62366.

Möjliga biverkningar

- Lokal hudirritation/klåda
- Brännskador
- Infektion
- Frostskador
- Allergisk reaktion
- Smärta
- Övergående nervförlamning
- Erytem
- Djup ventrombos
- Brott på extensormekanism
- Nekros
- Kompartmentsyndrom
- Blåsor
- Neuropati
- Kall urtikaria
- Långsam sårhäkning
- Perniosis
- Bradykardi
- Negativa förändringar i ledpositionssinne, muskelstyrka och neuromuskulär prestanda
- Ökad svullnad
- Missfärgning
- Upphöjda utslag
- Domningar

RENGÖRING OCH FÖRVARING

Rengör vid behov kylaren och locket med ett mildt rengöringsmedel. Locket får inte nedsänkas i vatten. Koppla ur strömenheten från vägguttaget. FÖR ATT UNDVIKA ELCHOCK FÅR STRÖMENHETEN INTE KOPPLAS UR MED FUKTIGA HÄNDER. Inget förebyggande underhåll krävs förutom rengöring. Rengör manschetten, slangen och kylaren regelbundet med lite flytande tvål och varmt vatten i kylaren. Låt tvål/vattenblandningen rinna mellan kylaren och manschetten några gånger och upprepa därefter med bara varmt vatten. Skölj noggrant. Lufttorka efter rengöring.

Nominell driftsmiljö

Omgivningstemperatur: 5–40 °C

Relativ luftfuktighet: 15–90 %

Atmosfäriskt tryck: 700 h Pa till 1060 h Pa

Förvarings-/transportmiljö

Omgivningstemperatur: -20–60 °C

Relativ luftfuktighet: Upp till 90 %

Atmosfäriskt tryck: 700 till 1060 h Pa (0,5 till 1,05 ATM)

Strömförsörjning: AC/DC

Strömenheten är endast utformad för att anslutas till en 100–240V nätströmkrets.

Systemet är en Klass II enhet och är ej beroende av skyddande jord.

Beställ en strömförsörjningsenhet i reserv genom att kontakta DJO Global kundsupport.

Cryo/Cuff amerikansk strömförsörjning: DJO P/N 13-4882-0-00000

Cryo/Cuff internationell strömförsörjning: DJO P/N 13-2325

Felaktiga funktioner

- Enheten startar inte.
- Manschetten blir inte kall.





PROBLEMLÖSNING





- Kontrollera att enheten har is och vatten upp till den linje som anges på insidan av kylaren.
- Kontrollera strömenhetens anslutningar vid vägguttag och i enheten.
- Var noga med att fylla dynan innan enheten startas, i enlighet med anvisningarna.
- Kontrollera anslutningen av dynan; var noga med att ett klickljud hörs när slangen ansluts till dynan.
- Kontrollera att enheten och dynan är i jämnhöjd, för bästa möjliga funktion.
- Denna enhet kan vara känslig för magnetiska eller elektromagnetiska störningar. Om detta sker ska enheten flyttas eller placeras om. Öka avståndet mellan apparaterna. Koppla in strömenheten i ett annat uttag, som tillhör en annan krets än de övriga apparaterna.




GARANTI


DJO, LLC kommer att reparera eller byta ut hela eller delar av produkten och dess tillbehör vad gäller defekter i material och utförande under en period på sex månader från försäljningsdatum. Det finns inga delar som kan servas i denna produkt. Skicka in den till tillverkaren för reparation eller utbyte.

SYMBOLFÖRKLARING

OBS! Se handboken	Klass II utrustning	Typ BF-utrustning	Temperaturgränser
			

Kall temperatur	Varningssymbol	Tillverkare	Receptbelagd
			

Säkerhetsmärke	Fuktighetsgränser	Gränser för atmosfärstryck	Grad av skydd mot inträngning
			IP21

Denna produkt måste separeras från hushållsavfall och återvinnas som elektroniskt avfall	CE-märkning
	

Förväntad livslängd är minst 400 timmar.

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

Cryo/Cuff IC har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) för medicinsk utrustning IEC 60601-1-2. Dessa gränsvärden är avsedda att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en typisk medicinsk installation.

FÖRSIKTIGHET: Medicinsk elektrisk utrustning kräver särskilda försiktighetsåtgärder med avseende på EMC och måste installeras och användas enligt dessa anvisningar. Det är möjligt att höga nivåer av utstrålad eller ledd radiofrekvent elektromagnetisk interferens (EMI) från bärbara och mobila RF kommunikationsutrustning eller andra starka eller närliggande radiofrekventa källor kan resultera i att systemets funktion störs. Störning kan bl.a. märkas genom att utrustningen upphör att fungera eller annan felaktig funktion. Om detta inträffar, undersök stället där störningen uppstod och vidta följande åtgärder för att undanröja källan/-orna.

- Stäng av och slå på utrustning i närheten för att identifiera den störande utrustningen.
- Flytta eller ändra riktning på störande utrustning.
- Öka avståndet mellan den störande utrustningen och ditt system.
- Undvik användning av frekvenser som ligger nära systemets frekvens.
- Flytta enheter som är mycket mottagliga för EMI.
- Sänk uteffekten hos interna källor som står under inrättningens kontroll (t.ex. personsökarsystem).
- Märk enheter som är mottagliga för EMI.
- Utbilda klinikpersonalen att känna igen potentiella EMI-relaterade problem.
- Eliminera eller minska EMI med tekniska lösningar (såsom skärmning).
- Begränsa användningen av personlig kommunikationsutrustning (mobiltelefoner, datorer) i områden med EMI-känslig utrustning.
- Låt andra ta del av relevant EMI-information, i synnerhet vid utvärdering av inköp av ny utrustning som kan orsaka EMI.
- Köp endast medicinsk utrustning som uppfyller IEC 60601-1-2 EMC-standarden (3 V/meter EMI-immunitet, maximal störningsnivå 0,0014 V/meter).


Bord med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)**RF-EMISSIONER KLASS B**

Vägledning och tillverkarens försäkran – elektromagnetiska emissioner		
Cryo Cuff IC är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av Cryo Cuff IC ska se till att den används under sådana förhållanden.		
Emissionstester	Överens- stämmelse	Elektromagnetisk miljö - vägledning
RF-emissioner CISPR 11	Grupp 1	Cryo/Cuff IC använder RF-energi enbart för intern funktion. RF-emissionerna är därför mycket låga och det är osannolikt att de orsakar någon interferens i närliggande elektronisk utrustning.
RF-emissioner CISPR 11	Klass B	Cryo Cuff IC är lämplig för användning i alla lokaler, inklusive bostäder och lokaler som är direktanslutna till det kommunala lågspänningsnätet som förser byggnader som används som bostäder.
Övertoner IEC 61000-3-2	Klass A	
Spänningsvariationer IEC 61000-3-3	Överens- stämmer med	

SV ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

Vägledning och tillverkarens försäkring – elektromagnetisk immunitet			
Cryo Cuff IC är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av Cryo Cuff IC ska se till att den används under sådana förhållanden.			
Immunitets-tester	IEC 60601 Testnivå	Överensstämmelsenivå	Elektromagnetisk miljö - vägledning
Elektrostatisk urladdning (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV kontakt ± 8 kV luft	±6 kV kontakt ± 8 kV luft	Golven ska vara av trä, betong eller keramikplattor. Om golven är av syntetiskt material bör den relativa luftfuktigheten vara minst 30 %
Elektrisk snabb transient/utbrott IEC 61000-4-4	± 2 kV för strömledningar ± 1 kV för in-/utledning	± 2 kV för strömledningar ± 1 kV för in-/utledning	Strömförsörjningen via elnätet ska vara av sådan kvalitet som normalt råder i kommersiell eller sjukhusmiljö.
Strömspikar IEC 61000-4-5	± 1 kV differentiellt läge ± 2 kV common mode-läge	±1 kV differentiellt läge ± 2 kV common mode-läge	Strömförsörjningen via elnätet ska vara av sådan kvalitet som normalt råder i kommersiell eller sjukhusmiljö.
Spänningssänkningar, korta avbrott och spänningsvariationer på ströminmatningsledning IEC 61000-4-11	< 5 % U_T (> 95 % fall U_T) under 0,5 cykler 40 % U_T (60 % fall i U_T) under 5 cykler 70 % U_T (30 % fall i U_T) under 25 cykler < 5 % U_T (> 95 % fall i U_T) under 5 sekunder	<5 % U_T (> 95 % fall i U_T) under 0,5 cykler 40 % U_T (60 % fall i U_T) under 5 cykler 70 % U_T (30 % fall i U_T) under 25 cykler < 5 % U_T (> 95 % fall i U_T) under 5 sekunder	Strömförsörjningen via elnätet ska vara av sådan kvalitet som normalt råder i kommersiell eller sjukhusmiljö. Om användaren av kylterapienheten kräver kontinuerlig drift under ett strömbrott, rekommenderar vi att Cryo/Cuff IC försörjs via en avbrottsfri strömförsörjning eller ett batteri.
Nätfrekvens (50/60 Hz) Magnetfält IEC 61000-4-8	3 A/m	30 A/m	Kraftfrekventa magnetiska fält ska ligga vid nivåer som är karaktäristiska för en typisk plats i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.
OBS! U_T är nätspänningen innan testnivån tillämpas.			

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) SV

Vägledning och tillverkarens försäkran – elektromagnetisk immunitet			
Immunitetstester	IEC 60601 Testnivå	Överensstämme-nivå	Elektromagnetisk miljö - vägledning
Cryo Cuff IC är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av Cryo Cuff IC ska se till att den används under sådana förhållanden.			
Ledningsbunden RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz till 80 MHz	3 V	<p>Bärbar och mobil radiokommunikationsutrustning ska ej användas på kortare avstånd från någon av kylterapienhetens delar, inklusive kablar, än det rekommenderade separationsavstånd som beräknas med användning av den ekvation som gäller för sändarfrekvensen.</p> <p>Rekommenderade avstånd:</p> $d = [3,5/\sqrt{P}]VP \text{ 150 KHz till 80 MHz}$ $d = [3,5/E]VP \text{ 80 MHz till 800 MHz}$ $d = [7/E]VP \text{ 800 MHz till 2,5 GHz}$ <p>där P är max nominell uteffekt för sändaren i watt (W) enligt sändarens tillverkare och d är det rekommenderade separationsavståndet i meter (m).</p> <p>Fältstyrkor från fasta RF-sändare, så som de fastställts av en elektromagnetisk platsundersökning ^a, ska vara lägre än överensstämmelsenivån i respektive frekvensområde ^b.</p> <p>Interferens kan inträffa i närheten av utrustning märkt med följande symbol:</p> <div style="text-align: center;">  </div>
Utstrålad RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz till 2,5 GHz	3 V/m	
<p>OBS! 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.</p> <p>OBS! 2: Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor.</p> <p>a. Fältstyrkor från fasta givare, som basstationer för telefoner (mobila eller trådlösa) och kommunikationsradio, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och TV-sändningar kan inte förutsägas teoretiskt med precision. För att bedöma den elektromagnetiska miljön med avseende på RF-sändare bör en elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där Cryo Cuff IC överskrider den gällande RF-överensstämmelsen ovan, ska Cryo Cuff IC observeras beträffande normal drift. Om onormal drift observeras kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga, såsom att vända på eller flytta kylterapienheten.</p> <p>b. Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz, bör fältstyrkorna vara lägre än $[V_i]$ V/m.</p>			

SV ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och kylterapiheten			
Cryo Cuff IC är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där störningar från radiofrekvenser (RF) kontrolleras. Kunden eller användaren av Cryo Cuff IC kan bidra till att undvika elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minsta avstånd mellan portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och Cryo Cuff IC enligt nedanstående rekommendationer, baserat på kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.			
Uppskattad maximal uteffekt hos sändare W	SEPARATIONSAVSTÅND ENLIGT SÄNDARENS FREKVENSS m		
	150 kHz till 80 MHz $d = [3,5/\sqrt{P}]VP$	80 MHz till 800 MHz $d = [3,5/\sqrt{E}]VP$	800 MHz till 2,5 GHz $d = [7/\sqrt{E}]VP$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
För sändare med en minsta uteffekt som inte anges ovan kan det rekommenderade separationsavståndet i meter (m) beräknas med den ekvation som är tillämplig på sändarens frekvens, där P är sändarens maximala uteffekt i watt (W) enligt sändartillverkaren. OBS! 1: Vid 80 MHz och 800 MHz, gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet. OBS! 2: Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor.			

LISTA ÖVER TILLBEHÖR

Aircast®CryoCuff™ axel		Knee CryoCuff™	
12A01	Endast manschett 81,3 – 121,9 cm	11C01	Endast manschett 25,4 – 48,3 cm S
12B01	Endast manschett med låg profil 81,3 – 121,9 cm	11A01	Endast manschett 45,7 – 58,4 cm M
A1220	Endast rem 81,3 – 121,9 cm	11B01	Endast manschett 50,8 – 78,7 cm L
1220AXL	Manschett med X-Long 106,7 – 137,2 cm rem och kylare	11D01	Manschett, Lt 45,7 – 58,4 cm M
12AXL01	Endast manschett 106,7 – 137,2 cm med X-Long rem	11E01	Manschett, Lt 50,8 – 78,7 cm L
A1220XL	Endast X-Long rem 106,7 – 137,2 cm	11P01	Knämanschett, barn
LÅR		CryoCuff™ för fotled	
13A01	Endast manschett, L 43,2 – 58,4 cm	10A01	Endast manschett
13B01	Endast manschett, XL 50,8 – 68,6 cm	10A01V1356	Fotled/Vad/Ben-Cryo/Cuff
13C01	Endast manschett, universell 35,6 – 50,8 cm	10P01	Endast manschett, barn
Rygg/HÖFT/Revben/CryoCuff™		CryoCuff™ för fot	
14A01	Endast manschett	C10C	Manschett och kylare 22,9 – 33,0 cm M
Armbåge		10C01	Endast manschett 22,9 – 33,0 cm M
15A01	Endast manschett	C10B	Manschett och kylare 25,4 – 43,2 cm L
Hand eller handled		10B01	Endast manschett 25,4 – 43,2 cm L
16A01	Endast manschett	10P01	Endast fotledsmanschett för barn

PRODUKTSUPPORT

För produktsupport, ring +1-888 405 3251 eller +1-760 727 1280.

Kontakta tillverkaren om du behöver hjälp med att ställa in, använda eller underhålla utrustningen eller för att rapportera oväntad drift eller oväntade händelser.