

 **BD Vaginal Specimen Transport for  
BD ProbeTec Chlamydia trachomatis/  
Neisseria gonorrhoeae (CT/GC) Q<sup>x</sup>**  
(Vaginalprovtransportkit för BD ProbeTec Chlamydia  
trachomatis/Neisseria gonorrhoeae [CT/GC] Q<sup>x</sup> analys med  
DNA-amplifiering)

Svenska

**AVSEDD ANVÄNDNING**

Vaginal Specimen Transport för BD ProbeTec CT/GC Q<sup>x</sup> analyser med DNA-amplifiering erbjuder ett bekvämt sätt för provtagning och transport av prover från patienten till laboratoriet. Det är avsett för egenprovtagning utförd av patienten på klinisk mottagning enligt medföljande instruktioner. Transportsystemet används tillsammans med BD ProbeTec CT/GC Q<sup>x</sup> analys med DNA-amplifiering på BD Viper-systemet i extraktionsläge. Vaginala pinnprover tagna av patienten själv erbjuder en möjlighet att screena kvinnor när en gynekologisk undersökning i övrigt inte är indicerad. Vaginalprovtransportröret för BD ProbeTec CT/GC Q<sup>x</sup> analyser med DNA-amplifiering är inte avsett för hemmabruk.

**SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING**

Vaginalprovtransportröret för BD ProbeTec CT/GC Q<sup>x</sup> analyser med DNA-amplifiering är ett sterilt och komplett system. Pinnen med polyesterände på ett lila plastskafv underlättar provtagning och bevarar mikroorganismer för nukleinsyraextrahering och -amplifiering i BD Viper-systemet i extraktionsläge.


**REAGENSER**

**Tillhandahållet material:** Vaginal Specimen Transport för BD ProbeTec CT/GC Q<sup>x</sup> analyser med DNA-amplifiering innehåller 100 enheter och ett exemplar provtagningsanvisningar till patienten. Varje enhet innehåller en pinne med polyesterände i en transporthylsa.

**Förvaringsanvisningar:** Förvara pinnarna i 5 – 25 °C. Använd ej efter utgångsdatum. Pinnen är steril förutsatt att innerförpackningen är hel och obruten.

**Varningar och försiktighetsbeaktanden:**

Avsedd för *in vitro*-diagnostik.

1. Patogena mikroorganismer, inklusive hepatitvirus och humant immunbristvirus, kan förekomma i kliniska prover. "Allmänna försiktighetsbeaktanden"<sup>1-4</sup> och institutionens riktlinjer bör följas vid hantering av alla föremål som kontaminerats med blod eller andra kroppsvätskor.
2. För optimalt resultat vid användning av BD ProbeTec CT/GC Q<sup>x</sup> analyser med DNA-amplifiering krävs att provtagning, hantering och transport av proverna utförs korrekt. Angiven förvaringstid och temperatur skall iakttagas under hela transporten.
3. Varje prov som lämnas till laboratoriet skall vara korrekt märkt.
4. Var noga med att undvika korskontamination när provet hanteras. Provmaterialet kan innehålla organismer i hög koncentration. Om handskarna kommer i kontakt med provmaterialet skall de bytas så att korskontaminering undviks.
5. Proverna måste tas och bearbetas före utgångsdatum för Vaginal Specimen Transport.
6.  Vaginal Specimen Transport for the BD ProbeTec Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae (CT/GC) Q<sup>x</sup> Amplified DNA Assays är endast avsett för engångsbruk. Återanvändning kan orsaka risk för infektion och/eller felaktiga resultat.

**PROVTAGNING OCH -TRANSPORT**

OBS! Försäkra dig om att patienten har läst provtagningsanvisningarna innan du ger ut ett provtagningskit.

1. Tvätta händerna med tvål och vatten. Skölj av och torka.
2. Det är viktigt att du står bekvämt och balanserat under själva provtagningsmomentet.
3. Vrid locket för att bryta förseglingen. Dra ut locket med fastsittande pinne från röret. Vidrör inte den mjuka änden och lägg inte ifrån dig pinnen. Om du vidrör eller tappar pinnens ände eller om du lägger ifrån dig pinnen, ska du slänga pinnen och be om en ny provtagningspinne.
4. Håll i locket på pinnen med ena handen så att pinnens ände är riktad mot dig.
5. Sära på huden kring slidan med den andra handen. För in pinnens ände i slidöppningen. Rikta änden mot rygglutet och slappna av i musklerna.
6. För försiktigt in pinnen högst 5 cm in i slidan. Om det är svårt att föra in pinnen, underlättar det om du vrider den försiktigt samtidigt som du för in den. **Om det fortfarande är svårt ska du inte fortsätta.** Se till att pinnen vidrör slidväggarna så att fukt kan absorberas av pinnens ände.
7. Snurra pinnen i 10 – 15 sekunder.
8. Dra ut pinnen utan att den vidrör huden. Sätt pinnen i röret och sätt på locket.
9. Tvätta händerna med tvål och vatten när du är klar. Skölj av och torka händerna.
10. Lämnna röret med provtagningspinnen givna instruktioner.

**Transport och förvaring av prover:**

Prover som tagits med vaginalprovtransportröret måste förvaras och transporteras till laboratorium eller analysstället i 2 – 30 °C inom 14 dagar efter provtagning. Alternativt kan prover förvaras och transporteras till laboratoriet fyrsta (-20 °C) inom 180 dagar efter provtagning. Vaginalpinnprover måste transporteras till laboratoriet i medföljande transportrör.

För inrikes eller utrikes försändelser skall proverna förpackas och märkas i enlighet med gällande statliga och internationella bestämmelser avseende transport av kliniska prover och etiologiska/infektiosa agens. Angiven förvaringstid och temperatur skall iakttagas under hela transporten.

**REFERENSER:** Se avsnittet "References" i den engelska texten.