

VII

Oberschenkel · Thigh ·
Cuisse · Calza coscia ·
Hasta muslo · stehno
Чулки · Lår

mediven® struva® 23

Strumpfverband 23 mmHg
anti-embolism stocking
bas anti-thrombose
calze medicali post-operatorie
media anti-embólica
Verbandkous met 23 mmHg
meia anti-embolismo
medyczne pończochy uciskowe
przeciwzakrzepowe
punčocha k profylaxi trombózy
Чулки для профилактики венозных тромбозов
Ιατρική κάλτσα για τη θρομβοπροφύλαξη
basıncılı Antiemboli çorabı
Antitrombosstrumpa 23 mmHg
Anti-emboli Strømpe 23 mmHg.
Anti-embolická punčocha s 23 mmHg
压力为 23 毫米汞柱的抗血栓压力袜
100 % Latex free

cG 66 – 78 cm

cD 34 – 47 cm

cB 29 – 31 cm



Art. 8360107



4 026398 002484

medi. I feel better.



medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth
Germany
T +49 921 912 222
F +49 921 912 57
hospital@medi.de
www.medi.de

medi Australia Pty Ltd
83 Fennell Street
North Parramatta NSW 2151
Australia
T +61-2 9890 8696
F +61-2 9890 8439
sales@mediaustralia.com.au
www.mediaustralia.com.au

medi Austria GmbH
Adamgasse 16/7
6020 Innsbruck
Austria
T +43 512 57 95 15
F +43 512 57 95 15 45
vertrieb@medi-austria.at
www.medi-austria.at

medi Belgium bvba
Posthoornstraat 13/1
3582 Koersel
Belgium
T +32-11 24 25 60
F +32-11 24 25 64
info@medibelgium.be
www.medibelgium.be

medi Brasil
Rua Itapeva 538 cj. 42
Bela Vista, São Paulo - SP
CEP: 01332-000
Brazil
T +55-11-3500 8005
sac@medibrasil.com
www.medibrasil.com

medi Danmark ApS
Vejlegardsvej 59
2665 Vallensbæk Strand
Denmark
T +45-70 25 56 10
F +45-70 25 56 20
kundeservice@sw.dk
www.medidanmark.dk

medi Bayreuth Espana SL
C/Canigo 2-6 bajos
Hospitala de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
T +34-932 60 04 00
F +34-932 60 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com

medi France
Z.I. Charles de Gaulle
25, rue Henri Farman
93297 Tremblay en France Cedex
France
T +33-1 48 61 76 10
F +33-1 49 63 33 05
infos@medi-france.com
www.medi-france.com

medi Hungary Kft.
Bokor u. 21.
1037 Budapest
Hungary
T +36 1 371-0090
F +36 1 371-0091
info@medi.hu
www.medi.hu

medi Italia s.r.l.
Via Giuseppe Ghedini, 2
40069 Zola Predosa (BO)
Italy
T: +39-051 6 13 24 84
F: +39-051 6 13 29 56
info@medi-italia.it
www.medi-italia.it

medi Nederland BV
Heusing 5
4817 ZB Breda
The Netherlands
T +31-76 57 22 555
F +31-76 57 22 565
info@medi.nl
www.medi.nl

medi Norway AS
P.B. 238
4291 Kopervik
Norway
T: +47 52 84 45 00
F: 47 52 84 45 09
post@medinorway.no
www.medinorway.no

medi Orient M.E.A. ZCC
TAURUS GROUP
Suite No. M01 Wasel Al Mamzar
Bldg.
Al Wuhida Road, Al Mamzar
P.O.BOX NO. 91464
DUBAI, UAE
United Arab Emirates
T: +971-4 2557344
F: +971- 4 2557399
md@taurusgroup.net

medi Polska Sp. z o.o.
Zygmunta Starego 26
44-100 Gliwice
Poland
T +48-32 230 60 21
F +48-32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

medi Bayreuth Unipessoal, Lda
Rua do Centro Cultural, no. 43
1700-106 Lisbon
Portugal
T +351-21 843 71 60
F +351-21 847 08 33
medi.portugal@mediabayreuth.pt
www.medi.pt

medi RUS LLC
Business Center NEO GEO
Butlerova Street 17
117342 Moscow
Russia
T +7-495 374 04 56
F +7-495 374 04 56
info@medirus.ru
www.medirus.ru

medi Sweden AB
Box 6034
19206 Sollentuna
Sweden
T: +46-8-969798
F: +46-8-6266870
info@medi.se
www.medi.se

medi UK Ltd.
Plough Lane
Hereford HR4 OEL
Great Britain
T +44-1432 37 35 00
F +44-1432 37 35 10
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk


medi Ukraine LLC
Tankova Str. 8, office 35
Business-center „Flora Park“
Kiev 04112
Ukraine
T +380 44 591 11 63
F +380 44 392 73 73
info@medi.ua
http://medi.ua

medi USA LP.
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
T +1-336 4 49 44 40
F +1-888 5 70 45 54
info@mediusa.com
www.mediusa.com

Inhalt/Content/Contenue
1 Paar / Pair / Paire



E003119 / 01.2017




1


DEUTSCH

Anmessen des mediven struva 23

Das korrekte Anmessen ist Voraussetzung für eine suffiziente Versorgung. Dabei bestimmt das Fesselmaß (cB) die Größe des Strumpfes. Durch Messen unterhalb des Knies (cD) und des Oberschenkelumfangs (cG) wird die Auswahl der Strumpfgröße bestätigt.




2



3


Strumpfverband mit medizinisch korrektem Kompressionsverlauf. Weitgehend unempfindlich gegen Sonne und Transpiration. Hautangenehm, luftdurchlässig und schnell trocknend. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.



4

Indikationen:


Förderung des venösen Rückstromes zur prä-, intra- und postoperativen Thrombo-Embolieprophylaxe bei immobilen, bettlägerigen Patienten sowie teilmobilen Patienten. Nach Ligaturen, Sklerosierungen, Venenstripping, bei Lysetherapie und zur Verhinderung von Ödemen und Hämatomen.




5

Kontraindikationen:

Die Anwendung von Strumpfverbänden ist kontraindiziert bei: Arteriellen Durchblutungsstörungen, Rechtsherzinsuffizienz, massiven Beinödemen, Lungenödemen, gangränösen Vorschädigungen.



6



7

ENGLISH

Measuring for mediven struva 23

Correct measurement is a precondition for proper patient care. The ankle measurement (cB) determines the stocking size. Measurement below the knee (cD) confirms the selected stocking size.

Anti-embolism stockings with medically correct compression. Highly resistant to sunlight and perspiration. Skin friendly. Air permeable. Fast drying. For further information please see technical data sheet.

Indications:

To promote venous return for the prevention of pre-, intra- and postoperative thromboembolism in partly mobile and immobilised patients.

Contraindications:

Anti-embolism stockings are contraindicated in: arterial circulation disorders, right-sided heart failure, massive oedema of the leg, pulmonary oedema, pre-existing gangrenous damage.

FRANÇAIS

Prise de mesures du mediven struva 23

La prise de mesure correcte est la condition indispensable à un traitement efficace. C'est la mesure au niveau de la cheville (cB) qui détermine la taille du bas. Le choix de la taille est confirmé par la mesure de la circonférence en dessous du genou (cD).

Ce bas anti-thrombo-embolique permet une bonne compression médicale. Insensible aux rayons solaires ou à la transpiration. Agréable à la peau, perméable à l'air et de séchage rapide. Pour des renseignements supplémentaires, voir notre fiche technique, s.v.p.

Indications:

Pour stimuler le reflux veineux dans la prévention de la thromboembolie préopératoire, intraopératoire et postopératoire chez les patients immobilisés et alités et chez les patients partiellement mobiles.

Contre-indications:

L'utilisation de bas anti-thrombo-embolique est contre-indiquée en cas de: troubles circulatoires artériels, d'insuffisance cardiaque droite, d'œdème de jambes important, d'œdème pulmonaire, de lésions gangréneuses préexistantes.

ESPAÑOL**Medición de mediven struva 23**

Para un tratamiento adecuado es imprescindible medir correctamente el perímetro supramaleolar (cB), que indicará el tamaño de las medias. La medición debajo de la rodilla (cD) confirma el tamaño elegido de las medias.

Medias elásticas con una compresión correcta desde el punto de vista médico. Este producto es insensible al sol y a la transpiración; respeta la piel, es permeable al aire y seca rápidamente. Para más información consulte la ficha técnica.

Indicaciones:

Favorece el retorno venoso para la prevención de fenómenos tromboembólicos pre-, intra- y post-operatorios en pacientes inmovilizados relegados a la cama y en pacientes con movilidad parcial. Después de la ligadura, esclerosis, fleboextracción, tratamiento lítico o para la prevención de edemas o hematomas.

Contraindicaciones:

El uso de las medias elásticas está contraindicado en las alteraciones de la perfusión arterial de los miembros, insuficiencia cardíaca derecha, edemas masivos en los miembros inferiores, edema pulmonar o lesiones pregangrenosas.

PORTUGUÊS**Tirar as medidas para a mediven struva 23**

A medição correcta é uma condição imprescindível para assegurar o tratamento adequado, sendo que a medida do tornozelo (cB) determina o tamanho da meia. A escolha do tamanho da meia é confirmada pela medição do perímetro da barriga da perna (cD).

Meia elástica com compressão progressiva medicinalmente correcta. Resistente ao sol e à transpiração, suave para a pele, arejada e de secagem rápida. Para mais informações, consultar a ficha técnica.

Indicações:

Para facilitar o retorno venoso na prevenção de tromboembolismo pré, intra- e pós-operatório em doentes acamados e doentes com mobilidade parcial. Para depois da utilização de ligaduras, escleroses e stripping de veias, durante trombóses e para prevenção de edemas e hematomas.

Contra-indicações:

O uso de meias elásticas é contra-indicado em casos de perturbações da circulação arterial, insuficiência cardíaca direita, edemas marcados nas pernas, edemas pulmonares, sequelas gangrenosas.

ITALIANO**Misurazione di mediven struva 23**

La corretta misurazione è il presupposto per un'adeguata sistemazione. Le dimensioni della caviglia (cB) determinano la misura della calza. Tramite misurazione al di sotto del ginocchio (cD) e della circonferenza della coscia (cG), viene confermata la scelta della misura della calza.

Calza elastica a compressione graduata medicalmente corretta. Resistente alla luce del sole e alla sudorazione. Piacevole sulla pelle, tessuto traspirante. Si asciuga in fretta. Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica.

Indicazioni:

Profilassi della Trombosi venosa in pazienti a rischio o con precedenti di Trombosi. Uso consigliato in ortopedia, cardiocirurgia e chirurgia vascolare nel post-operatorio. Con una compressione di 23 mm HG assicura una compressione maggiore rispetto alle classiche calze antitrombo. Favorisce il ritorno venoso durante la fase pre-intra e post-operatoria in pazienti allettati o parzialmente mobili.

Controindicazioni:

El calze antitrombo sono controindicate nei seguenti casi: disordini del flusso arterioso, insufficienza cardiaca ventricolare destra, edema massivo delle gambe, edema polmonare, infezione preesistente agli arti inferiori.

NEDERLANDS**Het aanmeten van de mediven struva 23**

Het correct aanmeten is essentieel voor de effectiviteit van de behandeling. Bepalend is de enkelomvang (cB) net boven de enkelknobbel. Door de omvang onder de knie (cD) te meten wordt de maat van de kous precies bepaald.

Verbandkous met medisch correct drukverloop. In hoge mate bestand tegen zonlicht en transpiratievocht. Aangenaam voor de huid, luchtdoorlatend en snel drogend. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de technische gegevens.

Indicaties:

Tromboseprofylaxe bij mobiele patiënten pre-, per- of postoperatief. Tromboseprofylaxe bij patiënten met CVT of DVT in anamnese. Immobiele patiënten met veneuze aandoeningen. Preventie postoperatief oedeem. In plaats van zwachtels.

Contraindicaties:

Het gebruik van de mediven struva verbandkous wordt afgeraden bij: arteriële doorbloedingsstoornissen, rechter ventrikel falen, massief beenoedeem, longoedeem en gangreneus letsel.

DANSK

Måltagning til mediven struva 23

En korrekt måltagning er en forudsætning for en sufficient behandling. Den rigtige strømpestørrelse sikres ved at måle omfanget af det smalleste sted på anklen (cB) samt omfangsmålet 2 fingersbredder under knæhasen (cD).

Mediven Struva er en anti-emboli strømpe med medicinsk korrekt kompression. Den er i stor udstrækning ikke modtagelig over for sol og transpiration. Den er behagelig at have på, da huden kan „ånde“ igennem den og den tørrer hurtigt. Yderligere informationer, Se teknisk dataark.

Indikationer:

Til at fremme den venøse tilbagestrømning, til at forebygge præ-, intra- og postoperativ tromboemboli hos bevægelseshæmmede patienter, der er sengeliggende, ligeledes hos delvis mobile patienter. Efter ligaturer, skleroseringer, venestripping, ved lyseterapi og til forebyggelse af ødemer og hæmatomer.

Kontraindikationer:

Anvendelsen af Anti-emboli strømper er kontraindiceret ved: Sygdomme vedrørende arteriel blodforsyning, hjertesidig hjerte insufficiens, massive ødemer i benene, lungeødem og tidligere gangrænøse skader.

SVENSKA

Information om mediven struva 23

En korrekt måltagning är en förutsättning för en optimal behandling. Storleken utgår alltid från vristmättet (cB). Att rätt storlek valts bekräftas av omfånget under knäet (cD).

Förbandsstrumpa med medicinskt korrekt graderad kompression. Hudvänligt material som andas och torkar snabbt efter tvätt. Mycket motståndskraftigt mot sol och transpiration. Ytterligare information finns i det tekniska databladet.

Indikationer:

Stimulering av det venösa återflödet för pre-, intra- och postoperativ tromboemboliprofylax hos immobiliserade, sängbundna patienter och delvis immobiliserade patienter. Efter ligaturer, sklerosering, venstripping, trombolytisk behandling och för undvikande av ödem och hematom.

Kontraindikationer:

Användning av förbandsstrumpor är kontraindicerad vid: arteriella genombldningsstörningar, insufficiens i högerhjärtat, massiva benödem, lungödem, gangränösa resttillstånd.

РУССКИЙ

Измерения для медивен струва 23

Правильно произведенные измерения необходимы для получения оптимального компрессионного эффекта.

Размер изделия определяет измерение **сВ** (длина окружности щиколотки). Измерение **сD** (длина окружности под коленом) служит для подтверждения выбранного размера.

Компрессионные гольфы для профилактики венозных тромбозов с правильным, с медицинской точки зрения, давлением. Высоко устойчивы к воздействию солнечных лучей и влаги. Приятны для кожи. Воздухопроницаемы. Быстро высыхают. Более подробную информацию можно получить у региональных поставщиков продукции medi.

Показания:

Компрессионные Гольфы увеличивают скорость венозного возврата и служат для профилактики венозных тромбозов до, во время и после операции и родов, при тромбозе глубоких вен в анамнезе, у малоподвижных пациентов с патологией вен нижних конечностей. Чулки также используются для компрессионного лечения после флебосклерозирования и оперативных вмешательств на венах нижних конечностей, в течение антикоагулянтной терапии, для преду-преждения отека и гематом.

Противопоказания:

Нарушения артериального кровообращения, правожелудочковая сердечная недостаточность, массивный отек конечности, отек легких, риск развития гангренозных поражений.

TÜRKÇE

mediven struva 23 için ölçü alınması

Doğru ölçünün alınması hastaya uygun bedende çorabın verilmesi dolayısıyla tedavinin etkinliği için şarttır. **Burada ayak bileği çevresinin (cB) ölçüsü çorabın bedenini belirler.** Dizin alt kısmının (cD) ölçülmesi de çorap beden seçimini doğrular.

Giyme Talimatı:

Antiemboli çorapları doğru tıbbi kompresyona sahiptir. Güneşe ve terlemeye karşı dayanıklıdır. Ciltle dost, hava geçirgenliği yüksektir ve çabuk kurur.

Endikasyonları:

Hareketsiz , yatağa bağımlı ve kuman hareketli olan hastalarda pre, intra ve post-oparatif dönemde tromboemboli profilaksisi için venöz geri dönüşü destekler. Skleroterapi, damar stripping ligatür ve lizis tedavileri sonrasında ödem ve hematomların önlenmesinde kullanılır.

Kotrendikasyonları:

Antiemboli çoraplarının arterial dolaşım bozuklukları , sağ kalp yetmezliği ,yoğun bacak ödemleri ve gangren hasarları mevcutsa kullanılması sakıncalıdır.

POLSKA

Pomiar mediven struva 23

Prawidłowe wykonanie pomiaru jest warunkiem skutecznej terapii. Pomiar obwodu w kostce (cB) decyduje o rozmiarze produktu. Pomiar poniżej kolana (cD) pozwala potwierdzić wybór rozmiaru podkolanówki.

Właściwości

Opatrunek pończochowy z medycznie właściwym przebiegiem kompresji. W dużym stopniu odporny na działanie promieni słonecznych i potu. Materiał przyjemny dla skóry, przepuszczający powietrze i szybko schnący. Dalsze informacje - patrz arkusz danych technicznych.

Wskazania:

Wspomaganie odpływu krwi żyłnej w przedoperacyjnej, operacyjnej i pooperacyjnej profilaktyce przeciwzakrzepowej u pacjentów leżących w łóżku oraz u pacjentów częściowo poruszających się. Do stosowania po podwiązaniach, stwardnieniach, skurczach żył, przy lizoterapii oraz w celu zapobiegania obrzękom i krwiakom.

Przeciwwskazania:

Stosowanie medycznych podkolanówek uciskowych do profilaktyki przeciwzakrzepowej jest przeciwwskazane w przypadku: tętnicznych zaburzeń układu krążenia, niewydolności prawej komory serca, poważnych obrzęków nóg, obrzęku płuc, uszkodzeń gangrenowych.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Λήψη μετρήσεων για την κάλτσα mediven struva 23

Η σωστή λήψη μετρήσεων αποτελεί προϋπόθεση για την επαρκή κυκλοφορία. Σ' αυτή το μέγεθος του αστράγαλου (cB) καθορίζει το μέγεθος της κάλτσας. Με τη μέτρηση του κάτω άκρου κάτω από το γόνατο (cD) επιβεβαιώνεται η επιλογή του μεγέθους της κάλτσας. **Οδηγίες χρήσεως**
Συμπιεστική κάλτσα με ιατρικά σωστή πορεία συμπίεσης. Σε μεγάλο βαθμό ανθεκτική στον ήλιο και στον ιδρώτα.

Ευχάριστο στο δέρμα, αφήνει το δέρμα να αναπνέει και στεγνώνει γρήγορα. Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε το φύλο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ενδείξεις

Πρωώθηση της φλεβικής επιστροφής για τη προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική προφύλαξη της θρομβοεμβολής σε ασθενείς που βρίσκονται σε ακινησία και σε κατακεκλιμένους ασθενείς, καθώς και σε ασθενείς που βρίσκονται σε μερική ακινησία. Μετά από απολινώσεις, σκληρύνσεις, φλεβικό stripping, στην θρομβόλυση και για τη πρόληψη οιδημάτων και αιματωμάτων.

Αντενδείξεις

Η χρήση συμπιεστικών καλτσών αντενδείκνυται σε: διαταραχές της αρτηριακής κυκλοφορίας, δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, εκτεταμένα οιδήματα των κάτω άκρων, πνευμονικό οίδημα, προϋπάρχουσες γαγγραινικές αλλοιώσεις του δέρματος.

ČEŠTINA

Měření mediven struva 23

Při měření o pacienta je vzeti správné míry předpokladem vhodného účinku. Přitom obvod nohy nad kotníkem (cB) určuje velikost punčochy. Měření pod kolénem (cD) se potvrdí výběr velikosti punčochy.

Kompresivní punčochy mající z lékařského hlediska správný průběh komprese. Jsou do velké míry odolné vůči slunci a potu. Příjemné pro pokožku, prodyšné a rychle schnoucí. Další informace naleznete na listu s technickými údaji.

Indikace:

Podporují zpětné proudění krve v žilách pro antiembolickou a protitrombóзовou prevenci před operací, během operace a po ní u nepohyblivých pacientů na lůžku jakož i u pacientů částečně pohyblivých. Po podvázání cév, sklerotizaci, žilním strippingu, trombolitické terapii a k zabránění edémů a hematomů.

Kontraindikace:

Použití punčochových obvazů – kompresivních punčoch je kontraindikováno při arteriálních oběhových poruchách, u pravostranné srdeční insuficience, masivních edémů nohou, plicních edémů, předcházejícím poškození snětí (gangrénou).

SLOVENSKY

Meranie mediven struva 23

Správne zmeranie veľkosti je predpokladom vyhovujúceho ošetrovania. Veľkosť pančuchy je pritom určená obvodom členka (CB). Meraním pod kolenom (CD) sa výber veľkosti pančuchy overí.

Kompresívna pančucha s medicínsky správnym priebehom kompresie. Vysoká odolnosť voči slnku a poteniu. Prijemný pocit na pokožke. Prepúšťa vzduch a rýchlo schne. Ďalšie informácie nájdete v Technickom liste.

Indikácie:

Podpora žilového spätného toku na predoperačnú, intraoperačnú a pooperačnú profylaxiu trombotickej embólie u imobilných pacientov pripútaných na lôžko, a taktiež u čiastočne mobilných pacientov. Po ligatúrach, sklerotizácii, strippingu žily, trombolitickej terapii a na zabránenie edémom a hematómom.

Kontraindikácie:

Kompresívne pančuchy sa nesmú používať: pri poruchách tepnového prekrvenia, nedostatočnosti pravej strany srdca masívnych opuchoch dolných končatín, edémoch pľúc, predchádzajúcich gangrenózných poškodeniach.

MAGYAR

A mediven struva 23 méretének meghatározása

A megfelelő hatás biztosításának feltétele a pontos méretvételel. A harisnya méretét mindig a boka kerülete (CB) határozza meg. A térd alatti rész (CD) lemerése igazolja, hogy helyes-e az adott harisnyaméret.

Az anti-embólia harisnya orvosilag hatékony kompressziót fejt ki. Nem érzékeny a napra és az izzadságra. Kellemes viselet, légáteresztő és gyorsan szárad. További információkat a műszaki adatlapon talál.

Javallatok:

A vénás visszaáramlás elősegítése az ágyhoz kötött vagy mozgásukban korlátozott betegeknel pre-, intra- és posztoperatív alkalmazott thromboembóliás profilaxis során. Lekötések, szkleroterápia, stripping módszerrel végzett visszéreltávolítás után, lízisterápia esetén, valamint ödémák és hematómák megelőzésére alkalmazható.

Ellenjavallatok:

A kompressziós harisnya alkalmazása ellenjavallt artériás keringési rendellenességek, jobszivfél-elégtelenség, jelentős lábödéma, tüdőödéma és szövetelhalás okozta károsodások esetén.

華語

mediven struva 23

struva 的測量:

正確的測量方法對於適當預防血栓形成非常必要。襪子的尺寸取決於腳踝的測量 (CB)。膝蓋以下周長的測量 (CD) 決定了所選襪子的規格。

醫療用彈性抗血栓壓力襪。耐日晒、排汗。不傷皮膚。透氣。乾燥速度快。詳情請參閱技術數據表。

適應症:

用於术前、术中、术后及卧床患者下肢静脉血栓的预防，促进下肢静脉血液回流。

禁忌症:

抗血栓压力袜严禁用于以下情况：动脉循环紊乱、右路心脏衰竭、大范围腿部水肿、肺水肿以及先天性坏疽性损伤。

ROMÂNĂ

Meranie mediven struva 23

Măsurătorile corecte constituie condiția prealabilă a îngrijirii adecvate a pacienților. Măsurătoarea de la nivelul gleznei (CB) determină mărimea ciorapului. Măsurătoarea sub nivelul genunchiului (CD) și în jurul coapsei (CG) confirmă mărimea selectată a ciorapului

Ciorapi antiembolici cu un grad de compresie corect din punct de vedere medical. Rezistență ridicată la soare și transpirație. Delicat cu pielea. Permeabil la aer. Uscare rapidă.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați Fișa Tehnică de Securitate.

Indicații:

Pentru a promova întoarcerea venoasă în vederea prevenirii evenimentelor tromboembolice pre-, intra- și postoperatorii la pacienții parțial mobili și imobilizați.

