



Højpermeabel film<sup>1</sup>

Højabsorberende hydrocellulær skum

Sårkontaktlag med silikoneklæb



 smith&nephew

**ALLEVYN**<sup>®</sup>

Gentle Border Lite

ALLEVYN<sup>®</sup> Gentle Border Lite håndterer væske ved en unik trelagsteknologi,<sup>1,2</sup> der absorberer, tilbageholder og slipper overskydende væske igennem og opretholder en optimal fugtbalance der understøtter sårhelingen<sup>3</sup>. ALLEVYN Gentle Border Lite er en tynd skumbandage med samme fordele som ALLEVYN Gentle Border:

- Exceptionel formbarhed til kroppens former, der hjælper med at sikre en høj patientkomfort<sup>4</sup>
- Optimal væskehåndtering i båretiden, med trelagsteknologi og silikoneklæb<sup>6</sup>
- Tilpasser sig nemt til kroppens svært bandagerbare områder<sup>5</sup>
- Let at applicere<sup>3</sup> – kan løftes og re-appliceres ude at miste klæbeevnen<sup>6</sup>
- Vandtæt ved brusebad,<sup>5</sup> – øger patientens livskvalitet
- Sårkontaktlag med silikoneklæb der minimerer smerte ved bandageskift<sup>3</sup> - ideel til patienter med sart hud<sup>3</sup>
- Topfilm med effektiv barriere mod væske og bakterier – minimerer risiko for kontamination<sup>7</sup>

## Indikationer

ALLEVYN Gentle Border Lite er velegnet til let til moderat væskende sår; overfladiske, granulerende sår, kroniske og akutte sår, overfladiske og dybe sår som tryksår, diabetiske fodsår, ildelugtende sår, inficerede sår, maligne sår, kirurgiske sår, donorsteder, hudrifter og første- og andengradsforbrændinger.

## Applicering

Rens såret i henhold til lokale kliniske retningslinjer. Vælg en passende bandagestørrelse. Klargør og rens huden omkring såret og fjern overskydende fugt. Fjern eventuelt hår, for at sikre at bandagen slutter tæt til huden.

Fjern den ene beskyttelsesfilm fra ALLEVYN Gentle Border Lite og applicer den hæftende side på huden.

Fjern den anden beskyttelsesfilm og udglat bandagen over såret uden at strække den, og undgå at bandagen folder. Skumpuden skal dække hele sårets overflade. Bandagen kan løftes og re-appliceres uden at miste sin klæbeevne. ALLEVYN Gentle Border Lite kan klippes til, så den passer på svært bandagerbare områder, som hæl og albue. Anvend altid ren teknik når bandagen klippes til.

Hvis bandagen er klippet til, skal der sikres, at blotlagte skumområder dækkes med en passende filmbandage. Pas på ikke at dække hele bandagen.



## ALLEVYN - People first, outcomes follow

For patients. For budgets. For today.<sup>°</sup>

Wound Management  
Smith & Nephew A/S  
Slotsmarken 14  
2970 Hørsholm

T 45 80 61 00  
F 45 80 61 51

www.smith-nephew.com  
sn.dk@smith-nephew.com

<sup>°</sup>Varemærke tilhørende Smith & Nephew  
<sup>™</sup>Alle varemærker godkendt  
© Smith & Nephew september 2014  
14-03872-DK



## Bandageskift

I de tidlige stadier af sårbehandlingen skal ALLEVYN Gentle Border Lite bandagen inspiceres i henhold til lokale kliniske retningslinjer. Ved brug på inficerede sår, skal infektionen inspiceres og behandles i henhold til lokale kliniske retningslinjer.

Bandagen kan blive siddende i op til 7 dage, afhængig af sårets og den omgivende huds tilstand, eller indtil eksudat er synligt og nærmer sig 0,5 cm fra bandagens kant. Beslutningen om bandageskift er en klinisk vurdering, med hensynstagen til lokale retningslinjer.

## Fjernelse af bandagen

ALLEVYN Gentle Border Lite, fjernes ved at løfte den ene kant af bandagen og forsigtigt trække den tilbage, indtil den er fjernet helt fra såret.

## Forsigtighedsregler

ALLEVYN Gentle Border Lite bør ikke anvendes med oxiderende midler som hypokloritopløsninger (f.eks. EUSOL) eller brintoverilte, da disse kan nedbryde bandagens absorberende polyurethankomponent. Opstår rødme eller lokal hudreaktion, bør behandling ophøre. ALLEVYN Gentle Border Lite er et engangsprodukt.

## Produktsortiment

Varenummer	Størrelse	Antal pr æske
66800833	5cm x 5cm	10
66800834	7,5cm x 7,5cm	10
66800835	10cm x 10cm	10
66800836	5,5cm x 12cm	10
66800837	8cm x 15cm	10
66800840	15cm x 15cm	10
66801012	10cm x 20cm	10
66801013	Oval 8,6cm x 7,7cm	10
66801014	Oval 15,2cm x 13,1cm	10
66801041	Multisite 8cm x 8,4cm	10

## Referencer

1. Smith & Nephew Wound Management Data on File Report Reference DS/10/100/RI. ALLEVYN Gentle Border Lite Physical Properties. Tompkins L. August 2010.
2. Smith & Nephew Wound Management. Development Services Report Reference DS/08/043/S12. Stability Summary for ALLEVYN Gentle Border with wack er silicone adhesive. Carpenter S and Foster D. September 2008
3. Hurd T *et al*, A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK 2009, Vol 5, No 3.
4. S.M.TL Conformability Testing of Wound Dressings. Report 10/3328/1.
5. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report reference OR-DOF/011.
6. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report reference OR-DOF/01.
7. Smith & Nephew Wound Management. Report Ref: 1010016. Bacterial Barrier testing on samples of ALLEVYN Gentle and ALLEVYN Gentle border dressings with a 7 day test duration against S. Marcescens. October 2010.