

LDMS Signature Page

Document Information:

Unique Code:	PPM-MD-0008835-2020-Jul
Version:	1.0
PPM SAP / Local Number:	- / N/A
Product / API Name:	Sodium chloride
Is Mock-up:	No

Signature Information:

Approved by:	DEHESDIN, Marie
Function:	fk_ra_fr_se
Role:	Signing as Approver
Date and Time (UTC):	29-Jul-2020 07:39:44

(SE)

Natriumklorid 9 mg/mL VERSYLENE® FRESENIUS

Endast för spolning
EJ FÖR INJEKTION

Spolvätska.
Fri från bakteriella endotoxiner.
Kvalitativ och kvantitativ sammansättning:
Natriumklorid 0,9 g
Vatten för injektionsvätskor q.s. 100 mL

Avsedd användning:
Preoperativ, peroperativt eller postoperativt för
- Sårspolning eller fuktande av bandage.
- Instrumentsköjning genom nedsänkning eller spredning.

Bruksanvisning:
ENDAST FÖR SPOLNING
EJ FÖR INJEKTION
Kontrollera före användning att lösningen är klar och
att behållare och försegling är intakta.
Använd omedelbart efter öppnandet.
För engångsbruk, återvänd ej (risk för mikrobiologisk
kontaminering av lösningen).
Örnvänd lösning måste kasseras.
Värm inte upp över 40°C.

Behållare:
Polypropylenfaskta innehållande 250 mL, 500 mL eller 1000 mL.
Tillverkare: Fresenius Kabi AG
D-61346 Bad Homburg
Distributör: Fresenius Kabi AB
751 74 Uppsala, Sverige
Uppdateringsdatum: 04/2020

(FI)

Natriumklorid 9 mg/mL VERSYLENE® FRESENIUS

Vain huuhteluun
EI INJISOINTIIN

Huuhutuste.
Ei sisällä bakteriendotoksineja.
Laadullinen ja määrällinen koostumus:
Natriumkloridi 0,9 g
Injektioneesteisiin käytettävä vesi q.s. 100 mL

Käytärkoitus:
Käytetään ennen leikkausta, leikkauksen aikana tai leikkauksen jälkeen:
- Haavan puhtautus.
- Haavan huuhutelu tai sidosten kostutus.
- Materiaalien huuhutelu upottamalla tai suihkuttamalla.

Käyttöohje:
VAIN HUUHUTELUUN
EI INJISOINTIIN
Tarkista ennen käyttöä, että liuos on kirkasta ja että pakkauksessa ei ole
ehtiä.
Käytetään välittömästi avaamisen jälkeen.
Käytökäyttöön, älä käytä uudelleen (riski liuoksen mikrobiologiseen
kontaminointiin).
Käytännön liuos tulee hävittää.
Ei saa lämmittää yli 40°C:een.

Pakkauks:
Polypropylenipullo 250 mL, 500 mL tai 1000 mL.
Valmistaja: Fresenius Kabi AG
D-61346 Bad Homburg
Jälkijär: Fresenius Kabi AB
Ratamestarinkatu 7 A, FI-00520 Helsinki
Päivitetty: 04/2020

(DK)

Natriumklorid 9 mg/mL VERSYLENE® FRESENIUS

Kun til skylning
IKKE TIL INDSPRØJTNING

Skyllevæske.
Fri for bakterielle endotoxiner.
Kvalitativ og kvantitativ sammensætning:
Natriumklorid 0,9 g
Vand til injektionsvæsker q.s. 100 mL

Tilsliget brug:
Bruges præoperativt, operativt eller postoperativt til:
- sårvask.
- sårskylning eller fugtning af forbinding.
- materialeskylling ved nedsenkning eller forstøvning.

Brugsanvisning:
KUN TIL SKYLNING
IKKE TIL INDSPRØJTNING
Kontroller før brug, at opløsningen er klar, og at beholder og forsegling er
intakte.
Anvendes umiddelbart efter åbning.
Ti engangsbrug, må ikke genbruges (risiko for mikrobiologisk kontaminering
af opløsningen).
Eventuelt ubrugt rest af opløsningen skal kasseres.
Må ikke opvarmes over 40°C.

Beholdere:
Polypropylenfaskte med 250 mL, 500 mL eller 1000 mL.
Fremstiller: Fresenius Kabi AG
D-61346 Bad Homburg
Distributør: Fresenius Kabi
Islands Brygge 57, DK-2300 København S
Opdateret: 04/2020

Cirrus

An MPS Company

Approval
Signature

Date

Warning! We cannot accept responsibility for any errors in this proof after
approval. Please, we have extreme care at all times to ensure accuracy to
our client's requirements and to our client's satisfaction.

IF YOU SIGN THIS PROOF YOU ARE SIGNIFYING
FULL APPROVAL OF DESIGN AND TEXT.

Customer		Fresenius Louviers France	
Item Code	B204765-04	Colours Used	Black
Description	NOTICE VSL.NACL 0.9% FRODRDICS		Keyline (Non-Printing)
Component Type	Leaflet		
Dimensions	315x148 folded 103x148		
Language	NOIS/SE/INDK		
Market	Nordics		
Proof By	CST		
Proof No	3	Min. Point Size	8pt
Date	09/07/2020		