

VITREX FLEX 3

Depth Adjustable Safety Lancet



SteriLance Medical (Suzhou) Inc.
No.168 PuTuoShan Road, New District
215153 Suzhou, Jiangsu, P.R. China



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Distributed by:
Vitrex Medical a/s
Vasekaer 6-8, 2730 Herlev, Denmark

Made in China

LOT



VITREX FLEX 3

Depth Adjustable Safety Lancet

REF: 395813

Spec: 23G/1.3、 1.8、 2.3mm

Package: 1000Pcs/Carton (100Pcs/Box)



STERILE R



CE 0197





inside of the lid



VITREX Flex 3
Depth Adjustable Safety Lancet

VITREX

VITREX Flex 3
Depth Adjustable Safety Lancet

FR Lancette de sécurité réglable en profondeur **DE** Tiefenverstellbare Sicherheitslanzette **ES** Lanceta de seguridad con profundidad ajustable **IT** Lancetta di sicurezza con profondità di penetrazione regolabile **SE** S kerhetslansett med djupjustering **DK** Dybdejusterbar lancet **NO** Dybdejusterbar sikkerhetslansett **FI** Syvyyss adettävä turvalansetti **NL** Diepteverstelbare veiligheidslanset **PT** Lanceta de seguran a com profundidade ajust vel **EL** Σχρησιμοποιήσιμος ασφαλιστικός ρυθμιζόμενος βόβος **RU** Безопасный сарфетворител с регулируемой глубиной

Warning :
Do not use if lancet cap has been previously removed from lancet. Discard used lancet into sharps container in accordance with facility guidelines, national and state regulations.

FR Mise en garde. Ne pas utiliser si le bouchon de la lancette a d j  t retir  auparavant. Jeter la lancette usag e dans un conteneur   objets tranchants conform ment aux directives de l' tablissement, ainsi qu'aux dispositions l gales nationales. **DE** Achtung. Nicht verwenden, wenn die Verschlusskappe der Lanzette bereits abgenommen war. Die gebrauchte Lanzette in einem Beh lter f r scharfe Gegenst nde gem ss den Richtlinien der Einrichtung und den nationalen und staatlichen Vorschriften entsorgen. **ES** Advertencia: No utilizar la lanceta si ha retirado anteriormente el tapon protector. Desecha las lancetas usadas en un recipiente de seguridad adecuado conforme las directivas de su centro, así como siguiendo las regulaciones locales y nacionales. **IT** Avvertenza: Non usare se il cappuccio   stato precedentemente rimosso dalla lancetta. Smaltire la lancetta usata in un contenitore di sicurezza adeguato in conformit  con le linee guida della struttura e con i regolamenti nazionali e statali. **SE** Varning: B r inte anv ndas om skyddsk ppen redan har avl gsnats fr n lansetten. Kasta anv ndade lansetter i s rskilda avfallsb ttar eller enligt med r ttelse riktlinjer, nationella och lokala f reskrifter. **DK** Advarsel: Brug ikke lansetten, hvis hatten tidligere har v ret fjernet fr  lansetten. Bortskaf den brugte lancet i en beholder til skarpe genstande i henhold til de lokale retningslinjer og den nationale lovgivning. **NO** Advarsel: Skal ikke brukes hvis lansettens tidligere er fjernet fra lansetten. Kast brukte lansett i en s kerhetsb tt eller i henhold til anleggets retningslinjer, nasjonale og statlige forskrifter. **FI** Varoitus:  lk  k yt  lansetta, joska suojus on jo jo. H vitt  k ytetty lansetti lattamalla se rik llyseasteen tai osien eristysalueeseen ja kansallisten m r ksien mukaisesti. **NL** Waarschuwing: Gebruik de lancet niet als de dop eerder van de lancet is geweest. Doe de gebruikte lancet overeenkomstig de richtlijn van de instelling en de nationale voorschriften in de daarvoor bestemde container. **PT** Aviso: N o utilize caso a tampa da lanceta tenha sido anteriormente removida da lanceta. Elimine a lanceta num cont edor de objetos cortantes de acordo com as linhas de orienta o do estabelecimento e os regulamentos nacionais e estatais. **EL** Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε όντο το κάλυπτο (cap) προηγουμένως αποτρίψτε τη β βου. Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη β βου στο κατάλληλο για σ ριμα αντικείμενα δοχείο σύμφωνα με τις οδηγίες του κ ριου ή του κ ντινός και τους τοπικούς κανονισμούς. **RU** Предупреждение: Запрещается использовать сарфетворител, с которого ранее была снята крышка. Использованный сарфетворител следует утилизировать в контейнер для острых предметов в соответствии с внутренними правилами учреждения, а также государственными и региональными правилами и постановлениями.

AR **تحذير:** لا تستخدم إذا قد تم إزالة غطاء المشط مسبقاً. تخلى عن المشط المستخدم في حاوية الأدوات الحادة وفقاً للتعليمات التوجيهية للمنشأة، والوائح الوطنية والمحكمة.

CE 0197 Made in China

Instructions for Use:

1. Twist and pull off the lancet cap **FR** 1. Tourner et tirer sur le bouchon de la lancette **DE** 1. Die Lanzettenkappe drehen und abziehen **ES** 1. Gire y quite el tapon protector de la lanceta **IT** 1. Ruotare e estrarre il cappuccio della lancetta **SE** 1. Vrid och dra av lansettens skyddsk tta **DK** 1. Vrid og tr k lansettens h tte af **NO** 1. Vrid og dra av lansettens deksel **FI** 1. Irrotta lansetin suojus v lirintamalla s ll NL 1. Vernd de lancetop en trek hem  tst **PT** 1. Torca e puxe para fora a tampa da lanceta **EL** 1. Στρίψτε το κομμάτι που κ ρυπτει το βόβος από το RU 1. Onayrlayn ve cawerte saryny sarypewetwora **AR** 1.  r t el qap el sarypewetwora
2. Select the desired penetration depth you require by turning the depth adjuster. The lancet is preset at 1.8 mm. Depth settings: Low depth(1.3mm) Medium depth(1.8mm) High depth(2.3mm) **FR** 2. S lectionner la profondeur de p n tration souhait e en tournant le dispositif de r glage de la profondeur. La lancette est pr al e sur 1,8 mm. R glages de la profondeur: Faible profondeur (1,3 mm) Profondeur moyenne (1,8 mm) Grande profondeur (2,3 mm) **DE** 2. Die gew nschte Eindringtiefe durch Drehen des Tiefeneinstellers w hlen. Die Lanzette ist auf 1,8 mm voreingestellt. Tiefeneinstellungen: Geringe Tiefe (1,3 mm) Mittlere Tiefe (1,8 mm) Gro e Tiefe (2,3 mm) **ES** 2. Seleccione la profundidad de penetraci n que necesite girando el ajustador de profundidad. La lanceta se encuentra preajustada a 1,8 mm. Ajustes de profundidad: Profundidad baja (1,3 mm) Profundidad media (1,8 mm) Profundidad alta (2,3 mm) **IT** 2. Selezionare la profondit  di penetrazione necessaria ruotando il regolatore di profondit . La lancetta   preimpostata a 1,8 mm. Posizioni di profondit : Bassa profondit  (1,3 mm) Media profondit  (1,8 mm) Elevata profondit  (2,3 mm) **SE** 2. V lj  nskrad penetrationsdjup genom att vrida djupregler. Lansetten   f rinst llt p  1,8 mm. Djupinst llningar: L g djup (1,3 mm) Medelstort djup (1,8 mm) Stort djup (2,3 mm) **DK** 2. V lg den  nskede penetrationsdybde ved at dreje dybdejusteringen. Lansetten er ved levering indstillet til 1,8 mm. Dybdeinst llinger: Lav dybde (1,3 mm) Mellemdybde (1,8 mm) Stor dybde (2,3 mm) **NO** 2. Velg penetrationsdybden du trenger ved   dreie dybdejusteringsknappen. Lansetten er forh ndringsstilt ved 1,8 mm. Dybdeinst llinger: Lav dybde (1,3 mm) Medium dybde (1,8 mm) Høy dybde (2,3 mm) **FI** 2. Valita haluttu poiston syvyys v lirintamalla v lirint . Lansetin oletussyvyys on 1,8 mm. Syvyyssasetukset: Matala (1,3 mm) Keskiyvyys (1,8 mm) Syv  (2,3 mm) **NL** 2. Selecteer de gewenste penetratiediepte door de diepteinsteller te verstellen. De lancet is vooringesteld op 1,8 mm. Diepte-instellingen: Kleine diepte (1,3 mm) Gemiddelde diepte (1,8 mm) Grote diepte (2,3 mm) **PT** 2. Seleccione a profundidade de penetraci o desejada rotando o ajustador de profundidade. A lanceta est  predefinida para 1,8 mm. Ajustes de profundidade: Baixa profundidade (1,3 mm) M dia profundidade (1,8 mm) Elevada profundidade (2,3 mm) **EL** 2. Emlayn to emlyvno β βος ( r t) το ρυθμιζόμενο τερματιστικό του β βου. Ο κ ρυπτός όντος προϋποβ θεται στο 1,8 mm. Βυθμολ σεις β βου: Μικρο β βος (1,3mm) Μεσο β βος (1,8mm) Μεγλο β βος (2,3mm) **RU** 2. Выберете желаемую глубину проникновения поворотом регулятора глубины. По умолчанию сарфетворител отрыгивается на глубину 1,8 мм. Настройки глубины: малая глубина (1,3 мм), средняя глубина (1,8 мм), большая глубина (2,3 мм).
3. Press the lancet body firmly against chosen site to activate the device **FR** 3. Presser le corps de la lancette fermement contre le site choisi pour activer le dispositif **DE** 3. Den Lanzettenk rper fest gegen die gew hlte Stelle dr cken, um das Ger t zu aktivieren. **ES** 3. Presionar la lanceta firmemente sobre el sitio elegido para activar el dispositivo. **IT** 3. Premere forte il corpo della lancetta contro il sito prescelto per attivare il dispositivo. **SE** 3. Tryck b stamt lansettk rpen mot p ns st llt f r att aktivera enheten. **DK** 3. Aktiver lansetten ved at trykke den med fasth nd mod det valgte sted. **NO** 3. Trykk lansettens kropp mot det valgte nettsted for   aktivere enheten. **FI** 3. Aktivo lansetin asennalla se l kev l v littu potokohdan vasten. **NL** 3. Druk het lansetlichaam stevig op de gekozen plek om het apparaat te activeren. **PT** 3. Pressione o corpo da lanceta com firmeza contra o local escolhido para ativar o dispositivo. **EL** 3. Filat r s r b r to s r b r t z β βου στο emlyvno st dio ou vo emlyvno t z t  s r b r. **RU** 3. Плотно прижмите корпус сарфетворитора к выбранной области, чтобы активировать устройство. **AR** 3. Pressa el cuerpo de la lanceta firmemente contra el sitio elegido para activar el dispositivo.
4. Dispose of in a suitable sharps container **FR** 4. Eliminer dans un conteneur   objets tranchants **DE** 4. In einem geeigneten Beh lter f r scharfe Gegenst nde entsorgen **ES** 4. Deshecharlo en un recipiente de seguridad adecuado **IT** 4. Smaltire in un contenitore di sicurezza adeguato **SE** 4. Kasta i s rskild beh llare f r skarpe f rem ter **DK** 4. Bortskaf i en egnet afv lsb tt til skarpe genstande **NO** 4. Kast i egnet s kerhetsb tt **FI** 4. H vitt  lansetti lattamalla se rik llyseasteen **NL** 4. Gooi de lancet weg in de daarvoor bestemde container **PT** 4. Elimine num cont edor de objetos cortantes adequado **EL** 4. Απορρίψτε το βόβος στο κατάλληλο για σ ριμα αντικείμενα δοχείο **RU** 4. Утилизуйте в специальный контейнер для острых предметов

23G - 1.3 mm / 1.8 mm / 2.3 mm SAFETY LANCET

1.3 mm
1.8 mm
2.3 mm

VITREX

VITREX Flex 3
Depth Adjustable Safety Lancet

FR Dispositif simple avec 3 r glages de la profondeur - Activation par contact - Prise en main confortable - Conception s curis e - Utilisation intuitive **DE** Einzelprodukt mit 3 Tiefeneinstellungen - Kontaktaktiviert - Komfortgriff - Sicherheitsdesign - Intuitiv Verwendung **ES** Un solo dispositivo con 3 ajustes de profundidad - Dise o activado por contacto - Sujeci n c moda - Dise o de seguridad - Uso intuitivo **IT** Dispositivo singolo con 3 posizioni di profondit  - Struttura ad attivazione a contatto - Impugnatura comoda - Meccanismi di sicurezza - Utilizzo intuitivo **SE** En enda enhet med 3 djupinst llningar - Kontaktaktivert design - Komfortgrepp - S kerhetskonstruktion - Intuitiv bruk **NO** Enkeltprodukt med 3 dybdeinst llinger - Kontaktaktivert design - Komfortgreb - S kerhetskonstruksjon - Intuitiv bruk **DK** Enkelt instrument med 3 dybdeinst llinger - Kontaktaktivert design - Komfortgreb - S kerhedskonstruktion - Intuitiv brug **FI** Kolme eri potokohdan s r b r - Kontaktaktivert design - Komfortkemma - Konstrukti n s kerhet - Intuitiivinen bruk **PT** Colme em potokohdas suvuyttu - Aktivada kontaktada - Melfortv vel k dessa - Turvallinen k ytt  - Helppok ytt inen **NL** Een apparaat met 3 diepte-instellingen - Wordt geactiveerd bij contact met de huid - Comfortabele greep - Veilig ontwerp - Intuitief gebruik **RU** Универсальное устройство с 3 настройками глубины - Конструкция с активацией по контакту - Удобная ручка - Безопасная конструкция - Интуитивно понятный способ использования

23G - 1.3 mm / 1.8 mm / 2.3 mm SAFETY LANCET

23G

VITREX

VITREX Flex 3
Depth Adjustable Safety Lancet

FR Dispositif simple avec 3 r glages de la profondeur - Activation par contact - Prise en main confortable - Conception s curis e - Utilisation intuitive **DE** Einzelprodukt mit 3 Tiefeneinstellungen - Kontaktaktiviert - Komfortgriff - Sicherheitsdesign - Intuitiv Verwendung **ES** Un solo dispositivo con 3 ajustes de profundidad - Dise o activado por contacto - Sujeci n c moda - Dise o de seguridad - Uso intuitivo **IT** Dispositivo singolo con 3 posizioni di profondit  - Struttura ad attivazione a contatto - Impugnatura comoda - Meccanismi di sicurezza - Utilizzo intuitivo **SE** En enda enhet med 3 djupinst llningar - Kontaktaktivert design - Komfortgrepp - S kerhetskonstruktion - Intuitiv bruk **NO** Enkeltprodukt med 3 dybdeinst llinger - Kontaktaktivert design - Komfortgreb - S kerhetskonstruksjon - Intuitiv bruk **DK** Enkelt instrument med 3 dybdeinst llinger - Kontaktaktivert design - Komfortgreb - S kerhedskonstruktion - Intuitiv brug **FI** Kolme eri potokohdan s r b r - Kontaktaktivert design - Komfortkemma - Konstrukti n s kerhet - Intuitiivinen bruk **PT** Colme em potokohdas suvuyttu - Aktivada kontaktada - Melfortv vel k dessa - Turvallinen k ytt  - Helppok ytt inen **NL** Een apparaat met 3 diepte-instellingen - Wordt geactiveerd bij contact met de huid - Comfortabele greep - Veilig ontwerp - Intuitief gebruik **RU** Универсальное устройство с 3 настройками глубины - Конструкция с активацией по контакту - Удобная ручка - Безопасная конструкция - Интуитивно понятный способ использования

STERILE R **CE 0197** Made in China

VITREX

VITREX Flex 3
Depth Adjustable Safety Lancet

FR Lancette de s curit  r glable en profondeur **DE** Tiefenverstellbare Sicherheitslanzette **ES** Lanceta de seguridad con profundidad ajustable **IT** Lancetta di sicurezza con profondit  di penetrazione regolabile **SE** S kerhetslansett med djupjustering **DK** Dybdejusterbar lancet **NO** Dybdejusterbar sikkerhetslansett **FI** Syvyyss adett v  turvalansetti **NL** Diepteverstelbare veiligheidslanset **PT** Lanceta de seguran a com profundidade ajust vel **EL** Σχρησιμοποιήσιμος ασφαλιστικός ρυθμιζόμενος βόβος **RU** Безопасный сарфетворител с регулируемой глубиной

Warning :
Do not use if lancet cap has been previously removed from lancet. Discard used lancet into sharps container in accordance with facility guidelines, national and state regulations.

FR Mise en garde. Ne pas utiliser si le bouchon de la lancette a d j  t retir  auparavant. Jeter la lancette usag e dans un conteneur   objets tranchants conform ment aux directives de l' tablissement, ainsi qu'aux dispositions l gales nationales. **DE** Achtung. Nicht verwenden, wenn die Verschlusskappe der Lanzette bereits abgenommen war. Die gebrauchte Lanzette in einem Beh lter f r scharfe Gegenst nde gem ss den Richtlinien der Einrichtung und den nationalen und staatlichen Vorschriften entsorgen. **ES** Advertencia: No utilizar la lanceta si ha retirado anteriormente el tapon protector. Desecha las lancetas usadas en un recipiente de seguridad adecuado conforme las directivas de su centro,  s como siguiendo las regulaciones locales y nacionales. **IT** Avvertenza: Non usare se il cappuccio   stato precedentemente rimosso dalla lancetta. Smaltire la lancetta usata in un contenitore di sicurezza adeguato in conformit  con le linee guida della struttura e con i regolamenti nazionali e statali. **SE** Varning: B r inte anv ndas om skyddsk ppen redan har avl gsnats fr n lansetten. Kasta anv ndade lansetter i s rskilda avfallsb ttar eller enligt med r ttelse riktlinjer, nationella och lokala f reskrifter. **DK** Advarsel: Brug ikke lansetten, hvis hatten tidligere har v ret fjernet fr  lansetten. Bortskaf den brugte lancet i en beholder til skarpe genstande i henhold til de lokale retningslinjer og den nationale lovgivning. **NO** Advarsel: Skal ikke brukes hvis lansettens tidligere er fjernet fra lansetten. Kast brukte lansett i en s kerhetsb tt eller i henhold til anleggets retningslinjer, nasjonale og statlige forskrifter. **FI** Varoitus:  lk  k yt  lansetta, joska suojus on jo jo. H vitt  k ytetty lansetti lattamalla se rik llyseasteen tai osien eristysalueeseen ja kansallisten m r ksien mukaisesti. **NL** Waarschuwing: Gebruik de lancet niet als de dop eerder van de lancet is geweest. Doe de gebruikte lancet overeenkomstig de richtlijn van de instelling en de nationale voorschriften in de daarvoor bestemde container. **PT** Aviso: N o utilize caso a tampa da lanceta tenha sido anteriormente removida da lanceta. Elimine a lanceta num cont edor de objetos cortantes de acordo com as linhas de orienta o do estabelecimento e os regulamentos nacionais e estatais. **EL** Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε όντο το κάλυπτο (cap) προηγουμένως αποτρίψτε τη β βου. Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη β βου στο κατάλληλο για σ ριμα αντικείμενα δοχείο σύμφωνα με τις οδηγίες του κ ριου ή του κ ντινός και τους τοπικούς κανονισμούς. **RU** Предупреждение: Запрещается использовать сарфетворител, с которого ранее была снята крышка. Использованный сарфетворител следует утилизировать в контейнер для острых предметов в соответствии с внутренними правилами учреждения, а также государственными и региональными правилами и постановлениями.

AR **تحذير:** لا تستخدم إذا قد تم إزالة غطاء المشط مسبقاً. تخلى عن المشط المستخدم في حاوية الأدوات الحادة وفقاً للتعليمات التوجيهية للمنشأة، والوائح الوطنية والمحكمة.

VITREX

VITREX Flex 3
Depth Adjustable Safety Lancet

FR Dispositif simple avec 3 r glages de la profondeur - Activation par contact - Prise en main confortable - Conception s curis e - Utilisation intuitive **DE** Einzelprodukt mit 3 Tiefeneinstellungen - Kontaktaktiviert - Komfortgriff - Sicherheitsdesign - Intuitiv Verwendung **ES** Un solo dispositivo con 3 ajustes de profundidad - Dise o activado por contacto - Sujeci n c moda - Dise o de seguridad - Uso intuitivo **IT** Dispositivo singolo con 3 posizioni di profondit  - Struttura ad attivazione a contatto - Impugnatura comoda - Meccanismi di sicurezza - Utilizzo intuitivo **SE** En enda enhet med 3 djupinst llningar - Kontaktaktivert design - Komfortgrepp - S kerhetskonstruktion - Intuitiv bruk **NO** Enkeltprodukt med 3 dybdeinst llinger - Kontaktaktivert design - Komfortgreb - S kerhetskonstruksjon - Intuitiv bruk **DK** Enkelt instrument med 3 dybdeinst llinger - Kontaktaktivert design - Komfortgreb - S kerhedskonstruktion - Intuitiv brug **FI** Kolme eri potokohdan s r b r - Kontaktaktivert design - Komfortkemma - Konstrukti n s kerhet - Intuitiivinen bruk **PT** Colme em potokohdas suvuyttu - Aktivada kontaktada - Melfortv vel k dessa - Turvallinen k ytt  - Helppok ytt inen **NL** Een apparaat met 3 diepte-instellingen - Wordt geactiveerd bij contact met de huid - Comfortabele greep - Veilig ontwerp - Intuitief gebruik **RU** Универсальное устройство с 3 настройками глубины - Конструкция с активацией по контакту - Удобная ручка - Безопасная конструкция - Интуитивно понятный способ использования

VITREX

VITREX Flex 3
Depth Adjustable Safety Lancet

FR Dispositif simple avec 3 r glages de la profondeur - Activation par contact - Prise en main confortable - Conception s curis e - Utilisation intuitive **DE** Einzelprodukt mit 3 Tiefeneinstellungen - Kontaktaktiviert - Komfortgriff - Sicherheitsdesign - Intuitiv Verwendung **ES** Un solo dispositivo con 3 ajustes de profundidad - Dise o activado por contacto - Sujeci n c moda - Dise o de seguridad - Uso intuitivo **IT** Dispositivo singolo con 3 posizioni di profondit  - Struttura ad attivazione a contatto - Impugnatura comoda - Meccanismi di sicurezza - Utilizzo intuitivo **SE** En enda enhet med 3 djupinst llningar - Kontaktaktivert design - Komfortgrepp - S kerhetskonstruktion - Intuitiv bruk **NO** Enkeltprodukt med 3 dybdeinst llinger - Kontaktaktivert design - Komfortgreb - S kerhetskonstruksjon - Intuitiv bruk **DK** Enkelt instrument med 3 dybdeinst llinger - Kontaktaktivert design - Komfortgreb - S kerhedskonstruktion - Intuitiv brug **FI** Kolme eri potokohdan s r b r - Kontaktaktivert design - Komfortkemma - Konstrukti n s kerhet - Intuitiivinen bruk **PT** Colme em potokohdas suvuyttu - Aktivada kontaktada - Melfortv vel k dessa - Turvallinen k ytt  - Helppok ytt inen **NL** Een apparaat met 3 diepte-instellingen - Wordt geactiveerd bij contact met de huid - Comfortabele greep - Veilig ontwerp - Intuitief gebruik **RU** Универсальное устройство с 3 настройками глубины - Конструкция с активацией по контакту - Удобная ручка - Безопасная конструкция - Интуитивно понятный способ использования

VITREX

VITREX Flex 3
Depth Adjustable Safety Lancet

FR Dispositif simple avec 3 r glages de la profondeur - Activation par contact - Prise en main confortable - Conception s curis e - Utilisation intuitive **DE** Einzelprodukt mit 3 Tiefeneinstellungen - Kontaktaktiviert - Komfortgriff - Sicherheitsdesign - Intuitiv Verwendung **ES** Un solo dispositivo con 3 ajustes de profundidad - Dise o activado por contacto - Sujeci n c moda - Dise o de seguridad - Uso intuitivo **IT** Dispositivo singolo con 3 posizioni di profondit  - Struttura ad attivazione a contatto - Impugnatura comoda - Meccanismi di sicurezza - Utilizzo intuitivo **SE** En enda enhet med 3 djupinst llningar - Kontaktaktivert design - Komfortgrepp - S kerhetskonstruktion - Intuitiv bruk **NO** Enkeltprodukt med 3 dybdeinst llinger - Kontaktaktivert design - Komfortgreb - S kerhetskonstruksjon - Intuitiv bruk **DK** Enkelt instrument med 3 dybdeinst llinger - Kontaktaktivert design - Komfortgreb - S kerhedskonstruktion - Intuitiv brug **FI** Kolme eri potokohdan s r b r - Kontaktaktivert design - Komfortkemma - Konstrukti n s kerhet - Intuitiivinen bruk **PT** Colme em potokohdas suvuyttu - Aktivada kontaktada - Melfortv vel k dessa - Turvallinen k ytt  - Helppok ytt inen **NL** Een apparaat met 3 diepte-instellingen - Wordt geactiveerd bij contact met de huid - Comfortabele greep - Veilig ontwerp - Intuitief gebruik **RU** Универсальное устройство с 3 настройками глубины - Конструкция с активацией по контакту - Удобная ручка - Безопасная конструкция - Интуитивно понятный способ использования

STERILE R **CE 0197** Made in China