

Part no.	315-4289100-XXX
Product name	簡易使用指南/Diatesse XPER/NL EN FR DE/Asia Intermediates/
Spec	L297*W420mm/銅版紙100P/雙面/4C/3折(短邊對1折+長邊對2折)完成尺寸L148.5*W105mm
Color	Tsaiyi
Designer	 C55 M53 Y75 K4 (C50 M50 Y70 K0)  C47 M0 Y18 K0 (C50 M0 Y20 K0)  K85 (K80)



DIATESSE
XPER

Blood Glucose & KETONES Monitoring System

BLOEDGLUCOSE & KETONEN CONTROLESYSTEEM

BLUTZUCKER & KETONKONTROLLSYSTEM

GLUCOSE SANGUINE & SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CÉTONE

SYSTEM TIL OVERVÅGNING AF BLODSUKKER OG KETONER



Beknopte handleiding

Meer informatie + instructie-video's: www.diatesse.nl

Quick Start Guide

More information and instruction videos: www.diatesse.nl

Kurzanleitung

Weitere Informationen + Instruktionsvideos: www.diatesse.nl

Mode d'emploi rapide

Plus d'informations + vidéos didactiques : www.diatesse.nl

Kvikstart-Brugervejledning

Mere information og instruktionsvideoer: www.diatesse.nl

TaiDoc Technology Corporation
B1-7F, No.127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist.,
24888 New Taipei City, Taiwan

TD-4289B




REF

IVD

TD-4289B

For self-testing

DT091018-01J



BLOEDGLUCOSE

BLOOD GLUCOSE

BLUTZUCKER

GLYCÉMIE

BLODSUKKER

KETONEN

KETONES

KETONE

CÉTONES

KETON

**VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
LÆS INDEN BRUG**

1. Brug KUN dette apparat til anvendelsesformålet beskrevet i denne vejledning.
2. Anvend IKKE tilbehør, der ikke er specificeret af producenten.
3. Anvend IKKE apparatet, hvis det ikke virker korrekt eller er beskadiget.
4. Dette apparat tjener IKKE til helbredelse eller lindring af nogen symptomer eller sygdomme. De målte data er kun til reference. Konsulter altid din læge for at få fortolket resultaterne.
5. Læs alle instruktioner grundigt og øv testen, inden du bruger dette apparat til at teste blodsukker. Udfør alle kvalitetskontrolljek som anvist.
6. Hold apparatet og testudstyret væk fra mindre børn. Små genstande som batteridækslet, batterier, teststriplere, lancetter og låg til hætteglas udgør en kvælningfare.
7. Anvendelse af instrumentet i et tørt miljø, især hvis der er syntetiske materialer til stede (syntetisk tøj, tæpper osv.), kan forårsage skadelige statiske udladninger, som kan forårsage fejlagtige resultater.
8. Anvend IKKE instrumentet tæt på kilder til stærk elektromagnetisk stråling, da disse kan interferere med den nøjagtige funktion.
9. Korrekt vedligeholdelse og periodisk test med kontrolopløsning er afgørende for længden af dit apparats levetid. Hvis du er bekymret for dine målingers nøjagtighed, bedes du kontakte den lokale kundeservice eller stedet, hvor du har købt produktet.

**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN
LEES DEZE VOOR GEBRUIK**

1. Gebruikt u de meter en de afzonderlijke onderdelen ALLEEN voor het bedoelde gebruik zoals omschreven in de bijgevoegde handleidingen.
2. Gebruik GEEN accessoires en/of onderdelen die niet zijn omschreven in de bijgevoegde handleidingen.
3. Maak geen gebruik van de meter en de afzonderlijke onderdelen als deze niet correct functioneren en/of beschadigd zijn.
4. Deze meter is NIET bedoeld als geneesmiddel. De gemeten data dient alleen als referentie geïnterpreteerd te worden. Consulteer altijd uw arts en/of diabetesverpleegkundige voor een juiste interpretatie van de gemeten waarden.
5. Voordat u de meter in gebruik neemt, dient u alle begeleidende instructies gelezen te hebben en tevens de procedure aandachtig geoefend te hebben. Voer alle kwaliteitscontroles uit zoals beschreven.
6. Houd de meter en de afzonderlijke onderdelen uit de buurt van jonge kinderen. Kleine onderdelen kunnen, bij inslikken, verstikkingsgevaar opleveren.
7. Als u de meter in een zeer droge omgeving gebruikt, zeker als synthetische materialen aanwezig zijn (kleding, tapijt etc.), dan dient u, met name bij het aanraken van de meter en teststrips, statische ontlading te voorkomen. Indien de meter en/of teststrips aan statische ontlading worden blootgesteld kunnen foutieve meetresultaten ontstaan.
8. Gebruik de meter niet in de nabijheid van sterke elektromagnetische straling. Dit kan de nauwkeurigheid nadelig beïnvloeden.
9. Goed onderhoud en periodieke tests met controlelevloeistof zijn belangrijk voor de betrouwbaarheid en levensduur van uw meter. Als u zich zorgen maakt over de nauwkeurigheid van uw metingen, neem dan contact op met de klantenservice of uw leverancier.

**IMPORTANT SAFETY INFORMATION
READ BEFORE USE**

1. Use the meter and separate components ONLY for the intended purpose as described in the enclosed user guides.
2. DO NOT use any accessories and/or components not described in the enclosed user guides.
3. Do not use the meter or separate components if damaged and/or not working properly.
4. This meter is NOT a medical treatment device. The measured data should only be interpreted as a reference. Always consult your doctor and/or diabetes nurse for accurate interpretation of the measured values.
5. Before using the meter, read all accompanying instructions and carefully practise the procedure. Perform all quality checks as described.
6. Keep the meter and separate components out of reach of young children. If swallowed, small components could create a choking hazard.
7. If using the meter in a very dry environment and particularly when synthetic materials are present (clothing, carpet, etc.), take care to avoid a static discharge, especially when touching the meter and test strips. If the meter and/or test strips are exposed to a static discharge they may produce incorrect measurement results.
8. Do not use the meter in the vicinity of strong electromagnetic radiation. This could have an adverse impact on accuracy.
9. Good maintenance and regular tests with the control fluid are important for the reliability and life of your meter. If you have concerns about the accuracy of your measurements, contact customer service or your supplier.

**WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER VERWENDUNG LESEN**

1. Verwenden Sie das Messgerät und einzelne Teile NUR für den vorgesehenen Zweck, wie in den beiliegenden Handbüchern beschrieben.
2. Verwenden Sie KEIN Zubehör und/oder Teile, die nicht in den beiliegenden Handbüchern angegeben sind.
3. Verwenden Sie das Messgerät und seine einzelnen Komponenten nicht, wenn sie nicht korrekt funktionieren und/oder beschädigt sind.
4. Dieses Messgerät ist NICHT als Medizin gedacht. Die gemessenen Daten dürfen nur als Referenz interpretiert werden. Fragen Sie immer Ihren Arzt und/oder Ihre Diabetesberaterin/er DDG nach einer korrekten Interpretation der gemessenen Werte.
5. Bevor Sie das Messgerät verwenden, müssen Sie alle beiliegenden Anweisungen gelesen haben und das Verfahren gründlich üben. Führen Sie alle Qualitätsprüfungen wie beschrieben durch.
6. Halten Sie das Messgerät und seine Einzelteile von kleinen Kindern fern. Kleinteile können beim Verschlucken eine Erstickenungsgefahr darstellen.
7. Vermeiden Sie, wenn Sie das Messgerät in einer sehr trockenen Umgebung verwenden, insbesondere beim Berühren des Messgeräts und der Teststreifen statische Entladungen. Dies gilt insbesondere wenn synthetische Materialien (Kleidung, Teppich usw.) vorhanden sind. Wenn das Messgerät und/oder die Teststreifen einer statischen Entladung ausgesetzt sind, können fehlerhafte Messergebnisse auftreten.
8. Verwenden Sie das Messgerät nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Strahlung. Dies kann die Genauigkeit beeinträchtigen.
9. Die ordnungsgemäße Wartung und regelmäßige Prüfung mit der Kontrolllösung sind für die Zuverlässigkeit und Lebensdauer Ihres Messgeräts wichtig. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit Ihrer Messungen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder Ihren Lieferanten.

**PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION.**

1. Utilisez le lecteur et ses différentes parties UNIQUEMENT pour l'usage prévu décrit dans les modes d'emploi ci-joints.
2. N'utilisez PAS d'accessoires et/ou de pièces qui ne sont pas décrits dans les modes d'emploi ci-joints.
3. N'utilisez PAS le lecteur et ses différentes parties si elles ne fonctionnent pas correctement et/ou sont endommagées.
4. Ce lecteur n'est PAS destiné à administrer un traitement médical. Les mesures ne doivent être interprétées qu'à titre de référence. Consultez toujours votre médecin et/ou votre infirmière spécialisée en diabète pour une interprétation correcte des valeurs mesurées.
5. Avant d'utiliser le lecteur, lisez toutes les instructions qui l'accompagnent et suivez rigoureusement les procédures décrites.
6. Gardez le lecteur et tous ses composants hors de portée des jeunes enfants. Les petites pièces peuvent constituer un risque d'étouffement en cas d'ingestion.
7. Si vous utilisez le lecteur dans un environnement très sec, notamment en présence de matières synthétiques (vêtements, tapis, etc.), évitez les décharges d'électricité statique, en particulier lorsque vous touchez le lecteur et les bandelettes réactives. Si le lecteur et/ou les bandelettes réactives sont exposés à une décharge statique, des résultats de mesure erronés peuvent se produire.
8. N'utilisez pas le lecteur à proximité d'un fort rayonnement électromagnétique. Cela peut affecter sa précision.
9. Un entretien approprié et des tests périodiques avec une solution de contrôle sont importants pour la fiabilité et la longévité de votre lecteur. Si vous avez des doutes quant à l'exactitude de vos mesures, contactez le service clientèle ou votre fournisseur.

