







# ARION Magnide® Kids



<b>EN</b>	Donning aid for medical compression stockings with a closed toe. For children	<b>Instructions for use</b>	<b>2</b>
<b>DE</b>	Anziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe mit geschlossenerer Fußspitze. Für Kinder	<b>Gebrauchsanleitung</b>	<b>4</b>
<b>NL</b>	Aantrekhelp voor medische compressiekousen met gesloten teenstuk. Voor kinderen	<b>Gebruiksaanwijzing</b>	<b>6</b>
<b>DA</b>	Hjælp til påtagning af kompressionsstrømper med lukkede tæer. Til børn	<b>Brugsanvisning</b>	<b>8</b>
<b>FR</b>	Aide à l'enfilage de bas de compression médicale à pointe fermée. Pour enfants	<b>Mode d'emploi</b>	<b>10</b>
<b>ES</b>	Calzador de medias de compresión médica con puntera cerrada. Para niños	<b>Instrucciones de uso</b>	<b>12</b>
<b>IT</b>	Dispositivo per mettere le calze compressive medicali con punta chiusa. Per bambini	<b>Istruzioni per l'uso</b>	<b>14</b>



### Arion Magnide® Kids

Donning aid for medical compression stockings with a closed toe. For children.

#### Important information before you start using the product:

- A.** Useful tips:
- Wear special non-slip gloves when using the product. This gives you maximum grip on the stocking and reduces the physical strength needed.
  - In case the compression garment has a silicon border, make sure to turn it outwards.



#### Donning instructions:

1. Let the child sit in front of you, preferably on a higher bed or table
2. Place the Magnide® Kids across the foot of the child (ensure that the orange flap near the toes is well folded back, so that the magnet makes contact)
3. Pull the stocking over the Magnide® Kids
4. Slide the stocking over the foot, ensuring that the heel of the stocking sits in the right place
5. Make sure that the light green loop sticks out above the stocking and can be grasped by the child at the top of the stocking
6. Stand at the side or just behind the child and pull together the light green loop to remove the Magnide® Kids from the stocking

Watch our **video instructions** on [uqr.to/MgnKidsEN](http://uqr.to/MgnKidsEN)

#### Preparation to re-use Magnide® Kids:

- I Fix the top of the loop to the top of the product by using the magnet
- II Turn over the product and place it on a flat surface
- III Fold both sides with magnets to the center, so that the magnets make contact. The orange stitching is now visible on the outside
- IV Close the orange flap over the product so that the magnets make contact

#### SIZING

REF	Size	Shoe size EU	Shoe size UK	Shoe size US
E01712	Small	≤ 36	≤ 3,5	≤ 4,5

Watch our **instruction video** here: [uqr.to/MgnKidsEN](http://uqr.to/MgnKidsEN) or scan this QR code:



More information on [www.slide-solutions.com](http://www.slide-solutions.com)

Magnide® Kids from Arion Slide Solutions minimizes friction between compression garment and skin thanks to the product's unique sliding properties provided by the special material it is made of and by its coating. The friction reduction is particularly helpful to slide the garment over the heel area, which is the broadest part of the foot.

#### EASY, SAFE AND SIMPLE SOLUTION

- Reduces physical strain for both compression wearers and caregivers
- May contribute to a longer life for the garment and to maintaining the original compression longer by preventing damage from fingers or nails and avoiding overstretching and distortion
- Promotes independence of compression wearers and supports therapy compliance

#### COMPOSITION

- Product: Polyamide 67%, Polyester 15%, Polypropylene 10%, Magnets 5%, Polyurethane 2%, Silicone 1%
- Package: Polypropylene (PP)

#### CONTRAINDICATIONS

- Do not use the product if you are allergic to one of its component (see composition).
- Open wounds should be covered with an appropriate dressing before using the product.

#### ⚠️ WARNINGS

- **The Magnide® contains several magnets.** Keep this product away from pacemakers and defibrillators. The magnetic field may interfere with the proper operation of this equipment (minimum distance = 30 cm / 11.8").
- **Suffocation hazard:** Keep the product away from babies, children, and pets.
- **Slipping hazard:** Do not step on the product. Highly slippery material.
- **For external use only /** Intended for skin contact. Seek medical attention if irritation develops.

#### IMPORTANT

- Please **read the instructions for use carefully.** If you have any questions, please contact your reseller.
- **Please keep the package and the instructions for use during the time of use of the product.**
- All **serious incidents** that occur when using the product **should be reported** to the manufacturer and the competent supervisory authority.
- When using the product it is important to **use the right product size** for the user. Using an incorrect size will prevent the product from working properly, and it may become damaged or wear out too quickly.
- **Use the product on a single person.** If the product needs to be used on more than one person, disinfect the product before with a 70% ethanol solution.

#### STORAGE

Keep away from direct sunlight or other heat sources.

#### CARE INSTRUCTIONS






- Wash by hand, at max. 30°C/86°F.
- Do not bleach.
- Do not tumble dry. Dry the product only with a towel.
- Do not iron.
- Do not dry clean.
- Disinfection possible with a 70% ethanol solution.

#### GUARANTEE

This product is guaranteed for a period of six months from the date of purchase against defects resulting from faulty material or construction. Within the guarantee period, the product will be exchanged free of charge in the case of manufacturing and/or material defects. Any exchange under the guarantee will only be carried out if it can be demonstrated by means of a purchase receipt that the date on which the complaint was lodged falls within the guarantee period. The guarantee does not apply if the defect is due to improper use of the product or use on several patients. To use this service you need to contact your supplier. You are asked to return the product washed and to follow the care instructions.

#### RECOMMENDATION FOR USE

The manufacturer recommends replacing the product six months after the first use if the product is used regularly. You can write the date of first use on the back of this document.



### Arion Magnide® Kids

Anziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe mit geschlossener Fußspitze. Für Kinder.

#### Wichtige Informationen, bevor Sie das Produkt verwenden:

- A.** Nützliche Tipps:
- Tragen Sie spezielle Anti-Rutsch-Handschuhe, wenn Sie das Produkt verwenden. Damit haben Sie einen optimalen Halt auf dem Strumpf und reduzieren die benötigte körperliche Anstrengung.
  - Falls der Kompressionsstrumpf einen Silikonrand hat, drehen Sie diesen bitte nach außen.



#### Anleitung zum Anziehen:

1. Setzen Sie das Kind gegenüber von sich, am besten auf ein höheres Bett oder höherem Tisch
2. Ziehen Sie den Magnide Kids über den Fuß des Kindes (beachten Sie dass die orange Lasche bei den Zehen richtig zurückgeklappt ist und der Magnet gut fest klickt)
3. Ziehen Sie den Strumpf über den Magnide Kids
4. Schieben Sie den Strumpf vorsichtig über den Fuß, damit der Strumpf richtig positioniert ist, auch bei der Ferse
5. Vergewissern Sie sich, dass die hellgrüne Schlaufe oberhalb des Strumpfes festgehalten werden kann. Bitten Sie das Kind, die Schlaufe zu halten
6. Stellen Sie sich seitlich von dem Kind und ziehen Sie gemeinsam an der hellgrünen Schlaufe um den Magnide Kids aus dem Strumpf zu entfernen

Sehen Sie sich die **Videoanleitung** auf [uqr.to/MgnKidsDE](http://uqr.to/MgnKidsDE) an.

#### Vorbereitung für eine erneute Verwendung von Magnide® Kids:

- I Die Oberseite der Schlaufe an der Oberseite des Magnide® mit dem Magnet befestigen
- II Den Magnide® umdrehen und auf eine flache Oberfläche legen
- III Die beiden Seiten mit Magneten zur Mitte falten, so dass die Magnete schließen. Die orangen Nähte sind jetzt auf der Außenseite sichtbar
- IV Die orange Lasche (an den Zehen) über dem Magnide® schließen, so dass die Magnete schließen.

#### GRÖßENBESTIMMUNG

REF	Größe	Schuhgröße EU	Schuhgröße UK	Schuhgröße US
E01712	Small	≤ 36	≤ 3,5	≤ 4,5

Anleitungsvideo hier anschauen: [uqr.to/MgnKidsDE](http://uqr.to/MgnKidsDE) oder diesen QR-Code scannen:



Mehr Informationen auf [www.slide-solutions.com](http://www.slide-solutions.com)

Magnide® Kids von Arion Slide Solutions minimiert die Reibung zwischen Kompressionsversorgung und Haut dank der einzigartigen Gleiteigenschaften des verwendeten Materials und seiner speziellen Beschichtung. Die Reduzierung der Reibung ist besonders nützlich, um einen Strumpf oder eine Strumpfhose über den Fersenbereich zu schieben, welcher die breiteste Stelle des Fußes ist.

#### EINFACHE, SICHERE UND SIMPLE LÖSUNG

- Reduziert die körperliche Belastung für Kompressionsträger und Pflegepersonal
- Kann dazu beitragen, die Lebensdauer der Versorgung zu verlängern und die ursprüngliche Kompression länger aufrechtzuerhalten, da Finger- oder Nagelschäden sowie eine übermäßige Dehnung und Verformung der Versorgung verhindert werden können
- Fördert die Unabhängigkeit des Kompressionsträgers und unterstützt die Therapietreue

#### ZUSAMMENSETZUNG

- Produkt : Polyamid 67%, Polyester 15%, Polypropylen 10%, Magnete 5%, Polyurethan 2%, Silikon 1%
- Verpackung: Polypropylen (PP)

#### KONTRAINDIKATIONEN

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Bestandteile allergisch reagieren (siehe Zusammensetzung).
- Offene Wunden müssen vor der Anwendung des Produkts mit einem geeigneten Verband abgedeckt werden.

#### ⚠️ WARNUNGEN

- **Der Magnide® enthält mehrere Magnete.** Halten Sie dieses Produkt von Herzschrittmachern und Defibrillatoren fern. Das Magnetfeld kann die einwandfreie Funktion dieser Geräte beeinträchtigen (Mindestabstand = 30 cm / 11.8").
- **Erstickungsgefahr:** Halten Sie das Produkt von Säuglingen, Kindern und Haustieren fern.
- **Rutsch- und Sturzgefahr:** Treten Sie nicht auf das Produkt. Sehr rutschiges Material.
- **Nur zur äußerlichen Anwendung /** Nur für den Hautkontakt bestimmt. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Reizung entsteht.

#### WICHTIG

- Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Bitte bewahren Sie die Verpackung und die Gebrauchsanleitung während der Nutzungsdauer des Produkts auf.
- Jeder schwerwiegende Vorfall, der bei der Verwendung des Produkts auftritt, muss dem Hersteller und der zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet werden.
- Es ist wichtig, die richtige Produktgröße für den Anwender zu verwenden. Die Verwendung einer falschen Größe verhindert die ordnungsgemäße Funktion des Produkts und kann zu Schäden oder zur schnelleren Abnutzung führen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für eine einzige Person. Wenn das Produkt bei mehr als einer Person verwendet werden soll, desinfizieren Sie es vorher mit einer 70%igen Ethanollösung.

#### LAGERUNG

Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern.

#### PFLEGEHINWEISE


- Handwäsche, maximal 30°C/86°F.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel.
- Nicht im Trockner trocknen. Trocknen Sie das Produkt nur mit einem Handtuch.
- Nicht bügeln.
- Nicht chemisch reinigen.
- Kann mit einer 70%igen Ethanollösung desinfiziert werden.






#### GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von sechs Monaten ab dem Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler. Während der Garantiezeit kann das Produkt bei Verarbeitungs- und/oder Materialfehlern gegen Vorlage eines gültigen Kaufbelegs kostenlos umgetauscht werden (der Anspruch muss innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden). Die Garantie verfällt, wenn der Defekt infolge einer unsachgemäßen Verwendung oder einer Verwendung durch mehrere Patienten entstanden ist. Um diesen Service zu nutzen, müssen Sie sich an Ihren Händler wenden. Bitte geben Sie das Produkt gereinigt zurück, entsprechend der Pflegehinweise.

#### ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Der Hersteller empfiehlt, das Produkt sechs Monate nach der ersten Verwendung auszutauschen, wenn das Produkt regelmäßig verwendet wird. Sie können das Datum der ersten Verwendung auf der Rückseite dieses Dokuments vermerken.





## Arion Magnide® Kids

Aantrekhelp voor medische compressiekousen met gesloten teenstuk.  
Voor kinderen.

### Belangrijke informatie voordat u het product gaat gebruiken:

- A.** Nuttige tips:
- Draag speciale antisliphandschoenen bij het gebruiken van het product. Daardoor heeft u maximale grip op de steunkous en is er minder fysieke kracht nodig.
  - Heeft de steunkous een siliconen rand? Draai die dan naar buiten.



Aan

### Aantrekken:

1. Laat het kind tegenover u plaats nemen, bij voorkeur op een hoger bed of tafel
2. Plaats de Magnide Kids over de voet van het kind (zorg ervoor dat het oranje flapje bij de tenen goed is teruggevouwen, zodat de magneet vastklikt aan de onderkant)
3. Trek de kous over de Magnide Kids
4. Schuif de kous over de voet, zodat de hiel van de kous op de juiste plaats zit
5. Zorg ervoor dat de lichtgroene lus boven de kous uitkomt en laat deze door het kind aan de bovenkant van de kous vastpakken
6. Ga naast of schuin achter het kind staan en trek samen aan de lichtgroene lus om de Magnide Kids uit de kous te verwijderen

Bekijk onze **video-instructies** op [uqr.to/MgnKidsNL](http://uqr.to/MgnKidsNL)

### Vorbereiding voor volgend gebruik Magnide® Kids:

- I Maak de bovenkant van de lus met behulp van de magneet vast aan de bovenkant van het product
- II Draai het product om en leg het op een vlakke ondergrond
- III Vouw de beide zijden met de magneten naar het midden, zodanig dat de magneten tegen elkaar liggen. Het oranje stiksel is nu aan de buitenkant zichtbaar
- IV Sluit de oranje flap over het product, zodat de magneten tegen elkaar liggen

### MAATVOERING

REF	Maat	Schoenmaat EU	Schoenmaat UK	Schoenmaat US
E01712	Small	≤ 36	≤ 3,5	≤ 4,5

U kunt onze instructievideo bekijken op: [uqr.to/MgnKidsNL](http://uqr.to/MgnKidsNL)  
of deze QR-code scannen:



Aanvullende informatie kunt u vinden op [www.slide-solutions.com](http://www.slide-solutions.com)

Magnide® Kids van Arion Slide Solutions minimaliseert de wrijving tussen de steunkous en de huid dankzij de unieke glij-eigenschappen van het speciale materiaal waarvan het product is gemaakt, en de coating. De geringere wrijving is vooral handig om de steunkous over het breedste deel van de voet, de hiel, te schuiven.

### GEMAKKELIJKE, VEILIGE EN EENVOUDIGE OPLOSSING

- Vermindert de fysieke belasting voor zowel dragers van steunkousen als zorgverleners
- Kan bijdragen aan een langere levensduur van de steunkous en aan het langer behouden van de oorspronkelijke compressiewerking door beschadiging door vingers of nagels te voorkomen en te ver uitrekken en vervormen van de steunkous te verhinderen
- Bevordert de zelfredzaamheid van dragers van steunkousen en stimuleert het gebruik ervan

### SAMENSTELLING

- Product: polyamide 67%, polyester 15%, polypropyleen 10%, magneten 5%, polyurethaan 2%, siliconen 1%
- Verpakking: polypropyleen (PP)

### CONTRA-INDICATIES

- Het product niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de componenten (zie samenstelling).
- Voor het gebruik van het product moeten open wonden worden afgedekt met een geschikt verband.

### ! WAARSCHUWINGEN

- **De Magnide® bevat meerdere magneten.** Houd dit product uit de buurt van pacemakers en defibrillators. Het magnetische veld kan de juiste werking van deze apparaten verstoren (minimumafstand = 30 cm / 11.8").
- **Verstikkingsgevaar:** houd het product uit de buurt van baby's, kinderen en huisdieren.
- **Gevaar voor uitglijden:** niet op het product stappen. Erg glad materiaal.
- **Uitsluitend voor uitwendig gebruik/bedoeld voor huidcontact.** Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.

### BELANGRIJK

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw leverancier.
- Bewaar de verpakking en de gebruiksaanwijzing zolang u het product gebruikt.
- Meld alle ernstige incidenten die zich voordoen bij het gebruik van het product aan de fabrikant en de bevoegde toezichhoudende instantie.
- Het is belangrijk om bij het gebruik de juiste maat van het product voor de betreffende gebruiker te kiezen. Als een verkeerde maat wordt gebruikt zal het product niet correct werken en mogelijk beschadigen of overmatig snel slijten.
- Gebruik het product exclusief voor een bepaalde persoon. Moet het product voor meer dan een persoon worden gebruikt? Desinfecteer het product dan voor gebruik met een 70% ethanoloplossing.

### BEWAREN

Uit te buurt houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen.

### ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Met de hand wassen op max. 30 °C/86°F.
- Niet bleken.
- Niet drogen in een wasdroger. Droog het product uitsluitend af met een handdoek.
- Niet strijken.
- Niet chemisch reinigen.
- Kan worden gedesinfecteerd met een 70% ethanoloplossing.








### GARANTIE

Dit product wordt gegarandeerd tegen defecten die het gevolg zijn van defecte materialen of fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden vanaf de aankoopdatum. Binnen de garantieperiode wordt het product bij fabricage- en/of materiaal fouten kosteloos vervangen. Producten worden onder garantie alleen vervangen als met een aankoopbewijs kan worden aangetoond dat de datum waarop de klacht is ingediend binnen de garantietermijn valt. De garantie is niet van toepassing als het defect het gevolg is van oneigenlijk gebruik van het product, of van gebruik bij verschillende personen. Neem voor vragen over garantie contact op met uw leverancier. We vragen u het product gewassen terug te sturen en de onderhoudsinstructies op te volgen.

### AANBEVELING VOOR GEBRUIK

De fabrikant adviseert om het product, als het regelmatig wordt gebruikt, zes maanden na het eerste gebruik te vervangen.

U kunt de datum van het eerste gebruik op de achterkant van dit document noteren.



## Arion Magnide® Kids

Hjælp til påtagning af kompressionsstrømper med lukkede tæer. Til børn.

### Vigtig information inden du begynder at bruge produktet:

- A.** Nyttige tips:
- Brug specielle skridsikre handsker, når du bruger produktet. Det giver dig maksimalt greb om strømpen, og reducerer den nødvendige fysiske styrke.
  - Hvis kompressionsproduktet har en silikonekant, skal du sørge for at vende den udad.



Til

### Instruktioner til påtagning:

1. Sæt barnet foran dig, helst på en høj seng eller et bord
2. Placer Magnide Kids på barnets fod (sørg for at den orange flap ved tæerne er foldet rigtigt tilbage, så magneten klikker fast)
3. Træk strømpen ud over Magnide Kids
4. Træk strømpen over foden, så hælen sidder på det rigtige sted
5. Sørg for, at den lysegrønne løkke kan nås af barnet i toppen af strømpen
6. Stå ved siden af barnet, så I sammen kan trække i den lysegrønne løkke og derved fjerne Magnide Kids fra strømpen

Se vores videoinstruktioner på [uqr.to/MgnKidsEN](http://uqr.to/MgnKidsEN)

### Klargøring til genanvendelse af Magnide® Kids:

- I Fastgør toppen af løkken til toppen af produktet ved hjælp af magneten
- II Vend produktet, og anbring det på en plan overflade
- III Fold begge sider med magneter mod midten, så magneterne kommer i kontakt med hinanden. De orange sømme er nu synlige på ydersiden
- IV Luk den orange flap over produktet, så magneterne kommer i kontakt med hinanden

### STØRRELSER

REF	Størrelse	Skostørrelse EU	Skostørrelse UK	Skostørrelse US
E01712	Small	≤ 36	≤ 3,5	≤ 4,5

Se vores instruktionsvideo her: [uqr.to/MgnKidsEN](http://uqr.to/MgnKidsEN) eller scan denne QR-kode:



Få mere information på [www.slide-solutions.com](http://www.slide-solutions.com)

Magnide® Kids fra Arion Slide Solutions minimerer friktionsmodstanden mellem kompressionstøj og hud takket være produktets unikke glideegenskaber, der skyldes det specielle materiale, det er lavet af, og dets belægning. Den nedsatte friktion er især nyttig, når tøjet skubbes ned over hælmrådet, som er den bredeste del af foden.

### EN NEM, SIKKER OG SIMPEL LØSNING

- Reducerer fysisk belastning for både kompressionsbærere og plejepersonale
- Kan bidrage til en længere levetid for tøjet, og til at opretholde den oprindelige kompression i længere tid ved at forhindre skader på fingre eller negle, og undgå overstrækning og forvrængning
- Fremmer uafhængighed hos kompressionsbærere og støtter behandlingen

### SAMMENSÆTNING

- Produkt: Polyamid 67 %, polyester 15 %, polypropylen 10 %, magneter 5 %, polyurethan 2 %, silikone 1 %
- Emballage: Polypropylen (PP)

### KONTRAINDIKATIONER

- Brug ikke produktet, hvis du er allergisk over for en af dets bestanddele (se sammensætningen).
- Åbne sår skal dækkes med en passende forbinding, inden produktet bruges.

### ⚠ ADVARSLER

- Magnide® indeholder flere magneter. Opbevar dette produkt i god afstand fra pacemakere og defibrillatorer. Magnetfeltet kan forstyrre udstyrets korrekte funktion (minimumsafstand = 30 cm).
- **Kvælningfare:** Hold produktet væk fra babyer, børn og kæledyr.
- **Snublefare:** Tråd ikke på produktet. Materialet er meget glat.
- Kun til udvortes brug/beregnet til hudkontakt. Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation.

### VIGTIGT

- Læs brugsanvisningen nøje.
- Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din forhandler.
- Gem emballagen og brugsanvisningen, så længe du bruger produktet.
- Alle alvorlige hændelser, der opstår ved brug af produktet, skal rapporteres til producenten og den kompetente tilsynsmyndighed.
- Når du bruger produktet, er det vigtigt at finde den rigtige produktstørrelse. Brug af en forkert størrelse forhindrer produktet i at fungere korrekt, og det kan blive beskadiget eller blive slidt for hurtigt.
- Brug kun produktet til en enkelt person. Hvis produktet skal bruges til mere end én person, skal produktet først desinficeres med en 70 % ethanolopløsning.

### OPBEVARING

Opbevares væk fra direkte sollys eller andre varmekilder.

### PLEJEANVISNINGER







- Vaskes i hånden ved maks. 30 °C/86°F.
- Må ikke bleges.
- Må ikke tørretumbles. Tør kun produktet med et håndklæde.
- Må ikke stryges.
- Må ikke renses.
- Kan desinficeres med en 70 % ethanolopløsning.

### GARANTI

Dette produkt er garanteret i en periode på seks måneder fra købsdatoen mod mangler som følge af defekt materiale eller konstruktion. Inden for garantiperioden byttes produktet gratis i tilfælde af produktions- og/eller materialefejl. Enhver ombytning under garantien gennemføres kun, hvis det ved en købskvittering kan påvises, at datoen for indgivelsen af klagen falder inden for garantiperioden. Garantien gælder ikke, hvis manglen skyldes forkert brug af produktet eller anvendelse til flere patienter. For at udnytte denne service skal du kontakte din leverandør. Du bliver bedt om at returnere produktet vasket, og at følge plejeinstruktionerne.

### ANBEFALINGER TIL BRUG

Producenten anbefaler, at produktet udskiftes seks måneder efter første brug, hvis det bruges regelmæssigt. Du kan skrive datoen for første brug på bagsiden af dette dokument.



## Arion Magnide® Kids

Aide à l'enfilage de bas de compression médicale à pointe fermée. Pour enfants.

### Informations importantes avant de commencer à utiliser le produit :

- A.** Conseils utiles :
- Portez des gants antidérapants spéciaux lorsque vous utilisez le produit. Cela vous permet d'avoir une adhérence optimale sur le bas et de réduire la force physique nécessaire.
  - Si le vêtement de compression a une bordure en silicone, assurez-vous de la retourner vers l'extérieur.



**Enfilage**

### Instructions pour l'enfilage :

1. Placer l'enfant face à vous, de préférence en hauteur sur un lit ou sur une table.
2. Enfiler le Magnide Kids sur le pied de l'enfant (faire attention à ce que le rabat orange près des orteils soit bien replié, afin que l'aimant se clipse bien par le dessous).
3. Enfiler le bas au-dessus du Magnide Kids.
4. Glisser le bas au-dessus du pied, afin que le talon du bas soit à la bonne place.
5. Faire en sorte que la languette vert clair sorte sur le dessus du bas et laisser l'enfant tenir celle-ci.
6. Placer vous à côté ou derrière l'enfant et tirer ensemble à la languette vert clair pour retirer le Magnide Kids du bas.

Regardez nos **instructions vidéo** sur [uqr.to/MgnKidsEN](http://uqr.to/MgnKidsEN)

### Préparation pour ré-utiliser Magnide® Kids :

- I Fixer le haut de la languette vert clair sur le haut du produit à l'aide de l'aimant
- II Retourner le produit et le placer sur une surface plane
- III Replier et fixer les deux côtés au centre à l'aide des aimants, de sorte que les aimants entrent en contact. La couture orange est maintenant visible à l'extérieur
- IV Fermer le rabat orange (au niveau des orteils) sur le produit de manière à ce que les aimants entrent en contact

### CHOIX DE LA TAILLE

REF	Taille	Pointure Europe	Pointure R.U.	Pointure É.U.
E01712	Small / Petit	≤ 36	≤ 3,5	≤ 4,5

Regardez notre vidéo d'instruction ici: [uqr.to/MgnKidsEN](http://uqr.to/MgnKidsEN) ou scannez ce code QR:



Plus d'informations sur [www.slide-solutions.com](http://www.slide-solutions.com)

**Magnide® Kids d'Arion Slide Solutions** minimise la friction entre le vêtement de compression et la peau grâce aux propriétés de glissement uniques du matériau utilisé et de son enduit spécial. La réduction de la friction est particulièrement utile pour faire glisser un bas ou collant par dessus la zone du talon qui est la partie la plus large du pied.

### UNE SOLUTION FACILE, SÛRE ET SIMPLE

- Réduit les contraintes physiques pour les porteurs de vêtements de compression et les soignants
- Peut contribuer à prolonger la durée de vie du vêtement et à maintenir la compression initiale plus longtemps en évitant les dommages causés par les doigts ou les ongles et en évitant les étirements excessifs et la déformation du vêtement
- Favorise l'indépendance des porteurs de compression et encourage la fidélité à la thérapie

### COMPOSITION

- Produit : Polyamide 67%, Polyester 15%, Polypropylène 10%, Aimants 5%, Polyuréthane 2%, Silicone 1%
- Emballage : Polypropylène (PP)

### CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un de ses composants (voir composition).
- Les plaies ouvertes doivent être recouvertes d'un pansement approprié avant d'utiliser le produit.

### ⚠ AVERTISSEMENTS

- **Le produit contient plusieurs aimants.** Garder ce produit à l'écart des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs. Le champ magnétique peut interférer avec le bon fonctionnement de ces appareils (distance minimale = 30 cm / 11.8").
- **Risque de suffocation :** Tenir le produit éloigné des bébés, des enfants et des animaux domestiques.
- **Risque de glissade et de chute :** Ne pas marcher sur le produit. Matériau très glissant.
- **Usage externe uniquement /** Destiné au contact avec la peau. Consulter un médecin si une irritation se développe.

### IMPORTANT

- Veuillez **lire attentivement le mode d'emploi**. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur.
- Veuillez **conserver l'emballage et le mode d'emploi pendant la période d'utilisation du produit**.
- **Tout incident grave** survenant lors de l'utilisation du produit **doit être signalé** au fabricant et à l'autorité de surveillance compétente.
- Il est important **d'utiliser la bonne taille du produit** adaptée à l'utilisateur. L'utilisation d'une taille incorrecte empêchera le produit de fonctionner correctement et il risque d'être endommagé ou de s'user trop rapidement.
- **Utiliser le produit sur une seule personne.** Si le produit doit être utilisé sur plusieurs personnes, désinfectez-le d'abord avec une solution à base de 70% d'éthanol.

### STOCKAGE

Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN







- Laver à la main, au maximum à 30°C/86°F.
- Ne pas utiliser d'eau de javel.
- Ne pas faire sécher au sèche-linge. Sécher le produit uniquement à l'aide d'une serviette.
- Ne pas repasser.
- Ne pas nettoyer à sec.
- Désinfection possible avec une solution à base de 70% d'éthanol.

### GARANTIE

Ce produit est garanti pendant une période de six mois à compter de la date d'achat contre tout défaut au niveau des matériaux ou de la fabrication. Pendant la période de garantie, le produit pourra être échangé gratuitement en cas de défauts de fabrication et/ou de matériau moyennant la présentation d'une preuve d'achat valable (la réclamation doit être déposée dans la période de garantie). La garantie ne s'applique pas si le défaut constaté est dû à une utilisation inappropriée du produit ou à une utilisation sur plusieurs patients. Pour utiliser ce service, vous devez contacter votre revendeur. Vous êtes prié de retourner le produit nettoyé en suivant les instructions d'entretien.

### RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Le fabricant recommande de remplacer le produit six mois après la première utilisation si le produit est utilisé régulièrement. Vous pouvez noter la date de première utilisation au dos de ce document.



### Arion Magnide® Kids

Calzador de medias de compresión médica con puntera cerrada. Para niños.

#### Información importante antes de empezar a usar el producto:

- A.** Consejos útiles:
- Use guantes antideslizantes especiales cuando utilice el producto. Así, podrá sujetar mejor la media y necesitará hacer menos fuerza.
  - Si la media de compresión tiene un borde de silicona, dóblelo hacia fuera.



Poner

#### Instrucciones para ponerse la media:

1. Siente al niño en frente suyo, preferiblemente sobre una superficie alta, como una mesa o una cama.
2. Coloque el Magnide Kids alrededor del pie del niño (asegúrese de que la cinta naranja cerca de los dedos del pie del niño queda bien doblada, de manera que el imán haga contacto)
3. Coloque la media sobre el Magnide Kids.
4. Deslice la media sobre el pie, asegurando que el talón de la media queda en el lugar correcto.
5. Asegúrese de que el lazo de color verde claro queda por encima de la media y pida al niño que lo sujete.
6. Colóquese al lado o detrás del niño y tire del lazo verde hasta sacar el Magnide Kids fuera de la media.

Vea el vídeo con las instrucciones en [uqr.to/MgnKidsEN](http://uqr.to/MgnKidsEN)

#### Preparar Magnide® Kids para usar de nuevo:

- I Fije la parte superior de la cinta a la parte superior del producto usando el imán.
- II Dele la vuelta al producto y colóquelo sobre una superficie plana.
- III Doble los dos lados con imanes hacia el centro de forma que los imanes hagan contacto. Verá la costura naranja de la parte exterior.
- IV Doble la solapa naranja sobre el producto de forma que los imanes hagan contacto.

#### TALLAS

REF	Talla	Número de zapato EU	Número de zapato UK	Número de zapato US
E01712	Small	≤ 36	≤ 3,5	≤ 4,5

Vea nuestro vídeo con las instrucciones aquí: [uqr.to/MgnKidsEN](http://uqr.to/MgnKidsEN) o escanee este código QR:



Más información en [www.slide-solutions.com](http://www.slide-solutions.com)

Magnide® Kids de Arion Slide Solutions minimiza la fricción entre la media de compresión y la piel gracias a las propiedades deslizantes únicas del producto que le proporciona el material especial del que está hecho y por su revestimiento. La menor fricción facilita especialmente que la media se deslice por la zona del talón, que es la parte más ancha del pie.

#### UNA SOLUCIÓN SEGURA Y SENCILLA

- Reduce el esfuerzo físico del paciente y del personal de enfermería.
- Contribuye a prolongar la vida de la media y a mantener la compresión original más tiempo evitando que los dedos o las uñas dañen la media y evitando que se estire en exceso y se deforme.
- Facilita la autonomía de las personas usuarias de medias de compresión y ayuda a cumplir con el tratamiento.

#### COMPOSICIÓN

- Producto: poliamida 67 %, poliéster 15 %, polipropileno 10 %, imanes 5 %, poliuretano 2 %, silicona 1 %
- Embalaje: polipropileno (PP)

#### CONTRAINDICACIONES

- No use el producto si tiene alergia a alguno de los componentes (ver composición).
- Las heridas abiertas deben cubrirse con un apósito adecuado antes de usar el producto.

#### ⚠️ ADVERTENCIAS

- **Magnide® incluye varios imanes.** Mantenga este producto alejado de marcapasos y desfibriladores. El campo magnético puede interferir en el funcionamiento correcto de estos dispositivos (distancia mínima = 30 cm / 11,8").
- **Peligro de asfixia:** mantenga el producto alejado de bebés, niños y mascotas.
- **Peligro de resbalamiento:** no pise el producto. Material muy resbaladizo.
- **Solo para uso externo /** adecuado para el contacto con la piel. Acuda a un médico si se produce irritación.

#### IMPORTANTE

- Lea atentamente las instrucciones de uso. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el distribuidor.
- Guarde el embalaje y las instrucciones de uso mientras utilice el producto.
- Debe informarse al fabricante y a la autoridad de supervisión competente de todos los problemas graves que se produzcan al usar el producto.
- Al utilizar el producto es importante que la persona usuaria elija la talla del producto adecuada. Si usa una talla incorrecta, puede que el producto no funcione como es debido y que se dañe o desgaste más rápido de lo normal.
- El producto debe usarlo una sola persona. Si van a usar el producto varias personas, desinféctelo antes con una solución de etanol al 70 %.

#### ALMACENAMIENTO

Manténgalo alejado de la luz directa del sol u otras fuentes de calor.

#### INSTRUCCIONES DE CUIDADO







- Lavar a mano a máx. 30 °C / 86 °F.
- No usar lejía.
- No usar secadora. Secar el producto con una toalla.
- No usar plancha.
- No limpiar en seco.
- Se puede desinfectar con una solución de etanol al 70 %.

#### GARANTÍA

Este producto tiene un período de garantía de seis meses a partir de la fecha de compra por defectos derivados del material o la fabricación. Dentro del período de garantía, el producto se cambiará por otro sin coste si presenta defectos de fabricación o de materiales. El cambio de un producto en garantía solo se efectuará si se puede demostrar mediante un recibo de compra que la fecha en que se presentó la reclamación está dentro del período de garantía. No cubre defectos por un uso inadecuado del producto o por usarlo en varias personas. Para este servicio, deberá ponerse en contacto con su distribuidor. Deberá devolver el producto lavado siguiendo las instrucciones de cuidado.

#### RECOMENDACIÓN DE USO

El fabricante recomienda sustituir el producto seis meses después del primer uso si el producto se utiliza con frecuencia. Puede escribir la fecha del primer uso en la parte de atrás de este documento.



## Arion Magnide® Kids

Dispositivo per mettere le calze compressive medicali con punta chiusa.  
Per bambini.

### Informazioni importanti prima dell'uso del prodotto:

- A.** Consigli utili:
- Quando si usa il prodotto, indossare guanti antiscivolo speciali. Questo permette di avere la massima presa sulla calza e di ridurre la forza fisica necessaria.
  - Se l'indumento di compressione ha un bordo in silicone, assicurarsi di girarlo verso l'esterno.



Mettere

### Istruzioni per mettere le calze:

1. Far sedere il bambino di fronte, su un letto o tavolo, di modo che si trovi più in alto di voi
2. Poggiare Magnide Kids sul piede (verificare che la linguetta arancione in prossimità delle dita del piede sia ripiegata, in modo che il magnete risulti fissato)
3. Tirare la calza su Magnide Kids
4. Tirare la calza sul piede, in modo che il tallone della calza sia correttamente posizionato
5. Assicurarsi che il laccio verde chiaro spunti dalla calza e possa essere afferrato da parte del bambino sulla parte superiore della calza
6. Posizionarsi accanto o leggermente dietro al bambino e tirare il laccio verde chiaro per rimuovere Magnide Kids dalla calza

Guardare le nostre istruzioni video su [uqr.to/MgnKidsEN](http://uqr.to/MgnKidsEN)

### Preparazione per riutilizzare Magnide® Kids:

- I Fissare il lato superiore del laccio con l'aiuto del magnete sul lato superiore di Magnide® 2in1
- II Ruotare Magnide® 2in1 e poggiarlo su una superficie piana
- III Piegare i due lati con i magneti verso il centro, in modo che i magneti si chiudano. Le cuciture arancioni sono così visibili sull'esterno.
- IV Chiudere la linguetta arancione (in prossimità delle dita dei piedi) su Magnide® in modo che il magnete si chiuda

### SCELTA DELLA TAGLIA

REF	Taglia	Numero di scarpa EU	Numero di scarpa UK	Numero di scarpa US
E01712	Small	≤ 36	≤ 3,5	≤ 4,5

Guardare il nostro video di istruzioni qui: [uqr.to/MgnKidsEN](http://uqr.to/MgnKidsEN)  
o scansionare questo codice QR:



Maggiori informazioni sul sito [www.slide-solutions.com](http://www.slide-solutions.com)

**Magnide® Kids di Arion Slide Solutions** riduce al minimo la frizione tra l'indumento di compressione e la pelle grazie alle proprietà di scorrimento esclusive dello speciale materiale utilizzato e del suo rivestimento. La riduzione della frizione è particolarmente utile per far scivolare l'indumento sulla zona del tallone, che è la parte più larga del piede.

### UNA SOLUZIONE FACILE, SICURA E SEMPLICE

- Riduce lo sforzo fisico degli utilizzatori degli indumenti di compressione e del personale di assistenza
- Può contribuire a una durata superiore dell'indumento e mantenere più a lungo la compressione originale, prevenendo i danni causati dalle dita o dalle unghie ed evitando gli stiramenti eccessivi e la deformazione
- Favorisce l'indipendenza di chi indossa gli indumenti di compressione e promuove l'aderenza alla terapia

### COMPOSIZIONE

- Prodotto: poliammide 67%, poliestere 15%, polipropilene 10%, magneti 5%, poliuretano 2%, silicone 1%
- Imballaggio: polipropilene (PP)

### CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno dei suoi componenti (vedere composizione).
- Le piaghe aperte devono essere coperte con un bendaggio appropriato prima di usare il prodotto.

### AVVERTENZE

- **Magnide® contiene diversi magneti.** Tenere questo prodotto lontano da pacemaker e defibrillatori. Il campo magnetico può interferire con il corretto funzionamento di questi apparecchi (distanza minima = 30 cm / 11,8").
- **Rischio di soffocamento:** non lasciare il prodotto alla portata di neonati, bambini e animali domestici.
- **Rischio di scivolamento:** non camminare sul prodotto. Materiale molto scivoloso.
- **Solo per uso esterno /** Destinato al contatto con la pelle. Consultare un medico in caso di comparsa di irritazioni.

### IMPORTANTE

- Leggere attentamente le istruzioni d'uso. Per eventuali domande, contattare il proprio rivenditore.
- Conservare l'imballaggio e le istruzioni d'uso durante il periodo di utilizzo del prodotto.
- Tutti gli incidenti gravi che avvengono durante l'utilizzo del prodotto devono essere segnalati al produttore e all'autorità di controllo competente.
- È importante utilizzare il prodotto nella taglia giusta per l'utilizzatore. L'uso di una taglia sbagliata impedirà il corretto funzionamento del prodotto che rischia di danneggiarsi o usarsi troppo rapidamente.
- Il prodotto deve essere usato da una sola persona. Se il prodotto deve essere usato da più di una persona, disinfettarlo prima con una soluzione di etanolo al 70%.

### CONSERVAZIONE

Tenere al riparo dalla luce solare diretta o da altre fonti di calore.

### ISTRUZIONI PER LA CURA

- Lavare a mano, a una temperatura massima di 30°C/86°F.
- Non candeggiare.
- Non asciugare in asciugatrice. Asciugare il prodotto esclusivamente con una salvietta.
- Non stirare.
- Non lavare a secco.
- Disinfezione possibile con una soluzione di etanolo al 70%.

### GARANZIA

Questo prodotto è garantito per un periodo di sei mesi dalla data di acquisto contro qualsiasi difetto derivante dal materiale o dalla fabbricazione. Durante il periodo di garanzia, il prodotto sarà sostituito gratuitamente in caso di difetti di fabbricazione e/o di materiale. Qualsiasi sostituzione nell'ambito della garanzia sarà effettuata solo se è possibile dimostrare, mediante presentazione di una ricevuta d'acquisto, che la data in cui è stato presentato il reclamo rientra nel periodo di garanzia. La garanzia non si applica se il difetto è dovuto all'uso improprio del prodotto o all'utilizzo su diversi pazienti. Per utilizzare questo servizio è necessario contattare il proprio fornitore. Si prega di restituire il prodotto lavato e di seguire le istruzioni per la cura.

### RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Il produttore raccomanda di sostituire il prodotto sei mesi dopo il primo utilizzo se viene usato regolarmente. Sul retro di questo documento è possibile scrivere la data del primo utilizzo.





Product  
Produit



Residual  
Ordures ménagères

Instructions for use  
Mode d'emploi




Paper  
Papier

Outside package  
Emballage extérieur



Plastic  
Plastique



\*Date of first use  
\*Datum der ersten Verwendung  
\*Datum van eerste gebruik  
\*Dato for første anvendelse  
\*Date de la première utilisation  
\*Første bruksdato

\*Datum för första användning  
\*Ensimmäinen käyttöpäivä  
\*Fecha primer uso  
\*Data da primeira utilização  
\*Data del primo utilizzo  
\*初回使用日



Arion Slide Solutions B.V.  
Rutherford 11  
6422 RE Heerlen (NL)  
[www.arion-group.com](http://www.arion-group.com)



Made in Tunisia  
Hergestellt in Tunesien  
Geproduceerd in Tunesië  
Produceert in Tunesien  
Fabriqué en Tunisie  
Laget i Tunisia

Tillverkat i Tunisien  
Valmistettu Tunisiassa  
Fabricado en Túnez  
Fabricado na Tunísia  
Prodotto in Tunisia  
チュニジア製

Medical device  
Medizinprodukt  
Medisch hulpmiddel  
Medicinsk udstyr  
Dispositif médical  
Medisinsk utstyr

Medicinsk utrustning  
Lääkinnällinen laite  
Dispositivo médico  
Dispositivo medico  
医療機器