



eakin dot



JTG Eakin Limited, 15 Ballystockin Road, County Down, BT23 5QY, U.K.

T: +44 (0)28 9187 1000 F: +44 (0)28 9187 1111 W: www.eakin.eu



www.eakin.eu

TGEakin



tgeakinhd



تعليمات الاستخدام

تعليمات الاستخدام

O'TECHNO PRODUKTU

O'Techno produkt je bezkontaktny systém eakin dot®...

VÁROZNA ÚPOTREBA

Váloznu úpotebu eakin dot® produktu možno použiť na...

BAŠTI INFORMACE

Společnost eakin® nabízí bezkontaktní systém eakin dot®...

PRODUKTINFORMAZIONI

Il prodotto eakin dot® è un sistema di riscaldamento a infrarossi...

WÄRMENNEHMEN UND VORBEREITUNGSANLEITUNG

Das Produkt eakin dot® ist ein Heizsystem mit Infrarotstrahlung...

OSI INFORMAZIONI

Il prodotto eakin dot® è un sistema di riscaldamento a infrarossi...

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

Il prodotto eakin dot® è un sistema di riscaldamento a infrarossi...

AVERTISSEMENTS ET PREPARATION

Le produit eakin dot® est un système de chauffage à infrarouge...

UTERBEN INFORMÁCIÓK

A termék eakin dot® egy infravörös fűtési rendszer...

АВЕРТІВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА

Товар eakin dot® є системою опалення інфрачервоною радіацією...

OM KASSE PRODUKTU

Om kasse produkt je bezkontaktny systém eakin dot®...

AVERTISSEMENTS ET PREPARATION

Le produit eakin dot® est un système de chauffage à infrarouge...

UTERBEN INFORMÁCIÓK

A termék eakin dot® egy infravörös fűtési rendszer...

АВЕРТІВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА

Товар eakin dot® є системою опалення інфрачервоною радіацією...

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

Il prodotto eakin dot® è un sistema di riscaldamento a infrarossi...

WÄRMENNEHMEN UND VORBEREITUNGSANLEITUNG

Das Produkt eakin dot® ist ein Heizsystem mit Infrarotstrahlung...

OSI INFORMAZIONI

Il prodotto eakin dot® è un sistema di riscaldamento a infrarossi...

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

Il prodotto eakin dot® è un sistema di riscaldamento a infrarossi...

AVERTISSEMENTS ET PREPARATION

Le produit eakin dot® est un système de chauffage à infrarouge...

UTERBEN INFORMÁCIÓK

A termék eakin dot® egy infravörös fűtési rendszer...

OVER DEZE PRODUCT

Over deze product is een contactloos verwarmingssysteem...

AVERTISSEMENTS ET PREPARATION

Le produit eakin dot® est un système de chauffage à infrarouge...

UTERBEN INFORMÁCIÓK

A termék eakin dot® egy infravörös fűtési rendszer...

АВЕРТІВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА

Товар eakin dot® є системою опалення інфрачервоною радіацією...

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

Il prodotto eakin dot® è un sistema di riscaldamento a infrarossi...

WÄRMENNEHMEN UND VORBEREITUNGSANLEITUNG

Das Produkt eakin dot® ist ein Heizsystem mit Infrarotstrahlung...

OSI INFORMAZIONI

Il prodotto eakin dot® è un sistema di riscaldamento a infrarossi...

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

Il prodotto eakin dot® è un sistema di riscaldamento a infrarossi...

AVERTISSEMENTS ET PREPARATION

Le produit eakin dot® est un système de chauffage à infrarouge...

UTERBEN INFORMÁCIÓK

A termék eakin dot® egy infravörös fűtési rendszer...

Product safety icons and symbols including WMD, fire, umbrella, recycling, and warning symbols.

ISÄRIBOTUOTITTA

Isäribotuotit on kontaktiton lämmitysjärjestelmä...

AVERTISSEMENTS ET PREPARATION

Le produit eakin dot® est un système de chauffage à infrarouge...

UTERBEN INFORMÁCIÓK

A termék eakin dot® egy infravörös fűtési rendszer...

АВЕРТІВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА

Товар eakin dot® є системою опалення інфрачервоною радіацією...

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

Il prodotto eakin dot® è un sistema di riscaldamento a infrarossi...

WÄRMENNEHMEN UND VORBEREITUNGSANLEITUNG

Das Produkt eakin dot® ist ein Heizsystem mit Infrarotstrahlung...

OSI INFORMAZIONI

Il prodotto eakin dot® è un sistema di riscaldamento a infrarossi...

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

Il prodotto eakin dot® è un sistema di riscaldamento a infrarossi...

AVERTISSEMENTS ET PREPARATION

Le produit eakin dot® est un système de chauffage à infrarouge...

UTERBEN INFORMÁCIÓK

A termék eakin dot® egy infravörös fűtési rendszer...



ABOUT THESE PRODUCT

About these product is a contactless heating system...

AVERTISSEMENTS ET PREPARATION

Le produit eakin dot® est un système de chauffage à infrarouge...

UTERBEN INFORMÁCIÓK

A termék eakin dot® egy infravörös fűtési rendszer...

АВЕРТІВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА

Товар eakin dot® є системою опалення інфрачервоною радіацією...

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

Il prodotto eakin dot® è un sistema di riscaldamento a infrarossi...

WÄRMENNEHMEN UND VORBEREITUNGSANLEITUNG

Das Produkt eakin dot® ist ein Heizsystem mit Infrarotstrahlung...

OSI INFORMAZIONI

Il prodotto eakin dot® è un sistema di riscaldamento a infrarossi...

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

Il prodotto eakin dot® è un sistema di riscaldamento a infrarossi...

AVERTISSEMENTS ET PREPARATION

Le produit eakin dot® est un système de chauffage à infrarouge...

1. Preparation:

1. **Preparation:** Ensure skin is clean and dry before application (1a).
If the pouch is pre-cut, please proceed to step (2). If the pouch needs to be cut to size, use the enclosed measuring guide cutting guide on the backsheet cut a middle to fit the exact measurements. The measuring guide is available on the inside of the pouch or on the backsheet cut a middle to fit the exact measurements. The measuring guide is available on the inside of the pouch or on the backsheet cut a middle to fit the exact measurements. The measuring guide is available on the inside of the pouch or on the backsheet cut a middle to fit the exact measurements.

2. **Application:** Peel the protective film off the backsheet (2a). Starting at the bottom of the backsheet, press against your skin, smoothing upwards and outwards, to ensure airtight seal. The adhesive on the backsheet will adhere to the skin. Smooth the adhesive on the backsheet to ensure airtight seal. The adhesive on the backsheet will adhere to the skin. Smooth the adhesive on the backsheet to ensure airtight seal.

3. **Emptying disposable pouches:** Fold both legs of the waste trap and inside collar (3a). To make a larger opening for emptying pull the waste trap and inside collar (3b). For emptying pull the waste trap and inside collar (3b). For emptying pull the waste trap and inside collar (3b). For emptying pull the waste trap and inside collar (3b).

4. **Removal of the pouch:** Peel down to remove (4a). Peel down to remove (4a). Peel down to remove (4a). Peel down to remove (4a).

5. **Dispose:** Dispose of waste products in a way that is safe and does not cause any harm to the environment. Dispose of waste products in accordance with local guidelines.

2. Application:

2. **Application:** Peel the protective film off the backsheet (2a). Starting at the bottom of the backsheet, press against your skin, smoothing upwards and outwards, to ensure airtight seal. The adhesive on the backsheet will adhere to the skin. Smooth the adhesive on the backsheet to ensure airtight seal. The adhesive on the backsheet will adhere to the skin. Smooth the adhesive on the backsheet to ensure airtight seal.

3. **Emptying disposable pouches:** Fold both legs of the waste trap and inside collar (3a). To make a larger opening for emptying pull the waste trap and inside collar (3b). For emptying pull the waste trap and inside collar (3b). For emptying pull the waste trap and inside collar (3b).

4. **Removal of the pouch:** Peel down to remove (4a). Peel down to remove (4a). Peel down to remove (4a). Peel down to remove (4a).

5. **Dispose:** Dispose of waste products in a way that is safe and does not cause any harm to the environment. Dispose of waste products in accordance with local guidelines.

3. Application:

3. **Application:** Peel the protective film off the backsheet (3a). Starting at the bottom of the backsheet, press against your skin, smoothing upwards and outwards, to ensure airtight seal. The adhesive on the backsheet will adhere to the skin. Smooth the adhesive on the backsheet to ensure airtight seal. The adhesive on the backsheet will adhere to the skin. Smooth the adhesive on the backsheet to ensure airtight seal.

4. **Removal of the pouch:** Peel down to remove (4a). Peel down to remove (4a). Peel down to remove (4a). Peel down to remove (4a).

5. **Dispose:** Dispose of waste products in a way that is safe and does not cause any harm to the environment. Dispose of waste products in accordance with local guidelines.

4. Application:

4. **Application:** Peel the protective film off the backsheet (4a). Starting at the bottom of the backsheet, press against your skin, smoothing upwards and outwards, to ensure airtight seal. The adhesive on the backsheet will adhere to the skin. Smooth the adhesive on the backsheet to ensure airtight seal. The adhesive on the backsheet will adhere to the skin. Smooth the adhesive on the backsheet to ensure airtight seal.

5. **Dispose:** Dispose of waste products in a way that is safe and does not cause any harm to the environment. Dispose of waste products in accordance with local guidelines.

5. Application:

5. **Application:** Peel the protective film off the backsheet (5a). Starting at the bottom of the backsheet, press against your skin, smoothing upwards and outwards, to ensure airtight seal. The adhesive on the backsheet will adhere to the skin. Smooth the adhesive on the backsheet to ensure airtight seal. The adhesive on the backsheet will adhere to the skin. Smooth the adhesive on the backsheet to ensure airtight seal.

6. **Dispose:** Dispose of waste products in a way that is safe and does not cause any harm to the environment. Dispose of waste products in accordance with local guidelines.

6. Application:

6. **Application:** Peel the protective film off the backsheet (6a). Starting at the bottom of the backsheet, press against your skin, smoothing upwards and outwards, to ensure airtight seal. The adhesive on the backsheet will adhere to the skin. Smooth the adhesive on the backsheet to ensure airtight seal. The adhesive on the backsheet will adhere to the skin. Smooth the adhesive on the backsheet to ensure airtight seal.

7. **Dispose:** Dispose of waste products in a way that is safe and does not cause any harm to the environment. Dispose of waste products in accordance with local guidelines.

Käyttöohjeet

1. **Vahvistaminen:** Varmista, että iho on puhtaita ja kuivaa ennen käyttöä. Jos pussi on esikarsottu, siirry suoraan askel (2) käyttöön. Jos pussiä on leikättävä, käytä mukautusohjetta. Mittauksen jälkeen leikkaa pussi keskeltä tarkasti. Mittausohjeet löydät pussin sisäpuolelta. Mittausohjeet löydät pussin sisäpuolelta. Mittausohjeet löydät pussin sisäpuolelta.

2. **Käyttö:** Irrota suojaava kalvo pussin alaosasta ja paina pussi ihoon. Suuntaa pussin kuituosa ihoon ja varmista, että pussi on tiiviisti sulautunut. Suuntaa pussin kuituosa ihoon ja varmista, että pussi on tiiviisti sulautunut. Suuntaa pussin kuituosa ihoon ja varmista, että pussi on tiiviisti sulautunut.

3. **Pöytätyhjennys:** Käännä pussin kuituosa ylöspäin ja sulje pussin kuituosa. Käännä pussin kuituosa ylöspäin ja sulje pussin kuituosa. Käännä pussin kuituosa ylöspäin ja sulje pussin kuituosa.

4. **Pussin poistaminen:** Irrota pussi ihosta ja heitä se pois. Irrota pussi ihosta ja heitä se pois. Irrota pussi ihosta ja heitä se pois.

5. **Hyväksytyt hävitysreitit:** Käytä paikallisten viranomaisten ohjeita hävityksessä. Käytä paikallisten viranomaisten ohjeita hävityksessä. Käytä paikallisten viranomaisten ohjeita hävityksessä.

Gebrauchsinstruktes

1. **Vorbereitung:** Sorgen Sie dafür, dass Ihre Haut sauber und trocken ist, bevor Sie das Produkt anwenden. Wenn das Produkt vorklebeband hat, gehen Sie direkt zum Schritt (2) über. Wenn das Produkt geschnitten werden muss, verwenden Sie die beigefugte Messanleitung. Die Messanleitung befindet sich auf der Innenseite des Beutels. Die Messanleitung befindet sich auf der Innenseite des Beutels.

2. **Anwendung:** Entfernen Sie das Schutzfolienband von der Unterseite des Beutels und drücken Sie das Produkt an Ihrer Haut an. Drücken Sie das Produkt an Ihrer Haut an. Drücken Sie das Produkt an Ihrer Haut an.

3. **Entleeren des Beutels:** Klappen Sie die Beine des Abfallfangers nach innen und ziehen Sie die Unterseite des Beutels nach unten, um den Abfall zu entleeren. Klappen Sie die Beine des Abfallfangers nach innen und ziehen Sie die Unterseite des Beutels nach unten, um den Abfall zu entleeren. Klappen Sie die Beine des Abfallfangers nach innen und ziehen Sie die Unterseite des Beutels nach unten, um den Abfall zu entleeren.

4. **Abnahme des Beutels:** Ziehen Sie den Beutel von Ihrer Haut ab und werfen Sie ihn weg. Ziehen Sie den Beutel von Ihrer Haut ab und werfen Sie ihn weg. Ziehen Sie den Beutel von Ihrer Haut ab und werfen Sie ihn weg.

5. **Abfallentsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.

Bugsanvisning

1. **Förberedelse:** Se till att huden är ren och torr för påläggning (1a). Se till att huden är ren och torr för påläggning (1a). Se till att huden är ren och torr för påläggning (1a).

2. **Användning:** Ta bort skyddsfilm från botten av påsken och tryck påsken mot huden. Tryck påsken mot huden. Tryck påsken mot huden.

3. **Tommaspottning:** Vänd påsar och drag ut avfall från påsken. Vänd påsar och drag ut avfall från påsken. Vänd påsar och drag ut avfall från påsken.

4. **Avlägsnande av påsen:** Ta bort påsen från huden och kasta den bort. Ta bort påsen från huden och kasta den bort. Ta bort påsen från huden och kasta den bort.

5. **Avfallshandläggning:** Följ lokala bestämmelser för avfallshandläggning. Följ lokala bestämmelser för avfallshandläggning. Följ lokala bestämmelser för avfallshandläggning.

Névod k použití

1. **Příprava:** Před aplikací se ujistěte, že je pokožka čistá a suchá (1a). Před aplikací se ujistěte, že je pokožka čistá a suchá (1a). Před aplikací se ujistěte, že je pokožka čistá a suchá (1a).

2. **Aplikace:** Odstraňte ochrannou fólii ze spodní části sáčku a přitlačte sáček k pokožce. Odstraňte ochrannou fólii ze spodní části sáčku a přitlačte sáček k pokožce. Odstraňte ochrannou fólii ze spodní části sáčku a přitlačte sáček k pokožce.

3. **Prázdnění odpadkového sáčku:** Převlékněte odpadkovou pastičku dovnitř a vytažením sáčku vyprázdněte odpadkovou pastičku. Převlékněte odpadkovou pastičku dovnitř a vytažením sáčku vyprázdněte odpadkovou pastičku. Převlékněte odpadkovou pastičku dovnitř a vytažením sáčku vyprázdněte odpadkovou pastičku.

4. **Odstranění odpadkového sáčku:** Odstraněte sáček od pokožky a vyhoďte ho do odpadu. Odstraněte sáček od pokožky a vyhoďte ho do odpadu. Odstraněte sáček od pokožky a vyhoďte ho do odpadu.

5. **Smětelná úprava odpadu:** Směťte odpad v souladu s místními předpisy. Směťte odpad v souladu s místními předpisy. Směťte odpad v souladu s místními předpisy.

تعليمات الاستخدام

1. **التحضير:** قبل التطبيق، تأكد من نظافة جفاف الجلد (1أ). قبل التطبيق، تأكد من نظافة جفاف الجلد (1أ). قبل التطبيق، تأكد من نظافة جفاف الجلد (1أ).

2. **التطبيق:** إزالة الفيلم الواقي من الجزء السفلي من الحقيبة وضغط الحقيبة على الجلد. إزالة الفيلم الواقي من الجزء السفلي من الحقيبة وضغط الحقيبة على الجلد. إزالة الفيلم الواقي من الجزء السفلي من الحقيبة وضغط الحقيبة على الجلد.

3. **تفريغ الحقيبة:** قلب الحقيبة وادخل فتحة القمامة من الحقيبة. قلب الحقيبة وادخل فتحة القمامة من الحقيبة. قلب الحقيبة وادخل فتحة القمامة من الحقيبة.

4. **إزالة الحقيبة:** إزالة الحقيبة من الجلد والتخلص منها في المهجع. إزالة الحقيبة من الجلد والتخلص منها في المهجع. إزالة الحقيبة من الجلد والتخلص منها في المهجع.

5. **معالجة النفايات:** التخلص من النفايات وفقًا للوائح المحلية. التخلص من النفايات وفقًا للوائح المحلية. التخلص من النفايات وفقًا للوائح المحلية.

Consignes d'utilisation

1. **Préparation:** S'assurer que la peau est propre et sèche avant l'application (1a). S'assurer que la peau est propre et sèche avant l'application (1a). S'assurer que la peau est propre et sèche avant l'application (1a).

2. **Application:** Retirer le film protecteur de la partie inférieure de la poche et appuyer la poche contre la peau. Retirer le film protecteur de la partie inférieure de la poche et appuyer la poche contre la peau. Retirer le film protecteur de la partie inférieure de la poche et appuyer la poche contre la peau.

3. **Vidange:** Retourner la poche et introduire la poche à déchets de la poche. Retourner la poche et introduire la poche à déchets de la poche. Retourner la poche et introduire la poche à déchets de la poche.

4. **Rémoval de la poche:** Retirer la poche de la peau et jeter la poche dans la poubelle. Retirer la poche de la peau et jeter la poche dans la poubelle. Retirer la poche de la peau et jeter la poche dans la poubelle.

5. **Élimination des déchets:** Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales. Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales. Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales.

Navodila za uporabo

1. **Priprava:** Pred uporabo poskrbite, da bo koža čista in suha (1a). Pred uporabo poskrbite, da bo koža čista in suha (1a). Pred uporabo poskrbite, da bo koža čista in suha (1a).

2. **Uporaba:** Odstranite zaščitno folijo s spodnje strani vrečke in pritisnite vrečko na kožo. Odstranite zaščitno folijo s spodnje strani vrečke in pritisnite vrečko na kožo. Odstranite zaščitno folijo s spodnje strani vrečke in pritisnite vrečko na kožo.

3. **Prazenje odpadkov:** Vrnite vrečko navznoter in iz vrečke odstranite odpadke. Vrnite vrečko navznoter in iz vrečke odstranite odpadke. Vrnite vrečko navznoter in iz vrečke odstranite odpadke.

4. **Odstranitev vrečke:** Odstranite vrečko od kože in jo zavrgite v odpadni koš. Odstranite vrečko od kože in jo zavrgite v odpadni koš. Odstranite vrečko od kože in jo zavrgite v odpadni koš.

5. **Odstranitev odpadkov:** Odpadke odstranite v skladu s lokalnimi predpisi. Odpadke odstranite v skladu s lokalnimi predpisi. Odpadke odstranite v skladu s lokalnimi predpisi.

使用方法

1. **準備:** 使用前の肌を清潔にし、乾かしてください (1a)。使用前の肌を清潔にし、乾かしてください (1a)。使用前の肌を清潔にし、乾かしてください (1a)。

2. **貼り付け:** 袋の下部の保護フィルムを剥がし、袋を肌に押し付けます。袋の下部の保護フィルムを剥がし、袋を肌に押し付けます。袋の下部の保護フィルムを剥がし、袋を肌に押し付けます。

3. **ゴミの処理:** 袋を返して、袋の中のゴミを袋の中に捨てます。袋を返して、袋の中のゴミを袋の中に捨てます。袋を返して、袋の中のゴミを袋の中に捨てます。

4. **袋の取り外し:** 袋を肌から取り外し、ゴミ箱に捨てます。袋を肌から取り外し、ゴミ箱に捨てます。袋を肌から取り外し、ゴミ箱に捨てます。

5. **ゴミの処理:** ゴミを適切に処理してください (5a)。ゴミを適切に処理してください (5a)。ゴミを適切に処理してください (5a)。

Istruzioni d'uso

1. **Preparazione:** Controllare che la pelle sia pulita e asciutta prima dell'applicazione (1a). Controllare che la pelle sia pulita e asciutta prima dell'applicazione (1a). Controllare che la pelle sia pulita e asciutta prima dell'applicazione (1a).

2. **Applicazione:** Rimuovere la pellicola protettiva dalla parte inferiore della borsa e premere la borsa contro la pelle. Rimuovere la pellicola protettiva dalla parte inferiore della borsa e premere la borsa contro la pelle. Rimuovere la pellicola protettiva dalla parte inferiore della borsa e premere la borsa contro la pelle.

3. **Svuotare sacche dei rifiuti:** Rovesciare l'intera borsa e gettare i rifiuti nella borsa. Rovesciare l'intera borsa e gettare i rifiuti nella borsa. Rovesciare l'intera borsa e gettare i rifiuti nella borsa.

4. **Rimozione della borsa:** Rimuovere la borsa dalla pelle e gettarla nel cestino dei rifiuti. Rimuovere la borsa dalla pelle e gettarla nel cestino dei rifiuti. Rimuovere la borsa dalla pelle e gettarla nel cestino dei rifiuti.

5. **Smaltimento dei rifiuti:** Smaltire i rifiuti in conformità con le norme locali. Smaltire i rifiuti in conformità con le norme locali. Smaltire i rifiuti in conformità con le norme locali.

Gebrauchsanweisung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut sauber und trocken ist (1a). Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut sauber und trocken ist (1a). Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut sauber und trocken ist (1a).

2. **Anwendung:** Entfernen Sie das Schutzfolienband von der Unterseite des Beutels und drücken Sie den Beutel gegen Ihre Haut. Entfernen Sie das Schutzfolienband von der Unterseite des Beutels und drücken Sie den Beutel gegen Ihre Haut. Entfernen Sie das Schutzfolienband von der Unterseite des Beutels und drücken Sie den Beutel gegen Ihre Haut.

3. **Entleeren von Abfallbehältern:** Klappen Sie den Beutel um und drücken Sie den Beutel nach unten, um den Abfall zu entleeren. Klappen Sie den Beutel um und drücken Sie den Beutel nach unten, um den Abfall zu entleeren. Klappen Sie den Beutel um und drücken Sie den Beutel nach unten, um den Abfall zu entleeren.

4. **Entfernen des Beutels:** Entfernen Sie den Beutel von Ihrer Haut und werfen Sie ihn weg. Entfernen Sie den Beutel von Ihrer Haut und werfen Sie ihn weg. Entfernen Sie den Beutel von Ihrer Haut und werfen Sie ihn weg.

5. **Abfallentsorgung:** Entsorgen Sie den Abfall in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie den Abfall in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie den Abfall in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.

Consignes d'utilisation

1. **Préparation:** S'assurer que la peau est propre et sèche avant l'application (1a). S'assurer que la peau est propre et sèche avant l'application (1a). S'assurer que la peau est propre et sèche avant l'application (1a).

2. **Application:** Retirer le film protecteur de la partie inférieure de la poche et appuyer la poche contre la peau. Retirer le film protecteur de la partie inférieure de la poche et appuyer la poche contre la peau. Retirer le film protecteur de la partie inférieure de la poche et appuyer la poche contre la peau.

3. **Vidange:** Retourner la poche et introduire la poche à déchets de la poche. Retourner la poche et introduire la poche à déchets de la poche. Retourner la poche et introduire la poche à déchets de la poche.

4. **Rémoval de la poche:** Retirer la poche de la peau et jeter la poche dans la poubelle. Retirer la poche de la peau et jeter la poche dans la poubelle. Retirer la poche de la peau et jeter la poche dans la poubelle.

5. **Élimination des déchets:** Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales. Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales. Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales.

Consignes d'utilisation

1. **Préparation:** S'assurer que la peau est propre et sèche avant l'application (1a). S'assurer que la peau est propre et sèche avant l'application (1a). S'assurer que la peau est propre et sèche avant l'application (1a).

2. **Application:** Retirer le film protecteur de la partie inférieure de la poche et appuyer la poche contre la peau. Retirer le film protecteur de la partie inférieure de la poche et appuyer la poche contre la peau. Retirer le film protecteur de la partie inférieure de la poche et appuyer la poche contre la peau.

3. **Vidange:** Retourner la poche et introduire la poche à déchets de la poche. Retourner la poche et introduire la poche à déchets de la poche. Retourner la poche et introduire la poche à déchets de la poche.

4. **Rémoval de la poche:** Retirer la poche de la peau et jeter la poche dans la poubelle. Retirer la poche de la peau et jeter la poche dans la poubelle. Retirer la poche de la peau et jeter la poche dans la poubelle.

5. **Élimination des déchets:** Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales. Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales. Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales.