




Absorbing Sachets

REF A2020



Keep out of reach of children.
 Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
 Buiten het bereik van kinderen houden.
 Opbevares utilgængeligt for børn.
 Mantener fuera del alcance de los niños.
 Tenir hors de la portée des enfants.
 Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 Förvara utom räckhåll för barn.
 Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
 Mantenha fora do alcance de crianças.
 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 Uchovávejte mimo dosahu detí.
 Trzymać poza zasięgiem dzieci.
 يحفظ بعيدا عن تناول الأطفال.
 Čuvajte van dohvata djece.
 Čuvati dalje od djece.
 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 Oppbevares utilgjengelig for barn.
 Hranite zunaj dosega otrok.



Do not swallow.
 Nicht verschlucken.
 Niet inslikken.
 Må ikke indtages.
 No lo tragues.
 Ne pas avaler.
 Nenorīt.
 Nu inghiti.
 Får ej sväljas.
 Μην καταπίνετε.
 Não engula.
 Nepolykejte.
 Neprehltajte.
 Nie połykać.
 لا ابتلاع.
 Nemojte gutati.
 Ne progutati.
 Nevalgyti.
 Må ikke svelges.
 Izdelka ne smete zaužiti.



GB: Instructions for Use

Features and Intended Use

Highly absorbent granules to thicken the output collected in stoma pouches and to help neutralise odour.

The “film layer” surrounding the granules dissolves as soon as it comes into contact with a stool. The highly absorbent granules then release to thicken the stool. The granules will neutralise odours.

Materials/Ingredients

Super absorbent polymers.

Application

- If you use a colostomy pouch (closed), insert one sachet containing absorbent granules, into a new stoma pouch before application.
- If you use an ileostomy pouch (open), empty the pouch and clean the closure, then insert a sachet through the closure of the pouch.

Disposal of the device after use

This product can be used in colostomy pouches and may be disposed of in the same way as you usually dispose of your pouches. When using an ileostomy pouch the contents including the granules may be emptied from the pouch and flushed away in the toilet.



Warnings and Precautions

- Each product is for single use only. Do not re-use. Re-use can lead to cross-contamination.
- Use only as directed by your healthcare professional.
- Read the instructions prior to use.
- Discontinue use and contact your healthcare professional if you experience any allergic reactions or problems when using the product.
- For external use only.
- Keep out of reach of children.
- If the contents of the sachet comes into contact with the eyes, rinse thoroughly with clean water and consult a doctor if irritation occurs.
- Do not swallow. If product is swallowed there may be a risk of suffocation. Do not induce vomiting. Rinse mouth with water and seek medical assistance immediately. Monitor until all granules are cleared from mouth and throat.
- Non-toxic.

Contraindications

These devices should not be used by anyone with a known sensitivity to the materials or ingredients listed in the section 'Materials/Ingredients'.

Storage conditions

Store in a cool dark dry place away from moisture. Best stored with a guidance of temperature from 0°C to 27°C as is noted on the product label.

Serious Incidents

Should a serious incident arise as a result of using the product please report this immediately to the manufacturer and the Competent Authority in the country where you reside.

Shelf life

Use by expiry date printed on the label.

DE: Gebrauchsanleitung

Eigenschaften und Verwendungszweck

Stark absorbierendes Granulat zum Eindicken des Stuhls in Stomabeuteln und zur vollständigen Geruchsneutralisierung.

Die “Filmschicht”, die die Granulatkörner zusammenhält, wird sich sofort auflösen, wenn sie mit dem Stuhl in Berührung kommt. Das stark absorbierende Granulat wird dann anfangen, den Stuhl einzudicken. Darüber hinaus neutralisiert das Granulat den Geruch des Stuhls.

Materialien/Inhaltsstoffe

Super absorbierende Polymere.



Anwendung

- Wenn Sie einen Kolostomiebeutel (geschlossen) verwenden, geben Sie 1 Sachet mit absorbierendem Granulat in den neuen Beutel, bevor Sie diesen anbringen.
- Wenn Sie einen Ileostomiebeutel (offen) verwenden, muss der Beutel zunächst geleert und die Öffnung an der Unterseite gesäubert werden. Anschließend können Sie das Sachet durch diese Öffnung in den Beutel geben.

Entsorgen des Produkts nach Gebrauch

Dieses Produkt kann in Kolostomie Beutel verwendet werden und kann dann zusammen mit dem Beutel entsorgt werden wie immer. Wenn es benutzt wird in einem Ileostomie Beutel kann es mit der Verdauung in der Toilette entsorgt werden.



Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Jedes Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht wiederverwenden. Die Wiederverwendung kann zu Kreuzkontaminationen führen.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf Anweisung Ihres medizinischen Fachpersonals.
- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung.
- Brechen Sie die Anwendung ab und wenden Sie sich an Ihr medizinisches Fachpersonal, wenn Sie allergische Reaktionen oder Probleme bei der Anwendung des Produkts feststellen.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Falls der Inhalt des Sachets mit den Augen in Berührung kommen sollte, die Augen gründlich mit reichlich Wasser spülen und bei Reizungen den Hausarzt aufsuchen.
- Nicht einnehmen. Wenn es eingenommen wird besteht erstickungs Gefahr. Kein Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser reinigen und sofort medizinische Hilfe hinzuziehen. Patient gut beobachten bis Mund und Rachen völlig sauber sind.
- Nicht giftig.

Kontraindikationen

Diese Produkte sollten nicht verwendet werden, von Personen mit bekannter Überempfindlichkeit zu den im Abschnitt „Materialien/Inhaltsstoffe“ aufgeführten Materialien oder Inhaltsstoffe.

Lagerbedingungen

Kühl, trocken und dunkel aufbewahren, bevorzugt bei gesteuerten Temperatur von 0°C bis 27°C wie es auf dem Produktetikett verzeichnet ist.

Schwerwiegende Vorkommnisse

Sollte ein schwerwiegender Vorfall infolge der Verwendung des Produktes auftreten, melden Sie dies bitte unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem Land, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben.

Haltbarkeit

Verwendung bis zum auf dem Produktetikett angegebenen Verfallsdatum.

NL: Gebruiksaanwijzing

Kenmerken en beoogd gebruik

Sterk absorberende korrels, om de output die in stomazakjes wordt opgevangen te verdikken en om geurtjes te neutraliseren. De "filmlaag" rondom de korrels lost op, zodra deze in contact komt met ontlasting. De sterk absorberende korrels komen dan vrij, om de ontlasting dikker te maken. De korrels neutraliseren geurtjes.

Materialen/Ingrediënten

Superabsorberende polymeren.

Aanbrengen

- Als u een colostomiezakje (gesloten) gebruikt, plaats dan eerst een sachet met absorberend granulaat in een nieuw stomazakje, voordat u het aanbrengt.
- Als u een ileostomazakje gebruikt (open), maak het zakje dan leeg en maak de sluiting schoon, steek vervolgens een sachet door de sluiting van het zakje.

Verwijderen van het product na gebruik

Dit product kan worden gebruikt in colostomiezakjes en kan op dezelfde manier worden weggegooid als u gewend bent met uw zakjes te doen. Bij gebruik van een ileostomazakje kan de inhoud van het zakje, inclusief de korrels, in het toilet worden gegooid en weggespoeld.

**Waarschuwingen-voorzorgsmaatregelen**

- Elk product is uitsluitend voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken. Hergebruik kan leiden tot kruisbesmetting.
- Gebruik alleen zoals voorgeschreven door uw zorgverlener.
- Lees vóór gebruik de instructies.
- Stop het gebruik en neem contact op met uw arts als u allergische reacties of problemen ervaart tijdens het gebruik van het product.
- Alleen voor uitwendig gebruik.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Komt de inhoud van het sachet in contact met de ogen, spoel dan meteen grondig met schoon water en raadpleeg, als irritatie optreedt, een arts.
- Niet inslikken. Wordt het product ingeslikt, dan bestaat er verstikkingsgevaar. Geen braken opwekken. Mond spoelen met water en onmiddellijk medische hulp inroepen. Blijven observeren, totdat alle korrels uit de mond en de keel zijn verwijderd.
- Niet giftig.

Contra-indicaties

Deze producten mogen niet worden gebruikt door iemand met een bekende gevoeligheid voor de materialen of ingrediënten die vermeld zijn in de sectie 'Materialen/Ingrediënten'.

Opslag condities

Op een koele donkere en droge plaats bewaren, uit de buurt van vocht. Kan het beste bewaard worden, zoals vermeld op het productetiket, bij een adviestemperatuur tussen 0 °C en 27 °C.

Ernstige incidenten

Mocht er zich een ernstig incident voordoen als gevolg van het gebruik van het product, meldt dit dan onmiddellijk aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in het land waar u woont.

Houdbaarheid

Te gebruiken tot de vervaldatum vermeld op het etiket.

DK: Brugsanvisning**Funktioner og tilsigtede brug**

Meget absorberende granulat til at fortykke produktionen indsamlet i stomiposer og hjælpe med at neutralisere lugt.

"Filmaget", der omgiver granulatet, opløses, så snart det kommer i kontakt med en afføring. De stærkt absorberende granulat frigøres derefter for at tykke afføringen. Granulatet neutraliserer lugt.

Materialer/Ingredienser

Superabsorberende polymerer.

Anvendelse

- Hvis du bruger en colostomipose (lukket), skal du indsætte en pose indeholdende absorberende granulat i en ny stomipose inden påføring.
- Hvis du bruger en ileostomipose (åben), skal du tømme posen og rengøre lukningen og derefter indsætte en pose gennem lukningen.

Bortskaffelse af enheden efter brug

Dette produkt kan bruges i colostomiposer og kan bortskaffes på samme måde som du normalt bortskaffer dine poser. Når du bruger en ileostomipose, kan indholdet inklusive granulatet tømmes fra posen og skylles væk i toiletet.

**Advarsler og forholdsregler**

- Hvert produkt er kun til engangsbrug. Må ikke genbruges. Genbrug kan føre til krydskontaminering.
- Brug kun produktet som anvist af din sundhedsperson.
- Læs instruktionerne inden brug.
- Afbryd brugen og kontakt dit sundhedspersonale, hvis du oplever allergiske reaktioner eller problemer, når du bruger produktet.
- Kun til udvortes brug.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Hvis indholdet af posen kommer i kontakt med øjnene, skylles grundigt med rent vand og konsulteres en læge, hvis der opstår irritation.
- Slug ikke. Hvis produktet sluges, kan der være risiko for kvælning. Fremkald ikke opkastning. Skyl munden med vand og søg straks lægehjælp. Overvåg indtil alle granulat er ryddet fra mund og hals.
- Ikke-giftig.



Kontraindikationer

Disse enheder bør ikke bruges af personer med kendt overfølsomhed over for de materialer eller ingredienser, der er anført i afsnittet "Materialer/Ingredienser".

Opbevaringsforhold

Opbevares på et køligt, mørkt, tørt sted væk fra fugt. Opbevares bedst ved en temperatur fra 0 ° C til 27 ° C som angivet på produktetiketten.

Alvorlige hændelser

Hvis der opstår en alvorlig hændelse som følge af brugen af produktet, bedes du straks indberette dette til producenten og den kompetente myndighed i det land, hvor du bor.

Holdbarhed

Produktet skal bruges inden udløbsdatoen, der er trykt på etiketten.

ES: Instrucciones de uso**Funciones y finalidad prevista**

Gránulos muy absorbentes para espesar la sustancia recogida en las bolsas de estoma y para neutralizar el olor.

La «fina película» que rodea los gránulos se disuelve en cuanto entra en contacto con las deposiciones. Entonces los gránulos de gran absorción se liberan para espesar los excrementos. Estos gránulos neutralizarán el olor por completo.

Materiales/ingredientes

Polímeros superabsorbentes.

Application

- Si utiliza una bolsa de colostomía (cerrada), inserte una bolsita de gránulos absorbentes en una bolsa de estoma nueva antes de su aplicación.
- Si utiliza una bolsa de ileostomía (abierta), vacíe la bolsa y limpie el cierre. Introduzca una bolsita por el cierre de la bolsa.

Eliminación del dispositivo después de su uso

Este producto se puede usar en bolsas de colostomía y se puede desechar de la misma manera en que lo hace habitualmente. Cuando se utiliza una bolsa de ileostomía, el contenido, incluidos los gránulos, se puede vaciar de la bolsa y tirar en el inodoro.

**Advertencias-Precauciones**

- el producto es para un solo uso. No reutilice. La reutilización puede causar contaminación cruzada.
- Úselo únicamente cuando lo indique su médico.
- Lea las instrucciones antes de usar.
- Si experimenta una reacción alérgica o un problema mientras usa el producto, deje de usarlo y comuníquese con su médico.
- Solo para uso externo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si el contenido de la bolsita entra en contacto con los ojos, lávelos con abundante agua y consulte con su médico si se produce irritación.
- No lo tragues. Si se ingiere el producto, puede haber riesgo de asfixia. No induzca el vomito. Enjuague la boca con agua y busque asistencia médica de inmediato. Controle hasta que todos los gránulos se hayan eliminado de la boca y la garganta.
- No tóxico.

Contraindicaciones

No deben utilizarse estos dispositivos por personas con sensibilidad conocida a: los materiales o ingredientes se indican en la sección "Materiales/Ingredientes".

Condiciones de almacenamiento

Almacene en un lugar fresco, oscuro y seco, lejos de la humedad. Se almacena mejor con una orientación de temperatura de 0 ° C a 27 ° C como se indica en la etiqueta del producto.

Incidencias Graves

Si como resultado de la utilización del producto ocurriera una incidencia grave rogamos informe inmediatamente al fabricante y a la Autoridad Competente del país en el que resida.

Permanencia en almacén

Véase la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.



FR: Mode d'emploi**Fonctionnalités et utilisation prévue**

Granules hautement absorbants pour épaissir la matière recueillie dans les poches de stomie et pour neutraliser les odeurs.

La « couche de film » qui entoure les granules se dissout dès qu'elle entre en contact avec des selles. Les granules hautement absorbantes se diffusent alors afin d'épaissir les selles. Les granules vont neutraliser les odeurs.

Matériaux/Ingrédients

Polymères super-absorbants.

Application

- Si vous utilisez une poche de colostomie (fermée), insérez un sachet avec les granules absorbantes dans la nouvelle poche de stomie avant de la mettre en place.
- Si vous utilisez une poche d'iléostomie (ouverte), videz la poche et nettoyez la fermeture. Insérez un sachet par la fermeture de la poche.

Élimination de l'appareil après utilisation

Ce produit peut être utilisé dans les poches de colostomie et peut être éliminé de la même façon que vous éliminez habituellement vos poches. Lors de l'utilisation d'une poche d'iléostomie, le contenu, y compris les granules, peut être vidé de la poche et jeté dans la toilette.

**Précautions d'emploi**

- Chaque poche est destinée à un usage unique, Ne pas la réutiliser car la réutilisation peut entraîner une contamination croisée.
- Utilisez uniquement selon les directives de votre professionnel de la santé.
- Lisez les instructions avant de les utiliser.
- Cessez de l'utiliser et communiquez avec votre professionnel de la santé si vous avez des réactions allergiques ou des problèmes lors de l'utilisation des poches.
- Pour usage externe uniquement.
- Garder hors de la portée des enfants.
- Si le contenu du sachet entre en contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau propre et consultez un docteur si une irritation se produit.
- Ne pas avaler. Si le produit est avalé, il peut y avoir un risque de suffocation. Ne pas provoquer de vomissements. Rincer la bouche à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Surveiller jusqu'à ce que tous les granules soient éliminés de la bouche et de la gorge.
- Non toxique.

Contre-Indications

Ces dispositifs ne doivent pas être utilisés par quiconque ayant une sensibilité connue aux matériaux ou ingrédients énumérés dans la section «Matériaux/Ingrédients».

Conditions d'entreposage

Entreposer dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et à l'abri de la chaleur. Entreposer à l'aide d'un guide de température de 0 °C à 27 °C, tel qu'indiqué sur l'étiquette du produit.

Incidents graves

Si un incident grave survient à la suite de l'utilisation du produit, veuillez le signaler immédiatement au fabricant et à l'autorité compétente du pays où vous résidez.

Durée de conservation

Utilisation à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette.

LV: Lietošanas instrukcija**Lietošanas instrukcija**

Īpaši absorbējošas granulas ir paredzētas stomā uzkrāto izvadīto šķidrumu sabiezīšanai un smaku neitralizēšanai.

Šīs granulas ar "plēves pārklājumu" izšķīst, tiklīdz tās nonāk saskarē ar izkārnījumiem. Tad īpaši absorbējošās granulas veic izkārnījumu sabiezīšanu. Granulas arī neitralizē smaku.

Materiāli/Sastāvdaļas

Īpaši absorbējoši polimēri.



Lietošana

- Ja jūs izmantojat kolostomijas maisiņu (slēgtu), pirms jauna stomas maisiņa uzlikšanas ievietojiet tajā vienu absorbējošo granulu paciņu.
- Ja jūs izmantojat ileostomijas maisiņu (atvērtu), iztukšojiet maisiņu un notīriet noslēgvietu, tad ievietojiet paciņu caur maisiņa noslēgvietu.

Likvidēšana pēc lietošanas

Šo produktu var izmantot kolostomijas maisiņiem, un to var izmest tāpat, kā jūs parasti izmetat savus maisiņus. Ja izmantojat ileostomijas maisiņu, tā saturu, ieskaitot granulas, var iztukšot un noskalot tualetes podā.



Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

- Katrs izstrādājums ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Nelietojiet atkārtoti. Atkārtota lietošana var izraisīt savstarpēju piesārņojumu.
- Izmantojiet tikai atbilstoši veselības aprūpes speciālista norādījumiem.
- Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukcijas.
- Pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu, ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas kādas alerģiskas reakcijas vai problēmas.
- Tikai ārējai lietošanai.
- Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Ja paciņas saturs nonāk saskarē ar acīm, kārtīgi skalojiet ar tīru ūdeni un, ja rodas kairinājums, konsultējieties ar ārstu.
- Nenorijiet. Produkta norīšanas gadījumā var būt nosmakšanas risks. Neizraisiet vemšanu. Rūpīgi skalojiet muti ar ūdeni un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Novērojiet, kamēr no mutes un rīkles ir notīrītas visas granulas.
- Nav toksisks.

Kontrindikācijas

Šīs ierīces nedrīkst izmantot pacienti, kam ir zināma jutība pret materiāliem vai sastāvdaļām, kas norādītas sadaļā "Materiāli/sastāvdaļas".

Glabāšanas nosacījumi

Uzglabājiet vēsā, sausā vietā, sargājiet no mitruma. Piemērotākā uzglabāšanas temperatūra ir no 0°C līdz 27°C, kā norādīts produkta marķējumā.

Nopietni incidenti

Ja izstrādājuma lietošanas rezultātā rodas nopietns incidents, lūdzu, nekavējoties ziņojiet par to ražotājam un kompetentajai iestādei valstī, kurā atrodaties.

Derīguma termiņš

Izmantojiet līdz derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes.

RO: Instrucțiuni de folosire

Caracteristici și domeniul de utilizare

Granule foarte absorbante de îngroșare a excesului colectat în pungile stoma și pentru neutralizarea mirosurilor.

"Película de film" care înconjoară granulele se dizolvă de îndată ce intră în contact cu scaunul. Granulele foarte absorbante se elimină pentru a îngroșa scaunul. Granulele vor neutraliza complet mirosurile.

Materiale/Ingrediente

Polimeri super absorbanti.

Aplicare

- Dacă utilizați o pungă pentru colostomie (închisă), introduceți un săculeț cu granule absorbante, în punga stoma înainte de aplicare.
- Dacă utilizați pungă pentru ileostomie (deschisă), goliți punga și curățați închiderea. Introduceți un săculeț prin orificiul pungii.

Eliminarea produsului după utilizare

Acest produs poate fi utilizat în pungile de colostomie și poate fi eliminat în același mod în care obișnuți de obicei cu pungile. Când utilizați o pungă de ileostomie, conținutul, inclusiv granulele, poate fi golit din pungă și aruncat în toaletă.



Avertismente-Măsurile de precauție

- Fiecare produs este pentru o singură utilizare. Nu refolosiți. Reutilizarea poate duce la contaminarea încrucișată.
- Utilizați conform indicațiilor medicului dumneavoastră.
- Citiți instrucțiunile înainte de utilizare.



- Întrerupeți utilizarea și contactați medicul dacă aveți reacții alergice sau probleme în timpul utilizării produselor.
- Doar pentru uz extern.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Dacă conținutul săculețului intră în contact cu ochii, clătiți ochii cu apă din abundență și consultați un medic dacă apare iritația.
- Nu inghiți. Dacă produsul este înghițit, poate exista riscul de sufocare. Nu provocați vomă. Clătiți gura cu apă și solicitați imediat asistență medicală. Monitorizați până când toate granulele sunt eliminate din gură și gât.
- Non-toxic.

Contraindicații

Aceste dispozitive nu trebuie utilizate de către persoanele care au o alergie cunoscută la materialele sau ingrediente enumerate la punctul „Materiale/Ingrediente”.

Condiții de depozitare

A se păstra într-un loc răcoros și întunecat, ferit de umezeală. Cel mai bine se păstrează cu o orientare a temperaturii de la 0 ° C la 27 ° C, așa cum este menționat pe eticheta produsului.

Incidente grave

Dacă apare un incident grav ca urmare a utilizării produsului, raportați-l imediat producătorului și autorității competente din țara în care vă aflați.

Termen de valabilitate

Utilizarea până la data de expirare menționată pe etichetă.

SE: Bruksanvisning

Funktioner och avsedd användning

Mycket absorberande granulat att tjockna avföringen som samlas i stomipåsar och neutralisera lukt.

Det "ytikikt" som omger kornen löses så fort den kommer i kontakt med avföringen. De högabsorberande granulatene släpps då ut och förtjockar avföringen mycket snabbt. Kornen neutraliserar lukter helt.

Material/Ingredienser

Super absorberande polymerer.

Applicering

- Om du använder en sluten påse (kolostomi), lägg portionspåsen, som innehåller ett absorberande granulat, i en ny stomipåse innan den appliceras på stomin.
- Om du använder en tömbar påse (ileostomi), töm först påsen och rengör stängningsmekanismen. Sätt i en portionspåse genom stängningsmekanismen av stomipåsen.

Kassering av enheten efter användning

Denna produkt kan användas i kolostomipåsar och kan kasseras på samma sätt som du vanligtvis kasserar dina påsar. När du använder en ileostomipåse kan innehållet inklusive granulatena tömmas från påsen och spolas ner i toaletten.



Varningar-försiktighetsåtgärder

- Varje påse är endast avsedd för engångsbruk. Återanvänd inte. Återanvändning kan leda till korskontaminering.
- Använd endast enligt anvisningar från din sjukvårdspersonal.
- Läs instruktionerna före användning.
- Avbryt användningen och kontakta din sjukvårdspersonal om du upplever allergiska reaktioner eller problem när du använder påsarna.
- Endast för extern användning.
- Förvara utom räckhåll för barn.
- Om innehållet i påsen kommer i kontakt med ögonen, skölj dem noggrant med rent vatten och kontakta läkare om irritation uppstår.
- Svälj inte. Om produkten sväljs kan det finnas risk för kvävning. Framkalla inte kräkningar. Skölj munnen med vatten och sök genast läkare. Övervaka tills alla granulat är borta från mun och hals.
- Giftfri.

Kontraindikationer

Dessa enheter bör inte användas av någon med känd känslighet för material eller ingredienser som anges i avsnittet "Material/Ingredienser".



Förvaringsförhållanden

Förvaras på mörk, torr och sval plats. Förvaras bäst vid temperatur från 0-27 grader Celsius som anges på produktens etikett.

Allvarliga incidenter

Om en allvarlig händelse skulle uppstå till följd av att du använder produkten, vänligen rapportera detta omedelbart till leverantören.

Hållbarhetstid

Använd före utgångsdatumet som anges på förpackningen.

GR: Οδηγίες χρήσης

Χαρακτηριστικά και σκοπούμενη χρήση

Υψηλής απορροφητικότητας κόκκοι για πύκνωση του προϊόντος συλλέγονται σε ασκούς στόματος και για εξουδετέρωση οσμής Η «στρώση ταινίας» που τυλίγει τους κόκκους διαλύεται αμέσως μόλις έρθει σε επαφή με κόπρανα. Οι υψηλής απορροφητικότητας κόκκοι τότε απελευθερώνονται για να συμπυκνώσουν τα κόπρανα. Οι κόκκοι θα εξουδετερώσουν οσμές πλήρως.

Υλικά /Συστατικά

Υπερ-απορροφητικά πολυμερή.

Εφαρμογή

- Αν χρησιμοποιείτε μια θήκη κολοστομίας (κλειστή), εισάγετε ένα σακκίδιο πούδρας, που περιέχει απορροφητικούς κόκκους, μέσα στη νέα θήκη στόματος πριν την εφαρμογή.
- Αν χρησιμοποιείτε μια θήκη ειλεοστομίας (ανοιχτή), αδειάστε την θήκη και καθαρίστε το κλείσιμο. Εισάγετε ένα σακκίδιο πούδρας μέσω του κλεισίματος της θήκης.

Απόρριψη της συσκευής μετά τη χρήση

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σακούλες κολοστομίας και μπορεί να απορριφθεί με τον ίδιο τρόπο όπως συνήθως απορρίπτετε τους σάκους σας. Όταν χρησιμοποιείτε μια σακούλα ειλεοστομίας, τα περιεχόμενα συμπεριλαμβανομένων των κόκκων μπορεί να αδειάζονται από τη σακούλα και να ξεπλένονται στην τουαλέτα.



Προειδοποιήσεις-Προφυλάξεις

- Κάθε προϊόν προορίζεται για μία μόνο χρήση. Μην το ξαναχρησιμοποιείτε. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρούμενη μόλυνση.
- Χρησιμοποιήστε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού.
- Διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση.
- Διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με τον γιατρό σας εάν αντιμετωπίσετε αλλεργικές αντιδράσεις ή προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος.
- Μόνο για εξωτερική χρήση.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Αν τα περιεχόμενα του σακκιδίου πούδρας έρθουν σε επαφή με τα μάτια, καθαρίστε τα προσεκτικά με καθαρό νερό και συμβουλευτείτε έναν γιατρό αν προκύψει ερεθισμός.
- Μην καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης του προϊόντος μπορεί να υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. Μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Παρακολουθήστε έως ότου καθαριστούν όλοι οι κόκκοι από το στόμα και το λαιμό.
- Μη-τοξικό.

Αντενδείξεις

Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από ασθενείς με γνωστή ευαισθησία στα ακόλουθα υλικά ή συστατικά που αναφέρονται στην ενότητα «Υλικά/Συστατικά».

Συνθήκες Αποθήκευσης

Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος μακριά από υγρασία. Καλύτερα να αποθηκεύεται σε συνθήκες θερμοκρασίας από 0°C έως 27°C, όπως αναφέρεται στην ετικέτα του προϊόντος.

Σοβαρά Περιστατικά

Αν παρουσιαστεί σοβαρό περιστατικό, συνεπεία χρήσης του προϊόντος, παρακαλούμε να το αναφέρετε αμέσως στον κατασκευαστή και την Αρμόδια Αρχή της χώρας που διαμένετε.

Διάρκεια ζωής

Συμβουλευτείτε την ημερομηνία λήξης της ετικέτας.



PT: Instruções de uso

Características e uso pretendido

Grânulos altamente absorventes para engrossar a produção coletada em sacos de estomia e ajudar a neutralizar o odor.

A “camada de filme” que envolve os grânulos se dissolve assim que entra em contato com as fezes. Os grânulos altamente absorventes são então liberados para engrossar as fezes. Os grânulos irão neutralizar o odor.

Materiais/Ingredientes

Polímeros superabsorventes.

Aplicação

- Se você usar uma bolsa de colostomia (fechada), insira um sachê contendo grânulos absorventes em uma nova bolsa de estomia antes da aplicação.
- Se você usar uma bolsa de ileostomia (aberta), esvazie a bolsa e limpe o fechamento e, em seguida, insira um sachê através do fechamento da bolsa.

Descarte do dispositivo após o uso

Este produto pode ser usado em sacos de colostomia e pode ser descartado da mesma forma que costuma fazer com os seus sacos. Ao usar um saco de ileostomia, o conteúdo, incluindo os grânulos, pode ser esvaziado do saco e despejado na sanita.



Avisos e Precauções

- Cada produto é para uso único. Não reutilize. A reutilização pode levar à contaminação cruzada.
- Use apenas conforme indicado pelo seu profissional de saúde.
- Leia as instruções antes de usar.
- Interrompa o uso e entre em contato com o seu profissional de saúde se tiver reações alérgicas ou problemas ao usar o produto.
- Leia as instruções antes de usar.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Se o conteúdo da saqueta entrar em contato com os olhos, enxágue abundantemente com água limpa e consulte um médico se ocorrer irritação.
- Não engula. Se o produto for engolido, pode haver risco de asfixia. Não induza o vômito. Enxaguar a boca com água e consultar imediatamente um médico. Monitore até que todos os grânulos sejam eliminados da boca e da garganta.
- Não tóxico.

Contra-indicações

Esses dispositivos não devem ser usados por ninguém com uma sensibilidade conhecida aos materiais ou ingredientes listados na seção 'Materiais / Ingredientes'.

Condições de armazenamento

Armazenar em local fresco e escuro e seco, longe da humidade. Melhor armazenado com uma orientação de temperatura de 0 ° C a 27 ° C, conforme indicado no rótulo do produto.

Incidentes Graves

Caso ocorra um incidente sério como resultado do uso do produto, por favor, informe imediatamente ao fabricante e à autoridade competente do país onde você reside.

Validade

Use até a data de validade impressa no rótulo.

CZ: Návod k použití

Vlastnosti a určené použití

Superabsorpční granule v polštářcích k zahuštění obsahu stomického sáčku a k neutralizaci zápachu.

Tenký obal polštářku se rozpustí bezprostředně po kontaktu s vlhkostí. Vysoce absorpční granule následně začínají zahušťovat obsah sáčku.

Granule též pohlcují zápach uvnitř sáčku.

Materiály/složky

Super absorpční polymery.



Aplikace

- Pokud používáte kolostomický (uzavřený) sáček, vložte jeden polštářek do nového sáčku před jeho přiložením na stomii.
- Pokud používáte ileostomický (výpustný) sáček, vložte polštářek do nového sáčku nebo již nasazený sáček vyprázdněte, očistěte výpust a polštářek zasuňte do sáčku výpustí.

Likvidace pomůcky po jejím použití

Tento výrobek je možné používat spolu s kolostomickými sáčky a může se likvidovat stejným způsobem, jako sáčky. Při použití ileostomického sáčku se může obsah, včetně granulí, vyprázdnit ze sáčku a spláchnout do toalety.

**Varování a preventivní opatření**

- Každý výrobek je určen pouze k jednorázovému použití. Nepoužívejte opakovaně. Opětovné použití může vést ke křížové kontaminaci.
- Používejte pouze v souladu s pokyny zdravotnického odborníka.
- Před použitím výrobku si prostudujte pokyny.
- Výrobek přestaňte používat a obraťte se na svého lékaře, pokud se při jeho používání vyskytnou alergické reakce nebo problémy.
- Pouze pro vnější použití.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- V případě kontaktu s očima vypláchněte důkladně pod tekoucí vodou. Pokud se vyskytne podráždění, poradte se s lékařem.
- Nepolykejte. V případě spolknutí výrobku může dojít k dušení. Nevvolávejte zvracení. Ústa si vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Sledujte, dokud nejsou z úst a hrdla odstraněny všechny granule.
- Netoxické.

Kontraindikace

Tyto pomůcky by neměly používat osoby, které jsou citlivé na materiály nebo složky uvedené v části „Materiály/složky“.

Podmínky skladování

Skladujte na suchém a chladném místě chráněném před vlhkostí. Nejlépe při teplotách od 0 °C do 27 °C tak, jak je to uvedeno na štítku výrobku.

Závažné případy

Pokud v důsledku používání výrobku dojde k vážné události, okamžitě to oznamte výrobci a příslušnému orgánu v zemi svého bydliště.

Doba použitelnosti výrobku

Spotřebujte do data expirace uvedeného na štítku.

SK: Instrukcie na používanie**Vlastnosti a určené použitie**

Granuly s veľkou absorpčnou schopnosťou na zahustenie výkalov zbieraných do stomického vrečka pomáhajúce neutralizovať zápach.

„Filmová vrstva“ obalujúca granuly sa rozpustí, hneď ako príde do styku so stolicou. Granuly s veľkou absorpčnou schopnosťou neutralizujú zápach.

Materiály/zložky

Super absorpčné polyméry.

Aplikácia

- Ak používate kolostomické vrečko (uzatvorené), pred aplikáciou vložte jedno vrecúško obsahujúce absorpčné granule do nového stomického vrečka.
- Ak používate vrečko na ileostómiu (otvorené), vrečko vyprázdnite a vyčistite uzáver; potom cez uzáver vrečka vložte vrecúško.

Likvidácia pomôcky po jej použití

Tento výrobok je možné používať spolu s kolostomickými vreckami a môže sa likvidovať rovnakým spôsobom, ako vrecká. Pri použití ileostomického vrečka sa môže obsah, vrátane granúl, vyprázdniť z vrečka a spláchnuť na toaletu.

**Varovania a preventívne opatrenia**

- Každý výrobok je určený iba na jednorazové použitie. Nepoužívajte opakované. Opätovné použitie môže viesť ku krížovej kontaminácii.
- Používajte iba v súlade s pokynmi zdravotníckeho odborníka.
- Pred použitím výrobku si preštudujte pokyny.
- Výrobok prestaňte používať a obraťte sa na svojho lekára, ak sa pri jeho používaní vyskytnú alergické reakcie alebo problémy.



- Len na vonkajšie použitie.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ak sa vám obsah vrecka dostane do očí, dôkladne si ich vypláchnite čistou vodou a pri podráždení vyhľadajte lekársku starostlivosť.
- Neprehĺtajte. V prípade prehltnutia výrobku môže dôjsť k duseniu. Nevyvolávajte zvracanie. Ústa si vypláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Sledujte, dokiaľ nie sú z úst a hrdla odstránene všetky granuly.
- Netoxická látka.

Kontraindikácie

Tieto pomôcky by nemali používať osoby, ktoré sú citlivé na materiály alebo zložky uvedené v časti „Materiály/zložky“.

Podmienky skladovania

Skladujte na suchom a chladnom mieste chránenom pred vlhkosťou. Najlepšie pri teplotách od 0 °C do 27 °C tak, ako je to uvedené na štítku výrobku.

Závažné prípady

Ak v dôsledku používania výrobku dôjde k vážnej udalosti, okamžite to oznámte výrobcovi a príslušnému orgánu v krajine svojho bydliska.

Doba použiteľnosti výrobku

Spotrebujte do dátumu expirácie uvedeného na štítku.

PL: Instrukcia užívania

Cechy i przeznaczenie

Wysoco chłonny granulatał zagęszczający wydzielinę zebrałą w woreczkach stomijnych i pomagający zneutralizować nieprzyjemny zapach. Warstwa folii otaczająca granulkę rozpuszcza się, gdy tylko wejdzie w kontakt z treścią jelitową w woreczku. Wysoco chłonne granulkę uwalniają się i zagęszczają stolec. Granulkę neutralizują zapachy.

Surowce/Składniki

Superchłonne polimery.

Zastosowanie

- Jeśli używasz worka zamkniętego, przed nałożeniem włóż jedną saszetkę zawierającą granulkę chłonną do nowo zakładanego worka stomijnego.
- Jeśli używasz worka otwartego, opróżnij go i wyczyść zamknięcie, a następnie włóż saszetkę przez zamknięcie /ujście/ worka.

Utylizacja produktów po zużyciu

W przypadku użycia produktu z workiem zamkniętym kolostomijnym utylizujemy go w taki sam sposób, jak zwykle utylizuje się worek. W przypadku korzystania z worka ileostomijnego - otwartego zawartość, w tym granulkę, może zostać opróżniona z worka i splukana w toalecie.



Ostrzeżenia i zalecenia

- Każdy produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie używać ponownie. Ponowne użycie może prowadzić do zakażenia krzyżowego.
- Stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Przeczytaj instrukcję przed użyciem.
- Przerwij stosowanie i skontaktuj się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiegokolwiek reakcje alergiczne lub problemy podczas używania produktu.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Przechowuj z daleka od dzieci.
- W przypadku kontaktu zawartości saszetki z oczami należy dokładnie przepłukać je czystą wodą. W przypadku wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem.
- Nie połkaj. W przypadku połknięcia produktu istnieje ryzyko uduszenia. Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Monitorować, aż wszystkie granulkę zostaną usunięte z jamy ustnej i gardła.
- Nie toksyczne.

Przeciwwskazania

Wyroby nie powinny być używane przez osoby mające alergię na składniki wymienione w sekcji „Materiály/Składniki“.





Warunki przechowywania

Przechowywać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dala od wilgoci. Najlepiej przechowywać w temperaturze od 0 ° C do 27 ° C, zgodnie z informacją na etykiecie produktu.

Poważne incydenty

W przypadku wystąpienia poważnego incydentu w wyniku użytkowania produktu należy natychmiast zgłosić to producentowi i właściwemu organowi w kraju, w którym mieszkasz.

Termin ważności

Zużyć do daty ważności podanej na etykiecie.

AR: تعليمات الاستخدام

المميزات والاستخدامات

حبيبات عالية الامتصاص لتكثيف الناتج المتجمع في أكياس المفاغرة وللمساعدة في تقليل الرائحة. تذوب "الطبقة الرقيقة" المحيطة بالحبيبات بمجرد ملامستها للبراز ثم تنطلق الحبيبات شديدة الامتصاص لزيادة سمك البراز. ستعمل الحبيبات على الحد من الروائح الناتجة.

المواد / المكونات

بوليمرات فائقة الامتصاص.

طريقة التركيب

- إذا كنت تستخدم كيس مفاغرة القولون (مغلق) ، ضع كيسًا واحدًا الذي يحتوي على الحبيبات الماصة في كيس المفاغرة الجديد قبل التركيب.
- إذا كنت تستخدم كيس مفاغرة اللفائفي (مفتوح) ، أفرغ الكيس ونظف قفل الإغلاق ، ثم أدخل كيس الحبيبات الماصة من خلال فتحة التصريف لكيس المفاغرة.

التخلص من الجهاز بعد الاستعمال

يمكن استخدام هذا المنتج في أكياس المفاغرة ويمكن التخلص منه بنفس الطريقة التي تتخلص بها عادة من الأكياس. عند استخدام كيس مفاغرة اللفائفي يمكن إفراغ المحتويات بما في ذلك الحبيبات من الكيس وإزالتها في المرحاض.

المحاذير والإحتياطات



- كل منتج للاستخدام مره واحدة فقط. لا يمكن إعادة الاستخدام. يمكن أن تؤدي إعادة الاستخدام إلى انتقال العدوي.
- استخدم فقط وفقًا لتوجيهات أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.
- اقرأ التعليمات قبل الاستخدام.
- توقف عن الاستخدام واتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك إذا واجهت أي تحسس أو مشاكل عند استخدام المنتج.
- للاستخدام الخارجي فقط.
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- في حالة ملامسة محتويات الكيس العينين ، اشطفها جيدًا بالماء النظيف واستشر الطبيب في حالة حدوث تهيج.
- لا للابتلاع. إذا تم ابتلاع المنتج فقد يكون هناك خطر الاختناق. لا تحاول التقيء . اشطف فمك بالماء واطلب المساعدة الطبية على الفور. راقب حتى يتم إزالة جميع الحبيبات من الفم والحلق.
- غير سام.

موانع الاستخدام

يجب عدم استخدام هذه الأجهزة من قبل أي شخص لديه حساسية معروفة لاي من المواد أو المكونات المدرجة في قسم "المواد / المكونات" للمنتج.

شروط التخزين

يحفظ في مكان بارد وجاف ومظلم بعيداً عن الرطوبة. يفضل تخزينه عند درجة حرارة من 0 درجة مئوية إلى 27 درجة مئوية كما هو موضح على ملصق المنتج.

الحوادث الخطيرة

في حالة وقوع حادث خطير نتيجة لاستخدام المنتج ، يرجى إبلاغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة بذلك على الفور في البلد الذي تقيم فيه.

مدة الصلاحية

استخدمه قبل تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على الملصق.

BA: Upute za upotrebu

Karakteristike i Namjena

Visoko apsorptivne granule za povećanje gustoće sadržaja prikupljenog u stoma vrećicama i za pomoć u neutraliziranju mirisa.

"Sloj folije" koji okružuje granule otapa se čim dođe u kontakt sa stolicom. Tada se visoko apsorptivne granule oslobađaju kako bi stolica bila gušća. Granule će neutralizirati mirise.

Materijali/Sastojci

Super upijajući polimeri.



Apliciranje

- Ako koristite vrećicu za kolostomu (zatvorenu), u novu stoma vrećicu, prije apliciranja, stavite jednu vrećicu koja sadrži granule za apsorpciju.
- Ako koristite vrećicu za ileostomu (otvorenu), ispraznite vrećicu i očistite zatvarač, a zatim umetnite vrećicu kroz zatvarač stoma vrećice.

Odlaganje proizvoda nakon upotrebe

Ovaj proizvod se može koristiti u vrećicama za kolostomu i može se odložiti na isti način kao što obično odlažete svoje vrećice. Kada se koristi vrećica za ileostomu, sadržaj, uključujući granule, može se isprazniti iz vrećice i isprati u WC-u.



Upozorenja i Predostrožnosti

- Svaki proizvod je samo za jednokratnu upotrebu. Nemojte ga ponovno koristiti. Ponovna upotreba može odvesti do unakrsne kontaminacije.
- Koristite samo prema uputama vašeg zdravstvenog radnika.
- Prije upotrebe pročitajte uputstvo.
- Prekinite upotrebu i kontaktirajte svog zdravstvenog radnika ako uočite bilo kakve alergijske reakcije ili probleme prilikom upotrebe proizvoda.
- Samo za vanjsku upotrebu.
- Čuvajte van dohvata djece.
- Ako sadržaj vrećice dođe u kontakt sa očima, temeljito isperite čistom vodom i obratite se ljekaru ako dođe do iritacije.
- Nemojte gutati. Ako se proizvod proguta, postoji opasnost od gušenja. Ne izazivati povraćanje. Isperite usta vodom i odmah potražite pomoć ljekara. Budite oprezni dok se sve granule ne očiste iz usta i grla.
- Netoksičan.

Kontraindikacije

Ove proizvode ne smije koristiti niko ko je osjetljiv na materijale ili sastojke navedene u odjeljku 'Materijali/Sastojci'.

Uslovi skladištenja

Skladištiti na hladnom, tamnom i suhom mjestu daleko od vlage. Najbolje je skladištiti uz temperaturu od 0°C do 27°C kako je navedeno na naljepnici proizvoda.

Ozbiljni incidenti

Ako se dogodi ozbiljan incident kao rezultat upotrebe proizvoda molimo vas da to odmah prijavite proizvođaču i nadležnom tijelu u zemlji u kojoj boravite.

Rok trajanja

Upotrijebiti do isteka roka upotrebe otisnutog na naljepnici.

HR: Használati útmutató

Značajke i Namjena

Visoko upijajuće granule za zgušnjavanje tekućina prikupljenih u stoma vrećicama i za pomoć u neutraliziranju mirisa.

"Filmski sloj" koji okružuje granule otapa se čim dođe u kontakt sa stolicom. Tada se visoko upijajuće granule oslobađaju kako bi se stolica zgusnula. Granule će neutralizirati mirise.

Materijali/Sastojci

Super upijajući polimeri.

Primjena

- Ako koristite vrećicu za kolostomu (zatvorenu), u novu vrećicu stome prije nanošenja stavite jedan paketić upijajućih granula.
- Ako koristite vrećicu za ileostomu (otvorenu), ispraznite vrećicu i očistite zatvarač, zatim umetnite upijajuće granule kroz zatvarač vrećice.

Odlaganje proizvoda nakon upotrebe

Ovaj se proizvod može koristiti u vrećicama za kolostomu te se može zbrinuti na isti način kao što obično odlažete svoje vrećice. Kada se koristi vrećica za ileostomu, sadržaj, uključujući granule, se može isprazniti iz vrećice u toaletnu školjku.



**Upozorenja i mjere opreza**

- Svaki je proizvod isključivo za jednokratnu upotrebu. Nemojte ponovno koristiti isti proizvod. Ponovna upotreba može dovesti do kontaminacije.
- Koristite samo prema uputama vašeg zdravstvenog radnika.
- Prije upotrebe pročitajte upute.
- Prekinite upotrebu i kontaktirajte svog zdravstvenog radnika ako naiđete na alergijske reakcije ili probleme tijekom upotrebe proizvoda.
- Samo za vanjsku uporabu.
- Čuvati dalje od djece.
- Ako sadržaj vrećice dođe u kontakt s očima, temeljito isperite čistom vodom i obratite se liječniku ako dođe do iritacije.
- Ne progutati. Ako se proizvod proguta, postoji opasnost od gušenja. Ne izazivati povraćanje. Isperite usta vodom i odmah potražite liječničku pomoć. Nadgledati dok se sve granule ne očiste iz usta i grla.
- Netoksično.

Kontraindikacije

Ove proizvode ne smije koristiti nitko s poznatom osjetljivošću na materijale navedene u odjeljku 'Materijali/Sastojci'.

Uvjeti skladištenja

Čuvati na prohladnom, tamnom i suhom mjestu daleko od vlage. Najbolje čuvati uz temperaturu od 0 ° C do 27 ° C kako je navedeno na ambalaži proizvoda.

Ozbiljne posljedice

Ako se ozbiljne posljedice dogode kao rezultat upotrebe proizvoda, odmah to prijavite proizvođaču i nadležnom tijelu u zemlji u kojoj živite.

Rok trajanja

Upotrijebiti do isteka roka valjanosti otisnutog na ambalaži.

LT: Naudojimo instrukcijos**Naudojimo instrukcija**

Labai absorbuojančios granulės, sutirštinančios stomos maišeliuose surinktą turinį ir padedą neutralizuoti kvapą.

Granulės supantis plėvelės sluoksnis ištirpsta kontaktuojant su maišelio turiniu. Tada labai absorbuojančios granulės išsiskiria ir sutirština turinį. Granulės neutralizuos kvapus.

Medžiagos/sudėtis

Super absorbiciniai polimerai.

Naudojimas

- Jei naudojate kolostominį maišelį (uždarą), prieš klijuodami į naują stomos maišelį įdėkite vieną paketėlį su absorbuojančiomis granulėmis.
- Jei naudojate ileostominį maišelį (atidarą), ištuštinkite maišelį ir nuvalykite dangtelį, tada įkiškite paketėlį per maišelio dangtelį.

Prietaisą išmeskite po naudojimo

Šis produktas gali būti naudojamas kolostomos maišeliuose ir išmetamas kartu su jais. Naudojant ileostominį maišelį, turinį, įskaitant granules, galima ištuštinti iš maišelio ir nuplauti tualete.

**Išpėjimai ir atsargumo priemonės**

- Kiekvienas produktas skirtas tik vienkartiniam naudojimui. Nenaudokite pakartotinai. Pakartotinis naudojimas gali sukelti kryžminę taršą.
- Naudokite tik taip, kaip nurodė jūsų sveikatos priežiūros specialistas.
- Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas.
- Nustokite vartoti ir kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą, jei naudodami produktą patiriate alerginių reakcijų ar kitų problemų.
- Tik išoriniam naudojimui.
- Saugoti nuo vaikų.
- Jei paketėlio turinys patenka į akis, kruopščiai nuplaukite švari vandeniu ir, jei toliau dirgina, kreipkitės į gydytoją.
- Nenuryti. Prarijus produktą, gali būti uždusimo pavojus. Neskaitinkite vėmimo. Nuplaukite burną vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Stebėkite, kol visos granulės bus išvalytos iš burnos ir gerklės.
- Ne toksiškas.



Kontraindikasjoner

Šių prietaisų neturėtų naudoti asmenys, kurie yra jautrūs medžiagoms ar ingredientams, išvardytiems skyriuje „Medžiagos / Ingredientai“.

Laikymo sąlygos

Laikyti vėsioje, tamsioje, sausoje vietoje, be drėgmės. Geriausia laikyti nuo 0° C iki 27° C temperatūroje, kaip nurodyta produkto etiketėje.

Rimti įvykiai

Jei dėl produkto naudojimo įvyktų rimtas incidentas, nedelsdami praneškite apie tai gamintojui ir šalies, kurioje gyvenate, kompetentingai institucijai.

Galiojimo trukmė

Galioja iki datos nurodytos ant etiketės.

NO: Instrukcijos for bruk

Funksjoner og tiltenkt bruk

Svært absorberende granulatet for å tykne produksjonen samlet i stomiposer og for å nøytralisere lukt.

"Filmlaget" rundt granulene løses opp så snart det kommer i kontakt med en avføring. De sterkt absorberende granulene frigjøres deretter for å tykne avføringen. Granulatene vil nøytralisere lukt.

Materialer/Ingredienser

Superabsorberende polymerer.

Applikasjon

- Hvis du bruker en kolostomipose (lukket), sett inn en pose som inneholder absorberende granulat, i en ny stomipose før påføring.
- Hvis du bruker en ileostomipose (åpen), må du tømme posen og rengjøre luken, og deretter sette en pose gjennom posen.

Avhending av enheten etter bruk

Dette produktet kan brukes i kolostomiposer og kan kastes på samme måte som du vanligvis kaster posene dine. Når du bruker en ileostomipose, kan innholdet inkludert granulene tømmes fra posen og skylles bort på toalettet.



Advarsler og forsiktighetsregler

- Hvert produkt er kun til engangsbruk. Ikke bruk den igjen. Gjenbruk kan føre til krysskontaminering.
- Bruk bare som anvist av helsepersonell.
- Les instruksjonene før bruk.
- Avbryt bruken og kontakt helsepersonell hvis du opplever allergiske reaksjoner eller problemer når du bruker produktet.
- Jun til eksternt bruk.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Hvis innholdet i posen kommer i kontakt med øynene, skyll grundig med rent vann og kontakt lege hvis irritasjon oppstår.
- Ikke svelg. Hvis produktet svelges, kan det være fare for kvalning. Ikke fremkall brekninger. Skyll munnen med vann og søk legehjelp umiddelbart. Overvåk til alle granulene er ryddet fra munn og hals.
- Non-toxic.

Kontraindikasjoner

Disse enhetene skal ikke brukes av noen med kjent følsomhet overfor materialene eller ingrediensene som er oppført i avsnittet 'Materialer / ingredienser'.

Lagringsforhold

Oppbevares på et kjølig, mørkt, tørt sted borte fra fuktighet. Oppbevares best på en temperatur fra 0° C til 27° C som angitt på produktetiketten.

Alvorlige hendelser

Hvis det skulle oppstå en alvorlig hendelse som følger av bruk av produktet, må du umiddelbart rapportere dette til produsenten og den kompetente myndigheten i landet der du bor.

Holdbarhet

Brukes innen utløpsdato som er trykt på etiketten.



SI: Navodila za uporabo

Lastnosti in predvidena uporaba

Izjemno vpojne granule zgostijo izločke, ki se zbirajo v vrečki za stomo, in pomagajo nevtralizirati neprijetne vonjave.

Filmski sloj, s katerim so obdane granule, se raztopi takoj, ko pride v stik z blatom. Visoko vpojne granule nato zgostijo blato. Granule hkrati nevtralizirajo neprijetne vonjave.

Materiali/sestavine

Izjemno vpojni polimeri.

Uporaba

- Če uporabljate vrečko za kolostomo (zaprto), pred uporabo v novo vrečko za stomo vstavite eno vrečko z vpojnimi granulami.
- Če uporabljate vrečko za ileostomo (odprto), izpraznite vrečko in očistite zapiralo, nato skozi odprtino vstavite vrečko.

Odstranjevanje med odpadke po uporabi

Ta izdelek lahko uporabljate v vrečkah za kolostomo in ga med odpadke odstranite enako, kot odstranjujete svoje vrečke. Če uporabljate vrečko za ileostomo, lahko vsebino vrečke izpraznite skupaj z granulami in jo odstranite v straniščno školjko.



Opozorila in previdnostni ukrepi

- Vsak izdelek je namenjen le za enkratno uporabo. Izdelka ne uporabljajte ponovno. Ponovna uporaba lahko vodi do navzkrižne kontaminacije.
- Izdelek uporabljajte v skladu z navodili zdravnika.
- Pred uporabo preberite navodila.
- Če imate zaradi uporabe izdelka alergijsko reakcijo ali druge težave, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na svojega zdravnika.
- Samo za zunanjo uporabo.
- Hranite zunaj dosega otrok.
- Če vsebina vrečice pride v stik z očmi, oči temeljito sperite s čisto vodo in se posvetujte z zdravnikom, če pride do draženja.
- Pazite, da izdelka ne zaužijete. Če zaužijete izdelek, obstaja tveganje za zadušitve. Ne izzovite bruhanja. Usta sperite z vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Bodite pozorni, da iz ust in grla odstranite vse granule.
- Nestrupen izdelek.

Kontraindikacije

Teh pripomočkov ne smejo uporabljati ljudje, ki so občutljivi na materiale ali sestavine, navedene v poglavju »Materiali/Sestavine«.

Pogoji shranjevanja

Hranite v temnem, suhem prostoru, kjer ne bo izpostavljen vlagi. Priporočljivo je, da izdelek hranite pri temperaturi med 0 °C in 27 °C, kot zapisano na oznaki izdelka.

Resni zapleti

V primeru, da pride zaradi uporabe tega izdelka do resnih zapletov, to nemudoma javite proizvajalcu in pristojnemu organu države, v kateri prebivate.

Rok uporabnosti

Izdelek uporabite pred iztekom roka uporabnosti, ki je naveden na oznaki.