








**PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION FOR FURTHER REFERENCE**



**EN:**

**Indication:**

Corsinel ostomy and hernia support tube is specially designed for ostomy, parastomal hernia, umbilical hernia, epigastric hernia and abdominal scar hernia. The tube helps fixate the ostomy pouch, provides discretion and a smooth appearance. Furthermore, the tube may reduce unpleasant smells and noises from a stoma. The tube is also developed to provide abdominal support of the above hernia types and may reduce the risk of hernia development. The mobility from the tube offers relief, alleviation, assists support and counteracts sense of gravity, thereby providing pain relief. The Corsinel tube is available in three heights: 15, 20 and 26 cm. For recommendation on height and use, please contact your doctor or nurse.

**Features:**

The Corsinel tube supports a hernia. The silicone anti-roll pattern on the elastic bands prevents the tube from rolling. The 20 and 26 cm models have a lower back, which improves the anatomic fit. The tube is made of air- and moisture permeable material. There is no difference between up and down.

**How to measure yourself:**

**With a hernia:**

Measure yourself when lying down and when the hernia has retracted if possible. Measure yourself at the widest abdominal circumference covered by the tube.

**Without a hernia:**

Measure yourself in standing position and at the widest abdominal circumference covered by the tube.

**NOTE:**

Sizes overlap; if abdominal measurement is between two sizes, choose the smaller size if you prefer an extra tight-fitting tube, and the larger size if you prefer the tube less tight. Ensure that the tube feels comfortable to wear, when sitting and standing.

**Instructions for use:**

1. Turn the tube inside out and apply it down or underwear. If possible, apply the tube when lying in knee sitting. If you have a 20 or 26 cm model, make sure that the low-cut part is located at the back.
2. Pull the tube up so that the upper, elastic waistband is positioned slightly above the hips.
3. The tube is then easily applied around the abdomen by pulling the lower elastic waistband up, so the tube rolls into the correct position.
4. Make sure that the tube sits smoothly and has no folds.

**Precautions:**

Make sure the tube is not compressed with the tube/during lung functions. We advise against using the tube during pregnancy, by acute abdomen, abdominal compartment syndrome, presence of ascites fluid or general discomfort/pain in the abdominal region. Please consult your doctor if you suffer from chronic obstructive pulmonary disease, if you experience unexpected discomfort, stoma or skin irritation or if you have any questions regarding use. If urgent need for removal of the product, open with scissors.

**Care handling:**

Wash with similar colours in a washing bag. Use of chlorine-based bleach or chlorine-based disinfectant will decrease durability and function of the product.

**DE:**

**Indikation:**

Die Corsinel Stützbandage für Stomata und Hernien ist speziell für Stoma-versorgungen, parastomale Hernien, Nabelhernien, epigastrische Hernien und Narbenbrüche in der Bauchwand gedacht. Sie hilft, den Stomabeutel zu fixieren, was für Diskretion und ein unauffälliges Erscheinungsbild sorgt. Außerdem ist sie in der Lage, unangenehme Gerüche und Geräusche zu reduzieren, die vom Stoma herrühren. Gleichzeitig senkt sie das Risiko einer Hernienbildung und gewährleistet die Unterstützung des Abdominalbereichs bei Vorliegen der oben genannten Hernienarten. Diese Unterstützung sorgt für Entlastung und Linderung, fördert die Mobilität und wirkt der Schwerkraft entgegen, was Schmerzen verringert. Die Schlauchbandage von Corsinel ist in drei verschiedenen Größen erhältlich: 15, 20 und 26 cm. Empfehlungen zur Größe und Anwendung erhalten Sie von Ihrem Arzt oder Ihrem Pflegepersonal.

**Eigenschaften:**

Die Elastikbänder sind mit einem Antiroll-Gewebe aus Silikon ausgestattet, das verhindert, dass sich die Schlauchbandage einfaltet. Die 20 und 26 cm breiten Modelle haben eine tief ausgeschnittene Rückseite, was für eine anatomische Passform sorgt. Die Schlauchbandage besteht aus luft- und feuchtigkeitsdurchlässigem Material. Zwischen oberer und unterer Schicht besteht kein Unterschied.

**Größenbestimmung:**

**Mit Hernie:**

Nehmen Sie die Messung im Liegen und, sofern möglich, bei zurückgezogener Hernie vor. Messen Sie den Umfang des Unterbauchs an der breitesten Stelle, an der die Schlauchbandage aufliegen wird.

**Ohne Hernie:**

Nehmen Sie die Messung im Stehen vor und messen Sie den Umfang des Unterbauchs an der breitesten Stelle, an der die Schlauchbandage aufliegen wird.

**HINWEIS:** Es gibt Überschneidungen zwischen den Größen. Wenn das Ergebnis der Messung Ihres Bauchumfangs zwischen zwei Größen liegt und Sie einen besonders festen Sitz der Bandage wünschen, sollten Sie die kleinere Größe wählen. Soll die Bandage etwas lockerer sitzen, wählen Sie die größere Größe. Achten Sie darauf, dass die Schlauchbandage im Stehen und im Sitzen bequem zu tragen ist.

**Gebräuchsanweisung:**

1. Sträuben Sie die Innenseite der Schlauchbandage nach außen und ziehen Sie sie an wie Unterwäsche. Sofern es möglich ist, sollten Sie beim Anlegen der Bandage sitzen oder liegen. Wenn Sie ein 20 oder 26 cm breites Modell besitzen, achten Sie darauf, dass sich der ausgeschnittene Teil auf der Rückseite befindet.
2. Ziehen Sie den Schlauch nach oben, so dass der obere, elastische Bund etwas oberhalb der Hüfte sitzt.
3. Die Schlauchbandage kann dann durch Hochziehen des unteren elastischen Bundes in die richtige Position recht einfach angelegt werden.
4. Stellen Sie sicher, dass die Schlauchbandage glatt sitzt und keine Falten aufweist.

**Vorsichtsmaßnahmen:**

Sorgen Sie dafür, dass die Schlauchbandage die Stoma- und/oder Lungenfunktion nicht beeinträchtigt. Es wird davon abgeraten, die Bandage während der Schwangerschaft bzw. bei akutem Abdomen, abdominalem Kompartmentsyndrom, Aszites oder allgemeinen Beschwerden/Schmerzen im Bauchbereich zu tragen. Sollten Sie an einer chronisch obstructiven Lungenerkrankung leiden, unerwartet Beschwerden entwickeln, Stoma- oder Hautreizungen bemerken oder Fragen bezüglich der Verwendung haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt. Im Notfall können Sie das Produkt mit einer Schere aufschneiden.

**Pflegehinweise:**

Mit ähnlichen Farben und in einem Wäschenetz waschen. Die Verwendung von chlorhaltigen Bleichen oder Desinfektionsmitteln beeinträchtigt die Lebensdauer und Funktion.

**NL:**

**Indicatie:**

De ostomie en herniaondersteunende buis van Corsinel is speciaal ontworpen voor ostomie, parastomale hernia, navelbreuk, epigastrische hernia en buikwandbreuk. De Corsinel-buis helpt de ostomiezak vastmaken, verstrekt discretie en een glad uitzicht. Bovendien kan de buis helpen bij de vermindering van onaangename geuren en geluiden van een stoma. De buis is ook ontworpen om buikondersteuning te bieden bij bovenstaande soorten breuken en kan het risico op herniaontwikkeling beperken. De ondersteuning van de buis biedt steun, verlichting, bevordert de mobiliteit en neutraliseert de zwaaierkracht, waardoor de pijn verlicht wordt. De Corsinel-buis is beschikbaar in drie hoogtes: 15, 20 en 26 cm. Neem contact op met uw arts of verpleegkundige voor aanbevelingen betreffende de hoogte en het gebruik.

**Kenmerken:**

Het siliconen anti-rolpatroon op de elastische banden voorkomt dat de Corsinel-buis wegrolt. De modellen van 20 en 26 cm hebben een onderrug die de anatomische aanpassing verbetert. De buis is gemaakt van lucht- en vochtdoorlatend materiaal. Er is geen verschil tussen boven en onder.

**Met een hernia:**

Meet indien mogelijk liggend en wanneer de hernia is ingetrokken. Meet de omtrek van waar u de buis wilt aanbrengen op het breedste punt.

**Zonder hernia:**

Meet uzelf staand en op de breedste omtrek van de buik die door de buis wordt bedekt.

**LET OP:** maten overlappen elkaar; valt de middelomtrek tussen twee maten in, kies dan de kleinere als je een extra strakke buis wilt, en de grotere als je de voorkeur geeft aan een minder strakke buis. Zorg ervoor dat de buis wordt zittend als staand comfortabel kan worden gedragen.

**Gebruiksaanwijzing:**

1. Doe de buis binnensteubanden en breng deze aan als ondergoed. Breng de buis indien mogelijk liggend of zittend aan. Als u een model van 20 of 26 cm hebt, zorg dan dat het laag uitgesneden deel aan de achterzijde zit.
2. Trek de buis omhoog, zodat de bovenste, elastische tailleband net boven de heupen zit.

3. De buis wordt dan gemakkelijk rond de buik aangebracht door de laagste elastische tailleband omhoog te trekken, zodat de buis in de juiste positie rolt.
4. Zorg ervoor dat de buis glad zit en dat er geen plooiën zijn.

**Voorzorgsmaatregelen:**

Zorg ervoor dat de buis de werking van de stoma en/of longen niet hindert. We raden het gebruik van de buis af tijdens de zwangerschap, bij acute buik, abdominaal compartimentsyndroom, aanwezigheid van ascitesvloeistoffen of indien er zich eventueel ongemak/pijn in de buikstreek voordoet. Raadpleeg uw dokter als u lijdt aan chronische obstructieve longziekte, als u onverwacht ongemak, stoma- of huidirritatie ervaart of als u vragen hebt over het gebruik. Als het product dringend verwijderd moet worden, open het met een schaar.

**Wasgevoelenschrift:**

Met warme wassen in een waszakje. Het gebruik van bleek- of desinfectiemiddel op chloorbasis vermindert de duurzaamheid en functie van het product.

**FR:**

**Indication :**

Le tube de soutien Corsinel pour ostomie et hernie est conçu spécialement pour les ostomies, les hernies péristomiales, ombilicales, épigastriques et les cicatrices abdominales. Le tube Corsinel contribue à fixer la poche de stomie et apporte discrétion et aspect lisse. Le tube peut également contribuer à réduire les odeurs et bruits désagréables d'une ostomie. Le tube a été développé pour apporter le soutien abdominal des types de hernies ci-dessus et peut réduire le risque de développement d'une hernie. Le soutien apporté par le tube soulage l'utilisateur et facilite la mobilité, et lutte contre la gravité, pour soulager la douleur. Le tube Corsinel est disponible en trois hauteurs sur : 15, 20 et 26 cm. Pour avoir des recommandations sur la hauteur et l'utilisation de la ceinture, consultez votre médecin ou infirmière.

**Caractéristiques :**

Le motif anti-enroulement en silicone sur les bandes élastiques empêche le tube de s'enrouler. Les modèles de 20 et 26 cm sont dotés d'une partie dorsale basse, pour plus de confort. Le tube est fabriqué dans un matériau perméable à l'air et à l'humidité. Il n'y a pas de différence entre le haut et le bas.

**Comment mesurer vos mesures :**

Avec une hernie : Mesurez en position couchée et si possible lorsque la hernie est rétractée. Mesurer à la circonférence abdominale la plus large couverte par le tube.

**Sans hernie :**

Mesurez en position debout et à la circonférence abdominale la plus large couverte par le tube.

**REMARQUE:** chevauchement entre deux tailles; Si la mesure abdominale se situe entre deux tailles, choisissez la taille la plus petite si vous préférez un tube avec plus de compression et la taille plus grande pour moins de compression. Assurez-vous que le tube est confortable à porter, en position assise et debout.

**Instructions d'utilisation :**

1. Tournez le tube de l'intérieur et appliquez-le comme un sous-vêtement. Si possible, appliquez le tube en position allongée ou assise. Si vous possédez un modèle de 20 ou 26 cm, vérifiez que la partie échancrée se trouve dans le dos.
2. Tirez sur le tube pour que la taille élastique supérieure se trouve légèrement au-dessus des hanches.
3. Le tube est ensuite facilement appliqué autour de l'abdomen en tirant la ceinture élastique inférieure vers le haut, de sorte que le tube roule dans la bonne position.
4. Vérifiez que le tube est bien à plat et qu'il ne comporte pas de plis.

**Précautions :**

Vérifiez que le tube ne gêne pas le fonctionnement de la stomie et/ou votre respiration. Nous déconseillons de porter le tube pendant la grossesse, en cas d'abdomen aigu, d'un syndrome ou d'un compartiment abdominal, de liquide ascitique ou si un inconfort/des douleurs sont ressenties dans la région abdominale. Demandez conseil à votre médecin si vous souffrez de bronchopneumopathie chronique obstructive, si vous ressentez une gêne ou une irritation inattendue de la peau ou de la stomie, ou si vous avez des questions à propos de son utilisation. Si la ceinture doit être retirée d'urgence, coupez-la avec des ciseaux.

**Entretien :**

Lavez avec des couleurs similaires dans un sac de lavage. L'utilisation d'eau de Javel à base de chlore ou d'un produit désinfectant à base de chlore diminuera la durabilité/fonction.

**ES:**

**Indicaciones:**

La faja tubular de sujeción para ostomía y hernia Corsinel está diseñada específicamente para ostomías, hernias paraestomales, hernias umbilicales, hernias epigástricas y hernias incisionales. La faja tubular Corsinel ayuda a fijar la bolsa de ostomía y proporciona la máxima discreción y un aspecto uniforme. Además, la faja tubular puede reducir los olores molestos y los ruidos de la estomía. La faja tubular ha sido desarrollada para el soporte abdominal de los anteriores tipos de hernias y puede reducir el riesgo de desarrollo de hernia. La sujeción de la faja tubular ofrece alivio y mitiga el dolor, facilita la movilidad y contrarresta la sensación de gravedad. La faja tubular Corsinel está disponible en tres alturas: 15, 20 y 26 cm. Para obtener más indicaciones sobre las alturas y su uso, póngase en contacto con su médico o enfermero.

**Características:**

El sistema de silicona anti enrollable de las bandas elásticas evita que la faja tubular Corsinel se enrolle. Los modelos de 20 y 26 cm tienen una parte trasera más baja, lo cual mejora el ajuste anatómico. La faja tubular está confeccionada a partir de un material permeable tanto a la humedad como al aire. No existe diferencia entre la parte superior y la parte inferior.

**Cómo tomar la medida:**

Con una hernia: Midase estando tumbado y cuando la hernia esté retraída, si es posible. Midase en la circunferencia abdominal más ancha cubierta por la faja tubular.

**Sin hernia:**

Midase de pie y en la circunferencia abdominal más ancha cubierta por la faja tubular.

**NOTA:**

Solapamiento de tallas: si la medición abdominal está entre dos tallas, elija la más pequeña si prefiere una faja tubular extra ajustada, y la más grande si prefiere que la faja tubular esté menos ajustada. Asegúrese de que la faja tubular es cómoda de llevar cuando se siente y se ponga de pie.

**Instrucciones de uso:**

1. Ponga la faja tubular del revés y cólquela como si fuera ropa interior. Si es posible, cólquela en la faja estando acostado o sentado. Si tiene un modelo de 20 o 26 cm, asegúrese de que la parte de corte más bajo esté a la espalda.
2. Tire de la faja para colocar ligeramente la cinturilla elástica superior sobre las caderas.
3. A continuación, el resultado será fácil colocar la faja tubular en torno al abdomen si tira hacia arriba, para que la faja tubular se deslice hasta la posición correcta.
4. Asegúrese de que la faja tubular esté lisa y tenga pliegues.

**Precauciones:**

Asegúrese de que la faja tubular no comprometa la función del estoma y/o la función de los pulmones. No se recomienda llevar la faja tubular en caso de embarazo, abdomen agudo, síndrome compartimental abdominal, acumulación de líquido ascítico o en caso de presentar molestias o dolores generales en la zona abdominal. Consulte a su médico si padece una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si experimenta alguna molestia inesperada, irritación en el estoma o en la piel o en caso de duda sobre su uso. Si necesita retirar el producto de forma urgente, ábralo con unas tijeras.

**Cuidado:**

Lavar con colores similares en una bolsa de lavado. El uso de blanqueantes o desinfectantes clorados reducirá la durabilidad y funcionalidad del producto.

**IT:**

**Indicazioni:**

Il tubolare di supporto Corsinel per stomia ed ernia è progettato per la stomia, l'ernia parastomale, ombelicale, epigastrica e addominale da cicatrice. Il tubolare Corsinel aiuta a fissare la sacca per stomia fornendo un aspetto discreto e privato di sporgenza. Inoltre, il tubo può aiutare a contrastare gli odori e i rumori sgradevoli provenienti da uno stomia e ridurre il rischio di sviluppo di un'ernia. Il tubolare offre supporto addominale nei tipi di stomie/solletti. Il supporto del tubolare offre comfort e sollievo, assiste nella mobilità e contrasta la sensazione di pesantezza, in modo da alleviare il dolore. Il tubolare Corsinel è disponibile in tre altezze: 15, 20 e 26 cm. Per consigli sull'installazione e sull'uso, contattare il personale medico o infermieristico.

**Caratteristiche:**

Il motivo anti-arrotolamento in silicone sulle fasce elastiche previene l'arrotolamento del tubolare. I modelli da 20 e 26 cm dispongono di una parte posteriore bassa che migliora la vestibilità anatomica. Il tubolare è realizzato in materiale permeabile all'aria e umidità. Non sussistono differenze tra la parte superiore e inferiore.

**Come misurare il tuo corpo:**

Con un'ernia: misura il tuo corpo da sdraiato e quando l'ernia è ritirata. Prendi una misura del tuo corpo alla circonferenza addominale più ampia coperta dal tubo.

**Senza ernia:**

Misura il tuo corpo in posizione eretta e alla circonferenza addominale più ampia coperta dal tubo.

**NOTA:** le dimensioni si sovrappongono. Se la tua misura addominale è compresa tra due taglie, scegli la taglia più piccola se preferisci un tubo extra stretto e quella più grande se preferisci un tubo meno stretto. Assicurati che il tubo sia comodo da indossare stando seduto e in piedi.

**Istruzioni per l'uso:**

1. Indossare il tubolare al rovescio, come per la normale biancheria. Se possibile, applicare il tubo da sdraiati o seduti. Se si dispone di un modello da 20 o 26 cm, verificare che la parte bassa si trovi sul retro.
2. Tirare il tubolare verso l'alto in modo da posizionare la vita elastica superiore poco sopra i fianchi.
3. Quindi, tirare verso l'alto la vita elastica inferiore per applicare il tubolare intorno all'addome nella posizione corretta.
4. Verificare che il tubolare sia liscio e non presenti piegature.

**Precauzioni:**

Verificare che il tubolare non comprometta la funzione polmonare o della stomia. Non indossare il tubolare durante la gravidanza e in presenza di addome acuto, sindrome compartimentale addominale, asciti o di sensazione di fastidio o dolore nella regione addominale. Consultare il personale medico in caso di broncopneumopatia cronica ostruttiva, fastidio o irritazione inattesa dello stomia o della pelle o di domande sull'uso del prodotto. In caso di urgente necessità di rimozione del prodotto, tagliarlo con le forbici.

**Cura:**

Lavare con colori simili in sacchetti di lavaggio. L'uso della candeggina o dei disinfettanti a base di cloro riduce la durata e l'efficienza del prodotto.

**DA:**

**Anvendelse:**

Corsinel stomi og stomibrok støttetube er specielt udviklet til brug ved stomi, stomibrok, navlebræk, epigastrisk brok eller abdominalt brok. Tuben hjælper med at fiksere stomiposen, giver diskretion og et glat udseende. Tuben er også udviklet til at give mavestøtte af ovennævnte broktyper, samt bidrage til, at reducere risikoen for udvikling af brok. Støtten fra tuben bidrager til at aflaste, lindre, fremme mobilitet, modvirke tyngdefornemmelse og således afhjælpe smerter. Corsinel fås i 3 højder: 15, 20 og 26 cm. Kontakt din læge eller sygeplejerske for anbefaling om højde og brug.

**Egenskaber:**

Corsinel tuben giver støtte til et stomi/brokk. Silikonbelægningen på elastikkanten forhindrer, at tuben ruller. Modelerne med højde 20 og 26 cm er lavere i ryggen, så de passer bedre til kroppens anatomi. Tuben er lavet i luft- og fugtgennemtrængeligt materiale. Der er ikke forskel på op og ned på tuben.

**Sådan måler du dig selv:**

**Med brok:**

Mål dig selv, når du ligger ned, og når brokken er trukket tilbage, hvis det er muligt. Mål dig selv på det bredeste sted omkring maven hvor tuben skal dække.

**Uden et brok:**

Mål dig selv i stående stilling på det bredeste sted omkring maven hvor tuben skal dække.

**BEMÆRK:** Størrelserne overlapper hinanden; hvis livvidden ligger mellem to størrelser, skal du vælge den mindre størrelse, hvis du foretrækker en ekstra stramt siddende tube, og den større størrelse, hvis du foretrækker tuben mindre stramt.

**Brugsanvisning:**

1. Vend vrangen ud på tuben og træk den på som undertøj. Hvis muligt, påføres tuben i liggende eller siddende stilling. Bruges en model med højde 20 eller 26 cm, skal du sikre dig, at den lave del placeres på ryggen.
2. Træk tuben op, sådan at det øverste elastikbånd er placeret lige over hofterne.
3. Herefter er det let at placere tuben rundt om maven ved at tage fat i den nederste kant og trække kanten op, så tuben ruller på plads.
4. Kontrollér, at tuben sidder glat uden folder.

**Forbhold:**

Sorg for, at støttetrækket ikke generer stomi og/eller lungefunktion/vejrtrækning. Vi fraråder brug af tuben under graviditet, ved akut abdomen, abdominalt kompartmentsyndrom, tilstedeværelse af ascitesvæske eller ved generel utilpashed/smerter i maveregionen. Rådfør dig selv med din læge, hvis du lider af KOL, hvis du oplever uventet ubehag, irritation af stomi eller hud, eller hvis du har spøgsmål vedrørende korrekt anvendelse. Klippes op med en saks, hvis produktet skal fjernes hurtigt.

**Vaskeanvisning:**

Mål dig selv, når du ligger ned, og når brokken er trukket tilbage, hvis det er muligt. Mål dig selv på det bredeste sted omkring maven hvor tuben skal dække.

**ES:**

**Indicaciones:**

Corsinel stödbråk är specialformad för stomi, parastomalt bråk, navlebråck, epigastriskt bråk och bråk från ryggen på magen. Corsinel-tuben bidrar till att hålla stomipåsen på plats, och ger ett diskret och jämnt utseende. Tuben kan även minska obehagliga lukter och ljud från stomin. Tuben är också avsedd att ge stöd för ovanstående typer av bråk och kan minska risken för bråk. Stödet från tuben ger tyngdkraften, lindring, underlättar rörligheten och motverkar tröttheten, bistår åstadkommer smärtlindring. Corsinel-tuben finns i tre höjder: 15, 20 och 26 cm. För rekommendation om höjd och användning, kontakta din läkare eller sjuksköterska.

**Egenskaper:**

Antirullningsmönstret av silikon på de elastiska banden stoppar tuben från att rulla. 20 och 26 cm-modellerna har en lägre bakdel för bättre passform. Tuben är tillverkad av luft och fuktgenomsläppligt material. Det finns inget upp eller ner.

**Så här mäter du dig själv:**

**Med bråk:**

Måt dig själv när du ligger och bråcket dras tillbaka, om möjligt. Måt dig själv på den största bukomkretsen som täcks av tuben.

**Utan bråk:**

Måt dig själv när du står upp på den största bukomkretsen som täcks av tuben.

**OBS:**

Storlekarna överlappar varandra. Om bukomkretsen är mellan två zoner, välj den mindre storleken om du föredrar en snygg passform och den större om du vill ha en lösare passform. Tuben sitta skita bekvämt både när du sitter och står.

**Bruksanvisning:**

1. Vänd tuben ut och in och sätt på den som en underkläder. Det går oftast enklast när man ligger eller sitter. Om din tub är av höjdmodell 20 eller 26 cm ska den lågt skurna delen sitta baktilt.
2. Dra upp tuben så att det övre, elastiska midjebandet sitter precis ovanför höften.
3. Tuben sätts sedan lätt på runt magen genom att dra upp det nedre, elastiska midjebandet så att tuben rullas in i rätt läge.
4. Se till att tuben sitter jämt och inte har några veck.

**Försiktighetsåtgärder:**

Se till att tuben inte påverkar stomin och/eller lungans funktion. Vi avråder från att använda tuben under graviditet, vid akut buk, kompartmentsyndrom i buken, förekomst av ascitesvätska eller allmänt obehag / smärta i buken. Rådfråga läkare om du får ovidare besvär, stoma eller hud irritation, eller om du har frågor om hur produkten ska användas. Om produkten måste tas bort snabbt, klipp med en sax.

**Skötsel:**

Tvätta med liknade färger i en tvättpåse. Bruk av klorbaserat blekmedel eller klorbaserat desinfektionsmedel leder till minskad hållbarhet och funktion på produkten.

**NO:**

**Indikasjon:**

Corsinel støtterør for stomi og brokk er spesielt designet for stomi, parastomalt brokk, navlebrøkk, magesekkbrokk og magearrbrokk. Corsinel-røret hjelper å fiks