

brugsanvisning



XAIR®hybrid

Decubitus terapi luftcelle sædepude

Læs betjeningsvejledningen grundigt inden brug af systemet og følg **advarslerne!**

Produkt navn	XAIR®hybrid
Leveringsomfang	- Decubitus terapi luftcelle sædehynde med skumkerne - Mesh® betræk (aftageligt med lynlås) - Betjeningsvejledning (V03), andre sprog til betjeningsvejledningen findes her: manuals.funke-medical.eu
Angivelser / anvendelsesområder	- Tryksår profylakse - Decubitus terapi op til klasse 4 (Seiler / EPUAP) - Smertebehandling - For patienter med en meget høj risiko for tryksår - På grund af de integrerede luftceller kan sædepuden bruges til optimal siddepositionering af patienter, for eksempel i kørestole.
Kontraindikationer	Ikke kendt
Tilladt patientvægt min. - Maks.	0 - 200 kg
materiale	- Kerne: PU skum (HR / gel) - Luftceller (dimensioner: 20 x 12 x 2,5 cm): PU-film, PU-skum (gel / visko) - Betræk: "Mesh®", PU-belagt PES-bæremateriale, skridsikker underside - Tilbehør: PU-cover fås som ekstraudstyr
Dimensioner	Se etiketten på produktet
Produktvægt	Alle størrelser ca. 1,1 kg
Hjælpsnummer (som defineret i §139 SGB V)	11.39.03.9001
Medicinsk udstyr	Klasse 1, MDR 2017/745
Teknisk sikkerhed / flammehæmning	Flammehæmmende test i henhold til DIN EN 597 I + II, BS 7175 sek 3 krybbe 5, BS 7177
Testning for toksikologisk ufarlighed / biokompatibilitet	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Advarsler	Før den første anvendelse skal systemet være klar til første brug (se "Klargøring af systemet til brug").
garanti	3 år på skumkernens funktionelle egenskaber (pro-rata-garanti)
vedligeholdelse	Ingen
Rengøringsinstruktioner (pudebetræk)	Kemoterisk rengøring af betrækket med almindelige husholdningsrengøringsmidler er mulig. Betrækket kan genbehandles ved autoklavering i overensstemmelse med RKI's retningslinjer og er derfor klar til genbrug. Følgende skal overholdes ved fjernelse af dækslet: 1. Fold beskyttelsesdækslet op. 2. Fjern forsigtigt ventilhætten ved at trække i den. 3. Åbn lynlåsen rundt. 4. Røret på forsiden af puden skal føres forsigtigt gennem åbningen i betrækket. Først derefter kan dækslet fjernes helt.
Rengøringsinstruktioner (kerne)	Skumkernen uden låg kan rengøres med almindelige husholdningsagenter. Dette kan opnås ved at gennembløde det forurenede område eller sprøjte hele skumkernen med et desinfektionsmiddel (f.eks. Bacillol eller ECOLAB skumspray Incidin OxyFoam S bestående af hydrogenperoxid). Derefter skal skumkernen lufttørres. Skumkernen kan genbehandles ved autoklavering i overensstemmelse med RKI's retningslinjer og er derfor klar til genbrug
Forbered systemet til brug	1. Produktet er beregnet og egnet til brug i indenlandske og institutionelle områder. 2. Tag puden ud af æsken. 3. Placer puden på sædet i kørestolen eller sædet, håndtaget foran og pilene på det peger opad. 4. Fold beskyttelsesdækslet op. 5. Åbn ventilen ved at trække i den, og vent ca. 30 sekunder, indtil luftcellerne selv puster op. Luk derefter ventilen ved at trykke på. 6. Sid så langt tilbage som muligt på puden og lav en fingertest: Læg den ene hånd under ischium. Åbn forsigtigt ventilen ved at trække i den blå hætte, så luft kan slippe ud. Optimal siddekomfort opnås, når dit sædeben er 1 - 2,5 cm væk fra sædet. Luk ventilen igen ved at trykke på den blå hætte. 7. Fold beskyttelsesdækslet ned igen. 8. Det anbefales daglig kontrol af den korrekte påfyldning af luftkamrene; en justering kan være nødvendig.

RKI = Robert Koch Institute; DHGM = German Society for Hygiene and Microbiology; MPG = Medical Devices Act; Autoklavering = fraktioneret vakuumproces ved 105 grader C og 55 minutter

Producent med hensyn til MPG og MDR 2017/745

Funke Medical AG • Ahrenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tlf. : + 49-2865-266 93 50 • Fax: + 49-2865-8133 • info@funke-medical.de • www.funke-medical.de

Download: 06.09.2021 13:31