

BD Vacutainer® Pronto™ Quick Release Needle Holder Upotreba za upotrebu

BD Vacutainer® Pronto™ Quick Release Needle Holder (Dodatačni dio za brzim odvajanjem) je stanični deo za vakuumsku upotrebu koji se koristi za prihvatanje i izvlačenje uređaja za venki pristup BD Vacutainer® (tj. komplet za uzmijanje krv) tijekom venipunkcije i za spojine uređaja s epruvetom BD Vacutainer®.

Namijenjen samo obučenom medicinskom osoblju.

Postupak

Pogledajte sliku 1.

Rodne značajke

• Iglo se ne odvaja od držača

• Gumb za otputnje i ponovno postavljanje ispravno funkcioniра

• Gumb koji se lako upravlja

Očistite držac nakon svake Upotrebe na pacijentu u skladu sa sljedećim postupkom:³

• Potopite iglu u vodu i otputnju izbjeljivoću u vodu u omjeru 1:10.^{1,2}

• Pretegnite iglu u vodu i otputnju pomoći ultronucnu kupeži dodatnih 5 minuta.

• Ispravite iglu ponovo.

• Ispravite i osušite na zraku.

Napomena: Najviše 10 ciklusa čišćenja

Oprez: Ako je držak viđljivo zagoden krviju ili je oštećen, treba ga odbaciti.

Rukujte svim bioloskim uzorcima i ostalim predmetima za uzmijanje krv (igle, igle, Luer adaptori i komplet za uzmijanje krv) u skladu s pravilima i postupcima veže istovarne. Potražite medicinsku pomoc u slučaju izljepljenja bioloskim uzorcima (zbog, na primjer, ulozivši iglu u vodu) da uzezi mogu prenijeti virusi hepatitis, HIV (AIDS) i drugi. Upravljajte i čuvajte rezerve. Upravljajte i čuvajte rezerve za uzmijanje krv po postupku. Odobravate vse oštrelje za uzmijanje krv u spremniku za bioloski opsoni materijal koji su odobreni za njihovo zbiravanje.

1 Prema upozorenju M29-A-3 instituta CLSI

2 Ne temelji koncentracije nitrilne hipoklorite za kuhanje od 5,25 %. Ako je drugačije, prilagodite razdobljivanje tako da se dobije koncentracija nitrilne hipoklorite od 0,5 %

3 Ako je voda ustanovila razvila drugičiji postupak čišćenja, mora biti odgovarajuće postupak u skladu s vlastim istoznim postupcima

Za potrošače u Evropskom uniju (EU), obvezujte se tvrtku BD i lokalna nadležna tijela u slučaju ozbiljnog streljenog događaja.

BD Vacutainer® Pronto™ Quick Release Needle Holder Instructions d'utilisation

Le Quick Release Needle Holder (porte-iguille à libération rapide BD Vacutainer® Pronto™) est un dispositif réutilisable non stérile utilisé pour fixer et maintenir un dispositif d'accès veineux de marque BD Vacutainer® (p. ex., aiguille, dispositif de prélevement sanguin) pendant la ponction veineuse et pour connecter le dispositif à un tube de marquage BD Vacutainer®.

Conçu pour une utilisation par des professionnels de santé formés uniquement.

Méthode

Se reporter au schéma 1.

Caractéristiques de performances

• L'iguille ne se détache pas du porte-iguille.

• Le bouton de libération et de réinitialisation fonctionne correctement.

• Le bouton de manipulation fonctionne correctement.

Nettoyez le portoir chaque fois qu'il a été utilisé pour un patient conformément à la procédure suivante:

• Faire tremper dans une solution d'eau de Javel à 0,5% pendant 5 minutes³.

• Agiter la même solution par ultrasons pendant 5 minutes de plus.

• Rincer avec de l'eau propre.

• Isoprimez et osušitez sur la râche.

Napomena: Najviše 10 ciklusa čišćenja

Oprez: Ako je držak viđljivo zagoden krviju ili je oštećen, treba ga odbaciti.

Rukujte svim bioloskim uzorcima i ostalim predmetima za uzmijanje krv (igle, igle, Luer adaptori i komplet za uzmijanje krv) u skladu s pravilima i postupcima veže istovarne. Potražite medicinsku pomoc u slučaju izljepljenja bioloskim uzorcima (zbog, na primjer, ulozivši iglu u vodu) da uzezi mogu prenijeti virusi hepatitis, HIV (AIDS) i drugi. Upravljajte i čuvajte rezerve. Upravljajte i čuvajte rezerve za uzmijanje krv po postupku. Odobravate vse oštrelje za uzmijanje krv u spremniku za bioloski opsoni materijal koji su odobreni za njihovo zbiravanje.

1 Prema upozorenju M29-A-3 instituta CLSI

2 Ne temelji koncentracije nitrilne hipoklorite za kuhanje od 5,25 %. Ako je drugačije, prilagodite razdobljivanje tako da se dobije koncentracija nitrilne hipoklorite od 0,5 %

3 Ako je voda ustanovila razvila drugičiji postupak čišćenja, mora biti odgovarajuće postupak u skladu s vlastim istoznim postupcima

Za potrošače u Evropskom uniju (EU), obvezujte se tvrtku BD i lokalna nadležna tijela u slučaju ozbiljnog streljenog događaja.

BD Vacutainer® Pronto™ Quick Release Needle Holder Instrukcije za upotrebu

A BD Vacutainer® Pronto™ Quick Release Needle Holder (poznat i pod nazivom "Porto-iguilas a aperto rapido BD Vacutainer® Pronto™") je un dispositivo reutilizable non esterilizado para fixar e manter um dispositivo de acesso venoso de marca BD Vacutainer® (p. ex., agulha, dispositivo de prélevamento sanguíneo) durante a punção venosa e para conectar o dispositivo a uma proveta ou tubo BD Vacutainer®.

Concebido para ser utilizado exclusivamente por profissionais de saúde formados.

Ejáridás

Lásd el 1. obrázok.

Teljesítményjellemzők

• A tű nem válik le a tartóktól.

• Megfelelően működő leválószerszám és visszatérítőgomb.

• Környezetbarát és ötvözékrögzítő gomb.

A hármas minden használattól után tisztítás meg az előző módon:

• Áztatás a 5 percenkénti oldóban előzetesen húzott közelében 10-10 órányra hosszúbbra közelíthető: viz oldaltabba^{1,2}

• Folyékony tisztítás után 5 percig.

• Tisztítás után 5 percig.

• Rincs a tiszta vizelcél.

• Isoprimez a tiszta vízzel.

• Szárazítás a lejtőkön.

• Megjegyzés: Maximum 10 tisztítási ciklus alkalmazható.

Vigyázat: Amennyiben a harang hőfeszítéssel vörül szennyezett esetleg sértőt, akkor ki kell teljesítse.

Attention : si le portoir est visiblement contaminé avec du sang et/ou si le portoir est endommagé, il doit être éliminé.

Mosolják minden használattól után tisztítás meg az előző módon:

• Áztatás a 5 percenkénti oldóban előzetesen húzott közelében 10-10 órányra hosszúbbra közelíthető: viz oldaltabba^{1,2}

• Folyékony tisztítás után 5 percig.

• Tisztítás után 5 percig.

• Rincs a tiszta vízzel.

• Isoprimez a tiszta vízzel.

• Szárazítás a lejtőkön.

• Megjegyzés: Minimum 10 tisztítási ciklus alkalmazható.

Clienti rükköntösen: Les clients de l'Union européenne (UE), aviez-vous dépassé 10 cycles de nettoyage?

Pour les clients de l'Union européenne (UE), aviez-vous dépassé 10 cycles de nettoyage?

Súlyos várótlan esemény esetén az európai uniójbeli (EU) vásárlói értesítések BD vállalatot és az illetékes regionális hatóságot.

BD Vacutainer® Pronto™ Quick Release Needle Holder Instruzioni per l'uso

BD Vacutainer® Pronto™ Quick Release Needle Holder (Porto-iguilas a aperto rapido BD Vacutainer® Pronto™) è un dispositivo reutilizzabile non sterile utilizzato per fissare e mantenere un dispositivo d'accesso venoso di marca BD Vacutainer® (p. ex., agulha, dispositivo de prélevamento sanguíneo) durante a punção venosa e para conectar o dispositivo a uma proveta ou tubo BD Vacutainer®.

Indicado para ser utilizado exclusivamente por profissionais de saúde formados.

Procedura

Verde el diagrama 1.

Caratteristiche delle prestazioni

• La tuta non si stacca dal supporto-iguilla.

• Il dispositivo di rilascio e riutilizzo funziona correttamente.

• Il bottone di controllo funziona correttamente.

• Il dispositivo di pulizia è funzionante.

• Il dispositivo di pulizia è funzionante.