

Product description

Cutimed® Silitec® PLUS dressings are an assortment of silicone coated foam dressings. Cutimed® Silitec® PLUS is a sterile, absorbent polyurethane foam dressing for atraumatic dressing changes that contains superior-absorbent strips which absorb and lock wound exudate. The wound contact surface is a perforated silicone layer that allows adherence to the per-wound skin but not to the moist wound bed or to newly formed epithelial tissue. This minimizes trauma and pain during dressing changes. The outer film is water-repellent, yet permeable to oxygen and vapour. The film dressing and its top-surface absorbent strips are designed to absorb and to lock away excess wound fluid inside the dressing, preventing the dressing from becoming saturated and the risk of maceration. Cutimed® Silitec® PLUS is highly conformable and provides protection of the wound site. Cutimed® Silitec® PLUS leaves no residues in the wound. The dressing reliably retains wound exudate, even under compression. If necessary, Cutimed® Silitec® PLUS may be cut to size. Cutimed® Silitec® PLUS gently adheres to the per-wound skin and stays in place while secondary fixation is applied.

Indications

Cutimed® Silitec® PLUS assortment is indicated for exuding wounds such as: venous and arterial ulcers, pressure ulcers, diabetic gangrenes, surgical incisions, skin grafts and donor sites, lacerations or abrasions. Cutimed® Silitec® PLUS is recommended for wounds with low to high exudate levels.

Contraindications

Do not use on patients with a known sensitivity to any of the product components.

Warnings and precautions

Cutimed® Silitec® PLUS is packaged for single use. Do not re-use or re-sterilise as there is a risk of transmission of body fluids or contaminated tissue between patients. Do not use if pouch is open or damaged. Discard after or when the pouch is empty. The wound should be inspected for signs of infection or treated according to clinical practices if required.

For external use only. Do not use with oily dressings. Do not use with hydrogel products. Do not use with hydrogel products. Do not use with hydrogel products. Do not use with hydrogel products.



Directions for use

1. Clean the wound according to good clinical practice.
2. Make sure, the surrounding skin is dry.
3. Choose an appropriate dressing size that covers the wound and overlaps the wound edges. **(A)**
4. Open the pouch and take out the dressing. Ensure sterility.
5. Remove protective film **(B)** and apply with the adherent side towards the wound. **(C)**
6. Avoid stretching the dressing.
7. Apply additional dressing fixation.
8. If necessary, Cutimed® Silitec® PLUS can be used in combination with other dressings e.g. Cutimed® Sorbact® (in case of infected wounds)
9. Cutimed® Silitec® PLUS can be used on an infected wound in addition to antimicrobial therapy under medical supervision.
10. Cutimed® Silitec® PLUS can remain in place for up to seven days, depending on wound conditions and exudate levels. It is recommended to change the dressing every 24 hours initially, moving to less frequent changes as necessary.
11. Carefully remove any additional dressing fixation and gently remove Cutimed® Silitec® PLUS from the wound and discard.
12. If required, cleanse the wound prior to application of a new dressing.

Storage

Cutimed® Silitec® PLUS should be stored in dry conditions. Do not expose to direct sunlight.

Date: June 2016



Description du produit

Les pansements Cutimed® Silitec® PLUS sont un assortiment de pansements revêtus de silicone. Cutimed® Silitec® PLUS est un pansement stérile absorbant en polyuréthane conçu pour des changements de pansement atraumatiques, contenant des bandes super-absorbantes qui absorbent et retiennent l'exsudat de la plaie. La surface de contact avec la plaie est une couche perforée de silicone assurant une adhérence à la peau périphérique sans adhérer au lit de la plaie humide ou au tissu épithélial nouvellement formé. Ceci permet de limiter les traumatismes et de réduire les risques de transmissions. Le film transparent est résistant à la tache mais perméable à l'oxygène et à la vapeur d'eau. Le pansement et ses bandes absorbantes sont conçus pour empêcher le pansement de devenir saturé et le risque de macération. Cutimed® Silitec® PLUS est hautement conformable et assure la protection du site de la plaie. Cutimed® Silitec® PLUS ne laisse aucun résidu dans la plaie. Le pansement assure une retenue fiable de l'exsudat de la plaie, même sous des bandages de compression. Si nécessaire, le pansement peut être découpé à la taille voulue. Cutimed® Silitec® PLUS adhère en douceur à la peau périphérique et reste en place pendant l'application d'un pansement de fixation supplémentaire.

Indications

L'assortiment Cutimed® Silitec® PLUS est indiqué pour le traitement des plaies exsudatives telles que : ulcères veineux et artériels, ulcères de pression, gangrènes diabétiques, incisions chirurgicales, greffes de peau et sites donneurs. Cutimed® Silitec® PLUS est recommandé pour le traitement des plaies avec exsudat faible à élevé.

Contre-indications

Ne pas utiliser sur des patients présentant une sensibilité connue à l'un des composants du pansement.

Mises en garde et précautions d'emploi

Chaque pansement Cutimed® Silitec® PLUS est destiné à un usage unique. Ne pas réutiliser ou résteriliser afin d'éviter toute risque de transmission de fluides corporels ou de tissus contaminés entre les patients. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Jeter le produit après utilisation ou quand le sachet est vide. La plaie doit être inspectée pour des signes d'infection et le cas échéant, de les traiter conformément aux protocoles cliniques habituels.

Uniquement destiné à un usage externe. Ne pas utiliser avec des solutions yodées telles que l'iode/alcool ou le peroxyde d'hydrogène. Retirer le pansement avant administration d'une radiothérapie.

Mode d'emploi

1. Nettoyer la plaie selon le protocole habituel.
2. S'assurer que la peau qui entoure la plaie soit sèche.
3. Choisir une dimension de pansement appropriée, qui couvre la lésion et dépasse des bords de la plaie. **(A)**
4. Ouvrir l'emballage et retirer le pansement. Utiliser une technique stérile.
5. Retirer le film de protection **(B)** et appliquer le pansement avec le côté adhésif vers la plaie. **(C)**
6. Ne pas étirer le pansement.
7. Appliquer un pansement de fixation supplémentaire.
8. Si nécessaire, Cutimed® Silitec® PLUS peut être utilisé en combinaison avec d'autres pansements tels que Cutimed® Sorbact® (en cas de plaies infectées) ou Cutimed® Gel (pour les plaies sèches ou nécrotiques).
9. Cutimed® Silitec® PLUS peut être utilisé sur une plaie infectée en complément d'un traitement antibiotique, sous contrôle médical.
10. Cutimed® Silitec® PLUS peut rester en place jusqu'à sept jours, en fonction de l'état de la plaie et de la quantité d'exsudat. Il est recommandé de changer le pansement toutes les 24 heures au départ, et de procéder à des changements moins fréquents selon les besoins.
11. Retirer avec précaution le pansement de fixation puis retirer délicatement le pansement Cutimed® Silitec® PLUS du lit de la plaie.
12. Si nécessaire, nettoyer la plaie avant d'appliquer un nouveau pansement.

Entreposage

Cutimed® Silitec® PLUS doit être stocké à l'abri de l'humidité. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

Date : Juin 2016



Descrizione del prodotto

Los apósitos Cutimed® Silitec® PLUS son una gama de apósitos de espuma de silicona. Cutimed® Silitec® PLUS es una medicación a schiuma in poliuretano assorbente e sterile per il cambio atraumatico delle medicazioni contenente strisce di materiale superassorbente che assorbono e trattengono l'esudato. La superficie di contatto con la ferita è composta da uno strato di silicone perforato che permette un'adesione alla cute periferica ma non all' letto umido della ferita né al tessuto epiteliale di nuova formazione. Ciò minimizza il trauma e il dolore durante i cambi di medicazione. La pellicola esterna è idrorepellente, ma allo stesso tempo permeabile a ossigeno e vapore. Cutimed® Silitec® PLUS è altamente conformabile e garantisce la protezione dell'essudato della ferita mantenendo un ambiente umido nella lesione e minimizzando il rischio di macerazione. Cutimed® Silitec® PLUS non lascia residui nella ferita. Il pansemento assicura una ritenuta affidabile dell'esudato della ferita, anche sotto compressione. Se necessario, la medicazione può essere tagliata a misura. Cutimed® Silitec® PLUS aderisce delicatamente alla cute periferica e resta in posizione applicando un semplice fissaggio secondario.

Indicazioni

L'assortimento Cutimed® Silitec® PLUS è indicato per ferite essudanti quali: ulcere venose e arteriali, ulcere da pressione, cancrene diabetiche, incisioni chirurgiche, taglianti cutanei e siti donatori. Cutimed® Silitec® PLUS è raccomandato per ferite con livelli di esudato da lieve ad elevato.

Controindicazioni

Non utilizzare su pazienti con sensibilità nota a uno componente del prodotto.

Avvertenze e precauzioni

Cutimed® Silitec® PLUS è un dispositivo monouso. Non riutilizzare né resterilizzare per evitare rischi di trasmissione di fluidi corporei tra i pazienti. Non utilizzare se il contenimento primario non è integro. Non utilizzare se il contenimento primario è aperto o danneggiato. Discard after or when the pouch is empty. The wound should be inspected for signs of infection or treated according to clinical practices if required.

For external use only. Do not use with hydrogel products. Do not use with hydrogel products. Do not use with hydrogel products.

Istruzioni per l'uso

1. Degergere la ferita secondo il protocollo in uso.
2. Assicurarsi che la cute periferica sia asciutta.
3. Scegliere la dimensione di medicazione idonea a coprire la ferita in modo sovrapposto ai margini. **(A)**
4. Aprire la confezione ed estrarre la medicazione. Garantire la sterilità.
5. Rimuovere la pellicola protettiva **(B)** e applicare con il lato adesivo verso la ferita. **(C)**
6. Evitare tensioni della medicazione.
7. Applicare un adeguato fissaggio.
8. Se necessario, Cutimed® Silitec® PLUS può essere utilizzato in associazione con altre medicazioni, quali Cutimed® Sorbact® (in caso di ferite infette) o Cutimed® Gel (per ferite secche o necrotiche).
9. Cutimed® Silitec® PLUS può essere utilizzato su ferite infette in aggiunta a terapia antimicrobica sotto supervisione medica.
10. Cutimed® Silitec® PLUS può rimanere in situ per un massimo di sette giorni, in funzione delle condizioni della lesione e del livello di esudato. Si raccomanda di cambiare la medicazione inizialmente ogni 24 ore per arrivare poi a cambi meno frequenti.
11. Rimuovere con attenzione il fissaggio della medicazione e togliere delicatamente Cutimed® Silitec® PLUS dalla ferita via.
12. Se necessario, debergare e asciugare la ferita prima di applicare una nuova medicazione.

Conservazione

Conservare Cutimed® Silitec® PLUS in ambiente asciutto. Non esporre alla luce solare diretta.

Date: Giugno 2016



Productbeschrijving

Cutimed® Silitec® PLUS-verband is een assortiment schuimverbanden met een siliconen laag. Cutimed® Silitec® PLUS is een serieel, absorberende polyurethaan schuimverband voor atraumatische wondvervals met superabsorberende strips die wondvocht vasthouden en vasthouden. Het wondcontactoppervlak is een geperforeerd siliconen laag die dicht kleeft aan de gezonde huid, maar niet aan het wondlichaam of de nieuwe gevormde epitheelweefsel. Hierdoor worden trauma en pijn tijdens het verwisselen van het verband geminimaliseerd. De buitenzijde is waterafstotend, maar laat zuurstof en waterdamp door. Het sponnen materiaal en de superabsorberende strips zijn ontworpen om vocht vast te houden en het verband te beschermen tegen verzadiging en het risico op maceratie wordt gemitigeerd. Cutimed® Silitec® PLUS is zeer conformabel en zorgt voor bescherming van de wond. Cutimed® Silitec® PLUS laat geen resten achter in het wondgebied. Cutimed® Silitec® PLUS kan goed bestreken worden met wondverband. Het verband houdt de wond veilig tegen uitdrogen en beschermt de wond tegen druk. Het verband houdt de wond veilig tegen uitdrogen en beschermt de wond tegen druk. Het verband houdt de wond veilig tegen uitdrogen en beschermt de wond tegen druk.

Indicaties

De verzamelde Cutimed® Silitec® PLUS assortiment is geadapted voor wonden zoals: veneuze en arteriële ulcers, drukulcers, diabetesische gangrenen, chirurgische incies, huidtransplantaties in donorplaatsen, wonden van laceraties of abrasies. Cutimed® Silitec® PLUS wordt aanbevolen voor wonden met lage tot hoge exudatieniveaus.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor een van de productcomponenten.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Cutimed® Silitec® PLUS is verpak voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw gebruiken of steriliseren omdat er een risico bestaat dat de inhoud van de verpakking wordt overgedragen tussen patiënten. Niet gebruiken als de primaire verpakking niet intact is. Niet gebruiken als de verpakking is open of beschadigd. Jeter het product na gebruik of wanneer de verpakking leeg is. De wond moet worden geïnspecteerd op tekenen van infectie of behandeld volgens de klinische richtlijnen.

Alleen voor uitwendig gebruik. Niet gebruiken met andere oplossingen zoals jodiumtinctuur of waterstofperoxide. Niet gebruiken met andere oplossingen zoals jodiumtinctuur of waterstofperoxide.



Aanwijzingen voor gebruik

1. Maak de wond volgens correct klinisch gebruik schoon.
2. Zorg ervoor dat de huid eromheen droog is.
3. Kies de juiste maat verband die de wond bedekt en de wondranden overloopt. **(A)**
4. Open de verpakking in haal het verband eruit. Zorg dat het verband steriel blijft.
5. Verwijder bescherm laag **(B)** en breng het verband aan met de achterzijde naar de wond gericht. **(C)**
6. Het verband niet strekken.
7. Breng extra vastheid verband aan.
8. Indien nodig kan Cutimed® Silitec® PLUS gebruikt worden in combinatie met andere medicatie, zoals Cutimed® Sorbact® (in geval van geïnfecteerde wonden) of Cutimed® Gel (voor droge, necrotische wonden).
9. Cutimed® Silitec® PLUS kan worden gebruikt bij een geïnfecteerde wond, als aanvulling op een anti-bacteriologische behandeling onder medisch toezicht.
10. Cutimed® Silitec® PLUS kan tot ongeveer zeven dagen op de wond blijven zitten, afhankelijk van de wondconditie en exudatieniveaus. Het wordt aangeraden het verband in het begin elke 24 uur te verwisselen. Later kan deze frequentie lager worden naar behoefte.
11. Verwijder Cutimed® Silitec® PLUS voorzichtig van de wond.
12. Indien nodig reinigt u de wond voordat u een nieuw verband aanbrengt.

Bewaren

Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Versie: Juni 2016



Descrição do produto

Os panseos Cutimed® Silitec® PLUS consistem numa variedade de panseos de espuma revestidos com silicone. Cutimed® Silitec® PLUS é um penso de espuma de poliuretano absorvente e estérilizado para mudanças de penso atraumáticas que contém tiras superabsorventes que absorvem e estancam a exsudação da ferida. A superfície de contacto com a ferida é constituída por uma camada de silicone perfurada que adere a pele em volta da ferida, mas não ao leito húmido da ferida ou ao tecido epitelial recentemente formado. Isto minimiza o trauma e a dor durante as mudanças de penso. A película exterior é resistente à água, mas permeável ao oxigénio e ao vapor de água. Cutimed® Silitec® PLUS é altamente conformável e garante a protecção da ferida evitando a maceração. Cutimed® Silitec® PLUS não deixa resíduos na ferida. O pansemento assegura uma retenção fiável do exudado da ferida, mesmo sob compressão. Se necessário, o tamanho do penso pode ser cortado. Cutimed® Silitec® PLUS adere suavemente à pele periferica e permanece no lugar enquanto uma fixação secundária é aplicada.

Indicações

O penso Cutimed® Silitec® PLUS é indicado para feridas com exsudado, tais como: úlceras arteriais e venozas, úlceras de pressão, gangrenas diabéticas, incisões cirúrgicas, enxertos cutâneos e locais doadores, lacerações ou abrasões. Cutimed® Silitec® PLUS é recomendado para feridas com níveis de exsudação baixa a elevada.

Contra-indicações

Não utilize em pacientes com uma sensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes do produto.

Advertências e precauções

Cutimed® Silitec® PLUS encontra-se embalado para utilização única. Não reutilize nem volte a esterilizar para evitar o risco de transmissão de fluidos corpóreos ou de tecido contaminado entre pacientes. Não utilize se a embalagem primária não estiver intacta. Não utilize se a embalagem primária estiver aberta ou danificada. Descarte o produto após utilização ou quando o conteúdo estiver esgotado. Inspeccione a ferida para sinais de infeção e trate-a de acordo com as práticas clínicas.

Exclusivamente para uso externo. Não utilize com soluções oxidantes, tais como hipoclorito ou peróxido de hidrogénio. Não utilize com soluções oxidantes, tais como hipoclorito ou peróxido de hidrogénio.

Instruções para utilização

1. Limpe a ferida de acordo com as boas práticas clínicas.
2. Certifique-se de que a área da pele circundante está seca.
3. Escolha um penso de tamanho adequado que cubra a ferida e se sobreponha aos limites da mesma. **(A)**
4. Abra a bolsa e retire o penso. Certifique-se de que está esterilizado.
5. Remova a película de protecção **(B)** e aplique-a com o lado aderente voltado para a ferida. **(C)**
6. Evite esticar o penso.
7. Aplique a fixação adicional do penso.
8. Se necessário, Cutimed® Silitec® PLUS pode ser utilizado em combinação com outros produtos, por ex., Cutimed® Sorbact® (em caso de feridas infectadas) ou Cutimed® Gel (para feridas secas e necróticas).
9. Cutimed® Silitec® PLUS pode ser utilizado numa ferida infectada para além de terapia antimicrobiana, sob supervisão médica.
10. Cutimed® Silitec® PLUS pode permanecer no local da ferida durante, no máximo, sete dias, dependendo das condições da ferida e dos níveis de exudato. Recomenda-se que, inicialmente, o penso seja mudado a cada 24 horas e, posteriormente, seja mudado cada vez com menos frequência conforme necessário.
11. Remova cuidadosamente do ferida a fixação do penso e o Cutimed® Silitec® PLUS, eliminando-os.
12. Se necessário, limpe a ferida antes de aplicar um novo penso.

Armazenamento

Cutimed® Silitec® PLUS deve ser guardado num ambiente seco. Não exponha directamente à luz do sol.

Date: Junho de 2016



Made and sterilized in Germany
 ® = registered trademark
 BSN medical GmbH
 Quickbornstrasse 24
 20253 Hamburg - Germany



Do not use if the package is damaged.
 Do not utilize if the emballage est endommagée.
 No usar si el empaque presenta daños.
 Non utilizzare se la confezione è danneggiata.
 Ni beschadigd verpakking gebruiken.
 Não utilizar se a embalagem estiver danificada.

Wounds with low to moderate levels of exudate
 Des plaies faiblement à modérément exsudatives
 Heridas con una exudación poca moderada
 Ferite con esudato da scarso a medio
 Wonden met geringe tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação baixa a moderada

Wounds with moderate to high levels of exudate
 Des plaies modérément à fortement exsudatives
 Heridas con una exudación moderada a alta
 Ferite con esudato da moderato a forte
 Wonden met matige tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação moderada a alta

Wounds with low to moderate levels of exudate
 Des plaies faiblement à modérément exsudatives
 Heridas con una exudación poca moderada
 Ferite con esudato da scarso a medio
 Wonden met geringe tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação baixa a moderada

Wounds with moderate to high levels of exudate
 Des plaies modérément à fortement exsudatives
 Heridas con una exudación moderada a alta
 Ferite con esudato da moderato a forte
 Wonden met matige tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação moderada a alta

Wounds with low to moderate levels of exudate
 Des plaies faiblement à modérément exsudatives
 Heridas con una exudación poca moderada
 Ferite con esudato da scarso a medio
 Wonden met geringe tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação baixa a moderada

Wounds with moderate to high levels of exudate
 Des plaies modérément à fortement exsudatives
 Heridas con una exudación moderada a alta
 Ferite con esudato da moderato a forte
 Wonden met matige tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação moderada a alta

Wounds with low to moderate levels of exudate
 Des plaies faiblement à modérément exsudatives
 Heridas con una exudación poca moderada
 Ferite con esudato da scarso a medio
 Wonden met geringe tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação baixa a moderada

Wounds with moderate to high levels of exudate
 Des plaies modérément à fortement exsudatives
 Heridas con una exudación moderada a alta
 Ferite con esudato da moderato a forte
 Wonden met matige tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação moderada a alta

Wounds with low to moderate levels of exudate
 Des plaies faiblement à modérément exsudatives
 Heridas con una exudación poca moderada
 Ferite con esudato da scarso a medio
 Wonden met geringe tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação baixa a moderada

Wounds with moderate to high levels of exudate
 Des plaies modérément à fortement exsudatives
 Heridas con una exudación moderada a alta
 Ferite con esudato da moderato a forte
 Wonden met matige tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação moderada a alta

Wounds with low to moderate levels of exudate
 Des plaies faiblement à modérément exsudatives
 Heridas con una exudación poca moderada
 Ferite con esudato da scarso a medio
 Wonden met geringe tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação baixa a moderada

Wounds with moderate to high levels of exudate
 Des plaies modérément à fortement exsudatives
 Heridas con una exudación moderada a alta
 Ferite con esudato da moderato a forte
 Wonden met matige tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação moderada a alta

Wounds with low to moderate levels of exudate
 Des plaies faiblement à modérément exsudatives
 Heridas con una exudación poca moderada
 Ferite con esudato da scarso a medio
 Wonden met geringe tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação baixa a moderada

Wounds with moderate to high levels of exudate
 Des plaies modérément à fortement exsudatives
 Heridas con una exudación moderada a alta
 Ferite con esudato da moderato a forte
 Wonden met matige tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação moderada a alta

Wounds with low to moderate levels of exudate
 Des plaies faiblement à modérément exsudatives
 Heridas con una exudación poca moderada
 Ferite con esudato da scarso a medio
 Wonden met geringe tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação baixa a moderada

Wounds with moderate to high levels of exudate
 Des plaies modérément à fortement exsudatives
 Heridas con una exudación moderada a alta
 Ferite con esudato da moderato a forte
 Wonden met matige tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação moderada a alta

Wounds with low to moderate levels of exudate
 Des plaies faiblement à modérément exsudatives
 Heridas con una exudación poca moderada
 Ferite con esudato da scarso a medio
 Wonden met geringe tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação baixa a moderada

Wounds with moderate to high levels of exudate
 Des plaies modérément à fortement exsudatives
 Heridas con una exudación moderada a alta
 Ferite con esudato da moderato a forte
 Wonden met matige tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação moderada a alta

Wounds with low to moderate levels of exudate
 Des plaies faiblement à modérément exsudatives
 Heridas con una exudación poca moderada
 Ferite con esudato da scarso a medio
 Wonden met geringe tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação baixa a moderada

Wounds with moderate to high levels of exudate
 Des plaies modérément à fortement exsudatives
 Heridas con una exudación moderada a alta
 Ferite con esudato da moderato a forte
 Wonden met matige tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação moderada a alta

Wounds with low to moderate levels of exudate
 Des plaies faiblement à modérément exsudatives
 Heridas con una exudación poca moderada
 Ferite con esudato da scarso a medio
 Wonden met geringe tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação baixa a moderada

Wounds with moderate to high levels of exudate
 Des plaies modérément à fortement exsudatives
 Heridas con una exudación moderada a alta
 Ferite con esudato da moderato a forte
 Wonden met matige tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação moderada a alta

Wounds with low to moderate levels of exudate
 Des plaies faiblement à modérément exsudatives
 Heridas con una exudación poca moderada
 Ferite con esudato da scarso a medio
 Wonden met geringe tot matige exsudaatie
 Feridas com exsudação baixa a moderada

