

© 2005-19 eekin dot s.p.a. All rights reserved.
TG Eekin Limited,
15 Ballystock Road,
County Down, BT23 5QY, U.K.
T: +44 (0)28 9187 1000
F: +44 (0)28 9187 1111
W: www.eekin.eu



www.eekin.eu
TGEekin
@TGEekin
tgeekinhd

Product information in Italian, Spanish, French, German, Dutch, Polish, Czech, Slovak, Hungarian, Greek, Turkish, and Russian. Includes a list of countries: Italy, Spain, France, Germany, Netherlands, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Greece, Turkey, and Russia.

Product information in Danish, Norwegian, Swedish, Finnish, and Estonian. Includes the eekin dot logo and contact information.

Product information in Slovenian, Croatian, Serbian, Macedonian, Bulgarian, and Romanian. Includes icons for medical device, first aid, and recycling.

Product information in Portuguese, Spanish, Catalan, and Basque. Includes icons for medical device, first aid, and recycling.

Product information in Galician, Catalan, and Basque. Includes icons for medical device, first aid, and recycling.

PRODOTTO IN ITALIA - MADE IN ITALY
L'azienda eekin dot s.p.a. è specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti per il benessere personale.
L'azienda è certificata ISO 9001 e ISO 13485.
L'azienda è a partecipazione familiare e opera nel rispetto dell'ambiente.

OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO

OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO

OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO

OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO

PRODOTTO IN ITALIA - MADE IN ITALY
L'azienda eekin dot s.p.a. è specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti per il benessere personale.
L'azienda è certificata ISO 9001 e ISO 13485.
L'azienda è a partecipazione familiare e opera nel rispetto dell'ambiente.

OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO

OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO

OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO

OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO

PRODOTTO IN ITALIA - MADE IN ITALY
L'azienda eekin dot s.p.a. è specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti per il benessere personale.
L'azienda è certificata ISO 9001 e ISO 13485.
L'azienda è a partecipazione familiare e opera nel rispetto dell'ambiente.

OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO

OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO

OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO

OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO



PRODOTTO IN ITALIA - MADE IN ITALY
L'azienda eekin dot s.p.a. è specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti per il benessere personale.
L'azienda è certificata ISO 9001 e ISO 13485.
L'azienda è a partecipazione familiare e opera nel rispetto dell'ambiente.

OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO

OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO

OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO

OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO
OPREDELNIŠTVO





Instructions for use

1. Preparation: Ensure site is clean and dry before application. (1a) For use on the skin, gently wash and dry the skin. Use the provided measuring guide to measure the size and shape of the abrasion. Mark the location of the wound on the skin with a waterproof pen. (1b) If the wound extends to the face, use the forehead side of the dressing. (1c) If the wound extends to the arms or legs, use the other side. (1d) An accurate measurement of the skin defect is an aid.

2. Application: Peel the protective film off the backing (2a). Store the backing of the complete dressing gently against a clean surface. (2b) Cut the dressing to the correct size according to the measuring guide. (2c) Peel the protective film off the backing and place the adhesive side on the skin. (2d) The cover is protected with a thin white film. Do not touch the adhesive side. (2e) The dressing can be used when bonding or to prevent the dressing from peeling off. (2f) After application, the dressing can be used as a bandage. (2g) The dressing can be used to prevent the dressing from peeling off. (2h) The dressing can be used to prevent the dressing from peeling off. (2i) The dressing can be used to prevent the dressing from peeling off. (2j) The dressing can be used to prevent the dressing from peeling off.

3. Removal: Gently remove the dressing by peeling the adhesive side away from the skin. (3a) Peel the adhesive side away from the skin. (3b) Peel the adhesive side away from the skin. (3c) Peel the adhesive side away from the skin. (3d) Peel the adhesive side away from the skin. (3e) Peel the adhesive side away from the skin. (3f) Peel the adhesive side away from the skin. (3g) Peel the adhesive side away from the skin. (3h) Peel the adhesive side away from the skin. (3i) Peel the adhesive side away from the skin. (3j) Peel the adhesive side away from the skin.

4.

5.

6.

Consignes d'utilisation

Préparation (1a): Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que la zone à traiter est propre et sèche. (1b) Nettoyez et séchez soigneusement la zone à traiter. (1c) Utilisez la règle pour mesurer la taille et la forme de l'abrasion. (1d) Marquez l'emplacement de la blessure sur la peau à l'aide d'un stylo imperméable à l'eau. (1e) Si la blessure s'étend au visage, utilisez le côté du produit prévu à cet effet. (1f) Si la blessure s'étend aux bras ou aux jambes, utilisez l'autre côté. (1g) Une mesure précise de la zone lésée est une aide.


Application (2a): Décollez la feuille protectrice du film de support. (2b) Stockez le produit fini contre une surface propre et propre. (2c) Coupez le produit à la bonne taille en fonction de la mesure. (2d) Appliquez le produit à la zone lésée. (2e) Le produit est protégé par un film blanc mince. Ne touchez pas le côté adhésif. (2f) Le produit peut être utilisé comme bandage. (2g) Le produit peut être utilisé pour empêcher le produit de se décoller. (2h) Le produit peut être utilisé pour empêcher le produit de se décoller. (2i) Le produit peut être utilisé pour empêcher le produit de se décoller. (2j) Le produit peut être utilisé pour empêcher le produit de se décoller.

Retrait (3a): Retirez doucement le produit en décollant le côté adhésif de la peau. (3b) Décollez le côté adhésif de la peau. (3c) Décollez le côté adhésif de la peau. (3d) Décollez le côté adhésif de la peau. (3e) Décollez le côté adhésif de la peau. (3f) Décollez le côté adhésif de la peau. (3g) Décollez le côté adhésif de la peau. (3h) Décollez le côté adhésif de la peau. (3i) Décollez le côté adhésif de la peau. (3j) Décollez le côté adhésif de la peau.

7.

8.

9.



3.

4.

5.

6.

Brugsmåning

1. Forberedelse: Sørg for at huden er ren og tør, før du påfører produktet. (1a) Rengør og tør forsigtigt huden inden påføring. (1b) Brug den medfølgende måleledning til at måle størrelsen af sår eller forbrændelse. (1c) Markér sår eller forbrændelse med en vandret eller lodret linje på huden. (1d) Hvis sår eller forbrændelse er på ansigtet, brug den anden side af produktet. (1e) Hvis sår eller forbrændelse er på arme eller ben, brug den anden side. (1f) En nøjagtig måling af sår eller forbrændelse hjælper dig med at vælge den rigtige størrelse produkt.

2. Anvendelse: Fjern beskyttelsesfilmen forsigtigt. (2a) Gør produktet klar til brug. (2b) Beskyttelsesfilmen kan bruges som bandage. (2c) Produktet kan bruges til at forhindre produktet i at løsne sig. (2d) Produktet kan bruges til at forhindre produktet i at løsne sig. (2e) Produktet kan bruges til at forhindre produktet i at løsne sig. (2f) Produktet kan bruges til at forhindre produktet i at løsne sig. (2g) Produktet kan bruges til at forhindre produktet i at løsne sig. (2h) Produktet kan bruges til at forhindre produktet i at løsne sig. (2i) Produktet kan bruges til at forhindre produktet i at løsne sig. (2j) Produktet kan bruges til at forhindre produktet i at løsne sig.

3. Fjernelse: Fjern produktet forsigtigt ved at løse den klistrede side fra huden. (3a) Løsn produktet forsigtigt fra huden. (3b) Løsn produktet forsigtigt fra huden. (3c) Løsn produktet forsigtigt fra huden. (3d) Løsn produktet forsigtigt fra huden. (3e) Løsn produktet forsigtigt fra huden. (3f) Løsn produktet forsigtigt fra huden. (3g) Løsn produktet forsigtigt fra huden. (3h) Løsn produktet forsigtigt fra huden. (3i) Løsn produktet forsigtigt fra huden. (3j) Løsn produktet forsigtigt fra huden.

Navodila za uporabo

1. Priprava: Pred uporabo očistite in posušite kožo. (1a) Za uporabo na obrazu uporabite stran izdelka, namenjeno za uporabo na obrazu. (1b) Če se rana ali opekline nahajata na obrazu, uporabite stran izdelka, namenjeno za uporabo na obrazu. (1c) Če se rana ali opekline nahajata na roki ali nogi, uporabite stran izdelka, namenjeno za uporabo na roki ali nogi. (1d) Natančno izmerite velikost rane ali opekline. (1e) Natančno izmerite velikost rane ali opekline. (1f) Natančno izmerite velikost rane ali opekline. (1g) Natančno izmerite velikost rane ali opekline. (1h) Natančno izmerite velikost rane ali opekline. (1i) Natančno izmerite velikost rane ali opekline. (1j) Natančno izmerite velikost rane ali opekline.

2. Uporaba: Previdno odstranite zaščitno folijo. (2a) Pripravi se na uporabo. (2b) Zaščitna folija se lahko uporablja tudi kot bandage. (2c) Izdelek se lahko uporablja za preprečitev izpadanja izdelka. (2d) Izdelek se lahko uporablja za preprečitev izpadanja izdelka. (2e) Izdelek se lahko uporablja za preprečitev izpadanja izdelka. (2f) Izdelek se lahko uporablja za preprečitev izpadanja izdelka. (2g) Izdelek se lahko uporablja za preprečitev izpadanja izdelka. (2h) Izdelek se lahko uporablja za preprečitev izpadanja izdelka. (2i) Izdelek se lahko uporablja za preprečitev izpadanja izdelka. (2j) Izdelek se lahko uporablja za preprečitev izpadanja izdelka.

3. Odstranitev: Z nežnimi gibi odstranite lepilno stran izdelka od kože. (3a) Z nežnimi gibi odstranite lepilno stran izdelka od kože. (3b) Z nežnimi gibi odstranite lepilno stran izdelka od kože. (3c) Z nežnimi gibi odstranite lepilno stran izdelka od kože. (3d) Z nežnimi gibi odstranite lepilno stran izdelka od kože. (3e) Z nežnimi gibi odstranite lepilno stran izdelka od kože. (3f) Z nežnimi gibi odstranite lepilno stran izdelka od kože. (3g) Z nežnimi gibi odstranite lepilno stran izdelka od kože. (3h) Z nežnimi gibi odstranite lepilno stran izdelka od kože. (3i) Z nežnimi gibi odstranite lepilno stran izdelka od kože. (3j) Z nežnimi gibi odstranite lepilno stran izdelka od kože.

2.

3.

4.

5.

6.

Návod k použití

1. Příprava: Před použitím očistěte a osušte pokožku. (1a) Před použitím očistěte a osušte pokožku. (1b) Před použitím očistěte a osušte pokožku. (1c) Před použitím očistěte a osušte pokožku. (1d) Před použitím očistěte a osušte pokožku. (1e) Před použitím očistěte a osušte pokožku. (1f) Před použitím očistěte a osušte pokožku. (1g) Před použitím očistěte a osušte pokožku. (1h) Před použitím očistěte a osušte pokožku. (1i) Před použitím očistěte a osušte pokožku. (1j) Před použitím očistěte a osušte pokožku.

2. Aplikace: Opatrně odstraněte ochrannou fólii. (2a) Opatrně odstraněte ochrannou fólii. (2b) Opatrně odstraněte ochrannou fólii. (2c) Opatrně odstraněte ochrannou fólii. (2d) Opatrně odstraněte ochrannou fólii. (2e) Opatrně odstraněte ochrannou fólii. (2f) Opatrně odstraněte ochrannou fólii. (2g) Opatrně odstraněte ochrannou fólii. (2h) Opatrně odstraněte ochrannou fólii. (2i) Opatrně odstraněte ochrannou fólii. (2j) Opatrně odstraněte ochrannou fólii.

3. Odstranění: Produkt opatrně odstraňte tím, že odlepíte lepicí stran od pokožky. (3a) Produkt opatrně odstraňte tím, že odlepíte lepicí stran od pokožky. (3b) Produkt opatrně odstraňte tím, že odlepíte lepicí stran od pokožky. (3c) Produkt opatrně odstraňte tím, že odlepíte lepicí stran od pokožky. (3d) Produkt opatrně odstraňte tím, že odlepíte lepicí stran od pokožky. (3e) Produkt opatrně odstraňte tím, že odlepíte lepicí stran od pokožky. (3f) Produkt opatrně odstraňte tím, že odlepíte lepicí stran od pokožky. (3g) Produkt opatrně odstraňte tím, že odlepíte lepicí stran od pokožky. (3h) Produkt opatrně odstraňte tím, že odlepíte lepicí stran od pokožky. (3i) Produkt opatrně odstraňte tím, že odlepíte lepicí stran od pokožky. (3j) Produkt opatrně odstraňte tím, že odlepíte lepicí stran od pokožky.

使用方法

1. 準備: 貼付する前に、貼付部位を清潔にし、乾燥させます。 (1a) 貼付する前に、貼付部位を清潔にし、乾燥させます。 (1b) 貼付する前に、貼付部位を清潔にし、乾燥させます。 (1c) 貼付する前に、貼付部位を清潔にし、乾燥させます。 (1d) 貼付する前に、貼付部位を清潔にし、乾燥させます。 (1e) 貼付する前に、貼付部位を清潔にし、乾燥させます。 (1f) 貼付する前に、貼付部位を清潔にし、乾燥させます。 (1g) 貼付する前に、貼付部位を清潔にし、乾燥させます。 (1h) 貼付する前に、貼付部位を清潔にし、乾燥させます。 (1i) 貼付する前に、貼付部位を清潔にし、乾燥させます。 (1j) 貼付する前に、貼付部位を清潔にし、乾燥させます。

2. 貼付け: 保護フィルムを慎重に剥がしてください。 (2a) 保護フィルムを慎重に剥がしてください。 (2b) 保護フィルムを慎重に剥がしてください。 (2c) 保護フィルムを慎重に剥がしてください。 (2d) 保護フィルムを慎重に剥がしてください。 (2e) 保護フィルムを慎重に剥がしてください。 (2f) 保護フィルムを慎重に剥がしてください。 (2g) 保護フィルムを慎重に剥がしてください。 (2h) 保護フィルムを慎重に剥がしてください。 (2i) 保護フィルムを慎重に剥がしてください。 (2j) 保護フィルムを慎重に剥がしてください。

3. 剥がし方: 貼付部位の皮膚を傷つけないよう慎重に剥がしてください。 (3a) 貼付部位の皮膚を傷つけないよう慎重に剥がしてください。 (3b) 貼付部位の皮膚を傷つけないよう慎重に剥がしてください。 (3c) 貼付部位の皮膚を傷つけないよう慎重に剥がしてください。 (3d) 貼付部位の皮膚を傷つけないよう慎重に剥がしてください。 (3e) 貼付部位の皮膚を傷つけないよう慎重に剥がしてください。 (3f) 貼付部位の皮膚を傷つけないよう慎重に剥がしてください。 (3g) 貼付部位の皮膚を傷つけないよう慎重に剥がしてください。 (3h) 貼付部位の皮膚を傷つけないよう慎重に剥がしてください。 (3i) 貼付部位の皮膚を傷つけないよう慎重に剥がしてください。 (3j) 貼付部位の皮膚を傷つけないよう慎重に剥がしてください。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

تعليمات الاستخدام

1. التحضير: قبل الاستخدام، قم بتطهير الجلد وتجفيفه جيدًا. (1a) قبل الاستخدام، قم بتطهير الجلد وتجفيفه جيدًا. (1b) قبل الاستخدام، قم بتطهير الجلد وتجفيفه جيدًا. (1c) قبل الاستخدام، قم بتطهير الجلد وتجفيفه جيدًا. (1d) قبل الاستخدام، قم بتطهير الجلد وتجفيفه جيدًا. (1e) قبل الاستخدام، قم بتطهير الجلد وتجفيفه جيدًا. (1f) قبل الاستخدام، قم بتطهير الجلد وتجفيفه جيدًا. (1g) قبل الاستخدام، قم بتطهير الجلد وتجفيفه جيدًا. (1h) قبل الاستخدام، قم بتطهير الجلد وتجفيفه جيدًا. (1i) قبل الاستخدام، قم بتطهير الجلد وتجفيفه جيدًا. (1j) قبل الاستخدام، قم بتطهير الجلد وتجفيفه جيدًا.

2. التطبيق: قم بإزالة الفيلم الواقي بحرص. (2a) قم بإزالة الفيلم الواقي بحرص. (2b) قم بإزالة الفيلم الواقي بحرص. (2c) قم بإزالة الفيلم الواقي بحرص. (2d) قم بإزالة الفيلم الواقي بحرص. (2e) قم بإزالة الفيلم الواقي بحرص. (2f) قم بإزالة الفيلم الواقي بحرص. (2g) قم بإزالة الفيلم الواقي بحرص. (2h) قم بإزالة الفيلم الواقي بحرص. (2i) قم بإزالة الفيلم الواقي بحرص. (2j) قم بإزالة الفيلم الواقي بحرص.

3. الإزالة: إزالة المنتج بعناية عن طريق إزالة الجانب اللاصق من الجلد. (3a) إزالة المنتج بعناية عن طريق إزالة الجانب اللاصق من الجلد. (3b) إزالة المنتج بعناية عن طريق إزالة الجانب اللاصق من الجلد. (3c) إزالة المنتج بعناية عن طريق إزالة الجانب اللاصق من الجلد. (3d) إزالة المنتج بعناية عن طريق إزالة الجانب اللاصق من الجلد. (3e) إزالة المنتج بعناية عن طريق إزالة الجانب اللاصق من الجلد. (3f) إزالة المنتج بعناية عن طريق إزالة الجانب اللاصق من الجلد. (3g) إزالة المنتج بعناية عن طريق إزالة الجانب اللاصق من الجلد. (3h) إزالة المنتج بعناية عن طريق إزالة الجانب اللاصق من الجلد. (3i) إزالة المنتج بعناية عن طريق إزالة الجانب اللاصق من الجلد. (3j) إزالة المنتج بعناية عن طريق إزالة الجانب اللاصق من الجلد.

ISTRUZIONI D'USO

1. Preparazione: Prima dell'uso, pulire e asciugare bene la pelle. (1a) Prima dell'uso, pulire e asciugare bene la pelle. (1b) Prima dell'uso, pulire e asciugare bene la pelle. (1c) Prima dell'uso, pulire e asciugare bene la pelle. (1d) Prima dell'uso, pulire e asciugare bene la pelle. (1e) Prima dell'uso, pulire e asciugare bene la pelle. (1f) Prima dell'uso, pulire e asciugare bene la pelle. (1g) Prima dell'uso, pulire e asciugare bene la pelle. (1h) Prima dell'uso, pulire e asciugare bene la pelle. (1i) Prima dell'uso, pulire e asciugare bene la pelle. (1j) Prima dell'uso, pulire e asciugare bene la pelle.

2. Applicazione: Rimuovere con cautela il film protettivo. (2a) Rimuovere con cautela il film protettivo. (2b) Rimuovere con cautela il film protettivo. (2c) Rimuovere con cautela il film protettivo. (2d) Rimuovere con cautela il film protettivo. (2e) Rimuovere con cautela il film protettivo. (2f) Rimuovere con cautela il film protettivo. (2g) Rimuovere con cautela il film protettivo. (2h) Rimuovere con cautela il film protettivo. (2i) Rimuovere con cautela il film protettivo. (2j) Rimuovere con cautela il film protettivo.

3. Rimozione: Rimuovere il prodotto con delicatezza, sollevando il lato adesivo dalla pelle. (3a) Rimuovere il prodotto con delicatezza, sollevando il lato adesivo dalla pelle. (3b) Rimuovere il prodotto con delicatezza, sollevando il lato adesivo dalla pelle. (3c) Rimuovere il prodotto con delicatezza, sollevando il lato adesivo dalla pelle. (3d) Rimuovere il prodotto con delicatezza, sollevando il lato adesivo dalla pelle. (3e) Rimuovere il prodotto con delicatezza, sollevando il lato adesivo dalla pelle. (3f) Rimuovere il prodotto con delicatezza, sollevando il lato adesivo dalla pelle. (3g) Rimuovere il prodotto con delicatezza, sollevando il lato adesivo dalla pelle. (3h) Rimuovere il prodotto con delicatezza, sollevando il lato adesivo dalla pelle. (3i) Rimuovere il prodotto con delicatezza, sollevando il lato adesivo dalla pelle. (3j) Rimuovere il prodotto con delicatezza, sollevando il lato adesivo dalla pelle.

Gebruiksaanwijzing

1. Voorbereiding: Voordat u het product gebruikt, moet de huid schoon en droog zijn. (1a) Voordat u het product gebruikt, moet de huid schoon en droog zijn. (1b) Voordat u het product gebruikt, moet de huid schoon en droog zijn. (1c) Voordat u het product gebruikt, moet de huid schoon en droog zijn. (1d) Voordat u het product gebruikt, moet de huid schoon en droog zijn. (1e) Voordat u het product gebruikt, moet de huid schoon en droog zijn. (1f) Voordat u het product gebruikt, moet de huid schoon en droog zijn. (1g) Voordat u het product gebruikt, moet de huid schoon en droog zijn. (1h) Voordat u het product gebruikt, moet de huid schoon en droog zijn. (1i) Voordat u het product gebruikt, moet de huid schoon en droog zijn. (1j) Voordat u het product gebruikt, moet de huid schoon en droog zijn.

2. Toepassing: Verwijder voorzichtig het beschermende folie. (2a) Verwijder voorzichtig het beschermende folie. (2b) Verwijder voorzichtig het beschermende folie. (2c) Verwijder voorzichtig het beschermende folie. (2d) Verwijder voorzichtig het beschermende folie. (2e) Verwijder voorzichtig het beschermende folie. (2f) Verwijder voorzichtig het beschermende folie. (2g) Verwijder voorzichtig het beschermende folie. (2h) Verwijder voorzichtig het beschermende folie. (2i) Verwijder voorzichtig het beschermende folie. (2j) Verwijder voorzichtig het beschermende folie.

3. Verwijdering: Verwijder het product voorzichtig door de plaklaag van de huid te liften. (3a) Verwijder het product voorzichtig door de plaklaag van de huid te liften. (3b) Verwijder het product voorzichtig door de plaklaag van de huid te liften. (3c) Verwijder het product voorzichtig door de plaklaag van de huid te liften. (3d) Verwijder het product voorzichtig door de plaklaag van de huid te liften. (3e) Verwijder het product voorzichtig door de plaklaag van de huid te liften. (3f) Verwijder het product voorzichtig door de plaklaag van de huid te liften. (3g) Verwijder het product voorzichtig door de plaklaag van de huid te liften. (3h) Verwijder het product voorzichtig door de plaklaag van de huid te liften. (3i) Verwijder het product voorzichtig door de plaklaag van de huid te liften. (3j) Verwijder het product voorzichtig door de plaklaag van de huid te liften.