



DAX Ytdesinfektion 70

DAX Overfladedesinfektion 70/DAX Pintadesinfektio 70/DAX Overflatedesinfeksjon 70

Dansk

DAX Overfladedesinfektion 70 er beregnet til desinficering af synligt rene, glatte overflader og er effektiv mod bakterier, svamp og forskellige typer virus. Den bakteriedræbende effekt opnås dog først ved direkte kontakt med mikroorganismene. Fjern derfor først støv, snavs og organisk materiale. Til dette formål kan almindeligt rengøringsmiddel anvendes.

Anvendelsesområdet er f.eks. inden for sundheds-, syge- og tandplejen samt i dyrlægeklinikker. Produktet kan desuden med fordel anvendes i forbindelse med håndtering af levnedsmidler og ved barnepleje.

Suomi

DAX Pintadesinfektio 70 on tarkoitettu näkyvästi puhtaiden, sileiden pintojen desinfiointiin. DAX Pintadesinfektio 70 tehoaa bakteereihin, sieniin ja erityyppisiin viruksiin. Mikro-organismien tehokas tuhoaminen vaatii suoran kosketuksen, joten poista ensin pöly, lika ja kaikki orgaaninen aines tavallisella puhdistusaineella. Esimerkkinä käyttöalueista terveyden-, sairaan- ja hammashuolto sekä eläinlääkäriasemat. Sopii käytettäväksi myös elintarviketeollisuudessa ja lastenhoidossa.

Norsk

DAX Overflatedesinfeksjon 70 er beregnet for desinfeksjon av synlig rene overflater. Effektiv mot bakterier, sopp og ulike typer virus som HIV og Hepatitt B. For å avdødende effekt kreves det direkte kontakt med mikroorganismene. Rengjør derfor gjenstand eller overflate først. Vanlig rengjøringsmiddel kan brukes. Eksempel på bruksområde er innen helse-, syke- og tannpleie samt på veterinærklinikker. Men også innen næringsmiddelhåndtering og barnomsorg.

För ytdesinfektion av rena ytor
For overfladedesinfektion
Puhtaiden pintojen desinfiointiin

DAX Ytdesinfektion 70

Dansk

Hygiejne

God hygiejne og rutinemæssig anvendelse af desinfektionsmidlet er yderst vigtigt for at undgå smittespredning.

Sådan gør du

- Vask synligt snavs af.
- Gennemvæd en klud med ufortyndet desinfektionsmiddel.
- Desinficér overfladen.
- Lad overfladen lufttørre.

Produktfakta

DAX overfladedesinfektion 70 er en færdig brugsopløsning, der er sammensat af fire forskellige alkoholtyper med ethanol som hovedbestanddel. Alkoholstyrken er 70 volumenprocent. DAX overfladedesinfektion 70 virker hurtigt og fordamper uden at efterlade spor på den desinficerede overflade.

DAX overfladedesinfektion 70 er CE-mærket og opfylder de europæiske normer for desinfektionsmidler.

Opbevaring og holdbarhed

Opbevares ved stuetemperatur i tæt lukket originalemballage. Holdbarhed i uåbnet emballage, se datomærkning.

Miljø

Alle emballagematerialer er genanvendelige og afgiver ikke skadelige stoffer ved evt. forbrænding.

Suomi

Hygienia

Hyvä hygienia ja säännöllinen desinfektioaineiden käyttö ovat tärkeitä taudinaiheuttajien ehkäisyssä.

Tee näin

- Pese näkyvä lika pois.
- Kasta kuiva liina laimentamattomaan käyttöliuokseen.
- Puhdista pinta.
- Anna kuivua.

Tuoteseloste

DAX Pintadesinfektio 70 on valmis käyttöliuos, joka sisältää neljää eri alkoholia, pääasiassa etanolia. Alkoholipitoisuus on 70 tilavuusprosenttia. DAX Pintadesinfektio 70 vaikuttaa nopeasti, eikä jätä jälkiä käsitelyyn pintaan.

DAX Pintadesinfektio 70:llä on CE-merkintä, ja se täyttää eurooppalaiset desinfektioaineille asetetut vaatimukset.

Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä huoneenlämmössä hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa. Parasta ennen päiväys on merkitty pakkaukseen.

Ympäristö

Pakkaukset voidaan kierrättää tai polttaa.

Norsk

Hygiene

En god hygiene og rutinemessig bruk av desinfeksjonsmiddel er viktig for å forebygge smittespredning.

Gjør sånn

- Vask bort synlig smuss
- Dynk en papirklut e.l. full med desinfeksjonsmiddel.
- Tørk overflaten flere ganger til den er ren
- Overflaten må være dekket med desinfeksjonsmiddel i minst 1. minutt.
- La det lufttørke.

Produktfakta

DAX Overflatedesinfeksjon 70 er en ferdig bruksløsning sammensatt av fire ulike alkoholer med etanol som hovedkomponent. Alkoholstyrken er 70 volumprosent. DAX Overflatedesinfeksjon 70 virker raskt og fordamper uten å legge igjen spor etter seg på den behandlede overflaten.

DAX Overflatedesinfeksjon 70 er CE-merket og oppfyller de europeiske normene for desinfeksjonsmiddel.

Lagring og holdbarhet

Oppbevares i romtemperatur i originalforpakning. Holdbarhet i ubrukt forpakning, se holdbarhetsdato på forpakningen.

Miljø

Samtlige forpakninger er av gjenvinningsmateriale og avgir ingen skadelige stoffer ved ev. forbrenning.



Emballage/Pakkauskoort/Forpakninger:

1000 ml flaske/pullo



DAX skin care, body-wash, soaps and disinfection are a line of products with well-documented function based on long experience. DAX has been developed with a particular dermatological consideration and has been through a thorough quality control.

Opus Health Care AB

Box 50208, SE-202 12 Malmö, Visiting address: Murmansgatan 120
Tel: +46 (0) 40 680 15 40, Fax: +46 (0) 40 680 15 49, E-mail: info@opushc.se, www.opushc.se

Brands: DAX, Neutral, zendium

A  Company

