

Vastrip® 2+

- GB** Disposable vein stripper
- DE** Einmal-Venenstripper
- FR** Stripper veineux à usage unique
- ES** Fleboextractor desechable
- IT** Stripper monouso
- NL** Venenstripper voor eenmalig gebruik
- FI** Kertakäyttöinen laskimostripperi
- DK** Éngangsvaricestripper
- SE** Varicerstripper för engångsbruk
- NO** Varicestripper til engangsbruk
- GR** Μιας χρήσης εκριζωτής φλεβών
- HU** Eldobható érkihúzó

Do not use if the package is open or damaged.
 Nicht verwenden, wenn die Packung offen oder beschädigt ist.
 Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou abîmé.
 Må ikke brukes hvis pakningen er åpnet eller ødelagt.
 Non usare se la confezione è aperta o danneggiata.
 Niet gebruiken indien de verpakking is geopend of beschadigd.
 Älä käyttää, jos pakkaus on auki tai vahingoittunut.
 Får inte användas om förpackningen är öppnad eller skadad.
 Må ikke bruges, hvis pakken er åbnet eller beskadiget.
 No usar si el envase está abierto o dañado.
 Na μην χρησιμοποιηθεί εάν η συσκευασία είναι ανοιχτή ή κατεστραμμένη.
 Ne használja, ha a csomagolás nyitott vagy sérült.

MEDI PLAST











Medioplast AB - Bronsåldersgatan 2, SE-213 76 Malmö, Sweden.
 Phone: +46 40 671 23 00. www.mediplast.com

CE 0413



STERILE EO

GB	Vastrip® 2+	4
	Using the handle.....	4
DE	Vastrip® 2+	4
	Verwenden des Griffs.....	4
FR	Vastrip® 2+	5
	Utilisation de la poignée.....	5
ES	Vastrip® 2+	5
	Uso del tirador	5
IT	Vastrip® 2+	6
	Utilizzo con la maniglia.....	6
NL	Vastrip® 2+	6
	Gebruik van het handvat	6
FI	Vastrip® 2+	7
	Kahvan käyttö	7
DK	Vastrip® 2+	7
	Brug af håndtaget	7
SE	Vastrip® 2+	8
	Använda handtaget	8
NO	Vastrip® 2+	8
	Bruk av håndtaket	8
GR	Vastrip® 2+	9
	Χρήση της λαβής	9
HU	Vastrip® 2+	9
	A fogantyú használata	9



- 1) Vastrip® 2+ is intended for conventional stripping in two directions, or for invagination stripping, in varicose vein treatment in lower extremities in adults. Vastrip 2+ is supplied with olives in three sizes; 9, 12 and 15 mm, and a white lock-cap. The olives fit on either end of the stripper.
- 2) Insert either the straight tip or the spiral tip into the cut vein.
- 3) After insertion, choose an olive of appropriate size. Fasten the olive on the tip of the stripper by inserting the tip (straight or spiral) into the slit of the chosen olive.
- 4) Pull the olive upwards until it has seated firmly as near the tip as possible.
- 5) Secure the olive by positioning the white lock-cap on to the olive.

Important! Ensure that the olive is tightly secured by the white lock-cap.

Vastrip 2+ is a single-use product. If reused Mediplast cannot guarantee the functionality nor the safety of the product. Reuse may lead to infection.

Using the handle

To facilitate stripping, the handle can be used to improve the operator's grip on the stripper.

- 6) Position the stripper in the handle.
- 7) Pull.
- 8) It may be convenient to place the loose end of the stripper in the slot at the left hand side of the handle.

If it is necessary to move the handle further along the stripper:

- Release the stripper from the slot where it enters the handle by tilting the handle downwards from the stripper.
- Slide the handle along the stripper to the required position.
- Re-secure the stripper in the handle.

Ref	Packaging
67321	1x10

- 1) Vastrip® 2+ ist für das konventionelle Stripping in zwei Richtungen oder für das Invaginationsstripping bei der Behandlung von Varizen in den unteren Extremitäten von Erwachsenen vorgesehen. Vastrip 2+ ist mit Oliven in drei Größen (9, 12 und 15 mm) und einer weissen Verschlusskappe ausgestattet. Die Oliven passen auf beide Enden des Strippers.
- 2) Entweder gerades oder spiralförmiges Sondenende in die eröffnete Vene einführen.
- 3) Nach dem Einführen geeignete Größe einer Olive auswählen. Die passende Olive auf dem Sondenende des Strippers befestigen, indem das Sondenende (gerade oder spiralförmig) in den Schlitz der ausgewählten Olive eingeführt wird.
- 4) Olive nach oben ziehen, bis sie so nahe wie möglich am Sondenende liegt.
- 5) Sichern der Olive durch Aufstecken der weissen Verschlusskappe auf die Olive.
Wichtig! Sicherstellen, dass die Olive durch die weisse Verschlusskappe korrekt befestigt ist. Ein deutlich hörbarer „Click“ zeigt dies an.

Vastrip 2+ ist ein Einmalprodukt. Bei mehrmaliger Verwendung kann Mediplast weder die Funktionalität noch die Sicherheit des Produktes garantieren. Die Wiederverwendung kann zur Infektion führen.

Verwenden des Griffs

Zur Erleichterung des Strippens und für einen besseren Halt kann der Griff verwendet werden.

- 6) Stripper am Griff befestigen.
- 7) Ziehen.
- 8) Es kann unter Umständen bequemer sein, das lose Ende des Strippers in den Schlitz an der linken Seite des Griffs zu legen.

Falls es notwendig ist, den Griff am Stripper entlang weiter zu bewegen:

- Stripper aus dem Schlitz, an dem er in den Griff eintritt, lösen, indem der Griff am Stripper schräg nach unten geneigt wird.
- Griff am Stripper bis zur gewünschten Position entlang gleiten lassen.
- Stripper erneut am Griff befestigen.

Ref	Verpackung
67321	1x10

- 1) Vastrip® 2+ est indiqué dans le traitement des varices des membres inférieurs chez l'adulte par stripping conventionnel dans les deux sens, ou par stripping par invagination. Vastrip 2+ est livré avec 3 olives amovibles de taille 9, 12, 15 mm et un clip blanc de sécurité. Les olives s'adaptent indifféremment sur l'une ou l'autre des extrémités du stripper.
- 2) Cathétériser la veine en introduisant le stripper par son extrémité droite ou spiralée.
- 3) Quand le cathétérisme est terminé, choisir l'olive de la taille appropriée. Glisser le stripper dans la fente de l'olive.
- 4) Tirer l'olive vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit étroitement imbriquée dans l'extrémité du stripper « droite ou spiralée ».
- 5) Sécuriser l'olive en rajoutant le clip blanc de sécurité.

Important ! Assurez vous que l'olive soit fermement maintenue par le clip blanc de sécurité.

Vastrip 2+ est un produit à usage unique. En cas de réutilisation, Mediplast ne peut pas garantir le bon fonctionnement ni la sécurité du produit. La réutilisation peut entraîner des infections.

Utilisation de la poignée

La poignée est un élément qui permet de faciliter le stripping. Elle améliore la préhension du stripper par l'opérateur.

- 6) Positionner le stripper dans la poignée.
- 7) Exercer la traction.
- 8) L'extrémité libre du stripper peut être placée dans la fente prévue à cet effet sur la gauche de la poignée.

S'il est nécessaire de bouger la poignée le long du stripper :

- Dégager le stripper de la fente en inclinant la poignée vers le bas.
- Faire glisser la poignée le long du stripper jusqu'à l'endroit souhaité.
- Réintroduire le stripper dans la poignée.

Ref.	Conditionnement
67321	1x10

- 1) Vastrip® 2+ está indicado para la fleboextracción convencional bidireccional o para la fleboextracción por invaginación, en el tratamiento de venas varicosas de las extremidades inferiores en adultos. Vastrip 2+ se suministra con olivas de tres tamaños (9, 12 y 15 mm) y con un obturador de seguridad blanco. Las olivas pueden ser fijadas a ambos extremos del fleboextractor.
- 2) Pasar el fleboextractor por el interior de la vena utilizando, ya sea el extremo recto o bien, el extremo en espiral.
- 3) Después de la inserción del fleboextractor en la vena y de haber escogido la oliva de tamaño adecuado, esta se debe de fijar al extremo del fleboextractor (recto o en espiral). Para ello, introducir el fleboextractor en la ranura de la oliva.
- 4) Empujar la oliva lo máximo posible hacia el extremo del fleboextractor, hasta que se haya asentado completamente.
- 5) Asegurar la oliva mediante la inserción del obturador en su punta.

Importante! Asegúrese de que la oliva está correctamente fijada mediante el obturador blanco.

Vastrip 2+ es un producto de un solo uso. En caso de reutilización, Mediplast no garantiza la funcionalidad ni la seguridad del producto. La reutilización puede producir infección

Uso del tirador

Para facilitar la maniobra de fleboextracción, se puede mejorar el agarre del fleboextractor mediante el uso del tirador.

- 6) Pasar el fleboextractor por el tirador según el esquema adjunto.
- 7) Tirar.
- 8) Se puede emplazar el extremo libre del fleboextractor en la ranura diseñada para tal fin en el lado izquierdo del tirador.

Para mover el tirador a lo largo del fleboextractor:

- Liberar el fleboextractor de la ranura de entrada del tirador. Para ello, inclinar la parte delantera del tirador hacia abajo con respecto al fleboextractor.
- Deslizar el tirador por el fleboextractor hasta la posición deseada.
- Volver a asegurar el fleboextractor en el tirador.

Ref.	Empaquetado
67321	1x10

- 1) Vastrip® 2+ è concepito per lo stripping tradizionale bidirezionale o per l'invaginazione nel trattamento delle vene varicose nelle estremità inferiori, negli adulti. Vastrip 2+ è fornito con olive di tre misure 9, 12 e 15 mm ed un cappuccio di fissaggio bianco. Le olive possono essere fissate ad entrambe le estremità dello stripper.
- 2) Inserire una delle estremità (retta o a spirale) nel segmento di vena.
- 3) Dopo l'inserimento, scegliere una oliva di misura appropriata. Fissare l'oliva nello stripper inserendo l'estremità dello stesso nella fessura dell'oliva scelta.
- 4) Trazionare l'oliva verso l'alto fino a fissarla all'estremità.
- 5) Bloccare l'oliva con il cappuccio di fissaggio bianco.

Importante! Assicurarsi che l'oliva sia saldamente bloccata con il cappuccio di fissaggio.

Vastrip 2+ è un dispositivo monouso.

Mediplast non garantisce il funzionamento e la sicurezza in caso di riutilizzo. Il riutilizzo può contribuire a causare infezioni.

Utilizzo della maniglia

Per facilitare lo stripping, può essere usata la maniglia, migliorando la presa dell'operatore sullo stripper.

- 6) Posizionare lo stripper nella maniglia.
- 7) Trazionare.
- 8) È conveniente posizionare la parte esterna dello stripper nella fessura sita nel lato sinistro della maniglia.

Se è necessario spostare la maniglia lungo lo stripper :

- Liberare lo stripper dalla fessura inclinando la maniglia verso il basso.
- Far scivolare la maniglia lungo lo stripper fino alla posizione desiderata.
- Bloccare nuovamente lo stripper alla maniglia.

Rif.	Confezione
67321	1x10

- 1) Vastrip® 2+ is beoogd voor conventioneel strippen in twee richtingen, of voor strippen door invaginatie, bij de behandeling van spataderen in de onderste ledematen van volwassenen. Vastrip 2+ wordt geleverd met olijven in drie maten; 9, 12 en 15 mm en een witte afsluitdop. De olijven passen aan beide einden van de stripper.
- 2) Voer het rechte uiteinde of het spiraalvormige uiteinde de betreffende vene in.
- 3) Kies de juiste maat olijf na het invoeren van de draad. Bevestig de olijf aan het uiteinde van de stripper door het uiteinde (rechte of spiraalvormige zijde) van de draad door de gekozen olijf te voeren.
- 4) Trek de olijf omhoog totdat deze zo dicht mogelijk tegen het uiteinde aan zit.
- 5) Zet de olijf vast door de witte afsluitdop te plaatsen over de olijf.
Belangrijk! Overtuig u ervan dat de olijf stevig en veilig vastzit door de witte afsluitdop.

Vastrip 2+ is een product voor éénmalig gebruik. Bij hergebruik kan Mediplast de functionaliteit en de veiligheid van het product niet garanderen. Hergebruik kan infecties tot gevolg hebben.

Gebruik van het handvat

Om het strippen te vergemakkelijken, kan het handvat worden gebruikt om de grip op de stripper te verbeteren.

- 6) Plaats de stripper in het handvat.
- 7) Trek.
- 8) Het is wellicht makkelijk om het losse einde van de stripper in de smalle inkeping aan de linkerkant van het handvat vast te zetten.

Als het nodig is om het handvat verder langs de stripper te verplaatsen:

- Maak de stripper waar deze het handvat ingaat uit de gleuf los door het handvat in een neerwaartse beweging te kantelen ten opzichte van de stripper.
- Schuif het handvat langs de stripper tot de gewenste positie.
- Zet de stripper opnieuw vast in het handvat.

Ref	Verpakking
67321	1x10

- 1) Vastrip® 2+ on tarkoitettu perinteiseen kaksisuuntaiseen strippaukseen tai invaginaatiostrippaukseen aikuisten alaraajojen suonikohjuhoidossa. Vastrip 2+ssa on kolme eri kokoista oliivia, 9, 12 ja 15 mm, sekä valkoinen lukituskappale. Oliivit sopivat stripperin kumpaankin päähän.
- 2) Verisuoneen voidaan viedä joko suora tai spiraalinmuotoinen pää.
- 3) Verisuoneen viennin jälkeen valitaan sopiva oliivikoko. Oliivi kiinnitetään stripperin päähän asettamalla pää (suora tai spiraali) valitussa oliivissa olevaan loveen.
- 4) Vedä oliivia ylöspäin, kunnes se on tiukasti mahdollisimman lähellä stripperin kärkeä.
- 5) Kiinnitä oliivi paikoilleen asettamalla valkoinen lukitsin oliivin päähän.
Tärkeää! Varmista, että oliivi on kiinnittynyt paikoilleen lukitsimen avulla.

Vastrip 2+ on kertakäyttöinen tuote. Mikäli tuotetta käytetään uudelleen, Medioplast ei voi taata tuotteen toimivuutta eikä turvallisuutta. Uudelleen käyttö voi aiheuttaa infektion.

Kahvan käyttö

Strippauksen helpottamiseksi voidaan käyttää kahvaa, joka parantaa otetta stripperistä.

- 6) Aseta stripperi kahvaan.
- 7) Vedä.
- 8) Stripperin käyttämätön osa voidaan laittaa kahvan vasemmalla sivulla olevaan uraan.

Mikäli kahvan paikkaa halutaan muuttaa:

- Vapauta stripperi urasta kallistamalla kahvaa alaspäin stripperistä.
- Liu'uta kahvaa stripperiä pitkin haluttuun kohtaan.
- Lukitse stripperi takaisin kahvaan.

Tuoteno	Pakkaus
67321	1x10

- 1) Vastrip® 2+ er beregnet til traditionel stripping i to retninger, eller til invagnationsstripping, ved behandling af varicer i benene hos voksne. Vastrip 2+ bliver leveret med 3 skiver i tre størrelser; 9, 12, og 15 mm og med en hvid låsehætte. Skiverne passer til begge ender af Vastrip 2+.
- 2) Indsæt enten den lige ende eller den spiralformede ende i den skårede vene.
- 3) Efter isætning, vælg en skive i passende størrelse. Sæt skiven fast i enden af Vastrip 2+ ved at indsætte enden (lige eller spiralformet) ind i slidsen på den valgte skive.
- 4) Træk skiven opad indtil den har fæstnet sig solidt så nær enden som muligt.
- 5) Skiven sikres ved at sætte den hvide låse-hætte oven på skiven.
Vigtigt! Sørg for at skiven sidder godt fast ved hjælp af den hvide låse-hætte.

Vastrip 2+ er et engangsprodukt. Hvis det genbruges, kan Medioplast ikke garantere for hverken produktets funktionalitet eller sikkerhed. Genbrug af produktet udgør en smittefare.

Brug af håndtaget

For at gøre strippingen lettere, kan håndtaget bruges til at forbedre kirurgens greb om Vastrip 2+.

- 6) Placer Vastrip 2+ i håndtaget.
- 7) Træk.
- 8) Det kan være en fordel at placere den løse ende af Vastrip 2+ i sprækken på venstre side af håndtaget.

Hvis det er nødvendigt at bevæge håndtaget yderligere langs med Vastrip 2+:

- Løs Vastrip 2+ fra sprækken hvor den går ind i håndtaget ved at vippe håndtaget nedad.
- Lad håndtaget glide langs med Vastrip 2+ til den ønskede position.
- Vastrip 2+ sættes igen fast i håndtaget.

Ref	Pakning
67321	1x10

- 1) Vastrip® 2+ är avsedd för konventionell stripping i två riktningar eller för stripping med invagination vid behandling av varicer i nedre extremiteter hos vuxna. Vastrip 2+ levereras med oliver i tre storlekar; 9, 12 och 15 mm samt en vit låshatt. Oliverna passar i båda ändrar av strippern.
 - 2) För in den raka eller den spiralformade spetsen i venen.
 - 3) Välj sedan en oliv av lämplig storlek. Fäst oliven på strippspetsen genom att föra in den raka eller spiralformade spetsen i skåran på den valda oliven.
 - 4) Dra oliven uppåt tills den sitter ordentligt fast så nära spetsen som möjligt.
 - 5) Säkra oliven genom att sätta på den vita låshatten på oliven.
- Viktigt! Se noga till att oliven verkligen är ordentligt säkrad med hjälp av den vita låshatten.**

Vastrip 2+ är en engångsartikel.

Om produkten återanvänds kan Mediplast inte garantera dess funktion eller säkerhet. Återanvändning av produkten kan leda till spridning av infektioner.

Använda handtaget

Handtaget kan användas för att få ett bättre grepp och därigenom underlätta ingreppet.

- 6) Placera strippern i handtaget.
- 7) Dra.
- 8) Strippändan kan med fördel placeras i springan på handtags vänstra sida.

Om handtaget behöver flyttas:

- Lösgör strippern från handtaget genom att luta handtaget nedåt, från strippern.
- Låt handtaget glida längs strippern till önskat läge.
- Säkra strippern i handtaget igen.

Ref	Packaging
67321	1x10

- 1) Vastrip® 2+ er beregnet på konvensjonell stripping i to retninger, eller invaginasjonsstripping, ved behandling av varikøse vener i de nedre ekstremitetene hos voksne. Vastrip 2+ leveres med endestykker i tre størrelser: 9, 12 og 15 mm, og en hvit låsehylse. Endestykkene passer i begge ender av stripperen.
 - 2) Før den spirale eller den rette enden av stripperen inn i venen.
 - 3) Etter innføring velges et endestykke i passende størrelse. Fest endestykket på enden av stripperen, ved å føre stripperen (spiral eller rett ende) inn i slissen på det valgte endestykket.
 - 4) Dra i endestykket slik at det sitter så nær strippereens ende som mulig.
 - 5) Sett fast endestykket ved å montere den hvite låsehylsen på endestykket.
- Viktig! Sørg for at endestykket sitter godt fast ved hjelp av den hvite låsehylsen.**

Vastrip 2+ er et engangsprodukt. Dersom produktet brukes mer enn en gang, kan Mediplast ikke garantere for verken produktets funksjonalitet eller sikkerhet. Gjenbruk kan føre til infeksjon.

Bruk av håndtaket

For å gjøre strippingen lettere, kan håndtaket benyttes for å forbedre operatørens grep om stripperen.

- 6) Plasser stripperen i håndtaket.
- 7) Dra.
- 8) Det kan vær en fordel å plassere den løse enden av stripperen i slissen på venstre side av håndtaket.

Dersom det er nødvendig å flytte håndtaket på stripperen:

- Frigjør stripperen fra slissen hvor den går inn i håndtaket.
- Før håndtaket langs stripperen til ønsket posisjon.
- Fest stripperen i håndtaket på nytt.

Ref	Forpakning
67321	1x10

- 1) Το Vastrip® 2+ προορίζεται για τη συμβατική τεχνική εκρίζωσης δύο κατευθύνσεων ή για τη σαφηνεκτομή κατά τη θεραπεία των κηρών στα κάτω άκρα, σε ενήλικες. Το Vastrip 2+ διατίθεται με “ελαίες” τριών διαστάσεων: 9, 12 και 15 mm και ένα λευκό καπάκι – ασφάλεια. Οι “ελαίες” εφαρμόζουν και στα δύο άκρα του σύρματος.
- 2) Εισάγετε το ευθύ ή σπειροειδές άκρο στην ανοιχθείσα φλέβα.
- 3) Μετά την εισαγωγή διαλέξτε το κατάλληλο μέγεθος “ελαίας”. Ασφαλίστε την “ελαία” στο άκρο του εκριζωτή με την τοποθέτηση του άκρου στην εγκοπή της επιλεχθείσας “ελαίας”.
- 4) Τραβήξτε την “ελαία” προς τα επάνω μέχρι να εφαρμόσει σταθερά, όσο μπορεί, πιο κοντά στο άκρο.
- 5) Ασφαλίστε την “ελαία” τοποθετώντας το λευκό καπάκι – ασφάλεια πάνω στην “ελαία”.
Σημαντικό! Βεβαιωθείτε ότι η “ελαία” είναι καλά ασφαλισμένη από το λευκό καπάκι – ασφάλεια.

Το Vastrip 2+ είναι ένα προϊόν μίας χρήσης. Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης του η Mediplast δεν μπορεί να εγγυηθεί τη λειτουργικότητα ούτε την ασφάλεια του προϊόντος.

Επαναχρησιμοποίηση του μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση.

Χειρισμός της λαβής

Για να διευκολυνθεί η εκρίζωση, η λαβή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον γιατρό για να κρατήσει τον εκριζωτή.

- 6) Τοποθετήστε τον εκριζωτή στη λαβή.
- 7) Τραβήξτε.
- 8) Ίσως εξυπηρετεί να τοποθετήσετε το ελεύθερο άκρο του εκριζωτή στην εγκοπή, στο αριστερό μέρος της λαβής.

Εάν είναι αναγκαίο να μετακινήσετε τη λαβή κατά μήκος του εκριζωτή:

- Ελευθερώστε τον εκριζωτή από την εγκοπή, εκεί που εισέρχεται στη λαβή, γυρνώντας τη λαβή προς τα κάτω, ώστε να απομακρυνθεί από τον εκριζωτή.
- Μετακινήστε τη λαβή στο επιθυμητό σημείο σέρνοντάς την κατά μήκος του εκριζωτή.
- Ασφαλίστε ξανά τον εκριζωτή στη λαβή.

Αναφ.	Συσκευασία
67321	1x10

- 1) A Vastrip® 2+ hagyományos, kétirányú kihúzásra, illetve invaginációs kihúzásra szolgál felnőttek alsó végtagjainak visszérkezelése során. A Vastrip 2+ eszközöt 3 méretű: 9, 12 és 15 mm-es maggal és fehér zárósapkával kínáljuk. A magok az érkihúzó mindkét végére felszerelhetők.
- 2) Illessze az eszköz egyenes vagy spirális végét a megnyitott érbe.
- 3) A beillesztés után válassza ki a megfelelő méretű magot, majd helyezze a vénakihúzó végére úgy, hogy a kiválasztott mag nyílásába beilleszti az eszköz megfelelő (egyenes vagy spirális) végét.
- 4) A magot húzza egészen a drót végére, hogy kellően stabilan üljön a helyén.
- 5) A magot a fehér zárósapka felhelyezésével rögzítse.
Fontos! Ellenőrizze, hogy a magot szorosan rögzítse a fehér zárósapka.

A Vastrip 2+ csak egyszeri használatra szolgál. Újrafelhasználás esetén a Mediplast nem tudja garantálni a termék működőképességét és biztonságosságát. Az újrafelhasználás fertőzéshez vezethet.

A fogantyú használata

A kihúzás elvégzéséhez fogantyú használható, amely javítja a kezelő fogását az eszközön.

- 6) Vezesse be az érkihúzót a fogantyúba.
- 7) Húzza meg.
- 8) Ha úgy kényelmesebb, akkor a helyezze az érkihúzó szabad végét a fogantyú bal oldali nyílásába.

Amennyiben szükséges helyezze át a fogantyút az érkihúzón:

- Szabadítsa ki az érkihúzót a nyílásból ott, ahol belép a fogantyúba úgy, hogy az érkihúzóhoz képest lefelé dönti a fogantyút.
- Csúsztassa el a fogantyút az érkihúzón a kívánt helyzetbe.
- Rögzítse újra az érkihúzót a fogantyúban.

Ref	Csomagolás
67321	1x10