



Airway Management
product catalogue

Edith HMEs



Edith heat and moisture exchangers meet the HME requirements for adult and paediatric patients in operating theater, intensive care unit and other respiratory care environments. The Edith Trach was specially designed to support tracheostomized patients, allowing spontaneously breathing patients to benefit from heat and moisture conservation.

| Cat. no. | Description | Qty. |
|-----------|-------------------------------|-------|
| 557056200 | HME EDITH 500 | 30/cs |
| 557055200 | HME EDITH 1000 | 30/cs |
| 557057200 | HME EDITH 1500 | 30/cs |
| 557044500 | HME EDITH 1500 with flex tube | 25/cs |
| 557085000 | HME EDITH 1500 Memoflex tube | 80/cs |
| 557005000 | HME EDITH TRACH | 40/cs |

Specifications

| Caption ID | Cat. No. | Description | Tidal Volumes (mL) | Dead Space (mL) | Weight (g) | Moisture Output (mg H ₂ O/L) Measures at VT (mL) | Moisture Loss (mg H ₂ O/L) Measures at VT (mL) | Pressure Drop (kPa/cmH ₂ O) Measures at VT (mL) | Patient Connection (mm) | Machine Connection (mm) |
|------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------|------------|---|---|--|-------------------------|-------------------------|
| A. | 557056200 | Edith 500 HME | 70-500 | 17 | 6 | 32 ¹ /30 ¹ 250/500 | 5.5 ¹ /7.5 ¹ 250/500 | 0.08/0.8 ¹ (30 L/min) 0.2/2.0 ¹ (60 L/min) | 15M/15F | 15F |
| B. | 557055200 | Edith 1000 HME | 110-1000 | 28 | 8 | 30 ¹ /29 ¹ 750/1000 | 7.5 ¹ /8.5 ¹ 750/1000 | 0.01/1.0 ¹ (30 L/min) 0.25/2.5 ¹ (60 L/min) | 15M/15F | 15F |
| C. | 557057200 | Edith 1500 HME | 150-1500 | 38 | 9 | 31.5 ¹ /30.5 ¹ 750/1000 | 6.0 ¹ /7.0 ¹ 750/1000 | 0.01/1.0 ¹ (30 L/min) 0.25/2.5 ¹ (60 L/min) | 15M/15F | 15F |
| D. | 557044500 | Edith 1500 Flex | 150-1500 | 90 | 20 | 33.5 ¹ /32.5 ¹ 750/1000 | 4.0 ¹ /5.0 ¹ 750/1000 | 0.05/1.5 ¹ (30 L/min) 0.14/1.4 ¹ (60 L/min) | 15F | 22F |
| E. | 557085000 | Edith 1500 Memoflex | 150-1500 | 90 | 20 | 33.5 ¹ /32.5 ¹ 750/1000 | 4.0 ¹ /5.0 ¹ 750/1000 | 0.05/1.5 ¹ (30 L/min) 0.14/1.4 ¹ (60 L/min) | 15F | 22F |
| F. | 557005000 | Edith Trach | 60-1000 | 16 | 6 | 24 ² 500 | 13.5 ² 500 | 0.02/2.2 ¹ (60 L/min) | 15F | n/a |

Change frequency: 24 hours

¹ Measured according to standard EN ISO 9360-1:2009

² Moisture loss is determined using dry gas (not room air).



A. 557056200 HME B. 557055200 HME C. 557057200 HME D. 557044500 HME E. 557085000 HME F. 557005000 Trach HME

AirLife HMEF's (formerly Vital Signs)



AirLife HMEF's

AirLife heat and moisture exchangers with filters (HMEFs) meet filtration requirements for adult and paediatric applications in the operating room, intensive care unit and other respiratory care environments.

| Caption ID | Cat. No. | Description | Qty. |
|-------------------------|-----------|--|------|
| A. | 557070100 | HMEF 1000/S with gas sampling port | 50 |
| B. | 557070500 | HMEF 500 with gas sampling port | 40 |
| C. | M1004132 | HMEF 750/S with gas sampling port | 50 |
| D. | M1010534 | HMEF 1000/S with gas sampling port and angled connection | 50 |
| E. | M1010538 | HMEF 750/S with gas sampling port and angled connection | 50 |
| F. | M1038637 | HMEF 1000 | 50 |
| G. | M1038639 | HMEF 750 | 50 |
| H. | 8004231 | HMEF Mini | 50 |
| HMEF's with Flex | | | |
| n/a | 557019500 | HMEF 1000 with flex tube and swivel | 30 |
| n/a | 557070700 | HMEF 500 with flex tube and gas sampling port | 60 |
| I. | 557071500 | HMEF 1000 with flex tube and gas sampling port | 30 |
| n/a | 557071600 | HMEF 1000 with flex tube | 30 |
| n/a | 557085500 | HMEF 1000 with Memoflex tube | 40 |
| J. | M1005260 | HMEF 750 with Memoflex tube | 50 |

| Caption ID | Cat. No. | Tidal Volume (mL) | Dead Space (mL) | Weight (g) | Moisture Output (mg H ₂ O/L) Measures at VT (mL) | Moisture Loss (mg H ₂ O/L) Measures at VT (mL) | Pressure Drop (kPa/cmH ₂ O) Measures at VT (mL) | Gas Sampling Port | Patient Connection (mm) | Machine Connection (mm) | Filtration Efficiency Bacterial/Viral (%) | |
|-------------------------|-----------|-------------------|-----------------|------------|---|---|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|
| A. | 557070100 | 300-1000 | 77 | 24 | 33/32/30 500/750/1000 | 4.5/5.5/7.5 500/750/1000 | 0.10 (1.0) (2.3) | 0.23 | • | 15M/22M | 15M/22F | 999999/9999 |
| B. | 557070500 | 120-500 | 30 | 15 | 31/30 250/500 | 6.5/7.5 250/500 | 0.15 (1.5) (3.3) | 0.33 | | 15F/22M | 15M/22F | 999999/9998 |
| C. | M1004132 | 120-750 | 34 | 17 | 32/30/27 250/500/750 | 5.5/7.5/10.5 250/500/750 | 0.09 (0.9) (2.2) | 0.22 | • | 15M/22M | 15M/22F | 999999/9998 |
| D. | M1010534 | 300-1000 | 77 | 24 | 33/32/30 500/750/1000 | 4.5/5.5/7.5 500/750/1000 | 0.10 (1.0) (2.3) | 0.23 | • | 15M/22M | 15M/22F | 999999/9999 |
| E. | M1010538 | 120-750 | 34 | 17 | 32/30/27 250/500/750 | 5.5/7.5/10.5 250/500/750 | 0.09 (0.9) (2.2) | 0.22 | • | 15M/22M | 15M/22F | 999999/9998 |
| F. | M1038637 | 300-1000 | 77 | 24 | 33/32/30 500/750/1000 | 4.5/5.5/7.5 500/750/1000 | 0.10 (1.0) (2.3) | 0.23 | | 15M/22M | 15M/22F | 999999/9999 |
| G. | M1038639 | 120-750 | 34 | 17 | 32/30/27 250/500/750 | 5.5/7.5/10.5 250/500/750 | 0.09 (0.9) (2.2) | 0.22 | | 15M/22M | 15M/22F | 999999/9998 |
| H. | 8004231 | 60-500 | 21 | 14 | 31/27 250/500 | 6.5/10.5 250/500 | 0.14 (1.4) (3.2) | 0.32 | | 15F/22M | 15M/22F | 999999/9998 |
| HMEF's with Flex | | | | | | | | | | | | |
| n/a | 557019500 | 300-1000 | | | 33/32/30 500/750/1000 | 4.5/5.5/7.5 500/750/1000 | 0.10 (1.0) (2.3) | 0.23 | | | | 999999/9999 |
| n/a | 557070700 | 120-500 | | | 31/30 250/500 | 6.5/7.5 250/500 | 0.15 (1.5) (3.3) | 0.33 | | | | 999999/9998 |
| I. | 557071500 | 300-1000 | | | 33/32/30 500/750/1000 | 4.5/5.5/7.5 500/750/1000 | 0.10 (1.0) (2.3) | 0.23 | • | | | 999999/9999 |
| n/a | 557071600 | 300-1000 | | | 33/32/30 500/750/1000 | 4.5/5.5/7.5 500/750/1000 | 0.10 (1.0) (2.3) | 0.23 | | | | 999999/9999 |
| n/a | 557085500 | 300-1000 | | | 33/32/30 500/750/1000 | 4.5/5.5/7.5 500/750/1000 | 0.10 (1.0) (2.3) | 0.23 | | | | 999999/9999 |
| J. | M1005260 | 120-750 | | | 31/30 250/500 | 6.5/7.5 250/500 | 0.15 (1.5) (3.3) | 0.33 | | | | 999999/9998 |

Change frequency: 24 hours



A. 557070100 HMEF



B. 557070500 HMEF



C. M1004132 HMEF



D. M1010534 HMEF and E. M1010538 HMEF



F. M1038637 HMEF



G. M1038639 HMEF



H. 8004231 HMEF



I. 557071500 HMEF



J. M1005260 HMEF

Uni-Filters

Disposable bacterial/viral filters provide highly efficient protection against various types of microorganisms present in breathing circuits. These filters reduce the transfer of bacteria and viruses among patients, personnel and equipment. Uni-Filters use electrostatic means to capture harmful submicron particles, while its hydrophobic membranes repel humidity from the filter medium. The transparent housing allows visualization of humidity or secretions within filter.

| Cat No | Description | Qty |
|-----------|---|-------|
| 557021200 | Uni-Filter | 45/cs |
| 557022500 | Uni-Filter with gas sampling port | 60/cs |
| M1003346 | Uni-Filter Junior | 50/cs |
| M1003345 | Mini-Filter with gas sampling port | 50/cs |
| 8570230 | Uni-Filter with gas sampling port and Memoflex tube | 50/cs |

Specifications

| Caption ID | Cat. No. | Dead Space (mL) | Weight (g) | Pressure Drop ² (kPa/cmH ₂ O) @ 30Lpm | Pressure Drop ² (kPa/cmH ₂ O) @ 60Lpm | Gas Sampling Port | Patient Connection (mm) | Machine Connection (mm) | Filtration Efficiency ¹ Bacterial/Viral (%) |
|------------|-----------|-----------------|------------|---|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| A. | 557021200 | 60 | 27 | 0.04/0.4 | 0.08/0.8 | n/a | 15F/22M | 22F | 9998/999 |
| B. | 557022500 | 35 | 16 | 0.07/0.7 | 0.19/1.9 | luer | 15F/22M | 15M/22F | 999999/99999 |
| C. | M1003346 | 35 | 16 | 0.08/0.8 | 0.22/2.2 | n/a | 15F/22M | 15M/22F | 999999/99999 |
| D. | M1003345 | 22 | 14 | 0.14/1.4 | 0.32/3.2 | luer | 15F/22M | 15M/22F | 999999/99999 |
| n/a | 8570230 | | | 0.07/0.7 | 0.19/1.9 | luer | 15F/22M | 15F | 999999/99999 |

¹ Measured by the method of Nelson Laboratories, Inc., USA. Records on file

² Measured according to standard EN ISO 9360-1:2009

Storage temperature: -30°C / -22°F to +40°C / +104°F. Shelf life: maximum 2 years. Expiration date printed on packaging.



A. 557021200 Uni-Filter



B. 557022500 Uni-Filter



C. M1003346 Uni-Filter



D. M1003345 Mini-Filter

Technical Data Sheet

AirLife™ HMEFs

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-----------|----------------|----------------|----|----------------|-----------|-----|----------------|-----------|-----|----------------|----------|----|----------------|---------|----|----------------|----------|----|----------------|---------|-----|----------------|----------|----|----------------|-----------|----|----------------|----------|----|----------------|-----------|-----|----------------|----------|----|----------------|-----------|----|----------------|----------|-----|----------------|-----------|-----|----------------|
| Product Codes and Product Description | 557070100 AirLife™ HMEF 1000/S, Disposable M1010534 AirLife™ Angled HMEF 1000/S M1038637 AirLife™ HMEF 1000, Disposable M1004132 AirLife™ HMEF 750/S, Disposable M1010538 AirLife™ Angled HMEF 750/S M1038639 AirLife™ HMEF 750 557070500 AirLife™ HMEF 500/S, Disposable 8004231 AirLife™ HMEF Mini/S, Disposable 557019500 AirLife™ HMEF 1000/S With Flexible Tube and Double Swivel Elbow, Disposable 557070700 AirLife™ HMEF 500/S With Memoflex Tube, Disposable 557071500 AirLife™ HMEF 1000/S With Flexible Tube, Disposable 557071600 AirLife™ HMEF 1000/S and Flexible Tube, Disposable 557085500 AirLife™ HMEF 1000/S With Memoflex Tube, Disposable 8570203 AirLife™ HMEF 1000/S With Flexible Tube and Elbow Connector, Disposable M1005260 AirLife™ HMEF 750/S With Memoflex Tube | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| General Product Description | Heat and moisture exchangers with integrated bacterial/viral filter (HMEF) are used for patients requiring humidification during anesthesia or ventilation. The HMEFs help protect the patient, healthcare personnel and equipment from various microorganisms present in the breathing circuit. The HMEFs are placed between the proximal end of the artificial airway and the Y-piece of the breathing circuit. Both straight and angled products are provided. Some HMEFs have a gas sampling port for gas monitoring. HMEFs are disposable devices. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pack factor | 557070100 50 M1010534 50 M1010538 50 M1038637 50 M1038639 50 M1004132 50 M1005260 50 557019500 30 557070500 75 8004231 50 557070700 60 557071500 30 557071600 30 557085500 40 8570203 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EAN/GTIN | <table border="0"> <tr> <td>557070100</td> <td>EA</td> <td>10885403286131</td> <td>557070500</td> <td>EA</td> <td>10885403284144</td> </tr> <tr> <td>557070100</td> <td>PAK</td> <td>70885403286133</td> <td>557070500</td> <td>PAK</td> <td>70885403284146</td> </tr> <tr> <td>M1010534</td> <td>CS</td> <td>50885403284210</td> <td>8004231</td> <td>EA</td> <td>10885403284168</td> </tr> <tr> <td>M1010534</td> <td>EA</td> <td>10885403284212</td> <td>8004231</td> <td>PAK</td> <td>70885403284160</td> </tr> <tr> <td>M1010538</td> <td>CS</td> <td>50885403284203</td> <td>557070700</td> <td>EA</td> <td>10885403255755</td> </tr> <tr> <td>M1010538</td> <td>EA</td> <td>10885403284205</td> <td>557070700</td> <td>PAK</td> <td>70885403255757</td> </tr> <tr> <td>M1038637</td> <td>EA</td> <td>10885403284427</td> <td>557071500</td> <td>EA</td> <td>10885403255762</td> </tr> <tr> <td>M1038637</td> <td>PAK</td> <td>70885403284429</td> <td>557071500</td> <td>PAK</td> <td>70885403255764</td> </tr> </table> | 557070100 | EA | 10885403286131 | 557070500 | EA | 10885403284144 | 557070100 | PAK | 70885403286133 | 557070500 | PAK | 70885403284146 | M1010534 | CS | 50885403284210 | 8004231 | EA | 10885403284168 | M1010534 | EA | 10885403284212 | 8004231 | PAK | 70885403284160 | M1010538 | CS | 50885403284203 | 557070700 | EA | 10885403255755 | M1010538 | EA | 10885403284205 | 557070700 | PAK | 70885403255757 | M1038637 | EA | 10885403284427 | 557071500 | EA | 10885403255762 | M1038637 | PAK | 70885403284429 | 557071500 | PAK | 70885403255764 |
| 557070100 | EA | 10885403286131 | 557070500 | EA | 10885403284144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 557070100 | PAK | 70885403286133 | 557070500 | PAK | 70885403284146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M1010534 | CS | 50885403284210 | 8004231 | EA | 10885403284168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M1010534 | EA | 10885403284212 | 8004231 | PAK | 70885403284160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M1010538 | CS | 50885403284203 | 557070700 | EA | 10885403255755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M1010538 | EA | 10885403284205 | 557070700 | PAK | 70885403255757 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M1038637 | EA | 10885403284427 | 557071500 | EA | 10885403255762 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M1038637 | PAK | 70885403284429 | 557071500 | PAK | 70885403255764 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

GLOBAL HEADQUARTERS

Vyaire Medical, Inc.
 26125 North Riverwoods Blvd
 Mettawa, IL 60045
 USA



Vyaire Medical
 Kuortaneenkatu 2
 FI-00510 Helsinki
 Finland

Vyaire Medical Pty Ltd
 Level 5, 7 Eden Park Drive
 Macquarie Park, NSW, 2113
 Australia

Technical Data Sheet

AirLife™ HMEFs

| | |
|----------------------|--|
| | <p>M1038639 EA 10885403284434 557071600 EA 10885403255779 M1038639 PAK 70885403284436 557071600 PAK 70885403255771</p> <p>M1004132 EA 10885403284151 557085500 EA 10885403255793 M1004132 PAK 70885403284153 557085500 PAK 70885403255795</p> <p>M1005260 EA 10885403252952 8570203 EA 10885403255533 M1005260 PAK 70885403252954 8570203 PAK 70885403255535</p> <p>557019500 EA 10885403255724 557019500 PAK 70885403255726</p> |
| Intended Use | <p>The AirLife HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 and HMEF 1000 (hereafter referred to as HMEFs) are HME/Filter combinations. HMEFs are disposable single-use devices indicated for patients requiring humidification during the delivery of ventilation gases. They provide filtration for reducing possible infection with potential for cross-contamination between patient and equipment. The HMEFs are for use in hospital, ICU, anesthesia, respiratory therapy, during transport and with resuscitators. The HMEF 750, HMEF 500 and HMEF Mini can be used on adult and pediatric patients and the HMEF 1000 on adult patients.</p> |
| Instructions for Use | <p>Please refer to the Instructions for Use (IFU)</p> |
| Characteristics | <p>The HMEFs are indicated for use by qualified medical personnel only. The device is intended for short term use for more than sixty minutes and less than thirty days as defined by section 1.1 of Annex IX of the Medical Device Directive 93/42/EEC.</p> |
| Compatibility | <p>Humidification and filtration products have a commonly used 15mm/22mm ISO 5356-1 standard ports. They may be connected to standard breathing circuits.</p> |
| Shelf Life | <p>Shelf life for all products is three years. Expiration date is printed on the product labeling.</p> |
| Regulation | <p>The passive humidification and filtration products are class IIa by rule 2, short term, non-invasive, and non-active.</p> |
| Biocompatibility | <p>All materials are biocompatible, meeting skin irritation and sensitization requirements documents: DOC1591547, DOC1719945</p> |
| Materials | <p>557070100: PP Thermoplastic Borealis RF825MO, POLYURETHANE (polyester based), Calciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, Technostat 250, Polypropylene/Synth., EVA50%+LLDPE50%, M1010534: PP Thermoplastic RF825MO, POLYURETHANE (polyester based), Calciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, Technostat 250, Polypropylene/Synth., PP Borealis RF825MO, EVA50%+LLDPE50%, M1038637: PP Thermoplastic Borealis RF825MO, POLYURETHANE (polyester based), Calciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, Technostat 250, Polypropylene/Synth., PP, Borealis RF825MO,</p> |

GLOBAL HEADQUARTERS

Vyaire Medical, Inc.
26125 North Riverwoods Blvd
Mettawa, IL 60045
USA

 Vyaire Medical
Kuortaneenkatu 2
FI-00510 Helsinki
Finland

Vyaire Medical Pty Ltd
Level 5, 7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW, 2113
Australia

Technical Data Sheet

Airlife™ HMEFs

| | |
|--|---|
| | <p>M1004132: PP Thermoplastic Borealis RF825MO, PP Thermoplastic Borealis RF 825 P, Technostat 250, Polypropylene/Synth., Calciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, POLYURETHANE BULPREN S75, EVA50%+LLDPE50%,</p> <p>M1010538: PP Thermoplastic Borealis RF 825 P, Technostat 250, Polypropylene/Synth., Calciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, POLYURETHANE BULPREN S75, PP Borealis RF825MO, EVA50%+LLDPE50%,</p> <p>M1038639: PP Thermoplastic Borealis RF825 P, Technostat 250, Polypropylene/Synth., PP, Borealis RF825MO, Calciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, POLYURETHANE BULPREN S75,</p> <p>557070500: PP, Borealis RF825MO, Borealis RF 856 P or equivalent, Technostat 250, Polypropylene/Synth., POLYURETHANE (polyester based), Kalciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, EVA50%+LLDPE50%,</p> <p>8004231: PP Borealis RF825MO, PP Borealis RF825MO, Technostat 250, Polypropylene/Synth., Polyurethane, Kalciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, EVA50%+LLDPE50%,</p> <p>557019500: EVA 1005 VN4 or equivalent -, PP Borealis RF825MO, PP Borealis RF825MO, Polyurethane, Kalciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, EVA50%+LLDPE50%, Technostat 250, Polypropylene/Synth., PP, Silicone,</p> <p>557070700: Clarified random polypropylene copolymer resin, Polyurethane (polyester based), Kalciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, PP Borealis RF825MO, PP Borealis RF825MO, Technostat 250, Polypropylene/Synth., EVA50%+LLDPE50%,</p> <p>557071500, 557071600: EVA 1005 VN4 or equivalent -, PP Borealis RF825MO, PP Borealis RF825MO, Polyurethane, Kalciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, EVA50%+LLDPE50%, Technostat 250, Polypropylene/Synth.,</p> <p>557085500: Clarified random polypropylene copolymer resin, PP Borealis RF825MO, PP Borealis RF825MO, Polyurethane, Kalciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, EVA50%+LLDPE50%, Technostat 250, Polypropylene/Synth., EVA 1005 VN4 or equivalent -,</p> <p>8570203: EVA 1005 VN4 or equivalent -, PP Borealis RF825MO, PP Borealis RF825MO, Polyurethane, Kalciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, EVA50%+LLDPE50%, Technostat 250, Polypropylene/Synth., Polypropylene,</p> <p>M1005260: Clarified random Polypropylene copolymer resin, PP, Borealis RF825MO, PP Thermoplastic Borealis RF825P, Technostat 250 Polypropylene/Synth., Polyurethane Bulpren S75, Kalciumchloride, Propyl 4-Hydroxybenzoate, EVA50%+LLDPE50%</p> |
| Storage | There are no special storage conditions or handling requirements. Packaging for non-sterile devices is intended to protect the product from dust and does not provide a sterile barrier. |
| GMDN Code | 46816 Heat/moisture exchanger/microbial filter, non-sterile |
| Disposal | Dispose of in accordance with national and local authority regulations. |
| Does it contain PVC, DEHP and/or Latex | PVC Free, Latex Free, BPA Free, DEHP Free |
| Country of Origin | China |
| Legal Manufacturer | Vyair Medical Finland 320 Oy, Kuortaneenkatu 2, FI-00510 Helsinki, Finland |

GLOBAL HEADQUARTERS

Vyair Medical, Inc.
26125 North Riverwoods Blvd
Mettawa, IL 60045
USA

 Vyair Medical
Kuortaneenkatu 2
FI-00510 Helsinki
Finland

Vyair Medical Pty Ltd
Level 5, 7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW, 2113
Australia

Technical Data Sheet

AirLife™ HMEFs

GLOBAL HEADQUARTERS

Vyaire Medical, Inc.
26125 North Riverwoods Blvd
Mettawa, IL 60045
USA



Vyaire Medical
Kuortaneenkatu 2
FI-00510 Helsinki
Finland

Vyaire Medical Pty Ltd
Level 5, 7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW, 2113
Australia

Technical Data Sheet

AirLife™ Edith HME's & Edith Trach

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Product Codes and Product Description | 557044500 AirLife™ EdithFlex HME with Integrated Flexible Tube, Disposable 557085000 AirLife™ Edith 1500 HME with Memoflex, Disposable 557057200 AirLife™ Edith 1500 HME, Disposable 557055200 AirLife™ Edith 1000 HME, Disposable 557056200 AirLife™ Edith 500 HME, Disposable 557005000 AirLife™ EdithTrach HME for Spontaneously Breathing Patients, Disposable | | | | | | | | | | | | |
| General Product Description | <p>Heat and moisture exchangers (HME) are used for transferring heat and humidity from the gas expired by the patient to the the inspired gases. HMEs help create normal conditions in the patient's airways and lungs, reducing the risk of breathing complications. Edith HMEs are intended for artificially ventilated patients during intensive care or anesthesia. They are placed between the proximal end of the artificial airway and the Y-piece of the breathing circuit. An HME with an integrated flexible tube is also provided. The HMEs are disposable devices.</p> <p>The EdithTrach is a heat and moisture exchanger that is used for patients who are breathing spontaneously through a tracheostomy tube. EdithTrach is connected to the tracheostomy tube. EdithTrach is a disposable device.</p> <div data-bbox="1011 882 1551 1211" style="text-align: right;"> <p><i>The Edith Range</i></p> </div> | | | | | | | | | | | | |
| Pack factor | 557044500 - 25 557085000 - 80 557057200 - 30 557055200 - 30 557056200 - 30 557005000 - 75 | | | | | | | | | | | | |
| EAN/GTIN | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">557044500 EA 10885403286148</td> <td style="width: 33%;">557055200 EA 10885403287008</td> </tr> <tr> <td>557044500 PAK 70885403286140</td> <td>557055200 PAK 70885403287000</td> </tr> <tr> <td>557085000 EA 10885403255786</td> <td>557056200 EA 10885403287015</td> </tr> <tr> <td>557085000 PAK 70885403255788</td> <td>557056200 PAK 70885403287017</td> </tr> <tr> <td>557057200 EA 10885403287121</td> <td>557070500 EA 10885403284144</td> </tr> <tr> <td>557057200 PAK 70885403287123</td> <td>557070500 PAK 70885403284146</td> </tr> </table> | 557044500 EA 10885403286148 | 557055200 EA 10885403287008 | 557044500 PAK 70885403286140 | 557055200 PAK 70885403287000 | 557085000 EA 10885403255786 | 557056200 EA 10885403287015 | 557085000 PAK 70885403255788 | 557056200 PAK 70885403287017 | 557057200 EA 10885403287121 | 557070500 EA 10885403284144 | 557057200 PAK 70885403287123 | 557070500 PAK 70885403284146 |
| 557044500 EA 10885403286148 | 557055200 EA 10885403287008 | | | | | | | | | | | | |
| 557044500 PAK 70885403286140 | 557055200 PAK 70885403287000 | | | | | | | | | | | | |
| 557085000 EA 10885403255786 | 557056200 EA 10885403287015 | | | | | | | | | | | | |
| 557085000 PAK 70885403255788 | 557056200 PAK 70885403287017 | | | | | | | | | | | | |
| 557057200 EA 10885403287121 | 557070500 EA 10885403284144 | | | | | | | | | | | | |
| 557057200 PAK 70885403287123 | 557070500 PAK 70885403284146 | | | | | | | | | | | | |
| Intended Use | <p>The Edith HMEs shall be used to humidify patients that are artificially ventilated during intensive care or anesthesia.</p> | | | | | | | | | | | | |

GLOBAL HEADQUARTERS

Vyaire Medical, Inc.
 26125 North Riverwoods Blvd
 Mettawa, IL 60045
 USA

Vyaire Medical
 Kuortaneenkatu 2
 FI-00510 Helsinki
 Finland

Vyaire Medical Pty Ltd
 Level 5, 7 Eden Park Drive
 Macquarie Park, NSW, 2113
 Australia

Technical Data Sheet

Airlife™ Edith HME's & Edith Trach

| | |
|----------------------|--|
| | EdithTrach is a single use heat and moisture exchanger which transfers heat and humidity from the gas expired by the patient to the inspired gases. EdithTrach is intended for use on patients who are breathing spontaneously through a tracheostomy tube. |
| Instructions for Use | Please refer to the Instructions for Use (IFU) |
| Characteristics | 557044500, 557085000, 557057200, 557055200, 557056200: These are single use only, disposable devices intended for artificially ventilated patients and are indicated for use by qualified medical personnel only. 557005000: These are single use only, disposable devices intended for intended for use on patients who are breathing spontaneously through a tracheostomy tube and are indicated for use by qualified medical personnel only. |
| Compatibility | Humidification and filtration products have a commonly used 15mm/22mm ISO 5356-1 standard ports. They may be connected to standard breathing circuits. |
| Shelf Life | Shelf life for all products is three years. Expiration date is printed on the product labelling. |
| Regulation | The passive humidification and filtration products are class IIa by rule 2, short term, non-invasive, and non-active. |
| Biocompatibility | All materials are biocompatible, meeting skin irritation and sensitization requirements documents: DOC1591547, DOC1719953 |
| Materials | 557044500: EVATANE 1005 VN4 or equivalent, GRANULAT FLEX(551100600), BICOMPONENT FIBER PE/PP, BICOMPONENT FIBER PP/PE, polypropylene/polyethylene, polypropylene/polyethylene, Litiumchloride, KLOORHEXIDINGLUKONAT 557085000: Clarified random polypropylene copolymer resin, PP RB307MO, Bicomponent Fiber PP/PE, Bicomponent Fiber PP/PE, Bicomponent Fiber PP/PE, polypropylene/polyethylene, Litiumchloride, KLOORHEXIDINGLUKONAT 557057200: POLYPROPYLENE RB307MO or equivalent, Bicomponent fiber PP/PE, BICOMPONENT FIBER PP/PE, polypropylene/polyethylene, polypropylene/polyethylene, Litiumchloride, KLOORHEXIDINGLUKONAT 557055200: Bicomponent fiber PP/PE, Bicomponent fiber of Polypropylene (core) with Polyethylene (cover), polypropylene/polyethylene, Litiumchloride, Litiumchloride, KLOORHEXIDINGLUKONAT, POLYPROPYLENE RB307MO 557056200: POLYPROPYLENE RB307MO or equivalent, Bicomponent fiber PP/PE, BICOMPONENT FIBER PP/PE, polypropylene/polyethylene, polypropylene/polyethylene, Litiumchloride, KLOORHEXIDINGLUKONAT 557005000: PP, Borealis RF 825 P, Polylefin thermoplastic, Shore A85, Polyurethane, Calciumchloride |
| Storage | There are no special storage conditions or handling requirements. Packaging for non-sterile devices is intended to protect the product from dust and does not provide a sterile barrier. |
| GMDN Code | 35530 Heat/moisture exchanger, single-use |

GLOBAL HEADQUARTERS

Vyaire Medical, Inc.
26125 North Riverwoods Blvd
Mettawa, IL 60045
USA

 Vyaire Medical
Kuortaneenkatu 2
FI-00510 Helsinki
Finland

Vyaire Medical Pty Ltd
Level 5, 7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW, 2113
Australia

Technical Data Sheet

AirLife™ Edith HME's & Edith Trach

| | |
|--|--|
| Disposal | Dispose of in accordance with national and local authority regulations. |
| Does it contain PVC, DEHP and/or Latex | PVC Free, Latex Free, BPA Free, DEHP Free |
| Country of Origin | China |
| Legal Manufacturer | Vyaire Medical Finland 320 Oy, Kuortaneenkatu 2, FI-00510 Helsinki, Finland |

GLOBAL HEADQUARTERS

Vyaire Medical, Inc.
26125 North Riverwoods Blvd
Mettawa, IL 60045
USA



Vyaire Medical
Kuortaneenkatu 2
FI-00510 Helsinki
Finland







Vyaire Medical Pty Ltd
Level 5, 7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW, 2113
Australia

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|-------|----------|---------|----------------|----------|-----------------|
| English | English | Български | Dansk | Ελληνικά | Español | Hrvatski jezik | Italiano | Latviešu valoda |
|---------|----------------|-----------|-------|----------|---------|----------------|----------|-----------------|


Edith HMEs, disposable

Instructions for Use

| | | | |
|------------|-----------|-----------------|---|
| REF | 557056200 | <i>AirLife™</i> | Edith 500 HME, Disposable |
| | 557055200 | <i>AirLife™</i> | Edith 1000 HME, Disposable |
| | 557057200 | <i>AirLife™</i> | Edith 1500 HME, Disposable |
| | 557058500 | <i>AirLife™</i> | Edith 1500 HME with Membralox™, Disposable |
| | 557044500 | <i>AirLife™</i> | EdithFlex HME with Integrated Flexible Tube, Disposable |

| | | | |
|---|------------------|---|---|
| REF | Catalogue Number |  | Caution |
| LOT | Batch Code |  | Consult Instructions for Use |
| X | Quantity |  | Exp. Date |
|  | Manufacturer |  | For Single Use Only |
| | |  | U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician. |

Material
Housing: Polypropylene (PP)
HME element: Plastic
Not made with natural rubber latex.



HME = Heat and moisture exchanger

Intended use

Edith HMEs are single use Heat and Moisture Exchanger that transfer heat and humidity from the gas expired by the patient to the inspired gases. Edith HMEs shall not be used on patients with any facial trauma. The Edith HMEs shall be used to humidify patients that are transfery heat during intensive care or anesthesia.

Instructions for use

Read these instructions completely before using the product. Method of connection: Edith HMEs shall be placed between the proximal end of the artificial airway and the Y-piece of the breathing circuit. Edith HMEs shall be changed every 24 hours or more frequently as required. Shelf life: Max. 3 years. Expiration date printed on package.

Contraindications
Edith HMEs are contraindicated in patients producing minimal, frothy secretions within their airways and lungs. Edith HMEs shall not be used on patients with very small tidal volumes, for example neonates or very small children. Edith HMEs shall not be used together with active humidifiers or nebulizers.

Precautions
All tubing and connections to Edith HMEs shall be properly fixed and checked for leakage prior to use. Before use, verify that the HME has no occlusions and that an air flow through it. Compensation of ventilation may be necessary when using Edith HMEs since dead space will be added to the system. During the use of Edith HMEs, the patient shall be closely monitored and proper airway care administered if complications arise. The Edith HMEs must be changed between patients.

Warnings
Single-use products are not designed to be reused. Reuse may cause a risk of cross-contamination, affect the measurement accuracy and/or the performance, or cause a malfunction as a result of the product being physically damaged due to cleaning, disinfection, re-sterilization and/or reuse.

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Technical data | 557056200 | 557055200 | 557057200 | 557044500 | 557058500** |
| Minimum Vt (ml) | 70 | 110 | 150 | 150 | 150 |
| Maximum Vt (ml) | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Dead space (ml) | 17 | 28 | 38 | 90 ¹⁾ | 90 ¹⁾ |
| Weight (g) | 6 | 8 | 9 | 20 | 20 |
| Moisture to patient (mg H ₂ O) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Moisture loss (mg H ₂ O) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Pressure drop, measured at Vt (cm H ₂ O) | 250 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| kPa (cm H ₂ O) | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
| - at 30 l/min | (0.8) | (1.0) | (1.0) | (0.5) | (0.5) |
| - at 60 l/min | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.14 |
| | (2.0) | (2.5) | (2.5) | (1.4) | (1.4) |

¹⁾ The integrated flexible tube included. ²⁾ See additional Information Sheet for Dead Space.

Information for Further information

For further information, please contact your local sales representative or visit vyaire.com.

Trademarks are the property of their respective owners.

©2018 Vyair. Vyair, the Vyair logo and AirLife are trademarks or registered trademarks of Vyair Medical, Inc., or one of its affiliates.

| | |
|--|--|
|  |  |
| Kuortensankkei Z | Kuortensankkei Z |
| +1-833-327-3284 | +1-833-327-3284 |
| 10000037531A 2018-11 | |

| | | | | |
|--|--|-------|-------|------------------|
| CS | Český jazyk | | | |
| AirLife™ | AirLife™ | | | |
| Edith HME, Na jedno použití | Edith HME, Na jedno použití | | | |
| Podkny k použití | Podkny k použití | | | |
| Material | Material | | | |
| Obal: Polypropylene (PP). Element HME: Plastická hmota. | Obal: Polypropylene (PP). Element HME: Plastická hmota. | | | |
| Není vyrobeno z přírodních kaučuků (latexu). | Není vyrobeno z přírodních kaučuků (latexu). | | | |
| HME = výměník tepla a vlhkosti | HME = výměník tepla a vlhkosti | | | |
| Zamýšlené použití | Zamýšlené použití | | | |
| Edith HMEs je určeno k použití na jedno použití, který převádí tepla a vlhkost z dýchacích vydechovaných pacientem do vdechovaných plynu. Edith HME se používá u pacientů v průběhu umělé ventilace při intenzivní péči nebo anestezii. | Edith HME je určeno k použití na jedno použití, který převádí tepla a vlhkost z dýchacích vydechovaných pacientem do vdechovaných plynu. Edith HME se používá u pacientů v průběhu umělé ventilace při intenzivní péči nebo anestezii. | | | |
| Pokyny k použití | Pokyny k použití | | | |
| Před použitím tohoto výrobku je nutno si pečlivě přečíst tento návod. Než začnete používat Edith HME, je třeba se ujistit, že pacient nemá žádné endotracheální kany a / nebo dýchacího okruhu. Edith HME musí být měněn každých 24 hodin nebo podle potřeby dříve. Doba trvání: Max. 3 roky. Datum expirace je vytknuto na obalu. | Před použitím tohoto výrobku je nutno si pečlivě přečíst tento návod. Než začnete používat Edith HME, je třeba se ujistit, že pacient nemá žádné endotracheální kany a / nebo dýchacího okruhu. Edith HME musí být měněn každých 24 hodin nebo podle potřeby dříve. Doba trvání: Max. 3 roky. Datum expirace je vytknuto na obalu. | | | |
| Contraindikace | Contraindikace | | | |
| Edith HME jsou kontraindikovány u pacientů produkcijících v dechových cestách a plicích větší množství pěnovitých sekretů. Než začnete používat Edith HME, je třeba se ujistit, že pacient nemá žádné endotracheální kany a / nebo dýchacího okruhu. Edith HME musí být používány společně s aktivními zvlhčovači nebo nebulizátory. | Edith HME jsou kontraindikovány u pacientů produkcijících v dechových cestách a plicích větší množství pěnovitých sekretů. Než začnete používat Edith HME, je třeba se ujistit, že pacient nemá žádné endotracheální kany a / nebo dýchacího okruhu. Edith HME musí být používány společně s aktivními zvlhčovači nebo nebulizátory. | | | |
| Bezpečnostní opatření | Bezpečnostní opatření | | | |
| Všchny hadičky a spojky k Edith HME musí být před použitím správně zapojeny a zkontrolovány z hlediska těsnosti. Před použitím zkontrolujte HME z hlediska úniku a volného průtoku vzduchu. Průtokové bude při použití Edith HME přidan k systému dodatečný mrtvý prostor, je vhodné provést kompenzaci ventilace. V průběhu použití Edith HME musí být pacient pečlivě sledován a v případě vzniku problému mu musí být poskytnuta adekvátní péče. Mezi jednotlivými pacienty musí být filtry Edith HME vyměněny. | Všchny hadičky a spojky k Edith HME musí být před použitím správně zapojeny a zkontrolovány z hlediska těsnosti. Před použitím zkontrolujte HME z hlediska úniku a volného průtoku vzduchu. Průtokové bude při použití Edith HME přidan k systému dodatečný mrtvý prostor, je vhodné provést kompenzaci ventilace. V průběhu použití Edith HME musí být pacient pečlivě sledován a v případě vzniku problému mu musí být poskytnuta adekvátní péče. Mezi jednotlivými pacienty musí být filtry Edith HME vyměněny. | | | |
| Varování | Varování | | | |
| Jednorázové výrobky nejsou určeny k vícenásobnému použití. Opětné použití může představovat riziko kontaminace, ovlivnit přesnost měření a/nebo funkčnost systému, nebo může způsobit nesprávnou funkci jako výsledek fyzického poškození výrobku z důvodu čistění, dezinfekce, sterilizace a/nebo opakovaného použití. | Jednorázové výrobky nejsou určeny k vícenásobnému použití. Opětné použití může představovat riziko kontaminace, ovlivnit přesnost měření a/nebo funkčnost systému, nebo může způsobit nesprávnou funkci jako výsledek fyzického poškození výrobku z důvodu čistění, dezinfekce, sterilizace a/nebo opakovaného použití. | | | |
| Technické parametry | Technické parametry | | | |
| Minimum Vt (ml) | 70 | 110 | 150 | 150 |
| Maximum Vt (ml) | 500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Mrtvý prostor (ml) | 17 | 28 | 38 | 90 ¹⁾ |
| Váha (g) | 6 | 8 | 9 | 20 |
| Vlhkost v pacientovi (mg H ₂ O) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ztráta vlhkosti (mg H ₂ O) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| tlak měřené při Vt (cm H ₂ O) | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| kPa (cm H ₂ O) | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
| - při 30 l/min | (0.8) | (1.0) | (1.0) | (0.5) |
| - při 60 l/min | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.14 |
| | (2.0) | (2.5) | (2.5) | (1.4) |

¹⁾ Včetně integrovaného oběhového hadice. ²⁾ Viz další informace v informačním listu pro mrtvý prostor.

Informace o získání
Další informace o oběhové a/nebo mrtvého obchodního zástupce nebo na webu vyaire.com.

Ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. ©2018 Vyair. Vyair, logo Vyair a AirLife jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Vyair Medical, Inc. nebo některé z jejích dceřných společností.

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|-------|----------|---------|----------------|----------|-----------------|
| English | English | Български | Dansk | Ελληνικά | Español | Hrvatski jezik | Italiano | Latviešu valoda |
|---------|----------------|-----------|-------|----------|---------|----------------|----------|-----------------|

Топло- и влагообменници (HME) Edith, за еднократна употреба

Инструкции за употреба

Материал
Корпус: Полипропилен (PP). Елемент на топло- и влагообменника (HME): Пластмаса
Не е направено с естествени каучуков патек.
HME = топло- и влагообменник

Предназначение
HME Edith представлява топло- и влагообменник за еднократна употреба, който превъзвря топлина и влага от газа, издишат от пациента, към вдишаните газове.
HME Edith трябва да се използва за овлажняване на пациента, които са на изкуствена вентилация по време на интензивна грижи или анестезия.

Инструкции за употреба

Преди да използвате продукта, прочетете изцяло настоящите указания. Методи на свързване: Edith HMEs трябва да бъдат поставени между проксималния край на изкуствената вдишателна туба и тръбника на дишалната грък. HME Edith трябва да се сменят на всеки 24 часа или по-често според необходимостта.
Срок на съхранение: Макс. 3 години. Датата на срока на годност е отпечатана на опаковката.

Противопоказания

HME Edith е противопоказан при пациенти, отделили сокровитни течности секрет в трахеята дишалната пътека и дробниците.
HME Edith не трябва да се използва при пациенти с много малки дишални обеми, например новородени или много малки деца.
HME Edith не трябва да се използва заедно с активни овлажняватели или небулизатори.

Предпазни мерки

Всички тръби и свързвания към HME Edith трябва да бъдат правилно фиксираны и проверени за тея преди употреба.
HME Edith не трябва да се използва при пациенти с много малки дишални обеми, например новородени или много малки деца.
HME Edith не трябва да се използва заедно с активни овлажняватели или небулизатори.
HME Edith, тъй като към системата ще бъде добавено мъртво пространство.
По време на употребата на вентилатора при използването на HME Edith, тъй като към системата ще бъде добавено мъртво пространство.

Предупреждения
Прочетете за еднократна употреба не са предназначени за повторна употреба. Повторната употреба може да причини риск от кръстосано замърсяване, може да се отрази на точността на измерването и/или на характеристиките на системата или да причини неизправност в резултат на физическо увреждане на продукта, приложено от почистване, дезинфекциране или повторна стерилизация или повторна употреба.

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Технически данни | 557056200 | 557055200 | 557057200 | 557044500 | 557058500** |
| Minimum Vt (ml) | 70 | 110 | 150 | 150 | 150 |
| Maximum Vt (ml) | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Dead space (ml) | 17 | 28 | 38 | 90 ¹⁾ | 90 ¹⁾ |
| Weight (g) | 6 | 8 | 9 | 20 | 20 |
| Vlhkost při pacientovi (mg H ₂ O) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vlhkost ztráta (mg H ₂ O) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| tlak měřené při Vt (cm H ₂ O) | 250 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| kPa (cm H ₂ O) | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
| - při 30 l/min | (0.8) | (1.0) | (1.0) | (0.5) | (0.5) |
| - při 60 l/min | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.14 |
| | (2.0) | (2.5) | (2.5) | (1.4) | (1.4) |

¹⁾ Včetně integrovaného hadičky a/nebo hadice. ²⁾ Viz další doplňující informace na informačním listu o mrtvého prostoru.

Информация за поръчка

За допълнителна информация се свържете с местния търговски представител или посетете vyaire.com.

Търговските марки са собственост на съответните им притежатели.

© 2018 Vyair. Vyair, логото Vyair и AirLife са търговски марки или регистрирани търговски марки на Vyair Medical, Inc. или нейните дъщерни фирми.

| | | | | |
|--|--|-------|-------|------------------|
| CS | Český jazyk | | | |
| AirLife™ | AirLife™ | | | |
| Edith HME, Na jedno použití | Edith HME, Na jedno použití | | | |
| Podkny k použití | Podkny k použití | | | |
| Material | Material | | | |
| Obal: Polypropylene (PP). Element HME: Plastická hmota. | Obal: Polypropylene (PP). Element HME: Plastická hmota. | | | |
| Není vyrobeno z přírodních kaučuků (latexu). | Není vyrobeno z přírodních kaučuků (latexu). | | | |
| HME = výměník tepla a vlhkosti | HME = výměník tepla a vlhkosti | | | |
| Zamýšlené použití | Zamýšlené použití | | | |
| Edith HMEs je určeno k použití na jedno použití, který převádí tepla a vlhkost z dýchacích vydechovaných pacientem do vdechovaných plynu. Edith HME se používá u pacientů v průběhu umělé ventilace při intenzivní péči nebo anestezii. | Edith HME je určeno k použití na jedno použití, který převádí tepla a vlhkost z dýchacích vydechovaných pacientem do vdechovaných plynu. Edith HME se používá u pacientů v průběhu umělé ventilace při intenzivní péči nebo anestezii. | | | |
| Pokyny k použití | Pokyny k použití | | | |
| Před použitím tohoto výrobku je nutno si pečlivě přečíst tento návod. Než začnete používat Edith HME, je třeba se ujistit, že pacient nemá žádné endotracheální kany a / nebo dýchacího okruhu. Edith HME musí být měněn každých 24 hodin nebo podle potřeby dříve. Doba trvání: Max. 3 roky. Datum expirace je vytknuto na obalu. | Před použitím tohoto výrobku je nutno si pečlivě přečíst tento návod. Než začnete používat Edith HME, je třeba se ujistit, že pacient nemá žádné endotracheální kany a / nebo dýchacího okruhu. Edith HME musí být měněn každých 24 hodin nebo podle potřeby dříve. Doba trvání: Max. 3 roky. Datum expirace je vytknuto na obalu. | | | |
| Contraindikace | Contraindikace | | | |
| Edith HME jsou kontraindikovány u pacientů produkcijících v dechových cestách a plicích větší množství pěnovitých sekretů. Než začnete používat Edith HME, je třeba se ujistit, že pacient nemá žádné endotracheální kany a / nebo dýchacího okruhu. Edith HME musí být používány společně s aktivními zvlhčovači nebo nebulizátory. | Edith HME jsou kontraindikovány u pacientů produkcijících v dechových cestách a plicích větší množství pěnovitých sekretů. Než začnete používat Edith HME, je třeba se ujistit, že pacient nemá žádné endotracheální kany a / nebo dýchacího okruhu. Edith HME musí být používány společně s aktivními zvlhčovači nebo nebulizátory. | | | |
| Bezpečnostní opatření | Bezpečnostní opatření | | | |
| Všchny hadičky a spojky k Edith HME musí být před použitím správně zapojeny a zkontrolovány z hlediska těsnosti. Před použitím zkontrolujte HME z hlediska úniku a volného průtoku vzduchu. Průtokové bude při použití Edith HME přidan k systému dodatečný mrtvý prostor, je vhodné provést kompenzaci ventilace. V průběhu použití Edith HME musí být pacient pečlivě sledován a v případě vzniku problému mu musí být poskytnuta adekvátní péče. Mezi jednotlivými pacienty musí být filtry Edith HME vyměněny. | Všchny hadičky a spojky k Edith HME musí být před použitím správně zapojeny a zkontrolovány z hlediska těsnosti. Před použitím zkontrolujte HME z hlediska úniku a volného průtoku vzduchu. Průtokové bude při použití Edith HME přidan k systému dodatečný mrtvý prostor, je vhodné provést kompenzaci ventilace. V průběhu použití Edith HME musí být pacient pečlivě sledován a v případě vzniku problému mu musí být poskytnuta adekvátní péče. Mezi jednotlivými pacienty musí být filtry Edith HME vyměněny. | | | |
| Varování | Varování | | | |
| Jednorázové výrobky nejsou určeny k vícenásobnému použití. Opětné použití může představovat riziko kontaminace, ovlivnit přesnost měření a/nebo funkčnost systému, nebo může způsobit nesprávnou funkci jako výsledek fyzického poškození výrobku z důvodu čistění, dezinfekce, sterilizace a/nebo opakovaného použití. | Jednorázové výrobky nejsou určeny k vícenásobnému použití. Opětné použití může představovat riziko kontaminace, ovlivnit přesnost měření a/nebo funkčnost systému, nebo může způsobit nesprávnou funkci jako výsledek fyzického poškození výrobku z důvodu čistění, dezinfekce, sterilizace a/nebo opakovaného použití. | | | |
| Technické parametry | Technické parametry | | | |
| Minimum Vt (ml) | 70 | 110 | 150 | 150 |
| Maximum Vt (ml) | 500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Mrtvý prostor (ml) | 17 | 28 | 38 | 90 ¹⁾ |
| Váha (g) | 6 | 8 | 9 | 20 |
| Vlhkost v pacientovi (mg H ₂ O) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ztráta vlhkosti (mg H ₂ O) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| tlak měřené při Vt (cm H ₂ O) | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| kPa (cm H ₂ O) | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
| - při 30 l/min | (0.8) | (1.0) | (1.0) | (0.5) |
| - při 60 l/min | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.14 |
| | (2.0) | (2.5) | (2.5) | (1.4) |

¹⁾ Včetně integrovaného oběhového hadice. ²⁾ Viz další informace v informačním listu pro mrtvý prostor.

Informace o získání

Další informace o oběhové a/nebo mrtvého obchodního zástupce nebo na webu vyaire.com.

Ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. ©2018 Vyair. Vyair, logo Vyair a AirLife jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Vyair Medical, Inc. nebo některé z jejích dceřných společností.

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|-------|----------|---------|----------------|----------|-----------------|
| English | English | Български | Dansk | Ελληνικά | Español | Hrvatski jezik | Italiano | Latviešu valoda |
|---------|----------------|-----------|-------|----------|---------|----------------|----------|-----------------|

AirLife™ Edith HMEs, engangs Brugerveljedning

Material
Hus: Polypropylen (PP). HME-element: plastic
Ikke fremstillet med naturligt latexgummi.

HME = varme- og fugtudeveksler
HME = varme- og fugtudeveksler

Tilslaget anvendelse
Edith HME er et varme- og fugtudeveksler til engangsbrug, som overfører varme og fugt fra den gas, som patienten udsånder, til de indåndede gasser. Edith HMEs skal bruges til at fugte patienter der er kunstigt ventilerede under intensivt pleje eller anestesi.

Brugervejledning
Læs vejledningen helt igennem, før produktet tages i brug. Tilslutningskempeger: Edith HMEs skal placeres imellem den proksimale ende af den kunstige lufvej og Y-stykket på ventilationsslangen. Edith HMEs skal skiftes hver 24 time eller oftere hvis det er nødvendigt. Holdtid: Hvert 3 år. Udløbsdato er trykt på emballagen.

Kontraindikationer
Edith HMEs må ikke anvendes til patienter med kraftig sekretudskrivning i lufveje og lunger.

Edith HME må ikke anvendes til patienter med meget lille åndedrætsbælte, lunge, luftrøst eller lille barn.

Edith HME må ikke anvendes sammen med aktive fugttilførsels- eller forstærkere.

Førbrugsregler
Før brug kontrolleres det, at alle slanger og koblinger til Edith HME er faste og lette. Før brug skal verificeres at filteret ikke har nogen lstopninger og at luft til strømmen ventileres det. Kompensation for deadspace, der tilføres systemet ved anvendelse af Edith HME, kan være nødvendig.

Under anvendelse af Edith HME skal patienten overvåges nøje, og korrekt behandling af lufveje og lunger, hvis der opstår komplikationer.

Edith HMEs skal skiftes mellem hver patient.

Advvarsler
Engangslibetbar er ikke beregnet til at blive genanvendt. Genanvendelse kan forårsage risiko for kryds-kontaminering, påvirke nøjagtighed af målinger og/eller systemets reparation eller forårsage fejlfunktion som et resultat af et produkt er fysisk skadet som følge af rengøring, desinficering, re-sterilisation og/eller brug.

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Techniske data | 557056200 | 557055200 | 557057200 | 557044500 | 557058500** |
| Minimum Vt (ml) | 70 | 110 | 150 | 150 | 150 |
| Maximum Vt (ml) | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Deadspace (ml) | 17 | 28 | 38 | 90 ¹⁾ | 90 ¹⁾ |
| Vægt (g) | 6 | 8 | 9 | 20 | 20 |
| Fugt til patienten (mg H ₂ O) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| Norsk | pt | Português |
|--|---|--|
| AirLife™ | AirLife™ | AirLife™ |
| Edith HME's, engangs | HMEs Edith, descartável | Edith HMEs, dispozabile |
| Bruksanvisning | Instruções de utilização | Instrucciones de utilizar |
| Materiale | Material | Material |
| Hus: Polypropylen (PP). HME-element: Plast. | Hus: Polypropylen (PP). Elemento HME: Plástico. | Hus: Polypropylen (PP). Elemento HME: Plástico. |
| Ikke fremstillet med naturlig gummielastik. | Não fabricado com látex de borracha natural. | Nu este fabricat cu latex din caucuc natural. |
| HME= Värme- og fuktighetsveksler (Heat and Moisture Exchanger) | HME= humidificador | HME= schimbător de căldură și umiditate |
| Titeltekst | Finalidade a que se destina | Destinația de utilizare |
| Edith HME er en fukt- og varmeveksler til patienter, som overfører varme og fuktighet fra gassen som ekspireres fra patienten, til de inspirerte gasser. | Os HMEs Edith são permeadores de calor e humidade, de utilização única, que transferem o calor a a humidade dos gases expirados pelo paciente para os gases inspirados. | Edith HMEs nu se vor utiliza la pacienții care au o nevoie de umiditate și aer cald în timpul terapiei intensive sau anestezice. |
| Edith HME skal benyttes for at fuktige patienter som ventilatorbehandles ved intensivbehandling eller under anæstesi. | Os HMEs Edith devem ser utilizados para humidificar pacientes ventilados artificialmente em cuidados intensivos ou anestésicos. | Instrucțiunile de utilizare |

Bruksanvisning
Läs disse instruksjonene komplett før produktet tas i bruk.
Objektinformasjon
Edith HMEs skal benyttes mellom den proksimale enden av luftveislansene og Y-stykket på patientkretsen. Edith HME skal skiftes hver 24 timene eller oftere hvis behov.
Lagringstid
Maks. 3 år. Utløpsdato står på esken.

Kontraindikasjoner
Edith HME er kontraindisert til pasienter med fulminant, skummende sekresjon fra sine lunger og luftrør.
Forholdsregler
Edith HME skal påseses mellom med veldig små tidalvolum, f.eks. neonatale eller meget små spedbarn.
Edith HME skal ikke benyttes sammen med aktive fuktere eller kontrolleres for lekkasje før bruk.

Precautions
Kompressing av ventilasjonen kan være nødvendig ved bruk av Edith HME, da dækkemott i systemet vil øke.
Ved bruk av Edith HME skal pasienten overvåkes nøye, og riktig behandling av luftveiene kunne vernetkes hvis det oppstår komplikasjoner.
Edith HME skal skiftes mellom hver pasient.

Advarsler
Engangsprodukter er ikke ment å brukes på nytt. Gjennom kan føre til risiko for krysskontaminering, påvirket nøyaktighet av målinger og/eller systemets ytelise eller forårsake funksjonsfeil som, et resultat av at produktet har blitt skadet på grunn av rengjøring, desinfisering, resterilisering og/eller gjæring.

| Techniske data | 557056200 | 557055200 | 557057200 557058000™ | 557044500 |
|---|-----------|-----------|----------------------|------------------|
| Minimumt Vt (ml) | 70 | 110 | 150 | 150 |
| Maximumt Vt (ml) | 500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Deadm (ml) | 17 | 28 | 38 | 90 ¹⁾ |
| Vekt (g) | 6 | 8 | 9 | 20 |
| Fuktighet til pasient (mg H ₂ O/l) | 3 | 3 | 3 | 30 |
| Fuktighetspålegg (mg H ₂ O/l) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Spærre mot Vt (ml) | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| Trykkløst (kPa (cm H ₂ O)) | 0,8 (0,1) | 0,1 (0,1) | 0,1 (0,05) | 0,5 (0,5) |
| - ved 30 l/min | 0,8 (0,1) | 0,2 (0,2) | 0,2 (0,14) | 0,2 (0,14) |
| - ved 60 l/min | 2,0 (2,5) | 2,5 (2,5) | 2,5 (1,4) | 2,5 (1,4) |

¹⁾ Inkludert den fleksible slangen.
²⁾ Se informasjonarket om dækkemott.

Bestillingsinformasjon
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte den lokale salgspresentanten eller gå til vyaire.com.

Varemerket tilhører sine respektive eiere.

©2018 Vyairre, Vyairre, Vyairre-lopogen og AirLife er varemerker eller registrerte varemerker for Vyairre Medical, Inc., eller et av dets datterselskaper.

“Consulta a Folha de Informações adicional para conhecer o espaço morto.”

Informação para encomenda
Para mais informações, contacte o representante de vendas local da Vyairre ou visite vyaire.com.

As marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

©2018 Vyairre, Vyairre, o logotipo Vyairre e AirLife são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Vyairre Medical, Inc. ou de uma das suas subsidiárias.

Wyymienniki HME Edith, jednorazowe

Instrukcja stosowania

| pt-BR | Português (Brasil) |
|--|---|
| AirLife™ | AirLife™ |
| Wyymienniki HME Edith, jednorazowe | Trocadores de Calor e Umidade Edith, descartável |
| Instrukcja stosowania | Instruções de uso |
| Materiał | Material |
| Hus: Polypropylen (PP). Wyymienniki HME: tworzywo sztuczne. | Hus: Polipropileno (PP). Elemento HME: plástico. |
| W procesie wytwarzania nie użyto naturalnej gumy lateksowej. | Não fabricado com látex de borracha natural. |
| HME= Heat and Moisture Exchanger) jest to wymiennik ciepła i wilgoci | HME= humidificador |
| Przeznaczenie | Finalidade de uso |
| Wyymienniki HME to jednorazowe wyymienniki ciepła i wilgoci, które przesyłają ciepło i wilgoć z gazu wydychanego przez pacjenta do gazów wdychanych. | Os Trocadores de Calor e Umidade Edith são trocadores de calor e umidade de uso único, que transferem o calor e a umidade dos gases expirados pelo paciente para os gases inspirados. |
| Wyymienniki HME Edith powinny być używane do nawilżania gazów oddychanych w pacjentów szpitalnych wentylowanych na oddziałach oddychawczych i w czasie znieczulenia. | Os HMEs Edith devem ser utilizados para humidificar pacientes ventilados artificialmente durante anestesia ou cuidados intensivos. |
| Wyymienniki HME Edith nie należy używać w przypadku stosowania nawilżaczy, zbiorników nebulizatorów. | Os HMEs Edith não devem ser utilizados em doentes com volumes correntes muito reduzidos, tal como recém-nascidos. |
| Precautions | Contraindicações |
| Przed użyciem należy zmontować i sprawdzić wszystkie części i podłączenia. Wyymienniki HME Edith nie należy używać w przypadku pacjentów z objawami niewydolności oddechowej lub z niewydolnością szpiczową. | Os Trocadores de Calor e Umidade Edith são contraindicados para pacientes com secreções espumosas fetais nas vias aéreas ou pulmões. |
| Wyymienniki HME Edith nie należy używać w przypadku pacjentów z objawami niewydolności oddechowej lub z niewydolnością szpiczową. | Os Trocadores de Calor e Umidade Edith não devem ser usados em pacientes com volumes correntes muito pequenos, por exemplo, recém-nascidos ou muito pequenos pacientes. |
| Wyymienniki HME Edith nie należy używać w przypadku pacjentów z objawami niewydolności oddechowej lub z niewydolnością szpiczową. | Os Trocadores de Calor e Umidade Edith não devem ser usados em conjunto com humidificadores ativos ou nebulizadores. |
| Uwagi | Observações |
| Wyymienniki HME Edith nie należy używać w przypadku pacjentów z objawami niewydolności oddechowej lub z niewydolnością szpiczową. | Os Trocadores de Calor e Umidade Edith não devem ser utilizados em doentes com volumes correntes muito reduzidos, tal como recém-nascidos. |
| Wyymienniki HME Edith nie należy używać w przypadku pacjentów z objawami niewydolności oddechowej lub z niewydolnością szpiczową. | Os HMEs Edith não devem ser utilizados simultaneamente com um humidificador ativo ou com nebulizadores. |

Przed zastosowaniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejsze instrukcje.

Metody podłączenia. HME Edith powinny być umieszczone pomiędzy rozłącznym końcem rurki dotychczasowej i kolejnym z złączeniem Y układu oddychawczego. HME Edith należy wymienić co 24 godziny, lub w razie potrzeby częściej.

Dołączony okres magazynowania: maksymalnie 3 lata. Data ważności wydrukowana na opakowaniu.

Przeciwwskazania
Stosowanie HME Edith jest przeciwwskazane u pacjentów, z których dróg oddychawczych i/lub dróg oddechowych występuje szpiczowe zanieczyszczenie.
HME Edith nie powinny być używane w pacjentów o bardzo małej objętości oddechowej, przykładowo, u noworodków i niemowląt.

HME nie powinny być używane w przypadku stosowania nawilżaczy, zbiorników nebulizatorów.

Precautions
Przed użyciem należy zmontować i sprawdzić wszystkie części i podłączenia. Wyymienniki HME Edith nie należy używać w przypadku pacjentów z objawami niewydolności oddechowej lub z niewydolnością szpiczową.
Wyymienniki HME Edith nie powinny być używane w przypadku pacjentów z objawami niewydolności oddechowej lub z niewydolnością szpiczową.
Wyymienniki HME Edith nie należy używać w przypadku pacjentów z objawami niewydolności oddechowej lub z niewydolnością szpiczową.

Ostrzeżenia
Produktów jednorazowego użytku nie należy stosować ponownie. Ponowne użycie może być przyczyną zakażeń krzyżowych, ryzyka na dokładność pomiarów lub wydolności systemu albo być przyczyną niewłaściwego działania wynikającego z uszkodzenia podczas czyszczenia, dezynfekcji, mycia lub sterylizacji i/lub ponownego użycia.

| Data techniczne | 557056200 | 557055200 | 557057200 557058000™ | 557044500 |
|---|-----------|-----------|----------------------|------------------|
| Minimalna Vt (ml) | 70 | 110 | 150 | 150 |
| Maksymalna Vt (ml) | 500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Prześlaznina marta (ml) | 17 | 28 | 38 | 90 ¹⁾ |
| Waga (g) | 6 | 8 | 9 | 20 |
| Względne osiedlenie (mg H ₂ O/l) | 3 | 3 | 3 | 30 |
| Względne spożycie (mg H ₂ O/l) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| - przy objętości oddechowej (ml) | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| - przy 30 l/min | 0,8 (0,1) | 0,1 (0,1) | 0,1 (0,05) | 0,5 (0,5) |
| - przy 60 l/min | 2,2 (2,5) | 2,2 (2,5) | 2,2 (1,4) | 2,2 (1,4) |

¹⁾ Ze zintegrowaną elastyczną rurką.
²⁾ Dane dotyczące przeszerzeń martej znajdują się w dodatkowym arkuszu informacyjnym.

Informação dotycząca składania zamówień
W celu uzyskania dodatkowej informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym lub odwiedzić stronę internetową vyaire.com.

Znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.

© 2018 Vyairre, Vyairre, logo Vyairre oraz AirLife są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Vyairre Medical, Inc. lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych.

¹⁾ Com tubo flexível integrado incluído.
²⁾ Consulte a Folha de Informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

As marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

©2018 Vyairre, Vyairre, o logotipo Vyairre e AirLife são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Vyairre Medical, Inc. ou de uma das suas afiliadas.

| Norsk | pt | Português |
|--|---|---|
| AirLife™ | AirLife™ | AirLife™ |
| Edith HME's, engangs | HMEs Edith, descartável | Edith HMEs, dispozabile |
| Bruksanvisning | Instruções de utilização | Instrucciones de utilizar |
| Materiale | Material | Material |
| Hus: Polypropylen (PP). HME-element: Plast. | Hus: Polypropylen (PP). Elemento HME: Plástico. | Hus: Polypropylen (PP). Elemento HME: Plástico. |
| Ikke fremstillet med naturlig gummielastik. | Não fabricado com látex de borracha natural. | Nu este fabricat cu latex din caucuc natural. |
| HME= Värme- og fuktighetsveksler (Heat and Moisture Exchanger) | HME= humidificador | HME= schimbător de căldură și umiditate |
| Titeltekst | Finalidade a que se destina | Destinația de utilizare |
| Edith HME er en fukt- og varmeveksler til patienter, som overfører varme og fuktighet fra gassen som ekspireres fra patienten, til de inspirerte gasser. | Os HMEs Edith são permeadores de calor e humidade, de utilização única, que transferem o calor a a humidade dos gases expirados pelo paciente para os gases inspirados. | Edith HMEs nu se vor utiliza pentru a umidifica pacienții care sunt ventilați artificial în timpul terapiei intensive sau anestezice. |
| Edith HME skal benyttes for at fuktige patienter som ventilatorbehandles ved intensivbehandling eller under anæstesi. | Os HMEs Edith devem ser utilizados para humidificar pacientes ventilados artificialmente em cuidados intensivos ou anestésicos. | Instrucțiunile de utilizare |

Bruksanvisning
Läs disse instruksjonene komplett antes de utilizar o produto.
Objektinformasjon
Edith HMEs skal benyttes mellom den proksimale enden av luftveislansene og Y-stykket på patientkretsen. Edith HME skal skiftes hver 24 ore sau oftere hvis behov.
Lagringstid
Maks. 3 år. Utløpsdato står på esken.
Validitet
Måx. 3 års. Datas límite de utilización encontra-se impresa na embalagem.

Kontraindikasjoner
Edith HMEs er kontraindisert til pasienter med fulminant, skummende sekresjon fra sine lunger og luftrør.
Forholdsregler
Edith HME skal påseses mellom med veldig små tidalvolum, f.eks. neonatale eller meget små spedbarn.
Edith HME skal ikke benyttes sammen med aktive fuktere eller kontrolleres for lekkasje før bruk.

Precautions
Kompressing av ventilasjonen kan være nødvendig ved bruk av Edith HME, da dækkemott i systemet vil øke.
Ved bruk av Edith HME skal pasienten overvåkes nøye, og riktig behandling av luftveiene kunne vernetkes hvis det oppstår komplikasjoner.
Edith HME skal skiftes mellom hver pasient.

Advarsler
Engangsprodukter er ikke ment å brukes på nytt. Gjennom bruk kan føre til risiko for krysskontaminering, påvirket nøyaktighet av målinger og/eller systemets ytelise eller forårsake funksjonsfeil som, et resultat av at produktet har blitt skadet på grunn av rengjøring, desinfisering, resterilisering og/eller gjæring.

Informação para encomenda
Para mais informações, contacte o representante de vendas local da Vyairre ou visite vyaire.com.

| Techniske data | 557056200 | 557055200 | 557057200 557058000™ | 557044500 |
|---|-----------|-----------|----------------------|------------------|
| Minimumt Vt (ml) | 70 | 110 | 150 | 150 |
| Maximumt Vt (ml) | 500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Deadm (ml) | 17 | 28 | 38 | 90 ¹⁾ |
| Vekt (g) | 6 | 8 | 9 | 20 |
| Fuktighet til pasient (mg H ₂ O/l) | 3 | 3 | 3 | 30 |
| Fuktighetspålegg (mg H ₂ O/l) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Spærre mot Vt (ml) | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| Trykkløst (kPa (cm H ₂ O)) | 0,8 (0,1) | 0,1 (0,1) | 0,1 (0,05) | 0,5 (0,5) |
| - ved 30 l/min | 0,8 (0,1) | 0,2 (0,2) | 0,2 (0,14) | 0,2 (0,14) |
| - ved 60 l/min | 2,0 (2,5) | 2,5 (2,5) | 2,5 (1,4) | 2,5 (1,4) |

¹⁾ Inkludert den fleksible slangen.
²⁾ Se informasjonarket om dækkemott.

Bestillingsinformasjon
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte den lokale salgspresentanten eller gå til vyaire.com.

Varemerket tilhører sine respektive eiere.

©2018 Vyairre, Vyairre, Vyairre-lopogen og AirLife er varemerker eller registrerte varemerker for Vyairre Medical, Inc., eller et av dets datterselskaper.

“Consulta a Folha de Informações adicional para conhecer o espaço morto.”

Informação para encomenda
Para mais informações, contacte o representante de vendas local da Vyairre ou visite vyaire.com.

As marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

©2018 Vyairre, Vyairre, o logotipo Vyairre e AirLife são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Vyairre Medical, Inc. ou de uma das suas subsidiárias.

Wyymienniki HME Edith, jednorazowe

Instrukcja stosowania

| pt-BR | Português (Brasil) |
|--|---|
| AirLife™ | AirLife™ |
| Wyymienniki HME Edith, jednorazowe | Trocadores de Calor e Umidade Edith, descartável |
| Instruções de uso | Instruções de uso |
| Materiał | Material |
| Hus: Polypropylen (PP). Element HME: trocador de calor e umidade. Plástico. | Hus: Polipropileno (PP). Elemento HME: trocador de calor e umidade. Plástico. |
| Não fabricado com látex de borracha natural. | Não fabricado com látex de borracha natural. |
| HME= Heat and Moisture Exchanger) | HME= humidificador |
| Przeznaczenie | Finalidade de uso |
| Wyymienniki HME to jednorazowe wyymienniki ciepła i wilgoci, które przesyłają ciepło i wilgoć z gazu wydychanego przez pacjenta do gazów wdychanych. | Os Trocadores de Calor e Umidade Edith são trocadores de calor e umidade de uso único, que transferem o calor e a umidade dos gases expirados pelo paciente para os gases inspirados. |
| Wyymienniki HME Edith powinny być używane do nawilżania gazów oddychanych w pacjentów szpitalnych wentylowanych na oddziałach oddychawczych i w czasie znieczulenia. | Os HMEs Edith devem ser utilizados para humidificar pacientes ventilados artificialmente durante anestesia ou cuidados intensivos. |
| Wyymienniki HME Edith nie należy używać w przypadku stosowania nawilżaczy, zbiorników nebulizatorów. | Os HMEs Edith não devem ser utilizados em doentes com volumes correntes muito reduzidos, tal como recém-nascidos. |
| Precautions | Contraindicações |
| Przed użyciem należy zmontować i sprawdzić wszystkie części i podłączenia. Wyymienniki HME Edith nie należy używać w przypadku pacjentów z objawami niewydolności oddechowej lub z niewydolnością szpiczową. | Os Trocadores de Calor e Umidade Edith são contraindicados para pacientes com secreções espumosas fetais nas vias aéreas ou pulmões. |
| Wyymienniki HME Edith nie powinny być używane w przypadku pacjentów z objawami niewydolności oddechowej lub z niewydolnością szpiczową. | Os Trocadores de Calor e Umidade Edith não devem ser usados em pacientes com volumes correntes muito pequenos, por exemplo, recém-nascidos ou muito pequenos pacientes. |
| Wyymienniki HME Edith nie należy używać w przypadku pacjentów z objawami niewydolności oddechowej lub z niewydolnością szpiczową. | Os Trocadores de Calor e Umidade Edith não devem ser usados em conjunto com humidificadores ativos ou nebulizadores. |
| Uwagi | Observações |
| Wyymienniki HME Edith nie należy używać w przypadku pacjentów z objawami niewydolności oddechowej lub z niewydolnością szpiczową. | Os HMEs Edith não devem ser utilizados simultaneamente com um humidificador ativo ou com nebulizadores. |

Przed zastosowaniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejsze instrukcje.

Metody podłączenia. HME Edith powinny być umieszczone pomiędzy rozłącznym końcem rurki dotychczasowej i kolejnym z złączeniem Y układu oddychawczego. HME Edith należy wymienić co 24 godziny, lub w razie potrzeby częściej.

Dołączony okres magazynowania: maksymalnie 3 lata. Data ważności wydrukowana na opakowaniu.

Przeciwwskazania
Stosowanie HME Edith jest przeciwwskazane u pacjentów, z których dróg oddychawczych i/lub dróg oddechowych występuje szpiczowe zanieczyszczenie.
HME Edith nie powinny być używane w pacjentów o bardzo małej objętości oddechowej, przykładowo, u noworodków i niemowląt.

HME nie powinny być używane w przypadku stosowania nawilżaczy, zbiorników nebulizatorów.

Precautions
Przed użyciem należy zmontować i sprawdzić wszystkie części i podłączenia. Wyymienniki HME Edith nie należy używać w przypadku pacjentów z objawami niewydolności oddechowej lub z niewydolnością szpiczową.
Wyymienniki HME Edith nie powinny być używane w przypadku pacjentów z objawami niewydolności oddechowej lub z niewydolnością szpiczową.
Wyymienniki HME Edith nie należy używać w przypadku pacjentów z objawami niewydolności oddechowej lub z niewydolnością szpiczową.

Ostrzeżenia
Produktów jednorazowego użytku nie należy stosować ponownie. Ponowne użycie może być przyczyną zakażeń krzyżowych, ryzyka na dokładność pomiarów lub wydolności systemu albo być przyczyną niewłaściwego działania wynikającego z uszkodzenia podczas czyszczenia, dezynfekcji, mycia lub sterylizacji i/lub ponownego użycia.

| Data techniczne | 557056200 | 557055200 | 557057200 557058000™ | 557044500 |
|---|-----------|-----------|----------------------|------------------|
| Minimalna Vt (ml) | 70 | 110 | 150 | 150 |
| Maksymalna Vt (ml) | 500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Prześlaznina marta (ml) | 17 | 28 | 38 | 90 ¹⁾ |
| Waga (g) | 6 | 8 | 9 | 20 |
| Względne osiedlenie (mg H ₂ O/l) | 3 | 3 | 3 | 30 |
| Względne spożycie (mg H ₂ O/l) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| - przy objętości oddechowej (ml) | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| - przy 30 l/min | 0,8 (0,1) | 0,1 (0,1) | 0,1 (0,05) | 0,5 (0,5) |
| - przy 60 l/min | 2,2 (2,5) | 2,2 (2,5) | 2,2 (1,4) | 2,2 (1,4) |

¹⁾ Ze zintegrowaną elastyczną rurką.
²⁾ Dane dotyczące przeszerzeń martej znajdują się w dodatkowym arkuszu informacyjnym.

Informação dotycząca składania zamówień
W celu uzyskania dodatkowej informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym lub odwiedzić stronę internetową vyaire.com.

Znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.

© 2018 Vyairre, Vyairre, logo Vyairre oraz AirLife są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Vyairre Medical, Inc. lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych.

¹⁾ Com tubo flexível integrado incluído.
²⁾ Consulte a Folha de Informações adicional para obter informações sobre Espaço morto.

As marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

©2018 Vyairre, Vyairre, o logotipo Vyairre e AirLife são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Vyairre Medical, Inc. ou de uma das suas afiliadas.







| Română | SK | Slovensky |
|--|--|---|
| AirLife™ | AirLife™ | AirLife™ |
| Edith HMEs, dispozabile | AirLife™ | Wyymienniky Edith HME, jednorazové |
| Instruções de utilização | Instrucciones de utilizar | Návod na použití |
| Material | Material | Material |
| Casașcă: Polypropylen (PP). Element HME: Plastic. | Casașcă: Polypropylen (PP). Element HME: Plastic. | Krycí: polypropylen (PP). Jednotka HME: plast. |
| Nu este fabricat cu latex din caucuc natural. | Nu este fabricat cu latex din caucuc natural. | Nu je vyrobené z prírodneho kaučukového latexu. |
| HME= schimbător de căldură și umiditate | HME= humidificador | HME = výmenník tepla a vlhkosti (z ang. Heat and Moisture Exchanger) |
| Destinația de utilizare | Destinação de utilização | Účelové použití |
| Dispozitivele Edith HME sunt schimbătoare de căldură și de umiditate de unică folosință, care transferă căldura și umiditatea de la gazul expirat de pacient către gazele inspirate. | Dispositivos Edith HME são permeadores de calor e humidade, de utilização única, que transferem o calor e a humidade dos gases expirados pelo paciente para os gases inspirados. | Edith HMEs se používají pouze v jednorázové podobě. Jsou určeny pro pacienty, kterým třeba zvlhčování plynů podá umělé plicové ventilace na jednotkách intenzivní péče v intenzivní nebo při plynové anestezii. |
| Edith HME nu se vor utiliza pentru a umidifica pacienții care sunt ventilați artificial în timpul terapiei intensive sau anestezice. | Os HMEs Edith devem ser utilizados para humidificar pacientes ventilados artificialmente em cuidados intensivos ou anestésicos. | Instrucțiunile de utilizare |

Instrucțiunile de utilizare
Lăsați aceste instrucțiuni cu atenție înainte de utilizarea produsului.
Informații despre produs
Edith HMEs se vor utiliza la pacienții care au o nevoie de umiditate și

HMEFs, Disposable

Instructions for Use


| REF | 8004231 | AirLife™ HMEF Mini/S, Disposable |
|-----|-----------|---|
| | 557070500 | AirLife™ HMEF 500/S, Disposable |
| | 557070700 | AirLife™ HMEF 500/S with Memoflex Tube, Disposable |
| | M1038639 | AirLife™ HMEF 750, Disposable |
| | M1004132 | AirLife™ HMEF 750/S, Disposable |
| | M1005260 | AirLife™ HMEF 750/S with Memoflex Tube, Disposable |
| | M1010538 | AirLife™ Angled HMEF 750/S, Disposable |
| | M1038637 | AirLife™ HMEF 1000, Disposable |
| | 557070100 | AirLife™ HMEF 1000/S, Disposable |
| | 557071500 | AirLife™ HMEF 1000/S with Flexible Tube, Disposable |
| | 557071600 | AirLife™ HMEF 1000/S and Flexible Tube, Disposable |
| | 557085500 | AirLife™ HMEF 1000/S with Memoflex Tube, Disposable |
| | 8570203 | AirLife™ HMEF 1000/S with Flexible Tube and Elbow Connector, Disposable |
| | 557019500 | AirLife™ HMEF 1000/S with Flexible Tube and Double Swivel Elbow, Disposable |
| | M1010534 | AirLife™ Angled HMEF 1000/S, Disposable |

| | | | |
|---|------------------|---|---|
| REF | Catalogue Number |  | Caution |
| LOT | Lot Number |  | Consult Instructions for Use |
| X | Quantity |  | Exp. Date |
|  | Manufacturer |  | For Single Use Only |
| | |  | U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician. |

Material

Housing: Polypropylene (PP)
HME element: Polyurethane (PU)
Filter element: Polypropylene/synthetic (PP)

Not made with natural rubber latex.



a) Gas sampling port

HMEF= Heat and moisture exchanger with integrated bacterial/viral filter

Intended use

The AirLife HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 and HMEF 1000 (hereafter referred to as HMEFs) are HME/Filter combinations. HMEFs are disposable single-use devices indicated for patients requiring humidification during the delivery of ventilator gases. They provide filtration for reducing possible cross contamination between patient and equipment. The HMEFs are for use in hospital, ICU, anesthesia, respiratory therapy, during transport and with resuscitators. The HMEF 750, HMEF 500 and HMEF Mini can be used on adult and pediatric patients and the HMEF 1000 on adult patients. The HMEFs are indicated for use by qualified medical personnel only.

Instructions for use

Read these instructions carefully before using the product. Place the HMEF between the proximal end of the artificial airway and the Y-piece of the breathing circuit.

Always replace the HMEF after each patient.

When used continuously on a single patient, change the HMEF every 24 hours or more frequently as required.

Contraindications

The HMEFs are contraindicated in patients producing fulminating, frothy secretions within their airways and lungs.
The HMEFs shall not be used on patients with very small tidal volumes, for example neonates.
The HMEFs shall not be used together with active humidifiers or nebulizers.

Precautions

All tubing and connections to the HMEF shall be properly attached and checked for leakage prior to use. Before use, verify that the HMEF has no occlusions and that air will flow through it.
Compensation of ventilation may be necessary when using the HMEF since dead space will be added to the system.
During the use of the HMEF, the patient shall be closely monitored and proper airway care administered if complications arise.
If a sampling tube is not connected, make sure that the sampling port cap on the HMEF is properly secured.

Топло- и влагообменници с интегриран филтър (HMEF), за еднократна употреба

Инструкции за употреба

Материал

Корпус: Полипропилен (PP)
Елемент на HME: Полиуретан (PU)
Елемент на филтъра: Полипропилен/синтетика

Не е направено с естествен каучуков латекс.

a) Порт за газови проби

HMEF= Топло- и влагообменник с интегриран бактериален/вирусен филтър

Предназначение

AirLife HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 и HMEF 1000 (оттук нататък наричани накратко HMEF) са комбинации от HME/филтри. HMEF представляват устройства за еднократна употреба, показани за пациенти, изискващи овлажняване по време на подаване на газове от респиратор. Те осигуряват филтрация за намаляване на възможното кръстосано замърсяване между пациентите и оборудването. HMEF са предназначени за употреба в болница, отделения за интензивни грижи, анестезия, респираторна терапия, по време на транспорт и с реаниматори. HMEF 750, HMEF 500 и HMEF Mini могат да бъдат използвани на възрастни и педиатрични пациенти, а HMEF 1000 на възрастни пациенти. HMEF са предназначени за използване само от квалифициран медицински персонал.

Инструкции за употреба

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно настоящите указания. Поставете HMEF между проксималния край на изкуствения въздушен път и тройника на дихателния кръг. Винаги подменяйте HMEF след всеки пациент. Когато се използва продължително на един пациент, сменяйте HMEF на всеки 24 часа или по често според необходимостта.

Противопоказания

HMEF са противопоказани при пациенти, отделящи скоротечни пенести секрети в техните дихателни пътища и дробове.
HMEF не трябва да се използва при пациенти с много малки дихателни обеми, например новородени.
HMEF не трябва да се използва заедно с активни овлажнители или небулизатори.

Предпазни мерки

Всички тръби и свързвания към HMEF трябва да бъдат правилно монтирани и проверени за теч преди употреба. Преди употреба проверете дали HMEF няма запушвания и дали въздухът ще преминава през него.

Може да се наложи компенсация на вентилацията при използването на HMEF, тъй като към системата ще бъде добавено мъртво пространство. По време на употребата на HMEF пациентът трябва да се мониторира внимателно и да се извършват съответните грижи за дихателните пътища, ако възникнат усложнения.

Ако не е свързана тръба за вземане на проби, се уверете, че капачката на порта за вземане на проби на HMEF е правилно фиксирана. HMEF трябва да се сменя за различни пациенти.

Забележка

В опаковката на HMEF може да се появят малки капчици дори когато тя е запечатана. Това е нормално явление и не оказва влияние върху употребата или функционирането на HMEF.

| Технически данни | 8004231 | 557070500 557070700 ³⁾ | M1004132 M1038639 M1010538 M1005260 ³⁾ | M1038637 M1010534 557070100 557071500 ³⁾ 557071600 ³⁾ 557085500 ³⁾ 8570203 ³⁾ 557019500 ³⁾ |
|--|------------|--------------------------------------|--|--|
| Минимум VT (ml) | 60 | 120 | 120 | 300 |
| Максимум VT (ml) | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| Мъртъв обем (ml) | 21 | 30 | 34 | 77 |
| Тегло (g) | 14 | 15 | 17 | 24 |
| Ефективност на филтрация ¹⁾ | | | | |
| - Бактериална (%) | 99.999 | 99.999 | 99.9999 | 99.9999 |
| - Вирусна (%) | 99.98 | 99.98 | 99.998 | 99.99 |
| Влага към пациента (mg H ₂ O/l) ²⁾ | 31 | 31 | 32 | 33 |
| Загуба на влага (mg H ₂ O/l) | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| - измерено при VT (ml) | 250 | 250 | 250 | 500 |
| Влага към пациента (mg H ₂ O/l) ²⁾ | 27 | 30 | 27 | 30 |
| Загуба на влага (mg H ₂ O/l) ²⁾ | 10.5 | 7.5 | 10.5 | 7.5 |
| - измерено при VT (ml) | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| Пад на налягането, kPa (cm H ₂ O) ²⁾ | 0.14 (1.4) | 0.15 (1.5) | 0.09 (0.9) | 0.10 (1.0) |

Bezpečnostní
Všechny hadičky a zkontrolovány: Před použitím zk vzduchu. Protože bude při vhodné provést I V průběhu použi problému mu m. Není-li zapojen v krytky na vzorko. Mezi jednotlivými

Poznámka
Uvnitř balení HMEF Je to normální a

Technické param

Minimum VT (ml)
Maximum VT (ml)
Mrtvý prostor (ml)
Váha (g)
Účinnost filtrace¹⁾
- Bakteriální (%)
- Virální (%)
Vlhkost k pacientovi (mgH₂O/l)²⁾
Ztráta vlhkosti (mgH₂O/l)
- měřená při VT (r
Vlhkost k pacientovi (mgH₂O/l)²⁾
Ztráta vlhkosti (mgH₂O/l)
- měřená při VT (r
Padeset talku, kPa (cmH₂O)²⁾
- měřená při průt (l/min)
Padeset talku, kPa (cmH₂O)²⁾
- měřená při průt (l/min)

¹⁾ Měřeno metod
²⁾ Měřeno po pr
³⁾ Informace ohl přiloženém inf Životnost: Max.

Varování

Jednorázové vý použití může př a/nebo funkčno výsledek fyzické sterilizace a/n

Informace k
Další informace webu carefusioni

©2016 CareFus práva vyhrazen registrované ob

HMEFs

Brugervej

Materiale

Kabinet: Polyp HME-element: Filterelement: F Ikke fremstillet

a) Gassample i

HMEF= Varme

Tilsigtet an

AirLife HMEF N er kombination behøver fugtnir krydskontamin hospitaler, inte og sammen me bruges på vok HMEFs er kun

breathing circuit.
Always replace the HMEF after each patient.
When used continuously on a single patient, change the HMEF every 24 hours or more frequently as required.

Contraindications

The HMEFs are contraindicated in patients producing fulminating, frothy secretions within their airways and lungs.
The HMEFs shall not be used on patients with very small tidal volumes, for example neonates.
The HMEFs shall not be used together with active humidifiers or nebulizers.

Precautions

All tubing and connections to the HMEF shall be properly attached and checked for leakage prior to use. Before use, verify that the HMEF has no occlusions and that air will flow through it.
Compensation of ventilation may be necessary when using the HMEF since dead space will be added to the system.
During the use of the HMEF, the patient shall be closely monitored and proper airway care administered if complications arise.
If a sampling tube is not connected, make sure that the sampling port cap on the HMEF is properly secured.
The HMEF must be changed between patients.

Note

Droplets may appear inside the HMEF package, even though the package is sealed. This is a normal occurrence and does not affect the use or performance of the HMEF.

| Technical data | 8004231 | 557070500 557070700 ³⁾ | M1004132 M1038639 M1010538 M1005260 ³⁾ | M1038637 M1010534 557070100 557071500 ³⁾ 557071600 ³⁾ 557085500 ³⁾ 8570203 ³⁾ 557019500 ³⁾ |
|--|------------|--------------------------------------|--|--|
| Minimum VT (ml) | 60 | 120 | 120 | 300 |
| Maximum VT (ml) | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| Dead space (ml) | 21 | 30 | 34 | 77 |
| Weight (g) | 14 | 15 | 17 | 24 |
| Filteration efficiency ¹⁾ | | | | |
| - Bacterial (%) | 99.999 | 99.999 | 99.9999 | 99.9999 |
| - Viral (%) | 99.98 | 99.98 | 99.998 | 99.99 |
| Moisture to patient (mgH ₂ O/l) ²⁾ | 31 | 31 | 32 | 33 |
| Moisture loss (mgH ₂ O/l) | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| - measured at VT (ml) | 250 | 250 | 250 | 500 |
| Moisture to patient (mgH ₂ O/l) ²⁾ | 27 | 30 | 27 | 30 |
| Moisture loss (mgH ₂ O/l) ²⁾ | 10.5 | 7.5 | 10.5 | 7.5 |
| - measured at VT (ml) | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| Pressure drop, kPa (cmH ₂ O) ²⁾ | 0.14 (1.4) | 0.15 (1.5) | 0.09 (0.9) | 0.10 (1.0) |
| - measured at flow (l/min) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pressure drop, kPa (cmH ₂ O) ²⁾ | 0.32 (3.2) | 0.33 (3.3) | 0.22 (2.2) | 0.23 (2.3) |
| - measured at flow (l/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |

¹⁾ Measured by the method of Nelson Laboratories Inc., USA. Records on file.
²⁾ Measured after pre-conditioning the product for 24 h (ISO 9360).
³⁾ See additional Information Sheet for Dead space and Weight values.
Shelf life: Max. 3 years. Expiration date printed on the package.

Warning

Single-use products are not designed to be reused. Reuse may cause a risk of cross-contamination, affect the measurement accuracy and/or system performance, or cause a malfunction as a result of the product being physically damaged due to cleaning, disinfection, re-sterilization and/or reuse.

Ordering information

For further information, please contact your local sales representative or visit carefusion.com.

©2016 CareFusion Corporation or one of its affiliates. All rights reserved. CareFusion and the CareFusion logo are trademarks or registered trademarks of CareFusion Corporation or one of its affiliates.

 CareFusion Finland 320 Oy
Kuortaneenkatu 2
FI-00510 Helsinki, Finland
+358 20 7871 090



2089351-001 Rev. A 2016-05

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Минимум VT (ml) | 60 | 120 | 120 | 300 |
| Максимум VT (ml) | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| Мъртъв обем (ml) | 21 | 30 | 34 | 77 |
| Тегло (g) | 14 | 15 | 17 | 24 |
| Ефективност на филтрация ¹⁾ | | | | |
| - Бактериална (%) | 99.999 | 99.999 | 99.9999 | 99.9999 |
| - Вирусна (%) | 99.98 | 99.98 | 99.998 | 99.99 |
| Влага към пациента (mg H ₂ O/l) ²⁾ | 31 | 31 | 32 | 33 |
| Загуба на влага (mg H ₂ O/l) | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| - измерено при VT (ml) | 250 | 250 | 250 | 500 |
| Влага към пациента (mg H ₂ O/l) ²⁾ | 27 | 30 | 27 | 30 |
| Загуба на влага (mg H ₂ O/l) ²⁾ | 10.5 | 7.5 | 10.5 | 7.5 |
| - измерено при VT (ml) | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| Пад на налягането, kPa (cm H ₂ O) ²⁾ | 0.14 (1.4) | 0.15 (1.5) | 0.09 (0.9) | 0.10 (1.0) |
| - измерено при дебит (l/min) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Пад на налягането, kPa (cm H ₂ O) ²⁾ | 0.32 (3.2) | 0.33 (3.3) | 0.22 (2.2) | 0.23 (2.3) |
| - измерено при дебит (l/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |

¹⁾ Измерено по метода на Nelson Laboratories Inc., САЩ. Записи в архива.
²⁾ Измерено след предварителна аклиматизация на продукта за 24 ч. (ISO 9360).
³⁾ Вижте допълнителния информационен лист за стойностите на мъртвия обем и теглото.
Срок на съхранение: Макс. 3 години. Датата на срока на годност е отпечатана на опаковката.

Предупреждение

Продуктите за еднократна употреба не са предназначени за повторна употреба. Повторната употреба може да причини риск от кръстосано заразяване, може да се отрази на точността на измерването и/или на характеристиките на системата или да причини неизправност в резултат на физическо уреждане на продукта, причинено от почистване, дезинфекциране или повторна стерилизация и/или повторна употреба.

Информация за поръчка

За допълнителна информация се свържете с местния търговски представител или посетете carefusion.com.

©2016 CareFusion Corporation или някой от нейните филиали. Всички права запазени. CareFusion и логото на CareFusion са търговски марки или регистрирани търговски марки на CareFusion Corporation или някой от нейните филиали.

CS

Český jazyk

AirLife™

Jednorázové bakteriální a virální filtry se zvlhčením HMEF

Pokyny k použití

Materiál

Kryt: Polypropylen (PP)
Prvek HME: Polyuretan (PU)
Prvek filtru: Polypropylen/syntetický

Není vyrobeno z přírodního kaučuku (latexu).

a) Konektor pro odvod vzorku plynu

HMEF= Heat and moisture exchanger with integrated bacterial/viral filter (Výměník tepla a vlhkosti s integrovaným bakteriálním a virálním filtrem)

Zamýšlené použití

Výrobky AirLife HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 a HMEF 1000 (dále nazývané zkratkou HMEFs) jsou kombinace HME (výměník tepla a vlhkosti) a filtru. HMEF jsou výrobky na jedno použití určené pro pacienty vyžadující zvlhčování ventilačních plynů. Zajišťují filtraci za účelem redukce křížové kontaminace mezi pacientem a přístrojem. HMEF jsou určeny pro použití v nemocnici, JIP, při anestezii, při respirační terapii při transportu a u resuscitačních přístrojů. HMEF 750, HMEF 500 a HMEF Mini mohou být použity u dospělých a pediatrických pacientů a HMEF 1000 u dospělých pacientů. HMEF jsou určeny pouze pro použití kvalifikovaným zdravotnickým personálem.

Pokyny k použití

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod. Filtry se umísťují buď mezi proximální konec endotracheální kanyly a Y kus, nebo k inspiračnímu/expiračnímu výstupu ventilátoru, nebo anesteziologického přístroje.
HMEF vyměňte vždy po každém pacientovi.
Doporučená frekvence výměny filtrů je po maximálně 24 hodinách nebo dříve pokud je uvnitř zjevná vlhkost.

Kontraindikace

Filtry jsou kontraindikovány u pacientů produkujících v dechových cestách a v plicích větší množství pěnových sekretů.
HMEFs nesmí být používány u pacientů s velmi malými dechovými objemy, například u novorozenců.
HMEFs nesmí být používány společně s aktivními zvlhčovači nebo

Brugervejledning

Materiale

Kabinet: Polypropylen
HME-element: Polyuretan
Filterelement: Polypropylen

Ikke fremstillet med

a) Gassample udtag

HMEF= Varme og fugt

Tilsligt anvendelse

AirLife HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 og HMEF 1000 er kombinationer af HMEF og filterelement, der kræver fugtning i krydskontaminering i hospitaler, intensivafdeling og sammen med respirationssystemet bruges på voksne og HMEFs er kun til brug

Brugervejledning

Læs vejledningen her mellem den proxima i patientkredslobet. Skift altid HMEF ofte Ved kontinuerlig brug nødvendig.

Kontraindikation

HMEF må ikke anvendes i lunger.
HMEF må ikke anvendes på nyfødte.
HMEF må ikke anvendes

Forholdsregler

Før brug kontrolleres tætte. Før brug skal vi strømme igennem Kompensation af luftvej Hvis sampleslange til prøvetagningsstedet HMEF skal skiftes

Bemærk

Der kan forekomme forseglede. Dette er

Tekniske data

Minimum VT (ml)

Maximum VT (ml)

Deadspace (ml)

Vægt (g)

Filterings effektivitet¹⁾

- Bakteriell (%)

- Virus (%)

Fugt til patient (mgH₂O/l)²⁾

Fugttab (mgH₂O/l)

- målt ved VT (ml)

Fugt til patient (mgH₂O/l)²⁾

Fugttab (mgH₂O/l)²⁾

- målt ved VT (ml)

Trykfald, kPa (cmH₂O)²⁾

- målt ved gennemstrømning (l/min)

Trykfald, kPa (cmH₂O)²⁾

- målt ved gennemstrømning (l/min)

¹⁾ Målt i henhold til arkiveret.

²⁾ Målt efter at produktet er monteret.

³⁾ Se det supplerende vægtangivelser.

Holdbarhed: Højest 3

Advarsel

Engangstilbehør er i forårsage risiko for infektion og/eller systempræparat produkt er fysisk skadet og/eller brug.

Bestillingsoply

Kontakt din lokale sales representative for yderligere oplysning

| | 60 | 120 | 120 | 300 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Минимум VT (ml) | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| Мъртъв обем (ml) | 21 | 30 | 34 | 77 |
| Тегло (g) | 14 | 15 | 17 | 24 |
| Ефективност на филтрация ¹ | | | | |
| – Бактериална (%) | 99.999 | 99.999 | 99.9999 | 99.9999 |
| – Вирусна (%) | 99.98 | 99.98 | 99.998 | 99.99 |
| Влага към пациента (mg H ₂ O/l) ² | 31 | 31 | 32 | 33 |
| Загуба на влага (mg H ₂ O/l) | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| – измерено при VT (ml) | 250 | 250 | 250 | 500 |
| Влага към пациента (mg H ₂ O/l) ² | 27 | 30 | 27 | 30 |
| Загуба на влага (mg H ₂ O/l) ² | 10.5 | 7.5 | 10.5 | 7.5 |
| – измерено при VT (ml) | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| Пад на налягането, kPa (cm H ₂ O) ² | 0.14 (1.4) | 0.15 (1.5) | 0.09 (0.9) | 0.10 (1.0) |
| – измерено при дебит (l/min) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Пад на налягането, kPa (cm H ₂ O) ² | 0.32 (3.2) | 0.33 (3.3) | 0.22 (2.2) | 0.23 (2.3) |
| – измерено при дебит (l/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |

¹ Измерено по метода на Nelson Laboratories Inc., САЩ. Записи в архива.

² Измерено след предварителна аклиматизация на продукта за 24 ч. (ISO 9360).

³ Вижте допълнителния информационен лист за стойностите на мъртвия обем и теглото. Срок на съхранение: Макс. 3 години. Датата на срока на годност е отпечатана на опаковката.

Предупреждение

Продуктите за еднократна употреба не са предназначени за повторна употреба. Повторната употреба може да причини риск от кръстосано заразяване, може да се отрази на точността на измерването и/или на характеристиките на системата или да причини неизправност в резултат на физическо увреждане на продукта, причинено от почистване, дезинфекциране или повторна стерилизация и/или повторна употреба.

Информация за поръчка

За допълнителна информация се свържете с местния търговски представител или посетете carefusion.com.

©2016 CareFusion Corporation или някой от нейните филиали. Всички права запазени. CareFusion и логото на CareFusion са търговски марки или регистрирани търговски марки на CareFusion Corporation или някой от нейните филиали.



Jednorázové bakteriální a virální filtry se zvlhčením HMEF

Pokyny k použití

Материál

Крыт: Polypropylen (PP)
Првек HME: Polyuretan (PU)
Првек филтру: Polypropylen/syntetický

Не е изработено от природно каучуко (latexu).

a) Konektor pro odvod vzorku plynu

HMEF= Heat and moisture exchanger with integrated bacterial/viral filter (Вýměník tepla a vlhkosti s integrovaným bakteriálním a virálním filtrem)

Zamýšlené použití

Вýrobky AirLife HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 a HMEF 1000 (дále nazývané zkratkou HMEFs) jsou kombinace HME (výměník tepla a vlhkosti) a filtru. HMEF jsou výrobky na jedno použití určené pro pacienty vyžadující zvlhčování ventilačních plynů. Zajišťují filtraci za účelem redukce křížové kontaminace mezi pacientem a přístrojem. HMEF jsou určeny pro použití v nemocnici, JIP, při anestezii, při respirační terapii při transportu a u resuscitačních přístrojů. HMEF 750, HMEF 500 a HMEF Mini mohou být použity u dospělých a pediatrických pacientů a HMEF 1000 u dospělých pacientů. HMEF jsou určeny pouze pro použití kvalifikovaným zdravotnickým personálem.

Pokyny k použití

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtete tento návod. Filtry se umísťují buď mezi proximální konec endotracheální kanyly a Y kus, nebo k inspiračnímu/expiračnímu výstupu ventilátoru, nebo anesteziologického přístroje. HMEF vyměříte vždy po každém pacientovi. Doporučená frekvence výměny filtrů je po maximálně 24 hodinách nebo dříve pokud je uvnitř zjevná vlhkost.

Kontraindikace

Filtry jsou kontraindikovány u pacientů produkujících v dechových cestách a v plicích větší množství pěnových sekretů. HMEFs nesmí být používány u pacientů s velmi malými dechovými objemy, například u novorozenců. HMEFs nesmí být používány společně s aktivními zvlhčovači nebo nebulizátory.

Brugervejledning

Materiale

Kabinet: Polypropylen (PP)
HME-element: Polyurethan (PU)
Filterelement: Polypropylen/syntetisk

Ikke fremstillet med naturlig latexgummi.

a) Gassample udtag

HMEF= Varme og fugt udveksler med integreret bakteriel/viral filter.

Tilsigtet anvendelse

AirLife HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 og HMEF 1000 (hèrefter HMEF) er kombinationer af HME/Filter. HMEF er til engangsbrug for patienter der behøver fugtning under ventiler med gasser. De reducerer muligheden for krydskontaminering mellem patienter og udstyr. HMEFs er til brug for hospitaler, intensivafdel., anæstesi, behandling af lungesygge, under transport og sammen med resuscitators. HMEF 750, HMEF 500 og HMEF Mini kan bruges på voksen og børnepatienter og HMEF 1000 på voksen patienter. HMEFs er kun til brug for kvalificeret, medicinsk personale.

Brugervejledning

Læs vejledningen helt igennem, før produktet tages i brug. Anbring HMEF mellem den proximale ende af den kunstige luftvej og Y-stykket i patientkredsløbet.

Skift altid HMEF efter hver patient.

Ved kontinuerlig brug, skal HMEF skiftes hver 24 time, eller oftere om nødvendigt.

Kontraindikationer

HMEF må ikke anvendes til patienter med kraftig sekretudsondring i luftvej og lunger.

HMEF må ikke anvendes til patienter med meget lille åndedrætsdybde, f.eks. nyfødte.

HMEF må ikke anvendes sammen med aktive fugtere eller nebulizere.

Forholdsregler

Før brug kontrolleres det, at alle slanger og koblinger til HMEF er faste og tætte. Før brug skal verificeres at filteret ikke har nogen tilstopninger og at luft vil strømme igennem det.

Kompensation for deadspace, der tilføjes systemet ved anvendelse af HMEF, kan være nødvendig.

Under anvendelse af HMEF skal patienten overvåges nøje, og korrekt behandling af luftvejene igangsættes, hvis der opstår komplikationer.

Hvis sampleslange ikke er tilsluttet, sikres det, at hæften til prøvetagningsstudsens på HMEF er korrekt fastspændt.

HMEF skal skiftes mellem hver patient.

Bemærk

Der kan forekomme dråbedannelser i HMEF pakningen, selv om denne er forsejlet. Dette er normalt og påvirker ikke brug eller ydeevne af HMEF.

| Tekniske data | 8004231 | 557070500 557070700 ³⁾ | M1004132 M1038639 M1010538 M1005260 ³⁾ | M1038637 M1010534 557070100 557071500 ³⁾ 557071600 ³⁾ 557085500 ³⁾ 8570203 ³⁾ 557019500 ³⁾ |
|--|------------|--------------------------------------|--|--|
| Minimum VT (ml) | 60 | 120 | 120 | 300 |
| Maximum VT (ml) | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| Deadspace (ml) | 21 | 30 | 34 | 77 |
| Vægt (g) | 14 | 15 | 17 | 24 |
| Filtreringseffektivitet ¹ | | | | |
| – Bakteriel (%) | 99.999 | 99.999 | 99.9999 | 99.9999 |
| – Virus (%) | 99.98 | 99.98 | 99.998 | 99.99 |
| Fugt til patient (mgH ₂ O/l) ² | 31 | 31 | 32 | 33 |
| Fugttab (mgH ₂ O/l) | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| – målt ved VT (ml) | 250 | 250 | 250 | 500 |
| Fugt til patient (mgH ₂ O/l) ² | 27 | 30 | 27 | 30 |
| Fugttab (mgH ₂ O/l) ² | 10.5 | 7.5 | 10.5 | 7.5 |
| – målt ved VT (ml) | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| Trykfald, kPa (cmH ₂ O) ² | 0.14 (1.4) | 0.15 (1.5) | 0.09 (0.9) | 0.10 (1.0) |
| – målt ved gennemstrømning (l/min) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Trykfald, kPa (cmH ₂ O) ² | 0.32 (3.2) | 0.33 (3.3) | 0.22 (2.2) | 0.23 (2.3) |
| – målt ved gennemstrømning (l/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |

¹ Målt i henhold til målemetode ved Nelson Laboratories Inc., USA. Protokoll arkiveret.

² Målt efter at produktet havde været i brug i 24 timer (ISO 9360).

³ Se det supplerende oplysningsark for at få angivet dead space og vægtangivelser.

Holdbarhed: Højest 3 år. Udløbsdato er påtrykt emballagen.

Advarsel

Engangstilbehør er ikke beregnet til at blive genanvendt. Genanvendelse kan forårsage risiko for kryds-kontaminering, påvirke nøjagtighed af målinger og/eller systempræstation eller forårsage fejlfunktion som et resultat af, at et produkt er fysisk skadet som følge af rensning, desinficering, re-sterilisering og/eller brug.

Bestillingsoplysninger

Kontakt din lokale salgsrepræsentant, eller besøg carefusion.com, for yderligere oplysninger.

HMEFs, engangs

Bruksanvisning

Materiale

Hus: polypropylen (PP)
HME-element: polyuretan (PU)
Filterelement: polypropylen/syntetisk

Ikke fremstilt med naturlig gummitateks.

— a) Uttak for testgass

HMEF= Fukte-og varmeveksler med integrert bakterie-/virusfilter

Tiltenkt bruk

AirLife HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 og HMEF 1000 (heretter referert til som HMEF) er HME-filter kombinasjoner. HMEFs er engangsutstyr indikert for pasienter som krever fuktig i forbindelse med ventilatorbehandling. De filtrerer gassen for å redusere mulig krysskontaminasjon mellom pasienter og utstyr. HMEF's er for bruk på sykehus, intensivavdelinger, anestesivdelinger, ved respiratorbehandling, under transport og med resuscitatorer. HMEF 750, HMEF 500 og HMEF Mini kan brukes på både voksne og pediatriske pasienter, og HMEF 1000 på voksne pasienter. HMEFs er tiltenkt brukt kun av kvalifisert medisinsk personell.

Bruksanvisning

Les disse instruksjonene nøye før produktet tas i bruk. Plasser HMEFs mellom den proksimale enden av luftveisslangene og Y-stykket på pasientkretsen.

Bytt alltid HMEF etter hver pasient.

Ved kontinuerlig bruk på en pasient byttes HMEF hver 24. time eller oftere hvis nødvendig.

Kontraindikasjoner

HMEFs er kontraindisert til pasienter med fulminant, skummende sekresjon fra sine lunger og luftveier.

HMEFs skal ikke brukes til pasienter med meget små tidalvolum, f.eks. neonatale.

HMEFs skal ikke benyttes sammen med aktive fukttere eller forstøvere.

Forholdsregler

Alle slanger og tilkoblinger til HMEF skal fikseres godt og kontrolleres for lekkasje før bruk. Før bruk, kontroller at filteret ikke har blokkeringer og at luft kan passere gjennom det.

Kompensering av ventilasjonen kan være nødvendig ved bruk av HMEF, da dødrømmet i systemet vil øke.

Ved bruk av HMEF skal pasienten overvåkes nøye, og riktig behandling av luftveiene kunne iverksettes hvis det oppstår komplikasjoner.

Hvis testgasslange ikke er tilkoblet, kontroller at lukkeproppen er godt festet til uttaket for testgassen på HMEF.

HMEF må skiftes mellom hver pasient.

Bemerk

Små dråper kan oppstå på innsiden av HMEF forpakningen, selv om forpakningen er tett. Dette er en normal forekomst, og som ikke påvirker bruk eller ytelse av HMEF.

| Tekniske data | 8004231 | 557070500 557070700 ³⁾ | M1004132 M1038639 M1010538 M1005260 ³⁾ | M1038637 M1010534 557070100 557071500 ³⁾ 557071600 ³⁾ 557085500 ³⁾ 8570203 ³⁾ 557019500 ³⁾ |
|---|------------|--------------------------------------|--|--|
| Minimum TV (ml) | 60 | 120 | 120 | 300 |
| Maximum TV (ml) | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| Dødrøm (ml) | 21 | 30 | 34 | 77 |
| Vekt (g) | 14 | 15 | 17 | 24 |
| Filteringsevne ¹⁾ | | | | |
| - Bakterier (%) | 99.999 | 99.999 | 99.9999 | 99.9999 |
| - Virus (%) | 99.98 | 99.98 | 99.998 | 99.99 |
| Fuktighet til pasient (mg H ₂ O/l) ²⁾ | 31 | 31 | 32 | 33 |
| Fuktighetstap (mg H ₂ O/l) | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| - målt ved TV (ml) | 250 | 250 | 250 | 500 |
| Fuktighet til pasient (mg H ₂ O/l) ²⁾ | 27 | 30 | 27 | 30 |
| Fuktighetstap (mg H ₂ O/l) ²⁾ | 10.5 | 7.5 | 10.5 | 7.5 |
| - målt ved TV (ml) | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| Trykkfall, kPa (cm H ₂ O) ²⁾ | 0.14 (1.4) | 0.15 (1.5) | 0.09 (0.9) | 0.10 (1.0) |
| - målt ved flow (l/min) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Trykkfall, kPa (cm H ₂ O) ²⁾ | 0.32 (3.2) | 0.33 (3.3) | 0.22 (2.2) | 0.23 (2.3) |
| - målt ved flow (l/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |

¹⁾ Målt med en metode fra Nelson Laboratories Inc., USA. Protokoll tilgjengelig.

²⁾ Målt etter forbehandling og kondisjonering av produktet i 24 timer (ISO 9360).

³⁾ Se informasjonsarket om dødrøms- og vektverdier. Lagringstid: Maks. 3 år. Utløpsdato står på esken.

Advarsel

Engangsprodukter er ikke ment å brukes på nytt. Gjenbruk kan føre til risiko



AirLife™

Suomi

HMEF, kertakäyttöinen

Käyttöohjeet

Materiaali

Kotelo: Polypropeeni (PP)
HME-elementti: Polyuretaani (PU)
Suodatinelementti: Polypropeeni/synteettinen

Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia.

a) Kaasunäytteenottoiliin

HMEF= lämmön ja kosteuden vaihdin sisältäen bakteeri-/virussuodattimen

Käyttötarkoitus

AirLifen HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 ja HMEF 1000 (kaikkiin viitataan myöhemmin nimellä HMEF) ovat lämmön- ja kosteudenvaihtimen (HME) sekä suodattimen (F) yhdistelmiä. Kertakäyttöistä HMEF:ää käytetään potilailla, joiden sisäänhengityskaasua halutaan kostuttaa. Suodatin estää mahdollisen kontaminaation potilaan ja laitteiston välillä. HMEF:ää käytetään sairaalaympäristössä, tehohoidossa, anestesian aikana, hengityksen tukihoidossa, potilaan kuljetuksessa ja hengityspalkeen kanssa. HMEF 750, HMEF 500 ja HMEF Mini on tarkoitettu aikuisille ja lapsille, HMEF 1000 vain aikuispotilaille. HMEF on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilökunnan käyttöön.

Käyttöohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Sijoita HMEF intubaatio-/trakeostomiaputken ja hengityskierron Y-kappaleen väliin. HMEF on aina vaihdettava potilaiden välillä. HMEF on vaihdettava 24 tunnin välein tai tarvittaessa useammin.

Kontraindikaatiot

HMEF:ää ei saa käyttää potilailla, joilla on runsasta erityistä hengitysteistä ja keuhkoista.

HMEF:ää ei saa käyttää potilailla, joiden kertahengitystilavuus on erittäin pieni, kuten vastasyntyneillä.

HMEF:n kanssa ei saa käyttää aktiivisia kostuttimia eikä lääkesumutinta.

Huomioon otettavaa

Kaikki HMEF:n liittämät on kiinnitettävä huolellisesti ja tarkistettava vuotojen varalta ennen käyttöä. Varmista ennen käyttöä, että HMEF:ssä ei ole tukoksia ja että ilma virtaa sen läpi.

Ventilaattorin asetuksissa tulee ottaa huomioon HMEF:n lisäämä kuollut tila. HMEF:n käytön aikana potilaan on oltava huolellisessa tarkkailussa, ja hengitysteiden kunnosta on huolehdittava mahdollisissa komplikaatioilanteissa.

Jos näytteenottoletkua ei ole liitetty, varmista, että HMEF:n näytteenotto liittimen korkki on tiukasti kiinni.

HMEF on vaihdettava potilaiden välillä.

Huom.

Pieniä pisaroita voi esiintyä HMEF pakkauksen sisällä, vaikka pakkaus on avaamaton. Tämä on normaalia eikä vaikuta HMEF:n käyttöön tai suorituskykyyn.

Tekniset tiedot

| | 8004231 | 557070500 557070700 ³⁾ | M1004132 M1038639 M1010538 M1005260 ³⁾ | M1038637 M1010534 557070100 557071500 ³⁾ 557071600 ³⁾ 557085500 ³⁾ 8570203 ³⁾ 557019500 ³⁾ | |
|----|--|--------------------------------------|--|--|---------|
| 25 | Minimitilavuus VT (ml) | 60 | 120 | 120 | 300 |
| 27 | Maksimitilavuus VT (ml) | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| 11 | Kuollut tila (ml) | 21 | 30 | 34 | 77 |
| 51 | Paino (g) | 14 | 15 | 17 | 24 |
| 0 | Suodatusteho ¹⁾ | | | | |
| 3 | - Bakteerit (%) | 99.999 | 99.999 | 99.9999 | 99.9999 |
| 0 | - Virukset (%) | 99.98 | 99.98 | 99.998 | 99.99 |
| 0 | Kosteus potilaaseen (mgH ₂ O/l) ²⁾ | 31 | 31 | 32 | 33 |
| 0 | Kosteushäviö (mgH ₂ O/l) | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| 0 | - mitattuna VT (ml) | 250 | 250 | 250 | 500 |
| 0 | Kosteus potilaaseen (mgH ₂ O/l) ²⁾ | 27 | 30 | 27 | 30 |
| 0 | Kosteushäviö (mgH ₂ O/l) ²⁾ | 10.5 | 7.5 | 10.5 | 7.5 |
| 0 | - mitattuna VT (ml) | 500 | 500 | 750 | 1000 |

Minsi
Störs
Dead
Vikt
Filtre
- Bal
- Vin
Fukt t
H₂O/l
Fuktf
- upp
Fukt t
H₂O/l
Fuktf
- upp
Tryck
- upp
(l/min)
Tryck
- upp
(l/min)
¹⁾ Up,
arkiv
²⁾ Up,
³⁾ Me
Hällb
Van
Prod
kan f
syste
skad:
Bes
För y
eller
©201
Saml
är va
Corp



Kul

Mat
Muhe
HME
Filtre

Doğa

a) Ga

HMEI

Kull
AirLif
HMEI
ler ve
hasta
ile ek
filtras
hasta
kullar
hasta
HMEI

Kull
Ürünt
havağ
yerleş
Her b
Tek b
bir ya

| | | | | |
|--|------------|------------|---------------|---------------|
| Painehäviö, kPa (cmH ₂ O) ² | 0.14 (1.4) | 0.15 (1.5) | 0.09 (0.9) | 0.10 (1.0) |
| - virtauksella (l/min) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Painehäviö, kPa (cmH ₂ O) | 0.32 (3.2) | 0.33 (3.3) | 0.22 (2.2) | 0.23 (2.3) |
| - virtauksella (l/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |

- ¹⁾ Mitattu Nelson Laboratories Inc:n, USA, menetelmällä. Tiedot arkistoitu.
²⁾ Mitattu tuotteella, jota on esikäytetty 24 h (ISO 9360).
³⁾ Tietoja kuolleen tilan ja painon arvoista on lisätietolomakkeessa.
 Säilytysaika: Enintään 3 vuotta. Viimeinen käyttöpäivä on painettu pakkaukseen.

Vakava varoitus

Kertakäyttöisiä tuotteita ei saa käyttää uudelleen. Uudelleenkäyttö voi aiheuttaa tartuntavaaran, vaikuttaa mittaustulosten tarkkuuteen ja/tai järjestelmän suorituskykyyn tai aiheuttaa toimintahäiriön, jos tuote vaurioituu puhdistuksen, desinfiointin, uudelleensteriloinnin ja/tai uudelleenkäytön yhteydessä.

Tilustiedot

Lisätietoja saat ottamalla yhteyden paikalliseen myyntiedustajaan tai käymällä osoitteessa carefusion.com.

©2016 CareFusion Corporation tai jokin sen tytäryhtiöistä. Kaikki oikeudet pidätetään. CareFusion ja CareFusionin logo ovat CareFusion Corporationin tai jonkin sen tytäryhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

SV

Svenska

AirLife™

HMEFs, för engångsbruk

Bruksanvisning

Material

Hölje: Polypropylen (PP)
 HME-element: Polyuretan (PU)
 Filterelement: Polypropylen/syntetiskt

Ej tillverkad med naturligt latexgummi.

a) Anslutning för gassampling

HMEF = fukt/värmeväxlare med integrerat bakterie och virusfilter

Avsedd användning

AirLifes HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 och HMEF 1000 (nedan kallade HMEFs) är HME/Filter kombinationer. HMEFs engångs produkt för patienter som kräver andfuktning vid ventilatorbehandling. De åstadkommer för att minska contamination mellan patient och utrustning. HMEFs används på sjukhus inom IVA, anestesi, andningsterapi under transporter och vid manuell ventilation med blåsa. HMEF 750, HMEF 500 och HMEF Mini kan användas på vuxna patienter och barn och HMEF 1000 är till för vuxna patienter. HMEF produkterna ska endast användas av kvalificerad personal.

Bruksanvisning

Läs instruktionerna noggrant innan ni börjar använda produkten. Ansluta HMEF i andningskretsen mellan endotrakeal/trakeostomituben och Y stycket. Byt HMEF alltid mellan varje patient. När de används på en patient, skall HMEF bytas ut var 24:e timme eller oftare om så behövs.

Kontraindikationer

HMEF skall inte användas på patienter med kraftig sekretutsöndring i luftvägar och lungor.
 HMEF skall inte användas på patienter med mycket små tidalvolym, t ex nyfödda eller väldigt små barn.
 HMEFs skall inte användas tillsammans med aktiva befuktare eller vid nebulisering.

Försiktighetsåtgärder

Alla slangar och anslutningar till HMEF skall kontrolleras noggrant före användandet så att de sitter fast ordentligt och att det inte läcker. Före användningen, kontrollera att det inte är stopp i filtret och att luft kan passera genom filtret.
 Vid inställning av ventilator skall hänsyn tas till att HMEF tillför dead space till andningssystemet.
 Vid användning av HMEF skall patienten vara noggrant övervakad och korrekt behandling av luftvägarna skall vidtas om komplikationer uppstår. Om samplings slang ej används, kontrollera att hatten på samplingsporten på HMEF är ordentligt påskruvad.
 HMEF måste bytas mellan olika patienter.

OBS!

Små droppar kan visa sig inuti HMEF förpackning även om förpackningen är försluten. Detta kan vara normalt och påverkar inte effekten och användningen av HMEF.

| | | | | |
|---------------|---------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Tekniska data | 8004231 | 557070500 | M1004132 | M1038637 |
| | | 557070700 ³⁾ | M1038639 | M1010534 |
| | | | M1010538 | 557070100 |
| | | | M1005260 ³⁾ | 557071500 ³⁾ |

HMEFs, för engångsbruk

Bruksanvisning

Material

Hölje: Polypropylen (PP)
HME-element: Polyuretan (PU)
Filterelement: Polypropylen/syntetiskt
Ej tillverkad med naturligt latexgummi.

a) Anslutning för gassampling

HMEF = fukt/värmeväxlare med integrerat bakterie och virusfilter

Avsedd användning

AirLifes HMEF Mini, HMEF 500, HMEF 750 och HMEF 1000 (nedan kallade HMEFs) är HME/Filter kombinationer. HMEFs engångs produkt för patienter som kräver andfuktning vid ventilatorbehandling. De åstadkommer för att minska contamination mellan patient och utrustning. HMEFs används på sjukhus inom IVA, anestesi, andningsterapi under transporter och vid manuell ventilation med blåsa. HMEF 750, HMEF 500 och HMEF Mini kan användas på vuxna patienter och barn och HMEF 1000 är till för vuxna patienter. HMEF produkterna ska endast användas av kvalificerad personal.

Bruksanvisning

Läs instruktionerna noggrant innan ni börjar använda produkten. Ansluta HMEF i andningskretsen mellan endotrakeal/trakeostomituben och Y stycket. Byt HMEF alltid mellan varje patient. När de används på en patient, skall HMEF bytas ut var 24:e timme eller oftare om så behövs.

Kontraindikationer

HMEF skall inte användas på patienter med kraftig sekretutsöndring i luftvägar och lungor.
HMEF skall inte användas på patienter med mycket små tidalvolym, t ex nyfödda eller väldigt små barn.
HMEFs skall inte användas tillsammans med aktiva befuktare eller vid nebulisering.

Försiktighetsåtgärder

Alla slangar och anslutningar till HMEF skall kontrolleras noggrant före användandet så att de sitter fast ordentligt och att det inte läcker. Före användningen, kontrollera att det inte är stopp i filtret och att luft kan passera genom filtret.
Vid inställning av ventilator skall hänsyn tas till att HMEF tillför dead space till andningssystemet.

Vid användning av HMEF skall patienten vara noggrant övervakad och korrekt behandling av luftvägarna skall vidtas om komplikationer uppstår. Om samplings slang ej används, kontrollera att hatten på samplingsporten på HMEF är ordentligt påskruvad.
HMEF måste bytas mellan olika patienter.

OBS!

Små droppar kan visa sig inuti HMEF förpackning även om förpackningen är försluten. Detta kan vara normalt och påverkar inte effekten och användningen av HMEF.

| Tekniska data | 8004231 | 557070500 557070700 ³⁾ | M1004132 M1038639 M1010538 M1005250 ³⁾ | M1038637 M1010534 557070100 557021500 ³⁾ 557071600 ³⁾ 557085500 ³⁾ 8570203 ³⁾ 557019500 ³⁾ |
|---|------------|--------------------------------------|--|--|
| Minsta tidalvolym (ml) | 60 | 120 | 120 | 300 |
| Största tidalvolym (ml) | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| Dead space (ml) | 21 | 30 | 34 | 77 |
| Vikt (g) | 14 | 15 | 17 | 24 |
| Filteringseffektivitet ¹⁾ | | | | |
| - Bakterier (%) | 99.999 | 99.999 | 99.9999 | 99.9999 |
| - Virus (%) | 99.98 | 99.98 | 99.998 | 99.99 |
| Fukt till patient (mg H ₂ O/l) ²⁾ | 31 | 31 | 32 | 33 |
| Fuktförlust (mg H ₂ O/l) | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| - uppmätt vid V _T (ml) | 250 | 250 | 250 | 500 |
| Fukt till patient (mg H ₂ O/l) ²⁾ | 27 | 30 | 27 | 30 |
| Fuktförlust (mg H ₂ O/l) ²⁾ | 10.5 | 7.5 | 10.5 | 7.5 |
| - uppmätt vid V _T (ml) | 500 | 500 | 750 | 1000 |
| Tryckfall, kPa (cmH ₂ O) ²⁾ | 0.14 (1.4) | 0.15 (1.5) | 0.09 (0.9) | 0.10 (1.0) |
| - uppmätt vid flöde (l/min) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tryckfall, kPa (cmH ₂ O) ²⁾ | 0.32 (3.2) | 0.33 (3.3) | 0.22 (2.2) | 0.23 (2.3) |
| - uppmätt vid flöde (l/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |

¹⁾ Uppmätt enligt en mätmetod vid Nelson Laboratories Inc., U.S.A. Protokoll arkiverat.

²⁾ Uppmätt efter att produkten varit i bruk 24 timmar (ISO 9360).

³⁾ Mer information finns i informationsbladet för dead space och viktvärden. Hållbarhetstid: Maximalt 3 år. Utgångsdatum tryckt på förpackningen.

Varning

Produkter för engångsbruk är inte avsedda att återanvändas. Återanvändning kan förorsaka smittpidning, påverka mätningens noggrannhet och/eller systemrestanda eller felfunktion som ett resultat av att produkten har



FINAL REPORT

EVALUATION OF ANTIMICROBIAL FINISHES

PROCEDURE NO. STP0156 REV 01
PROTOCOL DETAIL SHEET NO. 200903475 REV 01

LABORATORY NO. 503764

PREPARED FOR:

ALEJANDRO MANUNTA
ACCUMED TECHNOLOGIES
160 BUD-MIL DR.
BUFFALO NY 14206

SUBMITTED BY:

NELSON LABORATORIES, INC.
6280 S. REDWOOD RD.
SALT LAKE CITY UT 84123-6600
801-290-7500

Page 1 of 9



NELSON LABORATORIES, INC.

QAU AUDIT STATEMENT

USFDA (21 CFR PART 58)

USEPA (40 CFR PART 160)

EVALUATION OF ANTIMICROBIAL FINISHES

LABORATORY NO. 503764

1. The test was conducted in accordance with the USFDA or USEPA Regulations as noted above.
2. In accordance with the Good Laboratory Practice Regulations, the Inoculation phase(s) of this study was inspected by the Quality Assurance Unit on: 01 Dec 2009. The findings of the inspection(s) were reported to the Study Director and to Management on: 10 Dec 2009.
3. The Quality Assurance Unit has reviewed this report and has determined that the methods and standard testing procedures are accurately described, and that the reported results accurately reflect the raw data.
4. The name of the study director, the names of other scientists or professionals, and the names of all supervisory personnel, involved in the study:

Mike Neilson
Nina Patterson

Dr. Jerry Nelson
Jeff Hills

QUALITY ASSURANCE:

DATE: 11 Dec 2009

EVALUATION OF ANTIMICROBIAL FINISHES

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| LABORATORY NUMBER: | 503764 |
| PROCEDURE NUMBER: | STP0156 REV 01 |
| PROTOCOL DETAIL SHEET NUMBER: | 200903475 REV 01 |
| SAMPLE SOURCE: | AccuMed Technologies |
| SAMPLE IDENTIFICATION: | Refer to Tables 1-5 |
| DEVIATIONS: | None |
| PROTOCOL APPROVAL DATE: | 25 Nov 2009 |
| SAMPLE RECEIVED DATE: | 25 Nov 2009 |
| LAB PHASE START DATE: | 25 Nov 2009 |
| LAB PHASE COMPLETION DATE: | 08 Dec 2009 |
| REPORT ISSUE DATE: | 10 Dec 2009 |

INTRODUCTION:

This report details the methods used for assessing antimicrobial finishes. The challenge procedure consisted of inoculating uniform pieces of the test material with the test organism(s), then determining the percent reduction of the test organism(s) after specified exposure periods.

ACCEPTANCE CRITERIA:

All positive and negative controls must be positive or negative for growth of the test organism(s), respectively. Neutralization must be confirmed at $\geq 70\%$.

PROCEDURE:

The test samples were cut by Nelson Laboratory personnel in approximately 25 mm x 50 mm test pieces. The "test sample" for this study was determined to consist of one piece of material. All tests were performed in duplicate, including triplicate plate counts.

The organisms were transferred to soybean casein digest broth (SCDB) and incubated at $37 \pm 2^\circ\text{C}$ for 18-24 hours. The culture was vortexed to remove clumps and the concentration was adjusted to the appropriate challenge level using visual turbidity. A 1.0 mL aliquot of the adjusted organism suspension was added to 100 mL of agar slurry (SASL) which was tempered at $45 \pm 2^\circ\text{C}$.

A 1.0 mL aliquot of the inoculated SASL was added to each test sample and positive control. The inoculum was applied slowly and gently with a low angle of incidence relative to the sample in order to form a film of no more than 1 mm in depth. The test samples were held in closed containers at $37 \pm 2^\circ\text{C}$ for the designated time intervals. At time 24, 48 and 72 hours the samples were extracted by removing the sample from the containers and placing them into 100 mL bottles of Lethen broth (LETH). The bottles were shaken manually for one minute or 100 times in a 12 inch path to extract surviving organism. Extracts were serially diluted in LETH. Plate counts were performed in triplicate by plating 0.5 mL aliquots onto soybean casein digest agar (SCDA). This was repeated for each test organism and submitted sample type.

A positive control was performed by testing untreated material in the same manner as the test sample. A negative control was tested by plating 0.5 mL aliquots from a sterile 100 mL bottle of LETH onto the appropriate media in triplicate.

A neutralization qualification was performed for the treated materials to demonstrate that the neutralization and recovery methods were effective. The uninoculated neutralization sample was extracted in 100 mL of LETH and the challenge organism was added to yield ≤ 100 colony forming units (CFU)/mL. An additional bottle of 100 mL of LETH was inoculated with same challenge organism to serve as a control. Test extract fluid from all neutralization bottles was plated in triplicate onto SCDA using a standard spread plate method.

All plates were incubated at $37 \pm 2^\circ\text{C}$ for 2-4 days. Colonies were counted, and the data tabulated to facilitate comparisons.

CALCULATIONS:

Bacterial counts represent the number of bacteria per specimen sample (swatches in a container) not as the number of bacteria/mL of neutralizer solution.

Plate counts were entered into a validated spreadsheet where possible.

The log reduction values were calculated using the following formula:

$$\text{log reduction} = \log C - \log S$$

Where C = Average number of organisms recovered from the untreated control at 0 hour

Where S = Average number of organisms recovered from the treated test sample after exposure for the desired contact period

The percent reduction values were calculated using the following formula:

$$\% \text{ reduction} = \frac{100 (C-S)}{C}$$

The percent neutralization is obtained according to the following equation:

$$\% \text{ Neutralization} = \frac{\text{Average Sample Counts/Plate}}{\text{Average Control Counts/Plate}}$$

RESULTS:

The counts of recovered organisms, percent reductions and log₁₀ reductions for the test materials can be found in Tables 1-4. Values are considered approximate (~) when plate counts were outside of the statistically accurate range of 25-250 colony forming units (CFU)/plate for bacteria and yeast and 8-80 CFU/plate for mold. Less than symbols (<) are applied to recovery values where no CFU were observed on the plates. This denotes the limit of detection for the test.

Neutralization results are summarized in Table 5 with all treated samples demonstrating ≥ 70% recovery.

Testing met the acceptance criteria previously stated in this report.

CONCLUSION:


Interpretation of the data is the responsibility of the sponsor and no conclusion can be made by Nelson Laboratories, Inc. (NLI).

DATA DISPOSITION:

The raw data and final report from this study are archived at NLI or an approved off-site location.

STATEMENT OF UNCERTAINTY

If applicable, a statement of uncertainty is available to sponsors upon request.



Nina Patterson, B.S.
Study Director



Study Completion Date

cw

TABLE 1. Results
Klebsiella pneumoniae, ATCC #4352
Average Control Titer at Time Zero (CFU/Sample): 3.5×10^6

| SAMPLE IDENTIFICATION | EXPOSURE INTERVALS | PERCENT REDUCTION (%) | LOG ₁₀ REDUCTION |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| B-25-0190 | 24 Hour | >99.9944 | >4.25 |
| | 48 Hour | >99.9944 | >4.25 |
| | 72 Hour | >99.9944 | >4.25 |
| B-25-0104 (Positive Control) | 24 Hour | ~-2105.1 | ~-1.34 |
| | 48 Hour | ~-1318.6 | ~-1.15 |
| | 72 Hour | -876 | -0.99 |

TABLE 2. Results
Escherichia coli, ATCC #8739
Average Control Titer at Time Zero (CFU/Sample): 2.9×10^6

| SAMPLE IDENTIFICATION | EXPOSURE INTERVALS | PERCENT REDUCTION (%) | LOG ₁₀ REDUCTION |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| B-25-0190 | 24 Hour | >99.9931 | >4.16 |
| | 48 Hour | >99.9931 | >4.16 |
| | 72 Hour | >99.9931 | >4.16 |
| B-25-0104 (Positive Control) | 24 Hour | ~-1384.6 | ~-1.17 |
| | 48 Hour | -1041.7 | -1.06 |
| | 72 Hour | -1404.0 | -1.18 |

TABLE 3. Results
Staphylococcus aureus, ATCC #6538
Average Control Titer at Time Zero (CFU/Sample): 3.7×10^6

| SAMPLE IDENTIFICATION | EXPOSURE INTERVALS | PERCENT REDUCTION (%) | LOG ₁₀ REDUCTION |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| B-25-0190 | 24 Hour | >99.9946 | >4.27 |
| | 48 Hour | >99.9946 | >4.27 |
| | 72 Hour | >99.9946 | >4.27 |
| B-25-0104 (Positive Control) | 24 Hour | -54 | -0.19 |
| | 48 Hour | 30 | 0.15 |
| | 72 Hour | 67 | 0.48 |

TABLE 4. Results
Pseudomonas aeruginosa, ATCC #9027
Average Control Titer at Time Zero (CFU/Sample): 3.5×10^6

| SAMPLE IDENTIFICATION | EXPOSURE INTERVALS | PERCENT REDUCTION (%) | LOG ₁₀ REDUCTION |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| B-25-0190 | 24 Hour | >99.9943 | >4.24 |
| | 48 Hour | ~99.966 | ~3.46 |
| | 72 Hour | ~99.981 | ~3.72 |
| B-25-0104 (Positive Control) | 24 Hour | ~-2571.1 | ~-1.43 |
| | 48 Hour | ~-2165.0 | ~-1.36 |
| | 72 Hour | ~-1710.3 | ~-1.26 |

TABLE 5. Neutralization

| SAMPLE IDENTIFICATION | ORGANISM | PERCENT NEUTRALIZATION (%) |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| B-25-0190 | <i>K. pneumoniae</i> | 115 |
| | <i>E. coli</i> | 121 |
| | <i>S. aureus</i> | 97 |
| | <i>P. aeruginosa</i> | 88 |




AccuMed Technologies
Lab Number 503764

Evaluation of Antimicrobial Finishes

All reports and letters issued by Nelson Laboratories, Inc. are for the exclusive use of the sponsor to whom they are addressed. These results relate only to the samples tested. Reports may not be reproduced except in their entirety. No quotations from reports or use of the corporate name is permitted except as expressly authorized by Nelson Laboratories, Inc. in writing. The significance of any data is subject to the adequacy and representative character of the samples tendered for testing. Nelson Laboratories, Inc. warrants that all tests are performed in accordance with established laboratory procedures and standards. Nelson Laboratories, Inc. makes no other warranties of any kind, express or implied. Nelson Laboratories, Inc. expressly states that it makes no representation or warranty regarding the adequacy of the samples tendered for testing for any specific use of application, that determination being the sole responsibility of the sponsor. Nelson Laboratories' liability for any loss or damage resulting from its actions or failure to act shall not exceed the cost of tests performed, and it shall not be liable for any incidental or consequential damages. Nelson Laboratories, Inc. has a ten year record retention policy.

Lab Number: 503764

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  | FORM TITLE: PDS Approval Form | PDS NUMBER: 200903475 |
| | | PDS REVISION: 1 |

| PREPARED FOR SPONSOR | | LABORATORY / CONTRACTOR |
|----------------------|--------------------------|---|
| CONTACT: | Alejandro Manunta | Nelson Laboratories, Inc. P.O. Box 17577 SALT LAKE CITY, UT. 84117-0557 6280 SOUTH REDWOOD ROAD SALT LAKE CITY, UT. 84123-6600 Tel: 801-290-7500 Fax: 801-290-7998 Web Site: www.nelsonlabs.com |
| COMPANY: | AccuMED Technologies | |
| EMAIL: | amanunta@accumedtech.com | |
| PHONE: | N/A | |
| FAX: | N/A | |

| PROTOCOL SPECIFICATIONS | | | |
|-------------------------|--|------------------|-------------|
| PARENTAL DOCUMENT: | Evaluation of Antimicrobial Finishes, STP0156, 1 | | |
| SECTION: | Pharmaceuticals | | |
| PDS INITIATION DATE: | 23-Nov-2009 | EXPIRATION DATE: | 23-Nov-2011 |

JUSTIFICATION:
Follow STP except for the steps listed in the protocol specifications.

PROTOCOL SPECIFICATIONS:
Refer to attached pages for protocol specifications.

Additional pages attached for protocol specifications
 No additional pages needed

The sponsor is responsible for test/control article characterization.
This includes, but is not limited to, identity, strength, purity, and stability.

****PLEASE SIGN, DATE, & RETURN TO NELSON LABORATORIES****

| | |
|--|---|
| SPONSOR APPROVAL: *SIGNATURE: <u><i>Alejandro Manunta</i></u> DATE: <u>11/24/09</u> PRINT NAME: <u>Alejandro Manunta</u> | NELSON LABS STUDY DIRECTOR APPROVAL: SIGNATURE: <u><i>Nina Patterson</i></u> DATE: <u>25 Nov 2009</u> PRINT NAME: <u>Nina Patterson</u> |
|--|---|

*SIGNING THIS DOCUMENT SIGNIFIES AN ACCEPTANCE OF THE NELSON LABORATORIES TESTING TERMS AND CONDITIONS AS ATTACHED OR AS LISTED AT WWW.NELSONLABS.COM/PROTOCOLCONDITIONS.JSP

| FOR OFFICE USE ONLY | |
|---------------------------|--|
| LAB NUMBER: <u>503764</u> | <input checked="" type="checkbox"/> FDA GLP <input type="checkbox"/> NON-GLP |
| SAMPLE ID. | See sample submission form |

©2008 by Nelson Laboratories, Inc. All rights reserved. No part of this document shall be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, mechanical, or otherwise, without written permission from Nelson Laboratories Inc.

OFFICIAL