



Roche CARDIAC

cobas®

(DE)

Anwendungszweck: Der Roche CARDIAC IQC Test dient zur Funktionsprüfung des optischen Systems des cobas h 232 Gerätes von Roche Diagnostics.

Zusammenfassung:

Der Roche CARDIAC IQC Test besteht aus zwei mehrfach verwendbaren Kontrollstreifen zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gerätefunktion. Der Roche CARDIAC IQC low Test dient zur Überprüfung des unteren Messbereichs. Der Roche CARDIAC IQC high Test dient zu Überprüfung des oberen Messbereichs. Funktionsprüfungen des optischen Systems sollten idealerweise täglich durchgeführt werden. Das cobas h 232 Gerät sollte mit dem Roche CARDIAC IQC Test gemäß den jeweils gültigen lokalen oder nationalen Vorschriften überprüft werden.

Aktive Testbestandteile:

Goldmarkiert Anti-HSA-Antikörper
IQC low: 85 ng
IQC high: 126 ng

Chargencodierung:

Jede Teststreifenpackung enthält einen chargenspezifischen Codier-Chip. Über das Display des Gerätes erfolgt die Anweisung, diesen Codier-Chip einzulegen. Die richtige Zuordnung von Codier-Chip und Teststreifencharge kann durch Vergleich der Chargennummer im Display mit dem Aufdruck auf dem Codier-Chip überprüft werden. Der Codier-Chip übermittelt dem cobas h 232 Gerät alle chargenspezifischen Informationen, die für die Auswertung benötigt werden. Wird zu einer Teststreifencharge der falsche Codier-Chip eingelegt, erscheint eine Fehlermeldung.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

- In vitro Diagnostikum.
- Die beim Umgang mit Laborreagenzien üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten.
- Die Entsorgung aller Abfälle ist gemäß den lokalen Richtlinien durchzuführen.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Nutzer erhältlich.
- Signal-Liniene Bereich des Teststreifens nicht berühren oder abwischen.
- Kein Probenmaterial auf den Teststreifen aufragen.
- Teststreifen nicht dem Sonnenlicht aussetzen.
- Den Teststreifen (low or high) direkt nach der Messung aus dem cobas h 232 Gerät entnehmen und rasch wieder in die Röhre zurücklegen, um ihn vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.
- Hinsichtlich der optimalen Umgebungstemperatur des cobas h 232 Gerätes bitte Hinweise in den Geräte-Gebrauchsanweisung beachten.

Testdurchführung:

1. Vor Durchführung der Messung den Roche CARDIAC IQC Teststreifen auf Raumtemperatur bringen.
 2. Schalten Sie das cobas h 232 Gerät ein.
 3. Nehmen Sie einen Teststreifen, z.B. Roche CARDIAC IQC low, aus der Röhre.
 4. Verschließen Sie die Röhre danach sofort mit dem Trockenmittelstopfen.
 5. Wählen Sie im Hauptmenü „QC Test“ aus.
 6. Sobald das cobas h 232 Gerät Sie im Display dazu auffordert, schieben Sie den Teststreifen gleichmäßig und ohne zu verkanten in die Teststreifenöffnung des Gerätes.
 7. Der Messvorgang beginnt sobald der Teststreifen vollständig eingeführt wurde.
 8. Nach einigen Sekunden wird das Ergebnis angezeigt.
- Weitere Einzelheiten dazu siehe Gebrauchsanweisung des Gerätes.

Lagerung und Haltbarkeit:

Ungeöffnet, bei 2-30 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum
Nach dem Öffnen 6 Monate
Notieren Sie das Öffnungsdatum auf dem Etikett der Röhre.

Gelieferte Materialien:

1 Roche CARDIAC IQC low Teststreifen
1 Roche CARDIAC IQC high Teststreifen
1 Codier-Chip

Zusätzlich benötigte Materialien:

cobas h 232 Gerät

Ergebnisanzeige:

Nach Durchführung der Messung zeigt das cobas h 232 Gerät das Ergebnis im Display an. Die Zeit bis zur Anzeige eines Wertes beträgt für den Roche CARDIAC IQC Test etwa 20 Sekunden. Das cobas h 232 Gerät bestimmt den Reflexionswert des Signals und zeigt „Pass“ oder „Fail“ an.

„Pass“ bedeutet, dass das optische System des cobas h 232 Gerätes ordnungsgemäß funktioniert. Erscheint „Fail“ liegt der Wert außerhalb des Vertrauensbereichs.

Werte außerhalb des Vertrauensbereichs:

- Wiederholen Sie die Geräteterprüfung mit dem zweiten Roche CARDIAC IQC Teststreifen aus derselben Röhre.
- Liegen die mit dem zweiten Teststreifen erzielten Ergebnisse innerhalb des Vertrauensbereichs, so ist der erste Teststreifen fehlerhaft und zu verworfen.
- Wenn die Ergebnisse beider Tests außerhalb des Vertrauensbereichs liegen, muss die Überprüfung mit einem neuen, ungeöffneten Roche CARDIAC IQC Test wiederholt werden.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den technischen Service von Roche Diagnostics.

Letzte Aktualisierung: 2008-11

Sinnifikante Ergänzungen oder Änderungen sind durch eine Markierung am Rand gekennzeichnet. Symbolerklärungen finden Sie am Ende der Packungsbeilage.

(FR)

Domaine d'utilisation : Le test Roche CARDIAC IQC sert à la vérification des performances du système optique de l'analyseur cobas h 232 de Roche Diagnostics.

Caractéristiques :

Le test Roche CARDIAC IQC se compose de deux bandelettes-tests de contrôle réutilisables qui permettent de vérifier le bon fonctionnement de l'analyseur. Le test Roche CARDIAC IQC low sert au contrôle du domaine des concentrations basses. Le test Roche CARDIAC IQC high sert au contrôle du domaine des concentrations élevées. Idéalement, une vérification des performances du système optique devrait être réalisée quotidiennement. Le contrôle de l'analyseur cobas h 232 à l'aide du test Roche CARDIAC IQC doit être effectué conformément à la réglementation locale ou nationale en vigueur.

Composants actifs :

Anticorps anti-HSA marqués à l'or
IQC low : 85 ng
IQC high : 126 ng

Calibration du lot :

Chaque boîte de bandelettes-tests contient une puce de calibration spécifique du lot. L'analyseur signale à l'écran quand cette puce de calibration doit être introduite. Pour vérifier que la puce de calibration correspond bien au lot de bandelettes-tests utilisé, comparer le numéro de lot affiché à l'écran avec celui figurant sur la puce de calibration. Celle-ci transmet à l'analyseur cobas h 232 toutes les informations spécifiques du lot nécessaires à la réalisation du test. Si la puce de calibration ne correspond pas au lot utilisé, l'écran affiche un message d'erreur.

Précautions d'emploi et mises en garde :

- Pour diagnostic *in vitro*.
- Observer les précautions habituelles de manipulation en laboratoire.
- L'élimination de tous les déchets doit être effectuée conformément aux dispositions légales.

- Fiche de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
- Ne pas toucher ou essuyer la zone du trait signal de la bandelette-test.
- Ne pas déposer d'échantillon sur la bandelette-test.
- Ne pas exposer la bandelette-test à la lumière solaire.
- Sortir la bandelette-test (low or high) de l'analyseur cobas h 232 directement après la fin de la mesure et la replacer rapidement dans le flacon pour la protéger de la poussière et de l'humidité.
- Saque la fira reactiva (low o high) del instrumento cobas h 232 inmediatamente después de concluir la medición y devuélvala al tubo para protegerla del polvo y la humedad.
- Observe las indicaciones del manual de instrucciones del instrumento cobas h 232 en cuanto a la temperatura ambiente óptima.

Ejecución del test:

1. Antes de efectuar la medición, atempere la tira reactiva Roche CARDIAC IQC a temperatura ambiente.
 2. Conecte el instrumento cobas h 232.
 3. Extraiga del tubo un test Roche CARDIAC IQC, p. ej. Roche CARDIAC IQC low.
 4. Cierre el tubo en seguida con la tapa desecante.
 5. Seleccione "Test QC" en el menú principal.
 6. Cuando aparezca el mensaje correspondiente en la pantalla, inserte la tira reactiva Roche CARDIAC IQC en la ranura del instrumento sin torcer los bordes y a velocidad regular.
 7. La lectura comienza en cuanto la tira reactiva ha sido introducida por completo.
 8. El resultado se indica al cabo de unos segundos.
- Para más detalles, véase el manual del operador.

Conservación y estabilidad:

Sin abrir, a 2-30 °C hasta la fecha de caducidad indicada
Después de abrir 6 meses
Anote la fecha de apertura en la etiqueta del tubo.

Material suministrado:

1 tira reactiva Roche CARDIAC IQC low
1 tira reactiva Roche CARDIAC IQC high
1 chip de codificación

Adicionalmente (no suministrado):

Instrumento cobas h 232

Presentación de los resultados:

Una vez transcurrido el tiempo de reacción, el instrumento cobas h 232 muestra el resultado en la pantalla. El tiempo de reacción del test Roche CARDIAC IQC hasta la aparición de un valor es de aprox. 20 segundos. El instrumento cobas h 232 determina el valor de reflectancia de la señal indicando en la pantalla „Pass“ (aprobado) o „Fail“ (reprobado).

“Pass” significa que el sistema óptico del instrumento cobas h 232 funciona correctamente. El aviso „Fail“ indica que el valor obtenido se encuentra fuera del intervalo de confianza.

Affichage des résultats :

Au terme de la mesure, l'analyseur cobas h 232 affiche le résultat. Le temps nécessaire jusqu'à l'affichage d'une valeur pour le test Roche IQC est de 20 secondes. L'analyseur cobas h 232 détermine la valeur de réflectance du signal et affiche les messages « Pass » ou « Fail ».

« Pass » indique que le système optique de l'analyseur cobas h 232 fonctionne correctement. « Fail » indique que la valeur obtenue se situe en dehors des limites de confiance.

Valeurs en dehors des limites de confiance :

- Refaire un test de vérification en utilisant une deuxième bandelette-test Roche CARDIAC IQC extraite du même flacon.

- Si le résultat obtenu avec la deuxième bandelette-test se situe dans les limites de confiance, la première bandelette-test est à considérer comme défectueuse et doit être éliminée.
- Si les résultats des deux tests se situent en dehors de limites de confiance, refaire le contrôle en utilisant un test Roche CARDIAC IQC non ouvert.

- Si le problème persiste, veuillez contacter le service technique Roche Diagnostics de votre pays.

Dernière mise à jour : 2008-11

Les modifications importantes par rapport à la version précédente sont signalées par une barre verticale dans la marge. La légende des symboles utilisés se trouve à la fin de la notice d'utilisation.

(ES)

Uso previsto: El test Roche CARDIAC IQC se emplea para controlar el funcionamiento del sistema óptico del instrumento cobas h 232 de Roche Diagnostics.

Características:

El test Roche CARDIAC IQC consta de dos tiras de control reutilizables destinadas a comprobar el buen funcionamiento del instrumento. La fira reactiva Roche CARDIAC IQC low (bajo) se emplea para controlar el intervalo de medición inferior mientras que la tira reactiva Roche CARDIAC IQC high (alto) sirve para controlar el intervalo de medición superior. Se recomienda efectuar el control del sistema óptico cada día. Las pruebas de funcionamiento del instrumento cobas h 232 deben efectuarse con el test Roche CARDIAC IQC de acuerdo con las normas locales o nacionales de control de calidad pertinentes.

Componentes activos del test:

Anticorpi anti-HSA marcados con oro
IQC low (basso): 85 ng
IQC high (alto): 126 ng

Codificación del lote:

Cada tubo de tiras reactivas está provisto de un chip de codificación específico de ese lote. La pantalla del instrumento le indicará cuándo introducir el chip. Para comprobar que se trata del chip de codificación correcto para el lote de tiras reactivas en uso, compare el número de lote que aparecerá en la pantalla del instrumento con el impreso en el propio chip de codificación. El chip de codificación transmite al instrumento

cobas h 232 toda la información específica de lote necesaria para el correcto funcionamiento del test. Si se inserta un chip de codificación incorrecto para el lote de tiras reactivas, la pantalla muestra un mensaje de error.

Medidas de precaución y advertencias:

- Uso diagnóstico *in vitro*.
- Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de reactivos.
- Elimine los residuos según las normas locales vigentes.
- Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite.
- No toque ni frote la zona de la línea de señal del test Roche CARDIAC IQC.
- No aplique material de muestra sobre la tira reactiva.
- Saque la fira reactiva (low o high) del instrumento cobas h 232 inmediatamente después de concluir la medición y devuélvala al tubo para protegerla del polvo y la humedad.
- Observe las indicaciones del manual de instrucciones del instrumento cobas h 232 en cuanto a la temperatura ambiente óptima.

Ejecución del test:

1. Antes de efectuar la medición, atempere la tira reactiva Roche CARDIAC IQC a temperatura ambiente.
 2. Conecte el instrumento cobas h 232.
 3. Extraiga del tubo un test Roche CARDIAC IQC, p. ej. Roche CARDIAC IQC low.
 4. Cierre el tubo en seguida con la tapa desecante.
 5. Seleccione "Test QC" en el menú principal.
 6. Cuando aparezca el mensaje correspondiente en la pantalla, inserte la tira reactiva Roche CARDIAC IQC en la ranura del instrumento sin torcer los bordes y a velocidad regular.
 7. La lectura comienza en cuanto la tira reactiva ha sido introducida por completo.
 8. El resultado se indica al cabo de unos segundos.
- Para más detalles, véase el manual del operador.

Conservación y estabilidad:

Sin abrir, a 2-30 °C hasta la fecha de caducidad indicada
Después de abrir 6 meses
Anote la fecha de apertura en la etiqueta del tubo.

Material a disposición:

1 striscia reactiva Roche CARDIAC IQC low
1 striscia reactiva Roche CARDIAC IQC high
1 code chip

Material necesario (ma non forniti):

Strumento cobas h 232

Visualizzazione dei risultati:

Al termine della misura, lo strumento cobas h 232 visualizza il risultato sul display. Il tempo che deve trascorrere prima che appaia il valore del test Roche CARDIAC IQC è di 20 secondi circa. Lo strumento cobas h 232 determina il valore di riflessione del segnale e visualizza la scritta "Pass" o "Fail".

“Pass” significa che il sistema ottico dello strumento cobas h 232 funziona correttamente. Se il display visualizza “Fail”, significa che il valore ottenuto non rientra nell’intervallo di confidenza.

Valori al di fuori dell’intervallo di confidenza:

- Ripetere el control del instrumento con el segundo test Roche CARDIAC IQC procedente del mismo tubo.
- Si los resultados obtenidos se encuentran dentro del intervalo de confianza, es que el primer test Roche CARDIAC IQC estaba en malas condiciones y debe desecharlo.
- Si los resultados de ambos tests se sitúan fuera del intervalo de confianza, debe repetir el control de funcionamiento del instrumento con un tubo de Roche CARDIAC IQC nuevo, no utilizado.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico de Roche Diagnostics.

Último aggiornamento: 2008-11

Le aggiunte o modifiche significative sono indicate mediante una linea verticale posizionata al margine. La spiegazione dei simboli è riportata in fondo alla presente metodica.

PT

Função: O teste Roche CARDIAC IQC serve para verificação do desempenho do sistema óptico do instrumento cobas h 232 da Roche Diagnostics.

Sumário:

O teste Roche CARDIAC IQC é constituído por duas tiras de controlo reutilizáveis e serve para garantir o funcionamento correcto do instrumento. A tira de controlo baixo do teste Roche CARDIAC IQC low serve para verificar o intervalo de medição mais baixo. A tira de controlo alto do teste Roche CARDIAC IQC high serve para verificar o intervalo de medição mais alto. O ideal será as verificações do desempenho do sistema óptico serem realizadas diariamente. O instrumento cobas h 232 tem de ser verificado utilizando o teste Roche CARDIAC IQC de acordo com o local ou os regulamentos nacionais aplicáveis.

Componentes activos do teste:

Anticorpos anti-HSA marcados a ouro
Tira de controlo baixo do teste Roche CARDIAC IQC low: 85 ng
Tira de controlo alto do teste Roche CARDIAC IQC high: 126 ng

Código de lote:

T

3. Retire uma tira-teste do recipiente (por exemplo, a tira-teste de controlo baixo do teste Roche CARDIAC IQC low).
 4. Feche o recipiente imediatamente com a tampa de exsicante.
 5. Selecione „QC Test“ (Teste de CQ) no menu principal.
 6. Quando o visor indicar, introduza a tira-teste com um movimento suave e firme na abertura para tiras-teste do instrumento.
 7. A medição começa assim que a tira-teste tiver sido introduzida na íntegra.
 8. O resultado é apresentado após alguns segundos.

Para mais informações sobre o procedimento, consulte o manual do operador.

Armazenamento e estabilidade:
 fechado a 2-30 °C até ao fim do prazo de validade indicado
 após abertura 6 meses
 Escreva a data de abertura e na etiqueta do recipiente.

Materiais fornecidos:
 1 tira-teste de controlo baixo do teste Roche CARDIAC IQC low
 1 tira-teste de controlo alto do teste Roche CARDIAC IQC high
 1 chip de código

Materiais necessários (mas não fornecidos):
 Instrumento **cobas h 232**

Apresentação dos resultados:
 Uma vez concluída a medição, o instrumento **cobas h 232** apresenta o resultado no visor. O tempo necessário para o teste Roche CARDIAC IQC apresentar um valor é de aproximadamente 20 segundos. O instrumento **cobas h 232** determina o valor de reflectância do sinal e apresenta as mensagens „Pass“ (Passou) ou „Fail“ (Fallhou).

„Pass“ significa que o sistema óptico do instrumento **cobas h 232** está a funcionar correcta mente. Se for apresentada a mensagem „Fail“, o valor situa-se fora do intervalo de confiança.

Os valores situados fora do intervalo de confiança:

- Repita a verificação do instrumento utilizando a segunda tira-teste do teste Roche CARDIAC IQC do mesmo recipiente.
- Se os resultados obtidos com a segunda tira-teste se situarem dentro do intervalo de confiança, a primeira tira-teste é considerada defeituosa e terá de ser eliminada.
- Se os resultados dos dois testes se situarem fora do intervalo de confiança, repita a verificação utilizando um teste Roche CARDIAC IQC novo que não tenha sido aberto.
- Se o problema persistir, contacte a sua equipa local de Assistência Técnica da Roche Diagnostics.

Última actualização: 2008-11

As alterações ou os acréscimos significativos estão assinalados por uma barra de alteração na margem. Para obter uma explicação dos símbolos utilizados, consulte a parte final deste folheto informativo.



Anvendelse:

Roche CARDIAC IQC-testen er beregnet til funktionskontrol af optikken i **cobas h 232** instrumentet fra Roche Diagnostics.

Resumé:

Roche CARDIAC IQC-testen består af to genanvendelige kontrolstrimler, der skal sikre, at instrumentet virker, som det skal. Roche CARDIAC IQC low (lav) anvendes til kontrol af det nedre måleområde. Roche CARDIAC IQC high (høj) anvendes til kontrol af det øvre måleområde. Der bør udføres funktionskontrol af optikken hver dag. **cobas h 232** instrumentet skal kontrolleres med Roche CARDIAC IQC-testen i henhold til gældende lokale eller nationale regler.

Aktive testkomponenter:

Guldmarkede anti-HSA-antikörper
 IQC lav: 85 ng
 IQC høj: 126 ng

Lotkod:

Hver pakke med teststrimler indeholder et lotspecifikt kodchip. Instrumentskærmen uppmårar användaren att föra in chipet. Jämför lotnumret på skärmen med numret på kodchipet för att säkra att kodchipet och teststrimseten matchar varandra. Kodchipet förser instrumentet **cobas h 232** med all den lotspecifika information som krävs för utvärdering. Ett felfelmeddelande visas om fel kodchip finns i för en teststrimset.

Försiktighetsåtgärder och varningar:

- Til in vitro diagnostisk bruk.
- Ta de vanlige forholdsregler som er nødvendig ved håndtering av alle laboratorieréagenser.
- Fjerning av alle falskematerialer skal følge lokale retningslinjer.
- HMS-Datablad er tilgjengelig på forespørsel.
- Ikke berør signalfeltet på kontrollstrimmen.
- Ikke tilsett noe prøvemateriale på kontrollstrimmen.
- Ikke utsæt kontrollstrimmen for direkte sol.
- Ta kontrollstrimmen (lav eller høy) ut av **cobas h 232** instrumentet umiddelbart etter mätningen og legg den straks tilbake i boksen for å beskytte den mot støv og fukt.
- Vedrørende den optimale omgivelsestemperatur for **cobas h 232** instrumentet vises til brukermanualen i instrumentet.

Forholdsregler og advarsler:
 Guldmærkede anti-HSA antistoffer
 IQC low: 85 ng
 IQC high: 126 ng

Lotkod:

Hver pakke med teststrimler indeholder et lotspecifikt kodchip. Instrumentskærmen uppmårar användaren att föra in chipet. Jämför lotnumret på skärmen med numret på kodchipet för att säkra att kodchipet och teststrimseten matchar varandra. Kodchipet förser instrumentet **cobas h 232** med all den lotspecifika information som krävs för utvärdering. Ett felfelmeddelande visas om fel kodchip finns i för en teststrimset.

Försiktighetsåtgärder och varningar:

- Til in vitro diagnostisk bruk.
- Ta de vanlige forholdsregler som er nødvendig ved håndtering av alle laboratorieréagenser.
- Fjerning av alle falskematerialer skal følge lokale retningslinjer.
- HMS-Datablad er tilgjengelig på forespørsel.
- Ikke berør signalfeltet på kontrollstrimmen.
- Ikke tilsett noe prøvemateriale på kontrollstrimmen.
- Ikke utsæt kontrollstrimmen for direkte sol.
- Ta kontrollstrimmen (lav eller høy) ut av **cobas h 232** instrumentet umiddelbart etter mätningen og legg den straks tilbake i boksen for å beskytte den mot støv og fukt.
- Vedrørende den optimale omgivelsestemperatur for **cobas h 232** instrumentet vises til brukermanualen i instrumentet.

Forholdsregler og advarsler:
 Guldmærkede anti-HSA antistoffer
 IQC low: 85 ng
 IQC high: 126 ng

Lotkod:

Hver pakke med teststrimler indeholder et lotspecifikt kodchip. Instrumentskærmen uppmårar användaren att föra in chipet. Jämför lotnumret på skärmen med numret på kodchipet för att säkra att kodchipet och teststrimseten matchar varandra. Kodchipet förser instrumentet **cobas h 232** med all den lotspecifika information som krävs för utvärdering. Ett felfelmeddelande visas om fel kodchip finns i för en teststrimset.

Försiktighetsåtgärder och varningar:

- Til in vitro diagnostisk bruk.
- Ta de vanlige forholdsregler som er nødvendig ved håndtering av alle laboratorieréagenser.
- Fjerning av alle falskematerialer skal følge lokale retningslinjer.
- HMS-Datablad er tilgjengelig på forespørsel.
- Ikke berør signalfeltet på kontrollstrimmen.
- Ikke tilsett noe prøvemateriale på kontrollstrimmen.
- Ikke utsæt kontrollstrimmen for direkte sol.
- Ta kontrollstrimmen (lav eller høy) ut av **cobas h 232** instrumentet umiddelbart etter mätningen og legg den straks tilbake i boksen for å beskytte den mot støv og fukt.
- Vedrørende den optimale omgivelsestemperatur for **cobas h 232** instrumentet vises til brukermanualen i instrumentet.

Forholdsregler og advarsler:
 Guldmærkede anti-HSA antistoffer
 IQC low: 85 ng
 IQC high: 126 ng

Lotkod:

Hver pakke med teststrimler indeholder et lotspecifikt kodchip. Instrumentskærmen uppmårar användaren att föra in chipet. Jämför lotnumret på skärmen med numret på kodchipet för att säkra att kodchipet och teststrimseten matchar varandra. Kodchipet förser instrumentet **cobas h 232** med all den lotspecifika information som krävs för utvärdering. Ett felfelmeddelande visas om fel kodchip finns i för en teststrimset.

Försiktighetsåtgärder och varningar:

- Til in vitro diagnostisk bruk.
- Ta de vanlige forholdsregler som er nødvendig ved håndtering av alle laboratorieréagenser.
- Fjerning av alle falskematerialer skal følge lokale retningslinjer.
- HMS-Datablad er tilgjengelig på forespørsel.
- Ikke berør signalfeltet på kontrollstrimmen.
- Ikke tilsett noe prøvemateriale på kontrollstrimmen.
- Ikke utsæt kontrollstrimmen for direkte sol.
- Ta kontrollstrimmen (lav eller høy) ut av **cobas h 232** instrumentet umiddelbart etter mätningen og legg den straks tilbake i boksen for å beskytte den mot støv og fukt.
- Vedrørende den optimale omgivelsestemperatur for **cobas h 232** instrumentet vises til brukermanualen i instrumentet.

Forholdsregler og advarsler:
 Guldmærkede anti-HSA antistoffer
 IQC low: 85 ng
 IQC high: 126 ng

Lotkod:

Hver pakke med teststrimler indeholder et lotspecifikt kodchip. Instrumentskærmen uppmårar användaren att föra in chipet. Jämför lotnumret på skärmen med numret på kodchipet för att säkra att kodchipet och teststrimseten matchar varandra. Kodchipet förser instrumentet **cobas h 232** med all den lotspecifika information som krävs för utvärdering. Ett felfelmeddelande visas om fel kodchip finns i för en teststrimset.

Försiktighetsåtgärder och varningar:

- Til in vitro diagnostisk bruk.
- Ta de vanlige forholdsregler som er nødvendig ved håndtering av alle laboratorieréagenser.
- Fjerning av alle falskematerialer skal følge lokale retningslinjer.
- HMS-Datablad er tilgjengelig på forespørsel.
- Ikke berør signalfeltet på kontrollstrimmen.
- Ikke tilsett noe prøvemateriale på kontrollstrimmen.
- Ikke utsæt kontrollstrimmen for direkte sol.
- Ta kontrollstrimmen (lav eller høy) ut av **cobas h 232** instrumentet umiddelbart etter mätningen og legg den straks tilbake i boksen for å beskytte den mot støv og fukt.
- Vedrørende den optimale omgivelsestemperatur for **cobas h 232** instrumentet vises til brukermanualen i instrumentet.

Forholdsregler og advarsler:
 Guldmærkede anti-HSA antistoffer
 IQC low: 85 ng
 IQC high: 126 ng

Lotkod:

Hver pakke med teststrimler indeholder et lotspecifikt kodchip. Instrumentskærmen uppmårar användaren att föra in chipet. Jämför lotnumret på skärmen med numret på kodchipet för att säkra att kodchipet och teststrimseten matchar varandra. Kodchipet förser instrumentet **cobas h 232** med all den lotspecifika information som krävs för utvärdering. Ett felfelmeddelande visas om fel kodchip finns i för en teststrimset.

Försiktighetsåtgärder och varningar:

- Til in vitro diagnostisk bruk.
- Ta de vanlige forholdsregler som er nødvendig ved håndtering av alle laboratorieréagenser.
- Fjerning av alle falskematerialer skal følge lokale retningslinjer.
- HMS-Datablad er tilgjengelig på forespørsel.
- Ikke berør signalfeltet på kontrollstrimmen.
- Ikke tilsett noe prøvemateriale på kontrollstrimmen.
- Ikke utsæt kontrollstrimmen for direkte sol.
- Ta kontrollstrimmen (lav eller høy) ut av **cobas h 232** instrumentet umiddelbart etter mätningen og legg den straks tilbake i boksen for å beskytte den mot støv og fukt.
- Vedrørende den optimale omgivelsestemperatur for **cobas h 232** instrumentet vises til brukermanualen i instrumentet.

Forholdsregler og advarsler:
 Guldmærkede anti-HSA antistoffer
 IQC low: 85 ng
 IQC high: 126 ng

Lotkod:

Hver pakke med teststrimler indeholder et lotspecifikt kodchip. Instrumentskærmen uppmårar användaren att föra in chipet. Jämför lotnumret på skärmen med numret på kodchipet för att säkra att kodchipet och teststrimseten matchar varandra. Kodchipet förser instrumentet **cobas h 232** med all den lotspecifika information som krävs för utvärdering. Ett felfelmeddelande visas om fel kodchip finns i för en teststrimset.

Försiktighetsåtgärder och varningar:

- Til in vitro diagnostisk bruk.
- Ta de vanlige forholdsregler som er nødvendig ved håndtering av alle laboratorieréagenser.
- Fjerning av alle falskematerialer skal følge lokale retningslinjer.
- HMS-Datablad er tilgjengelig på forespørsel.
- Ikke berør signalfeltet på kontrollstrimmen.
- Ikke tilsett noe prøvemateriale på kontrollstrimmen.
- Ikke utsæt kontrollstrimmen for direkte sol.
- Ta kontrollstrimmen (lav eller høy) ut av **cobas h 232** instrumentet umiddelbart etter mätningen og legg den straks tilbake i boksen for å beskytte den mot støv og fukt.
- Vedrørende den optimale omgivelsestemperatur for **cobas h 232** instrumentet vises til brukermanualen i instrumentet.

Forholdsregler og advarsler:
 Guldmærkede anti-HSA antistoffer
 IQC low: 85 ng
 IQC high: 126 ng

Lotkod:

Hver pakke med teststrimler indeholder et lotspecifikt kodchip. Instrumentskærmen uppmårar användaren att föra in chipet. Jämför lotnumret på skärmen med numret på kodchipet för att säkra att kodchipet och teststrimseten matchar varandra. Kodchipet förser instrumentet **cobas h 232** med all den lotspecifika information som krävs för utvärdering. Ett felfelmeddelande visas om fel kodchip finns i för en teststrimset.

Försiktighetsåtgärder och varningar:

- Til in vitro diagnostisk bruk.
- Ta de vanlige forholdsregler som er nødvendig ved håndtering av alle laboratorieréagenser.
- Fjerning av alle falskematerialer skal følge lokale retningslinjer.
- HMS-Datablad er tilgjengelig på forespørsel.
- Ikke berør signalfeltet på kontrollstrimmen.
- Ikke tilsett noe prøvemateriale på kontrollstrimmen.
- Ikke utsæt kontrollstrimmen for direkte sol.
- Ta kontrollstrimmen (lav eller høy) ut av **cobas h 232** instrumentet umiddelbart etter mätningen og legg den straks tilbake i boksen for å beskytte den mot støv og fukt.
- Vedrørende den optimale omgivelsestemperatur for **cobas h 232** instrumentet vises til brukermanualen i instrumentet.

Forholdsregler og advarsler:
 Guldmærkede anti-HSA antistoffer
 IQC low: 85 ng
 IQC high: 126 ng

Lotkod:

Hver pakke med teststrimler indeholder et lotspecifikt kodchip. Instrumentskærmen uppmårar användaren att föra in chipet. Jämför lotnumret på skärmen med numret på kodchipet för att säkra att kodchipet och teststrimseten matchar varandra. Kodchipet förser instrumentet **cobas h 232** med all den lotspecifika information som krävs för utvärdering. Ett felfelmeddelande visas om fel kodchip finns i för en teststrimset.

Försiktighetsåtgärder och varningar:

- Til in vitro diagnostisk bruk.
- Ta de vanlige forholdsregler som er nødvendig ved håndtering av alle laboratorieréagenser.
- Fjerning av alle falskematerialer skal følge lokale retningslinjer.
- HMS-Datablad er tilgjengelig på forespørsel.
- Ikke berør signalfeltet på kontrollstrimmen.
- Ikke tilsett noe prøvemateriale på kontrollstrimmen.
- Ikke utsæt kontrollstrimmen for direkte sol.
- Ta kontrollstrimmen (lav eller høy) ut av **cobas h 232** instrumentet umiddelbart etter mätningen og legg den straks tilbake i boksen for å beskytte den mot støv og fukt.
- Vedrørende den optimale omgivelsestemperatur for **cobas h 232** instrumentet vises til brukermanualen i instrumentet.

Forholdsregler og advarsler:
 Guldmærkede anti-HSA antistoffer
 IQC low: 85 ng
 IQC high: 126 ng

Lotkod:

Hver pakke med teststrimler indeholder et lotspecifikt kodchip. Instrumentskærmen uppmårar användaren att föra in chipet. Jämför lotnumret på skärmen med numret på kodchipet för att säkra att kodchipet och teststrimseten matchar varandra. Kodchipet förser instrumentet **cobas h 232** med all den lotspecifika information som krävs för utvärdering. Ett felfelmeddelande visas om fel kodchip finns i för en teststrimset.

Försiktighetsåtgärder och varningar:

- Til in vitro diagnostisk bruk.
- Ta de vanlige forholdsregler som er nødvendig ved håndtering av alle laboratorieréagenser.
- Fjerning av alle falskematerialer skal følge lokale retningslinjer.
- HMS-Datablad er tilgjengelig på forespørsel.
- Ikke berør signalfeltet på kontrollstrimmen.
- Ikke tilsett noe prøvemater