

smith&nephew
DURAFIBER◇
Geldannende fiberbandasje

DURAFIBER

En sterk geldannende fiberbandasje som enkelt fjernes i ett stykke[1]

DURAFIBER◇

DURAFIBER er en høyabsorberende, 100 % nonwoven, geldannende bandasje. DURAFIBER består av en sammensetning av spesifielt modifiserte cellulosefibre, og tilbyr en allsidig løsning på behandling av middels til svært eksuderende sår.



Hvordan fungerer DURAFIBER?



Før påføring.



Danner en gel ved kontakt med eksudat.



Stenger inne sårvæske og eventuelle skadelige bakterier.

1 Danner et mykt, bindekraftig gelomslag [1]

Danner et mykt, bindekraftig gelomslag ved kontakt med sårvæske.

- Omslutter sårsengen perfekt.[2]
- Gir et optimalt fuktig sårtilhelingsmiljø.
- Reduserer steder i såret der bakterier kan formere seg.[3]

2 Stenger væske og bakterier inne [1, 2, 4, 5]

Bandasjefibrene sveller og danner gel når de absorberer væske, og stenger eksudat og eventuelle patogene bakterier inne i bandasjen.[1, 2, 4, 5]

- Bidrar til å fjerne overflødig væske og bakterier vekk fra sårsengen på en trygg måte.[1, 2, 4, 5]
- Reduserer risikoen for maserasjon i omkringliggende vev.[5]
- Kan redusere risikoen for kryssforurensing ved fjerning.[1, 2, 4]

3 Vertikal absorbtion og kontrollert lateral væskebevegelse [2,5]

Stengefunksjonen kontrollerer effektivt lateral spredning av væske[2, 5]

- Reduserer risikoen for maserasjon rundt såret, fremmer tilheling.

4 Bevarer form og gelstyrke [1, 2]

- Holder formen når den er våt slik at det er enklere å fjerne den i ett stykke.[1, 2]
- Reduserer risikoen for bandasjerester.[1, 2]
- Kan gi raskere, mer komfortable bandasjeskift.

5 Høy absorpsjonskapasitet [1, 2]

- Gir optimal væskehåndtering.[1, 2, 6]
- Bidrar til å redusere lekkasjerisikoen, for bedre pasientkomfort.
- Kan brukes i opptil 7 dager.

6 Minimal bandasjekrymping [1]

- Vedvarende dekning av sårsengen.[1, 2, 3]
- Effektiv væskehåndtering over hele såroverflaten.
- Økt effektivitet siden det kreves færre bandasjer.

Bruksområder:

Til håndtering av kroniske og akutte sår, sår med hel tykkelse, delvis tykkelse eller grunne, granulerende, væskende sår. For eksempel: Bensår, trykksår, diabetiske sår, operasjonssår, sår som skal tilheles uten å sys; donorsteder, tunnelerende sår og fistelsår, brannsår med delvis tykkelse, sårskader og sår som har en tendens til å blø.

Bruksanvisning:

Sett bandasjen på såret og la den overlappe 1 cm over huden rundt såret. Fest DURAFIBER med en fuktighetsbevarende bandasje (f.eks. ALLEVYN/OPSITE). Når DURAFIBER-remse brukes i dype kavitetssår, settes den på i ett stykke. La det være minst 2,5 cm utenfor såret for enkel gjenåpning. Dekk dype sår løselig, ca. 85 %, siden DURAFIBER-bandasjen vil utvides og fylle sårbandasjen ved kontakt med sårvæske.

DURAFIBER◇ sterk gelfiberbandasje



Bestillingsinformasjon

Varenummer	Bandasje	Størrelse	Pakning
66800559	□	5cm x 5cm	10
66800560	□	10cm x 10cm	10
66800561	□	15cm x 15cm	5
66800551	□	10cm x 12cm	10
66800546	▭	4cm x 10cm	5
66800547	▭	4cm x 20cm	5
66800548	▭	4cm x 30cm	5
66800563	▭	2cm x 45cm	5

Smith & Nephew AS
Avd. for avansert sårbehandling
Nye Vakås vei 64
1395 HVALSTAD

T (+47) 66 84 20 20
F (+47) 66 84 20 90
www.smith-nephew.com/wound

◇ varemerke for Smith & Nephew
◇ Alle varemerker er anerkjent
© Smith & Nephew oktober 2012
21930-2

Referanser:
Alle referanser er in vitro tester (ekskl. ref. 7)
1. Smith and Nephew Report – DS/10.056.R1 05 2010 DURAFIBER◇ Dressing Physical Properties
2. DS/11/187/DOF Testing performed as part of DURAFIBER photoshoot
3. Smith and Nephew Research Centre Review Report: RR-WMP06290-40-01 The potential for proliferation of bacteria in wound exudate
4. Smith and Nephew Wound Management Data on File 1004001 April 2010 Visual Demonstration of sequestration of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus in a DURAFIBER dressing using confocal microscopy
5. Smith and Nephew Report – DS/10042R1 Report of testing on lateral wicking of DURAFIBER versus Aquacel◇ and Kaltostat◇ dressings
6. Smith and Nephew Report – DS/10/013/R1 02 2010 Aquacel◇ Dressing Physical Properties
7. World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Principles of best practice: Wound exudate and the role of dressings. A consensus document. London: MED Ltd, 2007.