

## Cellona® Syntetisk Polstervat



### Produktet:

Polstervat af polyesterfibre, som ikke er optiske lysnet.

Fiberfloret er tilstrækkelig fast til cirkulær applikation, men kan dog deles, ved et let træk.

Cellona polstervat kan steriliseres. (Autoclave 121° C). Bandarolen fjernes inden sterilisering.

### Anvendelse:

Cellona polstervat er let at arbejde med og har en god polstervirkning, som bibeholdes ved brug.

Materialets særlige hæfteeffekt letter applikationen. Det lette flor gør det nemt at applikere polsteret glat og derved undgå folder. Cellona syntetisk polstervat beskytter trykudsatte partier under Cellona gips eller Cellacast Xtra kunst gips. Beskytter ligeledes under zinklim- og plasterbandager.

Cellona syntetisk polstervat kan også anvendes i kompressionsbehandlingen, hvor beskyttelse og udjævning er nødvendig. Det luftgennemtrængelige vat virker temperaturudlignende, hindrer gennemslag fra gips og gør det lettere, at fjerne forbindingen igen.

I forbindelse med sårbehandling virker syntetisk polstervat som luft- og sekretgennemtrængeligt polster i kombination med kompres eller salvegaze.

### Sortiment:

Størrelse (cm)	Antal	REF
6 cm x 3 m	6	10 686
10 cm x 3 m	4	10 687
40 cm x 10 m	1	10 697
4 cm x 3 m	108	10 690
6 cm x 3 m	72	10 692
10 cm x 3 m	48	10 694
15 cm x 3 m	36	10 695
20 cm x 3 m	24	10 696
5 cm x 2,7 m	96	92 840
7,5 cm x 2,7 m	72	92 841
10 cm x 2,7 m	48	92 842
15 cm x 2,7 m	36	92 843
20 cm x 2,7 m	24	92 844