

La destinazione d'uso è "rete tubolare elastica utilizzata per trattenere le medicazioni":

Le istruzioni per l'uso sono rappresentate da:



Le Avvertenze e Controindicazioni sono quelle di seguito riportate:

- ☞ Non usare a contatto con la ferita,
- ☞ evitare usi impropri,
- ☞ tenere lontano dalla portata dei bambini,
- ☞ non ingerire,
- ☞ il prodotto va indossato e non avvolto
- ☞ se il prodotto stringe eccessivamente utilizzare la taglia superiore,
- ☞ conservare il prodotto lontano da fonti di calore, umidità e luce

IT Destinazione d'uso:
rete tubolare elastica utilizzata per trattenere medicazioni.
Avvertenze:
Non usare a contatto con la ferita.
Evitare usi impropri.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Il prodotto va indossato e non avvolto.
Non ingerire.
Se il prodotto stringe eccessivamente, utilizzare la taglia superiore.
Conservare il prodotto lontano da fonti di calore, umidità e luce.
Composizione:
poliamide 86% - elastanere 14%.

EN Intended use:
elastic tubular netting used to support other medications.
Medical Disclaimer:
Do not use in direct contact with wounds.
Avoid improper use.
Keep out of reach of children.
The product is to be worn and not wrapped.
Do not swallow.
If the product is too tight, use a larger size.
Keep the product away from heat sources, humidity and light.
Composition:
polyamide 86% - elastanere 14%.

FR Utilisation:
filet tubulaire élastique utilisé pour maintenir les médicaments.
Précautions d'emploi:
Ne pas utiliser directement sur la blessure.
Éviter les usages impropres.
Tenir hors de portée des enfants.
Le produit doit être enfilé et pas enveloppé.
Ne pas avaler.
Si le produit semble trop serré, utiliser la taille supérieure.
Conserver le produit à distance de toute source de chaleur, d'humidité et de lumière.
Composition:
polyamide 86% - élastanère 14%.

REF. 00250001

FRA
PRODUCTION S.p.A.
Via della Piave, 18
Dosseno San Michele (AT) - Italy
www.fraproduction.it

THE ORIGINAL

COLORLINE
Surgifix[®]
MADE IN ITALY
zerolater
m 25

Lunghezza in tensione:
Stretched length
Longueur étirée
Gedehnte Länge
Largo en tensión

Rete tubolare elastica
Elastic tubular netting
Filet tubulaire élastique
Elastischer Netzschlauchverband
Malla tubular elástica

50110085
20181051-03

A

A

Barcode: B 653371 450339

L.001_11-2018



