

Surgifix netbandage, latexfri

Beskrivelse

Surgifix netbandage latexfri er en stormasket elastisk tubular netforbinding i metermål. Den stormaskede vævning yder god ventilation og god bevægelighed samtidig med at den holder forbindingen på plads.

Anvendelse

Velegnet til fastholdelse af forbindinger overalt, eksempelvis hoved og alle bevægelige led.

Produktfakta

Latexfri

Materiale: 86% Polyamid og 14% elastomer

Hvid.

Elasticitet: ca. 275%. Udstrakt længde: 25M

Sikkerhed

CE-klasse I (DIR. 93/42 CEE)

Holdbarhed og opbevaring

6 års holdbarhed. Bør opbevares tørt og ved alm. stuetemperatur. Bør ikke udsættes for direkte sollys.



Sortiment

Varenr.	Varebeskrivelse		Kode	Ref.nr.	Pakning
102370	Surgifix netbandage str. A	1,25 cm x 25 m finger/tå	Lysblå	00250001	1/ 68
102371	Surgifix netbandage str. B	2,3 cm x 25 m håndled	Grøn	00250002	1/ 68
102372	Surgifix netbandage str.C	3,4 cm x 25 m hånd/knæ	Gul	00250003	1/ 56
102373	Surgifix netbandage str. D	4,4 cm x 25 m albue/fod	Brun	00250004	1/ 44
102374	Surgifix netbandage str. E	5,6 cm x 25 m lår/hoved(barn)	Lilla	00250005	1/ 32
102375	Surgifix netbandage str. F	7,2 cm x 25 m lår/hoved	Orange	00250006	1/ 32
102376	Surgifix netbandage str. G	8 cm x 25 m hoved/ lår/hofte	Rustrød	00250007	1/ 24
102377	Surgifix netbandage str. H	10,1 cm x 25 m skulder/hofte	Klarrød	00250008	1/ 12
102378	Surgifix netbandage str. I	13,5 cm x 25 m skulder/ bryst	Mørkblå	00250009	1/ 12

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2012)