

# Melolin\*

---

## Tør, ikke-hæftende forbinding

Smith+Nephew





# Melolin\*

## Tør, ikke-hæftende forbindelse

- Kraftigt absorberende kompres
- Ikke-hæftende, perforeret film
- Beskytter såret mod slag og stød
- Let at klippe til i størrelsen
- Høj patientkomfort

MELOLIN består af et kraftigt absorberende bomuld/akryl kompres, der på den ene side har en varmepåsvejset tynd, perforeret polyesterfilm, som lægges mod såret.

### FORDELE

#### Kraftigt absorberende kompres

Den kraftige bomulds/acryl kompres sikrer maksimal absorption, og der er derfor ringe mulighed for eksudatgennemtrængning.

#### Ikke-hæftende, perforeret film

Hurtig absorption af eksudat fra sår minimerer vedhæftning og sikrer ro til såret ved forbindsskift. Den perforerede polyesterfilm gør, at forbindingen ikke hænger fast i sår og suturer.

#### Beskytter såret mod slag og stød

MELOLIN kompresset virker som en beskyttende pude på såret, og beskytter det mod yderligere skade.

#### Let at klippe til i størrelsen

MELOLIN kan klippes til i størrelsen uden at miste sine egenskaber.

#### Høj Patientkomfort

Giver patienten god beskyttelse og er behagelig såvel under helingsprocessen som ved forbindsskift.

### INDIKATIONER


Velegnet til postoperativ forbindelse samt som sekundær forbindelse i forbindelse med IntraSite Gel\*.

1. Rene suturerede sår
2. Afskrabninger og flænger
3. Mindre brandsår

### PAKNING

MELOLIN fås i en steril og usteril udgave. Den sterile udgave er autoklaveret og enkeltpakket i peel-packs.

\* Varemærker tilhørende T.J. Smith & Nephew Ltd



| Steril   |           | Dispenserpakning        |                    |
|----------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Varenr.  | Størrelse | 25 sterile sårkompres   |                    |
| 66974932 | 5 x 5cm   | 10 sterile sårkompres   | (apotekspakninger) |
| 66974933 | 10 x 10cm | 100 sterile sårkompres  |                    |
| 66974940 | 5 x 5cm   | 100 sterile sårkompres  |                    |
| 66974941 | 10 x 10cm | 100 sterile sårkompres  |                    |
| 66974939 | 20 x 10cm | 100 sterile sårkompres  |                    |
| Usteril  |           | Dispenserpakning        |                    |
| Varenr.  | Størrelse | 150 usterile sårkompres |                    |
| 66974942 | 10 x 10cm | 75 usterile sårkompres  |                    |
| 66974943 | 10 x 20cm | 25 usterile sårkompres  |                    |
| 66974939 | 20 x 30cm | 1 usterilt sårkompres   |                    |
| 66974930 | 50cm x 7m |                         |                    |



**Smith+Nephew**  
First Choice in Wound Management

Smith & Nephew A/S  
Nærum Hovedgade 2  
2850 Nærum, Danmark  
Tlf. 45 80 61 00 Fax. 45 80 61 51  
www.smith-nephew.com/dk