

Melolin*

Tør, ikke-hæftende forbinding

Smith+Nephew



Melolin*

Tør, ikke-hæftende forbindelse

- Kraftigt absorberende kompres
- Ikke-hæftende, perforeret film
- Beskytter såret mod slag og stød
- Let at klippe til i størrelsen
- Høj patientkomfort

MELOLIN består af et kraftigt absorberende bomuld/akryl kompres, der på den ene side har en varmepåsvejset tynd, perforeret polyesterfilm, som lægges mod såret.

FORDELE

Kraftigt absorberende kompres

Den kraftige bomulds/acryl kompres sikrer maksimal absorption, og der er derfor ringe mulighed for eksudatgennemtrængning.

Ikke-hæftende, perforeret film

Hurtig absorption af eksudat fra sår minimerer vedhæftning og sikrer ro til såret ved forbindsskift. Den perforerede polyesterfilm gør, at forbindingen ikke hænger fast i sår og suturer.

Beskytter såret mod slag og stød

MELOLIN kompresset virker som en beskyttende pude på såret, og beskytter det mod yderligere skade.

Let at klippe til i størrelsen

MELOLIN kan klippes til i størrelsen uden at miste sine egenskaber.

Høj Patientkomfort

Giver patienten god beskyttelse og er behagelig såvel under helingsprocessen som ved forbindsskift.

INDIKATIONER

Velegnet til postoperativ forbindelse samt som sekundær forbindelse i forbindelse med IntraSite Gel*.

1. Rene suturerede sår
2. Afskrabninger og flænger
3. Mindre brandsår

PAKNING

MELOLIN fås i en steril og usteril udgave. Den sterile udgave er autoklaveret og enkeltpakket i peel-packs.

* Varemærker tilhørende T.J. Smith & Nephew Ltd



Steril Varenr.	Størrelse	Dispenserpakning
66974932	5 x 5cm	25 sterile sårkompres
66974933	10 x 10cm	10 sterile sårkompres (apotekspakninger)

66974940	5 x 5cm	100 sterile sårkompres
66974941	10 x 10cm	100 sterile sårkompres
66974939	20 x 10cm	100 sterile sårkompres

Usteril Varenr.	Størrelse	Dispenserpakning
66974942	10 x 10cm	150 usterile sårkompres
66974943	10 x 20cm	75 usterile sårkompres
66974939	20 x 30cm	25 usterile sårkompres
66974930	50cm x 7m	1 usterilt sårkompres



Smith+Nephew
First Choice in Wound Management

Smith & Nephew A/S
Nærum Hovedgade 2
2850 Nærum, Danmark
Tlf. 45 80 61 00 Fax. 45 80 61 51
www.smith-nephew.com/dk