

En klæbende, blød og
formbar bandage med
absorberende pude



PRIMAPORE[®] er en klæbende, blød og formbar bandage, bestående af et åndbart non-woven toplag og en ikke-klæbende absorberende pude.

PRIMAPORE bandagen er designet til gavn for både patient og sundhedspersonale. Bandagen er meget blød og formbar, hvilket gør den behagelig at have på samtidig med, at den beskytter såret mod yderligere traumer.

Funktioner og fordele

Blød og formbar

Bandagen er meget blød og formbar, hvilket sikrer patientens komfort. Det fleksible non-woven lag begrænser ikke kroppens bevægelser og bandagen kan tilpasses sårområder på hele kroppen (selv vanskelige områder som underarm og skuldre).

Meget absorberende pude

Bandagen har en stærkt absorberende pude, der maximerer passagen af blod og eksudat ind i bandagen, så dermed hjælper med at opretholde et godt sårhelingsmiljø, og mindsker samtidig risikoen for væskegennemtrængning.

Lethæftende sårkontaktlag

Sårpuden har et lethæftende sårkontaktlag, der hjælper med at minimere forstyrrelser eller traumer på det underliggende væv, når bandagen fjernes, hvilket hjælper med at reducere risikoen for smerte ved fjernelse.

Let at anvende

Beskyttelsespapiret, der er delt i to for at muliggør hurtig anvendelse uden risiko for at berøre absorberingspuden eller klæbekanten med fingre eller tænger. Emballagen som er nem at åbne, gør det lettere at anvende aseptisk bandageteknik.



Wound Management

Smith & Nephew A/S
Slotsmarken 14
2970 Hørsholm

T +45 45 80 61 00
F +45 45 80 61 51

www.smith-nephew.com/wound

[®]Trademark of Smith & Nephew
© Smith & Nephew April 2011
11-04699

Lav-allergen klæber

Den lav-allergene akrylatklæber er jævnt fordelt på non-woven kanterne, hvilket giver en god og sikker fiksering.

Afrundede hjørner

Bandagen har afrundede hjørner, der reducerer risikoen for, at bandagen løsner sig eller hænger fast, hvilket kan være med til at reducere hyppigheden af bandageskift.

Indikationer

PRIMAPORE er designet til postoperative sår, rifter eller suturerede sår.

Forpakning

Hver bandage er individuelt pakket og steril. Sterilisering er ved hjælp af ethylen-oxid.

Applicering og fjernelse

1. Tag fat i beskyttelsespapiret bagpå, så den ikke-klæbende absorberende pude kommer til syne.
2. Placer forsigtigt bandagen på det udpegede område og fjern derefter beskyttelsespapirene.
3. Glat forsigtigt bandagen på plads ved at trykke forsigtigt (særligt rundt om kanterne). Vær forsigtig med ikke at strække bandagen ved applicering, da dette kan forårsage traume på den underliggende hud.

Bestilling

Varenummer	Størrelse	Antal/æske
66000317	10cm x 8cm	20
66000318	15cm x 8cm	20
66000319	20cm x 10cm	20
66000320	25cm x 10cm	20
66000321	30cm x 10cm	20
7133	7.5cm x 5cm	100
7135	8.3cm x 6cm	50