



Datablad

3M™ Micropore™

Produktbeskrivelse:

3M Micropore™ er en microporøs tape, fremstillet af non-woven rayon. Den er velegnet til fiksering af forbindinger m.m.

Egenskaber:

- Hudvenligt klæbestof
- Tillader huden at ånde
- Man kan vaske sig uden at tapen falder af
- Fjernes nemt og smertefrit
- Er røntgentransparent

Fordele:

- Er langtidsklæbende – selv under fugtige forhold
- Kan anvendes på sart og overfølsom hud
- Ingen hudmaceration
- Fjernes nemt

Indikationer:

- Til fiksering af forbindinger
- Til fiksering af slanger, katetre m.m.



Deklaration:

- Rayon
- Uvævede fibre (non-woven)
- Hudvenligt klæbestof

Skiftfrekvens: Maks. 7 dage

Bestillingsinformation:**3M™ Micropore™**

| Varenr.: | Størrelse | Antal/æske | Æsker/karton |
|-----------------|----------------|------------|--------------|
| 1530-0 Hvid | 1,3 cm x 9,1 m | 24 | 10 |
| 1530-1 Hvid | 2,5 cm x 9,1 m | 12 | 10 |
| 1530-2 Hvid | 5,0 cm x 9,1 m | 6 | 10 |
| 1530-3 Hvid | 7,5 cm x 9,1 m | 4 | 10 |
| 1533-0 Lysebrun | 1,3 cm x 9,1 m | 24 | 10 |
| 1533-1 Lysebrun | 2,5 cm x 9,1 m | 12 | 10 |
| 1533-2 Lysebrun | 5,0 cm x 9,1 m | 6 | 10 |