



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

## Datablad

# 3M™ Durapore™

### Produktbeskrivelse:

3M Durapore™ er en silketape, som er fremstillet af rayon. Den er velegnet til fiksering af forbindinger, kanyler, katetre, m.m.

### Egenskaber:

- Høj trækstyrke
- Rivbar
- Kraftig initialklæber
- Tillader huden at ånde
- Røntgentransparent

### Fordele:

- Ingen hudirritation
- Efterlader ikke klæberester på huden
- God til fiksering af slanger, kanyler m.m.
- Tapen rives let og nøjagtigt på langs og tværs
- Ingen optrævede kanter
- Ingen brug for saks

### Indikationer:

- Fiksering af forbindinger
- Fiksering af kanyler og katetre
- Støttebandager



**3M**

**Deklaration:**

- Rayon acetate
- Hudvenligt klæbestof

Skiftefrekvens: Maks. 7 dage

**Bestillingsinformation:****3M™ Durapore™**

Varenr.:	Størrelse	Antal/æske	Æsker/karton
1538-0	1,25 cm x 9,1 m	24	10
1538-1	2,5 cm x 9,1 m	12	10
1538-2	5,0 cm x 9,1 m	6	10
1538-3	7,5 cm x 9,1 m	6	10