

Saniline

urinbeholder
med låg PP, 1000 ml

sanicare 
your daily life



Saniline urinbeholder med låg er beregnet til mænd med en nedsat evne til at selv gå på toilettet, eller som har en øget faldrisiko, f.eks. hvis de går på toilettet i løbet af natten. Passer også godt til dem, som er på farten eller har langt til toilettet.



Beholderen rummer ca. 1000 ml, og har en tydelig volumenangivelse med intervallet på 100 ml.

Varemærke	Saniline	
Navn	Saniline urinbeholder med låg, PP, 1000 ml	Reservelåg til Saniline urinbeholder 2907, 1000 ml
Sanicare varenr.	2907	2908 (låg)
Materiale	Polypropylen BE50	PPR 200-CA40 Random CORE NATUR Cas nr. 9010-79-1, MB PBN44213 Blå
Kapacitet	1000 ml	-
Antal produkter/emballage	50 stk.	
Rengøring	Tåler varmedesinfektion op til 120 °C	
Bortskaffelse	Sorteres efter lokal anvisning	
Opbevaring	Stuetemperatur	
Andre oplysninger	Produktet indeholder ikke PVC eller Latex	

Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg

SWEDISH
Medtech



Varenr.
2907,
2908



Sørg for at rengøre beholderen efter hver brug. Må ikke placeres i nærheden af eller i direkte kontakt med genstande eller anordninger, der udsender høj varme.

I tilfælde af alvorlige produktdefekter/hændelser, kontaktes producenten og Lægemiddelstyrelsen.

sanicare
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tlf.: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
E-mail: sanicare@sanicare.se. Hjemmeside: www.sanicare.se