

Et-bens bukser



Et-bens-bukser kan anvendes af både mænd og kvinder i forbindelse med brug af urinkondom og internt kateter.



NETTI

Et-bens bukser



NETTI ET-BENS BUKSER

Et-bens buksen kan anvendes af både mænd og kvinder i forbindelse med brug af urinkondom og internt kateter. Passer til alle på markedet solgte mærker.

Bukserne er forsynet med en lomme til urinopsamlingspose og er påsyet en blød behagelig bomuldselastik ved alle kanter og en bred knaphulselastik i taljen. Er meget hudvenlig og nem at tømme og skifte.

Et-bens buksen bæres på benet som en strømpe, hvorved fuld bevægelsesfrihed sikres. Kan også fås til højre ben.

LÆGBUKSER

Lommen bør placeres på benets inderside og har en åbning forneden, hvor igennem ventilen til opsamlingsposen kan føres. Ved behov kan fastgørelsen forstærkes over knæet ved hjælp af ekstra elastikker.

MATERIALEBESKRIVELSE

Stof: 100% bomuld

Tråd: 100% polyester

Elastik: Polyester-elastan-bomuld


Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med udstyret, bør indberettes til Netti A/S og Lægemiddelstyrelsen.

Revideret 2021-12

Emballagen indeholder 1 stk. i størrelsen:

NETTI ET-BENS-BUKSER			
Størrelse	Mål	REF Venstre Ben Model	REF Højre Ben Model
Small	80 cm	NT-1	NT-1H
Medium	90 cm	NT-2	NT-2H
Large	100 cm	NT-3	NT-3H
X-Small	70 cm	NT-4	NT-4H
X-Large	105 cm	NT-5	NT-5H
Lægebukser	One-Size	NT-L	NT-LH
Efter Mål			




Fabrikant
NETTI A/S
Gunnar Clausens vej 58
DK-8260 Viby J
Danmark
Tlf. 86 13 05 88
Fax 86 13 05 56
www.netti.dk
info@netti.dk

Vaskeanvisning:
Kan maskinvaskes op til 95°
Tåler tørretumbling



2021-05



Se LOT