

Skyllevæske, saltvand

Beskrivelse

Anvendes til skylning af øjne, sår, hudområder mv. Fås som små pipetteflasker, harmonikaflasker og større flasker op til 1000 ml.

15 ml pipetteflaske med knækhals. Æske à 30 stk.

30 ml pipetteflaske med knækhals. Æske à 20 stk.

Harmonikaflaske på 120 ml er nem at tømme med én hånd. Den kan anvendes til blære-/kateterskylning, idet den koniske spids med knækhals passer direkte til kateterstudsden. Hver æske med 10 stk. harmonikaflasker indeholder 10 stk. aftøringswabs til desinfektion af knækhalsen.

100 ml blød flaske, som nemt betjenes med en hånd. Har strålespids med "twist-off" kapsel. Æske med 20 stk.

Opbevaring

Tørt og uden direkte sollys



BEMÆRK: Skyllevæskerne må kun bruges til skyl/flush, IKKE til medicinblanding/intravenøs injektion.

Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
301002	Nacl 0,9% knækhals steril, 15ml	30/300	301002
301003	Nacl 0,9% knækhals steril, 30ml	20/240	93 69 08
301005	Nacl 0,9% harmonikaflaske st, 120ml m/desinfektionsswab	10/60	808287
301007	Nacl 0,9% skyllevæske steril, 100ml flaske m/strålespids	20	3570340

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2014)