

Revision History			
Rev	Description	Date	By
1	ECO12365: Initial Release.	05/25/04	JS
2	ECOS8326: Updated France address, copyright date, and revision date. Added 'Do not use to clip lancets.' text in all languages. Changed P/N from P82066 to P82067.	1/8/07	WD
3	ECO158897: Revised artwork to include "4mm", "EC REP" and "Manufacturer" symbols. Revised Graphic to include quantity and size information. Changed P/N from P82067 to P/N P82069.	12/16/11	SR

Folding line

fi

- Säilytä BD Safe-Clip suljettuna.
- BD Safe-Clip on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.
- Hävitä katkaistut neulat, ruiskut ja täysi BD Safe-Clip paikallisten jätehuolto ohjeiden mukaan.
- Älä käytä lansettien katkaisemiseen.

nn

- Oppbevar BD Safe-Clip i lukket posisjon.
- BD Safe-Clip er kun til personlig bruk.
- En full BD Safe-Clip håndteres ihenhold til gjeldende regler.
- Ikke til bruk for lansetter.

da

- BD Safe-Clip opbevares med lukket position.
- BD Safe-Clip er til individuelt brug - bør ikke anvendes af flere.
- Opbevaring af afklippede penkanyler og sprøjter i overensstemmelse med lokale foreskrifter.
- Kan ikke anvendes til lancetter.

it

- Conservare BD Safe-Clip chiuso.
- BD Safe-Clip è personale. Non deve essere condiviso.
- Smaltire tutti i dispositivi: Aghi, Siringhe e i BD Safe-Clip secondo le regolamentazioni vigenti.
- Non utilizzare per tagliare l'ago delle lancette.

de

- Bitte den BD Safe-Clip nur geschlossen aufbewahren.
- Der BD Safe-Clip ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Bitte nicht aus der Hand geben.
- Zur sicheren Entsorgung von gekappten Insulinnadeln und Spritzen, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von benutzten Insulinnadeln und Spritzen.
- Nicht zum abtrennen von Lanzetten verwenden.

BD


Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive
Franklin Lakes, NJ 07417 USA

BD Medical - Diabetes Care
Becton Dickinson France S.A.S.
11, rue Aristide Bergès - BP4
38801 Le Pont de Claix Cedex
France

www.bddiabetes.co.uk
www.bddiabetes.de
www.diabetebd.fr
www.bddiabetes.nl
www.bddiabetes.be
www.bddiabetes.it
www.bddiabetes.es

BD Safe-Clip™

Needle clipper
Coupe aiguilles
Cortador de agujas
Naaldenknipper
Kanylavklippare
Neulankatkaisija
Nåleklipper
Nåle klipper
Taglia ago
Nadelclip



1500 x
0,36mm (28G) ↔ 0,23mm (32G)
12,7mm ↔ 4mm

CE

BD, BD Logo and BD Safe-Clip are trademarks of Becton, Dickinson and Company. ©2011 BD Rev 2011-12

P82069

FRONT SIDE

Fold 1

Folding line

BD


Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive
Franklin Lakes, NJ 07417 USA

BD Medical - Diabetes Care
Becton Dickinson France S.A.S.
11, rue Aristide Bergès - BP4
38801 Le Pont de Claix Cedex
France

www.bddiabetes.co.uk
www.bddiabetes.de
www.diabetebd.fr
www.bddiabetes.nl
www.bddiabetes.be
www.bddiabetes.it
www.bddiabetes.es

BD Safe-Clip™

Needle clipper
Coupe aiguilles
Cortador de agujas
Naaldenknipper
Kanylavklippare
Neulankatkaisija
Nåleklipper
Nåle klipper
Taglia ago
Nadelclip



1500 x
0,36mm (28G) ↔ 0,23mm (32G)
12,7mm ↔ 4mm


CE

BD, BD Logo and BD Safe-Clip are trademarks of Becton, Dickinson and Company. ©2011 BD Rev 2011-12

P82069

BD Safe-Clip™

Needle clipper
Coupe aiguilles
Cortador de agujas
Naaldenknipper
Kanylavklippare
Neulankatkaisija
Nåleklipper
Nåle klipper
Taglia ago
Nadelclip



1500 x
0,36mm (28G) ↔ 0,23mm (32G)
12,7mm ↔ 4mm


CE

BD, BD Logo and BD Safe-Clip are trademarks of Becton, Dickinson and Company. ©2011 BD Rev 2011-12

P82069

BD Safe-Clip™

Needle clipper
Coupe aiguilles
Cortador de agujas
Naaldenknipper
Kanylavklippare
Neulankatkaisija
Nåleklipper
Nåle klipper
Taglia ago
Nadelclip



1500 x
0,36mm (28G) ↔ 0,23mm (32G)
12,7mm ↔ 4mm

CE

BD, BD Logo and BD Safe-Clip are trademarks of Becton, Dickinson and Company. ©2011 BD Rev 2011-12

P82069





Fold 2

Fold 3

BD Safe-Clip™

Needle clipper/Coupe aiguilles/Cortador de agujas/Naaldenknipper
Kanylavklippare/Neulankatkaisija/Nåleklipper/Nåle klipper/Taglia ago/Nadelclip

Instructions for use
Notice d'utilisation
Instrucciones de uso
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Käyttöohje
Brugsanvisning
Istruzioni per l'uso
Gebrauchsanweisung

en

- Store BD Safe-Clip in the closed position.
- BD Safe-Clip is for individual use only. Do not share.
- Dispose of clipped needles, syringes and full BD Safe-Clip according to local regulations.
- Do not use to clip lancets.

nl

- Bewaar de BD Safe-Clip in gesloten positie
- BD Safe-Clip is bestemd voor persoonlijk gebruik. Deel hem niet met anderen.
- Werp afgeknipte naalden, spuitens en de volle BD Safe-Clip weg volgens plaatselijke voorschriften.
- Gebruik niet voor het knippen van lancetten.

sv

- BD Safe-Clip ska förvaras i stängt läge.
- BD Safe-Clip är endast för enskilt bruk och ska ej delas med andra personer.
- Förvara avklippta nålar, sprutor och en full BD Safe-Clip enligt lokala sophanteringsregler.
- Ska inte användas till lancetter.

fr

- Conservé le BD Safe-Clip en position fermée.
- BD Safe-Clip est conçu pour un usage individuel. Ne pas partager. Non conçu pour usage en collectivité.
- Élimination du corps de l'aiguille à stylo, de la seringue, et du BD Safe-Clip une fois rempli, selon la réglementation locale en vigueur.
- A ne pas utiliser pour les lancettes.

es

- Guarde su BD Safe-Clip cerrado.
- El BD Safe-Clip es de uso individual. No lo compartas.

en

- Siga las normas de su localidad para el desecho de agujas, jeringas y BD Safe-Clips llenos.
- No utilizar para cortar lancetas.

BACK SIDE

- Notes:
- Size: Flat = 9.45" x 3.75"
Folded = 3.75" x 1.18"
 - Tolerance: ± 1/32"
 - Material: 50 lb. offset, white
 - Insert to be folded as shown.
 - Printed on two sides.
 - Materials used in the production of these items shall not contain natural rubber latex, not be a proposition 65 material and shall comply with the CONEG / ISO heavy metal requirements.

The subject of this drawing is submitted in confidence and it and the drawing will and shall remain the property of Becton, Dickinson and Company and are not to be used without its written permission and approval. ©2011 Becton, Dickinson and Company, Franklin Lakes, NJ.

BD BD Medical - Diabetes Care
1 Becton Drive
Franklin Lakes, NJ 07417

Title: Product Insert
BD Safe Clip
Cat. No. 328455 (Europe)

Color Requirements:
1. Black ●

Part No.: **P82069**

Artwork No.: **82098.03**

For Physical Requirements and Printing Requirements refer to the NOTES section of this specification.

Drawn by: J. Santana Date: 04/07/04
Drawing Scale: Full C Drawing Number: PC82020 3 Rev.:
Sheet 1 of 1