







Pudderfri undersøgelseshandske, hvid Nitril

Side 1 (3)

Udgave: rev. 2

Udgave dato: 15.11.2011

Senest opdateret: 10.11.2014

| Str. | Varenr. | REF | Farvekode | |
|------|---------|------|---|---|
| XS | 701025 | 6425 |  |  |
| S | 701026 | 6426 |  | |
| M | 701027 | 6427 |  | |
| L | 701028 | 6428 |  | |
| XL | 701029 | 6429 |  | |

| | |
|--|---|
| Farve: hvid Længde: 240 mm Iht. EN455-2 | |
| Materiale: | Carboxylated Butadiene Acrylonitrile Polymer (Nitril) |
| REACH forordning: | Produkterne, som er omfattet af denne specifikation, indeholder ingen af de stoffer, der findes på den senest tilgængelige version af European Chemicals Agency's (ECHA) kandidatliste over særligt problematiske stoffer (REACH listen). |
| Kontrol for huller i handskerne: Iht. EN455-1 | AQL 1,0 |
| Tykkelse: Enkelt lag (mm) Håndflade Finger | 0,06-0,09 0,06-0,10 |
| Brudstyrke (N): Iht. EN 455-2 | ≥ 6,0 Før accelereret ældning ≥ 6,0 Efter accelereret ældning |
| Egenskaber: | Pudderfri, fingertekstureret, universal nitrilhandske med rullekant. Anvendes til almen brug og som praktisk beskyttelse til en lang række formål. Et godt alternativ til personer, der lider af type 1 allergi. |
| Holdbarhed: Iht. EN 455-4 | 5 år. |
| Fødevarehåndtering: | Handsken egner sig til håndtering af alle fødevarer, iht. |

Pudderfri undersøgelseshandske, hvid Nitril

Side 2 (3)

Udgave: rev. 2
Udgave dato: 15.11.2011

Senest opdateret: 10.11.2014








| | |
|---|---|
| | 85/572/EC + 2007/19/EC, inklusiv fedtholdige fødevarer som kød og fisk, madlavningsolie og levertran, olivenolie, ost og vineddike. |
| Forpakning: | 150 stk./æske, 10 æsker (= 1500 stk.)/transportkarton |
| Salgsenhed: | Transportkarton (10 æsker a 150 stk.) |
| Æske: | Cellulose, 240 x 120 x 75 mm |
| Transportkarton: | Cellulose, 385 x 250 x 250 mm |
| Overholdelse af lovkrav: | Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class 1 |
| Overholdelse af produktstandard: | EN455: 1-4 |
| Kemikalie permeation: | Testet iht. EN 374-3 "Determination of Resistance to Permeation by Chemicals". |
| Kvalitetskrav: | Produktet er fremstillet iht. ISO9001, ISO13485 |
| Mærkning: | Iht. EN980 and EN1041 |
| Anbefalet opbevaring: | Bør opbevares rent og tørt ved stuetemperatur. Produktet skal beskyttes mod direkte sollys, andre kraftige lyskilder og ozon. |
| Anbefalet bortskaffelse: | Handske og forpakningsmateriale til energi-genindvinding eller blandet affald. |
| Risiko ved genbrug: | Produktet er et engangsprodukt. Ved genbrug garanteres der ikke for produktets egenskaber, og smitteoverførsel kan forekomme. |

Pudderfri undersøgelseshandske, hvid Nitril

Side 3 (3)

Udgave: rev. 2
Udgave dato: 15.11.2011

Senest opdateret: 10.11.2014

| Stregkode | Æske | Transportkarton |
|--|--|---|
| Str. XS, REF 6425 OneMed artikelnr 701025 | 6438129313208 6425 dispenser  6 438129 313208 | 6438129513202 6425 carton  6 438129 513202 |
| Str. S, REF 6426 OneMed artikelnr 701026 | 6438129313215 6426 dispenser  6 438129 313215 | 6438129513219 6426 carton  6 438129 513219 |
| Str. M, REF 6427 OneMed artikelnr 701027 | 6438129313222 6427 dispenser  6 438129 313222 | 6438129513226 6427 carton  6 438129 513226 |
| Str. L, REF 6428 OneMed artikelnr 701028 | 6438129313239 6428 dispenser  6 438129 313239 | 6438129513233 6428 carton  6 438129 513233 |
| Str. XL, REF 6429 OneMed artikelnr 701029 | 6438129313246 6429 dispenser  6 438129 313246 | 6438129513240 6429 carton  6 438129 513240 |