







Pudderfri undersøgelseshandske, hvid Nitril

Side 1 (3)

Udgave: rev. 2

Udgave dato: 15.11.2011

Senest opdateret: 10.11.2014

Str.	Varenr.	REF	Farvekode	
XS	701025	6425		
S	701026	6426		
M	701027	6427		
L	701028	6428		
XL	701029	6429		

Farve: hvid Længde: 240 mm Iht. EN455-2	
Materiale:	Carboxylated Butadiene Acrylonitrile Polymer (Nitril)
REACH forordning:	Produkterne, som er omfattet af denne specifikation, indeholder ingen af de stoffer, der findes på den senest tilgængelige version af European Chemicals Agency's (ECHA) kandidatliste over særligt problematiske stoffer (REACH listen).
Kontrol for huller i handskerne: Iht. EN455-1	AQL 1,0
Tykkelse: Enkelt lag (mm) Håndflade Finger	0,06-0,09 0,06-0,10
Brudstyrke (N): Iht. EN 455-2	≥ 6,0 Før accelereret ældning ≥ 6,0 Efter accelereret ældning
Egenskaber:	Pudderfri, fingertekstureret, universal nitrilhandske med rullekant. Anvendes til almen brug og som praktisk beskyttelse til en lang række formål. Et godt alternativ til personer, der lider af type 1 allergi.
Holdbarhed: Iht. EN 455-4	5 år.
Fødevarehåndtering:	Handskene egner sig til håndtering af alle fødevarer, iht.

Pudderfri undersøgelseshandske, hvid Nitril

Side 2 (3)

Udgave: rev. 2
Udgave dato: 15.11.2011

Senest opdateret: 10.11.2014










	85/572/EC + 2007/19/EC, inklusiv fedtholdige fødevarer som kød og fisk, madlavningsolie og levertran, olivenolie, ost og vineddike.
Forpakning:	150 stk./æske, 10 æsker (= 1500 stk.)/transportkarton
Salgsenhed:	Transportkarton (10 æsker a 150 stk.)
Æske:	Cellulose, 240 x 120 x 75 mm
Transportkarton:	Cellulose, 385 x 250 x 250 mm
Overholdelse af lovkrav:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class 1
Overholdelse af produktstandard:	EN455: 1-4
Kemikalie permeation:	Testet iht. EN 374-3 "Determination of Resistance to Permeation by Chemicals".
Kvalitetskrav:	Produktet er fremstillet iht. ISO9001, ISO13485
Mærkning:	Iht. EN980 and EN1041
Anbefalet opbevaring:	Bør opbevares rent og tørt ved stuetemperatur. Produktet skal beskyttes mod direkte sollys, andre kraftige lyskilder og ozon.
Anbefalet bortskaffelse:	Handske og forpakningsmateriale til energi-genindvinding eller blandet affald.
Risiko ved genbrug:	Produktet er et engangsprodukt. Ved genbrug garanteres der ikke for produktets egenskaber, og smitteoverførsel kan forekomme.

Pudderfri undersøgelseshandske, hvid Nitril

Side 3 (3)

Udgave: rev. 2
Udgave dato: 15.11.2011

Senest opdateret: 10.11.2014

Stregkode	Æske	Transportkarton
Str. XS, REF 6425 OneMed artikelnr 701025	6438129313208 6425 dispenser  6 438129 313208	6438129513202 6425 carton  6 438129 513202
Str. S, REF 6426 OneMed artikelnr 701026	6438129313215 6426 dispenser  6 438129 313215	6438129513219 6426 carton  6 438129 513219
Str. M, REF 6427 OneMed artikelnr 701027	6438129313222 6427 dispenser  6 438129 313222	6438129513226 6427 carton  6 438129 513226
Str. L, REF 6428 OneMed artikelnr 701028	6438129313239 6428 dispenser  6 438129 313239	6438129513233 6428 carton  6 438129 513233
Str. XL, REF 6429 OneMed artikelnr 701029	6438129313246 6429 dispenser  6 438129 313246	6438129513240 6429 carton  6 438129 513240