

BRUGSANVISNING

SWASH® FOOT CAP

Varenummer: Eo4034-2

Nødvendige hjælpemidler:

- Engangshandsker
- Affaldsspand
- 2 håndklæder
- Mikrobølgeovn (hvis der ønskes opvarmning)

Brugsanvisning:

Sæt én Foot Cap på hver af borgerens/patientens fødder. Lad produktet sidde på fødderne i mindst 2 minutter og maksimalt 15 minutter. Du kan massere fødderne gennem Foot Cap'en. Tag Foot Cap'erne af. Det er ikke nødvendigt at skylle. Tør fødderne med et håndklæde. Brug af yderligere lotion er ikke nødvendig. Se detaljeret fremgangsmåde nedenfor.

Procedure:

Swash® Foot Cap kan benyttes opvarmet eller ved stuetemperatur.

- 1 Opvarm eventuelt Swash® Foot Cap. Du opnår den anbefalede temperatur ved at opvarme pakken ved maksimalt 800 watt i en mikrobølgeovn i 30 sekunder.
- 2 Fortæl borgeren/patienten, hvad du vil gøre, og fortsæt med at snakke gennem hele proceduren.
- 3 Vask dine hænder og tag et par engangshandsker på, før du starter.
- 4 Placer om muligt borgeren/patienten i en behagelig siddende eller liggende stilling.
- 5 Læg eventuelt et håndklæde mellem fødderne og den overflade, som fødderne skal hvile på, for at undgå at den bliver våd.
- 6 Åbn pakken, tag de 2 Foot Caps ud af emballagen. Kontrollér temperaturen på Foot Cap'erne. Bemærk: Engangshandskerne reducerer din følsomhed for varme.
- 7 Sæt én Foot Cap på hver fod. Lad produktet sidde på fødderne i mindst 2 minutter og maksimalt 15 minutter. Det afhænger af den opblødningsstid, der er nødvendig, og af hudens tilstand.
- 8 Fødderne med Foot Caps på kan dækkes med et håndklæde for at undgå, at produktet hurtigt køler ned.
- 9 Masser forsigtigt hver fod gennem Foot Cap'en for at løsne eventuelt snavs og død hud.
- 10 Fjern Foot Cap'erne, tør fødderne grundigt af med et håndklæde, og sørg for, at også mellemrummet mellem tæerne er tørt. Brug af yderligere lotion er ikke nødvendig.
- 11 Undersøg hudens tilstand.
- 12 Kasser den tomme pakke og Foot Cap'erne i affaldsspanden. SKYL IKKE Foot Cap'erne ud i toilettet!
- 13 Rapportér om nødvendigt eventuelle bemærkninger.

ADVARSLER:

- Sørg til enhver tid for at tage hensyn til patientens behov og komfort.
- En pakke må kun anvendes til én person.
- Kun egnet til udvendigt brug.
- Hvis Swash® Foot Cap pakken er varmet op i henhold til vejledningen på pakken, er det vigtigt at kontrollere temperaturen, før de anvendes på huden. Brug dem IKKE straks, hvis de er for varme. Husk, at når du bruger engangshandsker, reducerer det følsomheden over for varme. Vær særlig opmærksom på at kontrollere temperaturen for personer, der ikke selv kan reagere, eller personer med følsom hud.
- Gå ikke med Foot Cap'erne på.
- Kun til engangsbrug.
- Må ikke genbruges.
- Må ikke genopvarmes.
- Må ikke opvarmes for meget.
- Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.
- Ikke-steril. Må kun bruges på intakt hud.
- Må ikke bruges på åbne sår.
- Må ikke anvendes på sårbar hud. I tilfælde af spørgsmål, kontakt en læge eller fodterapeut.
- Må ikke bruges til børn.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- **Skyl ikke Foot Cap'erne ud i toilettet. Kassér den tomme Swash®-pakke og Foot Cap'erne i affaldsspenden.**

KONTRAINDIKATIONER:

- Hvis plejemodtageren nægter at bruge dem.
- Hvis det er kendt, at plejemodtageren er følsom eller allergisk over for et eller flere af ingredienserne.
- På beskadiget hud og åbne sår.

PIKTOGRAMMER PÅ PAKKEN:

	Temperaturgrænse		Skyl øjnene, hvis produktet kommer i kontakt med dem
	Opbevares udenfor direkte sollys		Kasseres i affaldsspand
	Holdes tør		Må ikke opblødes
	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget, se brugsanvisningen		Opvarmningsvejledning
	Må ikke genbruges		Latexfrit produkt
	Ikke-steril		Fremstillet i renrumsmiljø
	Medicinsk udstyr		Produktet indeholder ikke duft
	CE-mærkning		Produktet indeholder duft
	Batchkode		Må ikke skylles ud
	Producent		Se brugsanvisningen eller den elektroniske brugsanvisning
	Sidste anvendelsesdato		
	Unik udstyrsidentifikation		

Oplysningerne i denne fremgangsmåde gælder specifikt for brugen af Swash® Foot Cap til rengøring og badning af fødder. Flere indgreb og trin kan føjes til fremgangsmåden i overensstemmelse med andre retningslinjer i din institution.

Arion Manufacturing B.V. • Rutherford 11 • 6422 RE Heerlen, Nederlandene
+31 (0)45 209 4000 • manufacturing@arion-group.com • www.arion-group.com