


Kvinder:

1. Adskil bægrene uden at berøre indersiden af dem.
2. Placer 2 vatkugler i det ene bæger og hæld saltvandet over dem.
3. Brug de fugtige vatkugler til at vaske dig forneden. Tør efter med den tørre vatkugle.
4. Først lad en smule urin i toiletet for at skylle urinrøret.
5. Herefter fyld det ubrugte bæger ca. halvt op med urin.
6. Færdiggør resten af vandladningen i toiletet.
7. Hæld urinen fra bægeret over i prøverøret op til ca. 2 cm fra kanten og skru hættten på igen.

NB! Prøven afleveres straks til lægen. Hvis prøven ikke afleveres straks, bør den opbevares i køleskab.




Varenr. MTK1033/AB-1 - Urinprøvesæt

Urinprøvesættet indeholder: 1 prøverør, 2 bægre, 3 vatkugler og 10 ml saltvand – NaCl 0,9%.

Mænd:

1. Adskil bægrene uden at berøre indersiden af dem.
2. Placer 2 vatkugler i det ene bæger og hæld saltvandet over dem.
3. Træk for huden tilbage. Brug de fugtige vatkugler til at vaske dig forneden. Tør efter med den tørre vatkugle.
4. Først lad en smule urin i toiletet for at skylle urinrøret.
5. Herefter fyld det ubrugte bæger ca. halvt op med urin.
6. Færdiggør resten af vandladningen i toiletet.
7. Hæld urinen fra bægeret over i prøverøret op til ca. 2 cm fra kanten og skru hættten på igen.

NB! Prøven afleveres straks til lægen. Hvis prøven ikke afleveres straks, bør den opbevares i køleskab.



Varenr. MTK1033/AB-1 - Urinprøvesæt

Urinprøvesættet indeholder: 1 prøverør, 2 bægre, 3 vatkugler og 10 ml saltvand – NaCl 0,9%.