

KD-Ject III sprøjter luer

Beskrivelse

KD-Ject III er en steril, gennemsigtig 3-komponent sprøjte med syntetisk pakning. Sprøjten er EO (etylenoxid)-steriliseret. Den indeholder ikke latex og PVC. Sprøjstens glideevne er god og jævn.

Egenskab

- tydelig tekst
- silikoniseret for optimal glideevne
- udformningen sikrer et godt greb
- stempelstop sikrer, at stemplet ikke glider ud

Produktfakta

Materiale

Cylinder og stempel: polypropylen
Stempelpakning: syntetisk gummi (latexfri)
Smøremiddel: silikone-olie

Forpakning: Enkeltpakket i Medical grade-papir.

Sterilisering: Ethylenoxid (EO)

Sikkerhed

Iht. Medical device-direktiv 93/94/EEC Klasse II

Holdbarhed: 5 år.



Sortiment: KD-Ject III 3-komponent, luer

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
959320	KD-Ject III sprøjte 3-k, 1ml LS centrisk konisk stempel steril	100 / 1600	875513
940306	KD-Ject III sprøjte 3-k, 1ml LS centrisk steril	100 / 1600	870648
940307	KD-Ject III sprøjte 3-k, 2ml LS centrisk steril	100 / 3200	831854
941476	KD-Ject III sprøjte 3-k, 3ml LS centrisk steril	100 / 3200	831861
940308	KD-Ject III sprøjte 3-k, 5ml LS centrisk steril	100 / 2400	831878
940309	KD-Ject III sprøjte 3-k, 10ml LS excentrisk steril	100 / 1500	831885
940310	KD-Ject III sprøjte 3-k, 20ml LS excentrisk steril	100 / 900	831892
940311	KD-Ject III sprøjte 3-k 50 ml LS excentrisk steril	30 / 360	870662

Sortiment: KD-Ject III, kateterspids

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
940811	KD-ject III sprøjte kateterspids, 50ml m/løs luer, steril	30 / 360	832059
940812	KD-ject III sprøjte kateterspids, 100ml m/løs luer, steril	25 / 50	832073

Der tages forbehold for trykfejl (Februar 2016)