


Corsinel®

Live as you like



Belt w/panel prepared for individual hole



TYTEX®



460 mm

www.corsinel.com

TYTEX®




Art. No. 3412
50% Polyamide
50% Elastane

SIZE	CM	IN	CM	IN
S	78 - 90	31 - 35	19.5	8
M	86 - 98	34 - 39	20.5	8½
L	94 - 106	37 - 42	23.5	9½
XL	102 - 116	40 - 46	26.0	10½
2XL	112 - 130	44 - 51	26.0	10½
3XL	126 - 148	50 - 58	26.0	10½

* Front/unstretched +/- 1 cm / ½ inch

Recommended size chart
Measure at the widest abdominal circumference covered by the belt. Measure when lying down and when the hernia has retracted if possible. Keep in mind that the belt should also feel comfortable to wear when sitting and standing.



Tytex Customer Service:
E-mail: customer.service@tytex.com
International: +45 9660 4200, +49 2262 762914
Americas: +1 401-762-4100



Instruction video

ES: Dispositivo médico de soporte y compresión; estoma, hernia parastomal, tratamiento y prevención de hernias, y en los casos en los que pueda ser necesario un orificio individual para la bolsa del estoma.

NL: Medisch hulpmiddel voor ondersteuning en compressie: stoma, parastomale hernia, herniabehandeling of -preventie en daar waar een individuele opening voor het stomazakje nodig kan zijn.

IT: Presidio medico di supporto e compressione per stoma, ernia parastomale, trattamento o prevenzione dell'ernia, e nei casi in cui sia necessaria un'apertura per la sacca per stoma.

PL: Pasek stomijny stabilizujący-mocujący Corsinel Belt z panelem do wyjęcia otworu na worek stomijny. Wyrób medyczny do podtrzymania i stabilizacji powłok jamy brzusznej/okolicy okołostomijnej, stosowany u osób ze stomią. Odpowiedni w przypadku, gdy potrzebne jest indywidualne dopasowanie otworu w pasku stomijnym do wielkości worka stomijnego.

CN: 本品系为提供支撑和压缩作用的医疗器械，用于造口、造口旁疝、疝气的护理或预防，使用时可能需要在造口袋上制作一个小孔。

EN: Medical device for support and compression; stoma, parastomal hernia, hernia treatment or prevention, and where an individual hole for the stoma pouch may be needed.

DA: Medicinsk udstyr til støtte og kompression: Ved stomi, parastomat brok, behandling eller forebyggelse af brok, og hvor der kan være behov for et individuelt tilpasset hul til stomiposen.

NO: Medicinsk utstyr for støtte og kompresjon ved stomi, parastomat brokk, behandling eller forebygging av brokk, og hvor det kan være behov for et separat hull for stomiposen.

SE: Medicinsk enhet för stöd och kompression; stomi, parastomat brock, behandling eller förebyggande av brock, och då ett individuellt hål för stomipåsen kan behövas.

FI: Läkinnäillinen laite tukkeen ja kompressoion – avanne, avanne, tyrän hoito tai ehkäisy tai jos avannepussia varten tarvitaan yksilöllinen aukko.

DE: Medizinprodukt zur Unterstützung und Kompression; Stoma, parastomale Hernie, zur Behandlung oder Vorbeugung von Hernien sowie, wenn eine Öffnung für einen Stomabeutel erforderlich ist.

FR: Dispositif médical pour soutien et compression; stomie, hernie parastomale, traitement ou prévention des hernies, et lorsqu'un trou individuel pour la poche de stomie peut s'avérer nécessaire.