





# brugsanvisning

# POSIMED®


## POSIMED®

Opbevaringspude

Læs betjeningsvejledningen grundigt inden brug af systemet og følg **advarslerne!**

<b>Produktnavn</b>	<b>POSIMED®</b>
<b>Leveringsomfang</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opbevaringspude med PU betræk</li><li>•  Betjeningsvejledning (V02), andre sprog til betjeningsvejledningen findes her: manuals.funke-medical.eu</li></ul>
<b>Angivelser / anvendelsesområder</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Forebyggelse af tryksår</li><li>• Tryksårsterapi</li><li>• Smertebehandling</li></ul>
<b>Kontraindikationer</b>	Ikke kendt
<b>Tilladt patientvægt min. - Maks.</b>	Velegnet til alle patientvægte.
<b>materiale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Påfyldning: polypropylen-mikroperler</li><li>• Betræk: PU-belagt PES-bærrermateriale</li></ul>
<b>Dimensioner</b>	Se etiketten på produktet
<b>Produktvægt</b>	0,2 - 1 kg
<b>Hjælpsnummer (som defineret i §139 SGB V)</b>	
<b>Medicinsk udstyr</b>	Klasse 1, MDR 2017/745  
<b>Teknisk sikkerhed / flammehæmning</b>	Flammehæmmende test i henhold til DIN EN 597 I + II, BS 7175 sek 3 krybbe 5, BS 7177
<b>Testning for toksikologisk ufarlighed / biokompatibilitet</b>	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
<b>Advarsler</b>	Før den første anvendelse skal systemet være klar til første brug (se "Klargøring af systemet til brug").
<b>garanti</b>	5 år på de funktionelle egenskaber (pro rata garanti)
<b>vedligeholdelse</b>	Ingen
<b>Rengøringsinstruktioner (pudebetræk)</b>	Betrækket kan desinficeres ved at aftørre det med kommercielt tilgængelige isopropanol-desinfektionsmidler (f.eks. Bacillol) eller med andre egnede DGHM-listede produkter (f.eks. ECOLAB rengøringsklud Incidin OxyWipe S XL). Betrækket kan genbehandles ved autoklavering i overensstemmelse med RKI's retningslinjer og er derfor klar til genbrug. 
<b>Rengøringsinstruktioner (kerne)</b>	Hele puden kan genbehandles ved autoklavering i overensstemmelse med RKI's retningslinjer og er derfor klar til genbrug.
<b>Forbered systemet til brug</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Produktet er beregnet og egnet til brug i indenlandske og institutionelle områder.</li><li>2. Tag puden ud af æsken.</li><li>3. Systemet er nu klar til brug.</li></ol>

RKI = Robert Koch Institute; DHGM = German Society for Hygiene and Microbiology; MPG = Medical Devices Act; Autoklavering = fraktioneret vakuumproces ved 105 grader C og 55 minutter

 **Producent med hensyn til MPG og MDR 2017/745**

Funke Medical AG • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tlf. : + 49-2865-266 93 50 • Fax: + 49-2865-8133 • info@funke-medical.de • www.funke-medical.de

Download: 06.09.2021 13:22