



Tørsterilisationsposer med selvluk

Brugsanvisning

1. Vælg den mest passende størrelse pose og i læg instrumentet eller instrumenttæskan.
2. Pil papiret af og pres posen sammen, sikker at posen er lukket hele vejen over.

Særlige bemærkninger:

Før sterillisering:

Lig indikator lablen bør ligges ind i posen.

Efter sterillisering:

Åben posen ved hjælp af de 2 hak, som findes på den ene side af posen.

Instrumenttæsker bør altid åbnes med det hak tættest på åbningen.