




 **smith&nephew**

CUTICERIN[®]

Lethæftende Tuille Gras
Bandage

Imprægneret gazebandage til
overfladiske, væskende sår



CUTICERIN[®] imprægneret gazebandage/-sårkontaktlag til overfladiske, væskende sår

CUTICERIN er et finmasket² sårkontaktlag af et blødt acetatvæv¹, imprægneret med vandskyende³ salvemasse. Dette reducerer risikoen for indvækst af granulationsvæv i bandagen⁴.

Produktfordele

CUTICERIN er lethæftende^{4,5} og kan mindske smerte ved bandageskift⁴. Den er lavet af et finmasket acetatvæv^{1,2} og er imprægneret med en vandskyende³ salvemasse.

CUTICERIN mindsker smerte ved bandageskift, da risikoen for at såret granulerer op gennem bandagen reduceres. Derved er det nemmere at fjerne bandagen⁴.


CUTICERIN er en imprægneret gazebandage, som er gennemtrængelig for luft og eksudat⁶.

CUTICERIN er steril og leveres i enkeltforseglede forpakninger.

Indikationer

Behandling af overfladiske, væskende sår, så som;

- Forbrændinger
- Hudafskrabninger
- Delhudstransplantat, donorsteder



Referencer

1. Laboratory Report Reference AA400168 dated 26.07.96 - Claim Smooth Gauze.
2. Laboratory Report Reference AA400251 dated 18.09.96 - Claim Defined Mesh Size.
3. Laboratory Report Reference AA400167 dated 15.07.96 - Claim Hydrophobic Ointment Coating.
4. Petres J (1988) Moist Wound Dressing in Superficial Skin Defects Zeitschrift für Hautkrankheiten 63 (Supplement 2) 25-29.
5. Waymack *et al.*, (1986), An Evaluation of Aquaphor Gauze Dressing in burned children. Burns (1986) 12. 443-448.
6. Laboratory Report Reference AA400166 dated 26.07.96 - Claim Air Permeability and Secretion Permeability.

Wound Management
Smith & Nephew
Slotsmarken 14
2970 Hørsholm
Danmark

www.smith-nephew.com/wound
©Trademark of Smith & Nephew
©May 2016 Smith & Nephew
73482

T +45 45 80 61 00
F +45 45 80 61 51

Supporting healthcare professionals for over 150 years

Bestillingsinformation

Varenr	Størrelse	Bandager pr æske/karton
66045560	7.5cm x 7.5cm	50/1000
66045561	7.5cm x 20.0cm	50/1000
66045562	7.5cm x 7.5cm	10/200
66045563	7.5cm x 20.0cm	10/200
66045502	20.0cm x 40.0cm	25/150
66045503	7.5cm x 20cm (3s)	25/3
66045564	10cm x 10cm	10