




---

 smith&nephew

**CUTICERIN<sup>®</sup>**

Lethæftende Tuille Gras  
Bandage

Imprægneret gazebandage til  
overfladiske, væskende sår



# CUTICERIN<sup>®</sup> imprægneret gazebandage/-sårkontaktlag til overfladiske, væskende sår

CUTICERIN er et finmasket<sup>2</sup> sårkontaktlag af et blødt acetatvæv<sup>1</sup>, imprægneret med vandskyende<sup>3</sup> salvemasse. Dette reducerer risikoen for indvækst af granulationsvæv i bandagen<sup>4</sup>.

## Produktfordele

CUTICERIN er lethæftende<sup>4,5</sup> og kan mindske smerte ved bandageskift<sup>4</sup>. Den er lavet af et finmasket acetatvæv<sup>1,2</sup> og er imprægneret med en vandskyende<sup>3</sup> salvemasse.

CUTICERIN mindsker smerte ved bandageskift, da risikoen for at såret granulerer op gennem bandagen reduceres. Derved er det nemmere at fjerne bandagen<sup>4</sup>.


CUTICERIN er en imprægneret gazebandage, som er gennemtrængelig for luft og ekssudat<sup>6</sup>.

CUTICERIN er steril og leveres i enkeltforseglede forpakninger.

## Indikationer

Behandling af overfladiske, væskende sår, så som;

- Forbrændinger
- Hudafskrabninger
- Delhudstransplantat, donorsteder



## Referencer

1. Laboratory Report Reference AA400168 dated 26.07.96 - Claim Smooth Gauze.
2. Laboratory Report Reference AA400251 dated 18.09.96 - Claim Defined Mesh Size.
3. Laboratory Report Reference AA400167 dated 15.07.96 - Claim Hydrophobic Ointment Coating.
4. Petres J (1988) Moist Wound Dressing in Superficial Skin Defects Zeitschrift für Hautkrankheiten 63 (Supplement 2) 25-29.
5. Waymack *et al.*, (1986), An Evaluation of Aquaphor Gauze Dressing in burned children. Burns (1986) 12. 443-448.
6. Laboratory Report Reference AA400166 dated 26.07.96 - Claim Air Permeability and Secretion Permeability.

Wound Management  
Smith & Nephew  
Slotsmarken 14  
2970 Hørsholm  
Danmark

[www.smith-nephew.com/wound](http://www.smith-nephew.com/wound)

®Trademark of Smith & Nephew  
©May 2016 Smith & Nephew  
73482

T +45 45 80 61 00  
F +45 45 80 61 51

Supporting healthcare professionals for over 150 years

## Bestillingsinformation

Varenr	Størrelse	Bandager pr æske/karton
66045560	7.5cm x 7.5cm	50/1000
66045561	7.5cm x 20.0cm	50/1000
66045562	7.5cm x 7.5cm	10/200
66045563	7.5cm x 20.0cm	10/200
66045502	20.0cm x 40.0cm	25/150
66045503	7.5cm x 20cm (3s)	25/3
66045564	10cm x 10cm	10