

INSTRUCTIONS FOR USE
IFU-HC-02/2015.version5

1. Wash hands thoroughly using soap and water or use a wet wipe or cleansing gel.
2. Open the HunterCath® packaging.
3. Adopt the position that you find most comfortable in order to catheterise.
4. Visually inspect the catheter for any damage and use it immediately.
5. Slowly and carefully insert the catheter into the urethra or your reconstruction channel as taught by your healthcare professional.
6. Once the bladder is empty slowly remove the catheter.
7. After use put the catheter back into the packaging before disposing of responsibly.
8. Wash hands again with soap and water or use a wet wipe or cleansing gel.

HOW OFTEN SHOULD I USE HUNTERCATH®?

This depends on how much fluid you drink but most people need to empty their bladder every 4-6 hours when they are awake.

POTENTIAL SIDE EFFECTS

A small amount of blood in the urine may occur, especially in the beginning due to irritation of the mucous membrane of the urethra.

CONTACT YOUR DOCTOR

Contact your doctor if you experience symptoms of a urinary tract infection: **Fever. Discomfort or pain when urinating. Frequent need to urinate. Blood in the urine.**



Manufactured using DEHP FREE PVC. Contraindications: Do not use if sensitive to PVC. Use HunterCath® only as prescribed by a doctor and trained by a Health professional. Precautions: Sterility can only be guaranteed for packaging which is intact and sealed. Storage: Keep dry and away from direct sunlight. Indication: Transient bladder catheterization by introduction through urethra or stoma.

HUNTER UROLOGY LIMITED

The Threshing Barn, Woodhayes, Honiton, Devon EX14 4TP UK
Phone: +44 (0) 1404 44088 Fax: +44 (0) 1404 549944
Email: enquiries@hunterurology.com www.hunterurology.com

BRUGSANVISNING
IFU-HC-02/2015.version5

1. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe, eller afsprit hænderne med håndsprit.
2. Åben emballage i toppen af kateterpakken, ved at fjerne snipperne fra hinanden.
3. Indtag den position, du finder mest komfortabel til at foretage katesterisationen.
4. Udrag kateteret af emballageposen. Se efter der ikke er brud eller skader på kateteret, og brug det straks efter.
5. Indfør langsomt og forsigtigt kateteret urinrøret eller stomen, således som du har fået det anvist af kontinenssygeplejersken eller anden fagperson.
6. Når blæren er tømt, fjernes kateteret langsomt.
7. Efter endt brug, puttes kateteret tilbage i kateterposen, og det kasseres ved almindelig udsmidning.
8. Vask hænderne igen med vand og sæbe, eller afsprit hænderne med håndsprit.

HVOR OFTE SKAL JEG BRUGE HUNTERCATH®?

Det afhænger af, hvor meget væske du indtager, men de fleste mennesker har brug for at tømme deres blære, hver 4-6. time når de er vågne.

MULIGE BIVIRKNINGER

Slimhinderne i urinrøret eller stomen kan blive irriteret, og der kan forekomme en lille smule blod i urinen, især ved opstart af selvkateterisation.

KONTAKT LÆGEN I TILFÆLDE AF

Kontakt egen læge eller lægevagten, hvis du oplever symptomer på urinvejsinfektion: **Fever. Ubælg eller smerte ved urineren. Hyppig vandladningstrang. Blod i urinen.**



PVC kateter fremstillet uden brug af DEHP. Forbehold: Må ikke ved allergi over for PVC. Brug kun HunterCath® som anvist af en læge eller anden sundhedspersonale. Forholdsregler: Sterilitet kan kun garanteres for emballage, der er intakt og forseglet. Opbevaring: Opbevares tørt og væk fra direkte sollys. Indikation: Midlertidig blære katesterisation til indføring gennem urinrøret eller stomi.

HUNTER UROLOGY LIMITED
The Threshing Barn, Woodhayes, Honiton, Devon EX14 4TP UK
Phone: +44 (0) 1404 44088 Fax: +44 (0) 1404 549944
Email: enquiries@hunterurology.com www.hunterurology.com

ΟΔΗΓΕΣΧΡΗΣΗΣ
IFU-HC-02/2015.version5

1. Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιήστε ένα υγρόμυνηλίκι ή τζελ καθαρισμού.
2. Ανοίξτε τη συσκευασία HunterCath®.
3. Υιοθετήστε τη θέση που θεωρείτε πιο άνετη, για να κάνετε τον καθαρισμό.
4. Επιθεωρήστε οπτικά τον καθετήρα για οποιαδήποτε ζημιά και χρησιμοποιήστε αμέσως.
5. Αργά και προσεκτικά τοποθετήστε τον καθετήρα μέσα στην ουρήθρα ή στο άνοιγμα της στομίας σας όπως διδάσκεται από τον γιατρό σας.
6. Μόλις η κύστη είναι κενή αργά απομακρύνεται τον καθετήρα.
7. Μετά τη χρήση τοποθετήστε τον καθετήρα πίσω στην συσκευασία πριν από την απόρριψη.
8. Πλύνετε τα χέρια σας και πάλι με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιήστε ένα υγρό μαντηλάκι ή τζελ καθαρισμού.

Πόσο συχνά πρέπει να ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ HUNTERCATH®?

Αυτό εξαρτάται από το πόσο υγρό πίνετε, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται για να αδειάσει τη κύστη τους κάθε 4-6 ώρες όταν είναι ξύπνιοι.

Πιθανές παρενέργειες

Μπορεί να συμβεί μία μικρή ποσότητα αίματος στα ούρα, ειδικά στην αρχή λόγω ερεθισμού του βλεννογόνου της ουρήθρας.

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας

Επικοινωνήστε με το γιατρό σας εάν έχετε συμπτώματα λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος: **πυρετός. Δυσφορία ή πόνο κατά την ούρηση. Η συχνή ανάγκη για ούρηση. Αίμα στα ούρα.**



Κατασκευάζεται με τη χρήση DEHPFREE PVC. Αντενδείξεις: Μην χρησιμοποιείτε εάν υπάρχει ευαισθησία στο PVC. Χρησιμοποιήστε HunterCath® μόνο εάν έχετε συνταγογραφηθεί από γιατρό και έχετε εκπαιδευτεί από έναν επαγγελματία υγείας. Προσοχή: Η στερότητα μπορεί να εγρηθεί μόνο για τις συσκευασίες που είναι άθικτες και φραγμένες. Αποθήκευση: Διατηρήστε το στεγνό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Ένδειξη: Καθετήρα με παραδοκί της ουροδόχου κύστης από εισαγωγή μέσα από την ουρήθρα ή το στομάχι.

HUNTER UROLOGY LIMITED

The Threshing Barn, Woodhayes, Honiton, Devon EX14 4TP UK
Phone: +44 (0) 1404 44088 Fax: +44 (0) 1404 549944
Email: enquiries@hunterurology.com www.hunterurology.com

INSTRUCTIONS FOR USE
IFU-HC-02/2015.version5

1. Wash hands thoroughly using soap and water or use a wet wipe or cleansing gel.
2. Open the HunterCath® packaging.
3. Adopt the position that you find most comfortable in order to catheterise.
4. Visually inspect the catheter for any damage and use it immediately.
5. Slowly and carefully insert the catheter into the urethra or your reconstruction channel as taught by your healthcare professional.
6. Once the bladder is empty slowly remove the catheter.
7. After use put the catheter back into the packaging before disposing of responsibly.
8. Wash hands again with soap and water or use a wet wipe or cleansing gel.

HOW OFTEN SHOULD I USE HUNTERCATH®?

This depends on how much fluid you drink but most people need to empty their bladder every 4-6 hours when they are awake.

POTENTIAL SIDE EFFECTS

A small amount of blood in the urine may occur, especially in the beginning due to irritation of the mucous membrane of the urethra.

CONTACT YOUR DOCTOR

Contact your doctor if you experience symptoms of a urinary tract infection: **Fever. Discomfort or pain when urinating. Frequent need to urinate. Blood in the urine.**



Manufactured using DEHP FREE PVC. Contraindications: Do not use if sensitive to PVC. Use HunterCath® only as prescribed by a doctor and trained by a Health professional. Precautions: Sterility can only be guaranteed for packaging which is intact and sealed. Storage: Keep dry and away from direct sunlight. Indication: Transient bladder catheterization by introduction through urethra or stoma.

HUNTER UROLOGY LIMITED

The Threshing Barn, Woodhayes, Honiton, Devon EX14 4TP UK
Phone: +44 (0) 1404 44088 Fax: +44 (0) 1404 549944
Email: enquiries@hunterurology.com www.hunterurology.com

BRUGSANVISNING
IFU-HC-02/2015.version5

1. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe, eller afsprit hænderne med håndsprit.
2. Åben emballage i toppen af kateterpakken, ved at fjerne snipperne fra hinanden.
3. Indtag den position, du finder mest komfortabel til at foretage katesterisationen.
4. Udrag kateteret af emballageposen. Se efter der ikke er brud eller skader på kateteret, og brug det straks efter.
5. Indfør langsomt og forsigtigt kateteret urinrøret eller stomen, således som du har fået det anvist af kontinenssygeplejersken eller anden fagperson.
6. Når blæren er tømt, fjernes kateteret langsomt.
7. Efter endt brug, puttes kateteret tilbage i kateterposen, og det kasseres ved almindelig udsmidning.
8. Vask hænderne igen med vand og sæbe, eller afsprit hænderne med håndsprit.

HVOR OFTE SKAL JEG BRUGE HUNTERCATH®?

Det afhænger af, hvor meget væske du indtager, men de fleste mennesker har brug for at tømme deres blære, hver 4-6. time når de er vågne.

MULIGE BIVIRKNINGER

Slimhinderne i urinrøret eller stomen kan blive irriteret, og der kan forekomme en lille smule blod i urinen, især ved opstart af selvkateterisation.

KONTAKT LÆGEN I TILFÆLDE AF

Kontakt egen læge eller lægevagten, hvis du oplever symptomer på urinvejsinfektion: **Fever. Ubælg eller smerte ved urineren. Hyppig vandladningstrang. Blod i urinen.**



PVC kateter fremstillet uden brug af DEHP. Forbehold: Må ikke ved allergi over for PVC. Brug kun HunterCath® som anvist af en læge eller anden sundhedspersonale. Forholdsregler: Sterilitet kan kun garanteres for emballage, der er intakt og forseglet. Opbevaring: Opbevares tørt og væk fra direkte sollys. Indikation: Midlertidig blære katesterisation til indføring gennem urinrøret eller stomi.

HUNTER UROLOGY LIMITED
The Threshing Barn, Woodhayes, Honiton, Devon EX14 4TP UK
Phone: +44 (0) 1404 44088 Fax: +44 (0) 1404 549944
Email: enquiries@hunterurology.com www.hunterurology.com

ΟΔΗΓΕΣΧΡΗΣΗΣ
IFU-HC-02/2015.version5

1. Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιήστε ένα υγρόμυνηλίκι ή τζελ καθαρισμού.
2. Ανοίξτε τη συσκευασία HunterCath®.
3. Υιοθετήστε τη θέση που θεωρείτε πιο άνετη, για να κάνετε τον καθαρισμό.
4. Επιθεωρήστε οπτικά τον καθετήρα για οποιαδήποτε ζημιά και χρησιμοποιήστε αμέσως.
5. Αργά και προσεκτικά τοποθετήστε τον καθετήρα μέσα στην ουρήθρα ή στο άνοιγμα της στομίας σας όπως διδάσκεται από τον γιατρό σας.
6. Μόλις η κύστη είναι κενή αργά απομακρύνεται τον καθετήρα.
7. Μετά τη χρήση τοποθετήστε τον καθετήρα πίσω στην συσκευασία πριν από την απόρριψη.
10. Πλύνετε τα χέρια σας και πάλι με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιήστε ένα υγρό μαντηλάκι ή τζελ καθαρισμού.

Πόσο συχνά πρέπει να ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ HUNTERCATH®?

Αυτό εξαρτάται από το πόσο υγρό πίνετε, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται για να αδειάσει τη κύστη τους κάθε 4-6 ώρες όταν είναι ξύπνιοι.

Πιθανές παρενέργειες

Μπορεί να συμβεί μία μικρή ποσότητα αίματος στα ούρα, ειδικά στην αρχή λόγω ερεθισμού του βλεννογόνου της ουρήθρας.

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας

Επικοινωνήστε με το γιατρό σας εάν έχετε συμπτώματα λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος: **πυρετός. Δυσφορία ή πόνο κατά την ούρηση. Η συχνή ανάγκη για ούρηση. Αίμα στα ούρα.**



Κατασκευάζεται με τη χρήση DEHPFREE PVC. Αντενδείξεις: Μην χρησιμοποιείτε εάν υπάρχει ευαισθησία στο PVC. Χρησιμοποιήστε HunterCath® μόνο εάν έχετε συνταγογραφηθεί από γιατρό και έχετε εκπαιδευτεί από έναν επαγγελματία υγείας. Προσοχή: Η στερότητα μπορεί να εγρηθεί μόνο για τις συσκευασίες που είναι άθικτες και φραγμένες. Αποθήκευση: Διατηρήστε το στεγνό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Ένδειξη: Καθετήρα με παραδοκί της ουροδόχου κύστης από εισαγωγή μέσα από την ουρήθρα ή το στομάχι.

HUNTER UROLOGY LIMITED

The Threshing Barn, Woodhayes, Honiton, Devon EX14 4TP UK
Phone: +44 (0) 1404 44088 Fax: +44 (0) 1404 549944
Email: enquiries@hunterurology.com www.hunterurology.com

BEDIENUNGSANLEITUNG
IFU-HC-02/2015.version5

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife oder mit einem feuchten Tuch oder Reinigungsgel.
2. Öffnen Sie die HunterCath® Verpackung.
3. Übernehmen Sie die Position, die für Sie am bequemsten ist, um sich katheterisieren zu können.
4. Sichtprüfung der Katheter auf Schäden. Sofortige Verwendung.
5. Langsam und vorsichtig führen Sie den Katheter in die Harnröhre, von Ihrem medizinischen Fachpersonal erläutert.
6. Sobald die Blase leer ist, entfernen Sie langsam den Katheter.
7. Nach Gebrauch den Katheter zurück in die Verpackung legen und der angemessenen Entsorgung zuführen - Hausmüll.
8. Waschen Sie Ihre Hände wieder mit Wasser und Seife oder mit einem feuchten Tuch bzw. einem Reinigungsgel.

Wie oft sollte ich HUNTERCATH® nutzen?
Dies hängt davon ab, wie viel Flüssigkeit Sie trinken, aber die meisten Menschen entleeren ihre Blase alle 4-6 Stunden.

Mögliche Nebenwirkungen
Eine geringe Reizung der Harnröhren-Schleimhaut kann erfolgen. Fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie Anzeichen einer Infektion der Harnwege zu erleben: Fieber, Beschwerden oder Schmerzen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang oder gar Blut im Urin



Hergestellt unter Verwendung von DEHP FREE PVC. Verwenden Sie HunterCath® nur, wenn er von Ihrem Arzt verschrieben und Sie von einer medizinischen Fachkraft geschult wurden. **Vorsichtsmaßnahmen: Sterilität kann nur für die Verpackung gewährleistet werden, wenn sie intakt und versiegelt ist.** Lagerung: Trocken und ohne direkte Sonneneinstrahlung. Indikation: Transurethrale intermittierende Katheterisierung der Blase oder eines Stoma.

HUNTER UROLOGY LIMITED
The Threshing Barn, Woodhayes, Honiton, Devon EX14 4TP UK
Phone: +44 (0) 1404 44088 Fax: +44 (0) 1404 549944
Email: enquiries@hunterurology.com www.hunterurology.com

BEDIENUNGSANLEITUNG
IFU-HC-02/2015.version5

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife oder mit einem feuchten Tuch oder Reinigungsgel.
2. Öffnen Sie die HunterCath® Verpackung.
3. Übernehmen Sie die Position, die für Sie am bequemsten ist, um sich katheterisieren zu können.
4. Sichtprüfung der Katheter auf Schäden. Sofortige Verwendung.
5. Langsam und vorsichtig führen Sie den Katheter in die Harnröhre, von Ihrem medizinischen Fachpersonal erläutert.
6. Sobald die Blase leer ist, entfernen Sie langsam den Katheter.
7. Nach Gebrauch den Katheter zurück in die Verpackung legen und der angemessenen Entsorgung zuführen - Hausmüll.
8. Waschen Sie Ihre Hände wieder mit Wasser und Seife oder mit einem feuchten Tuch bzw. einem Reinigungsgel.

Wie oft sollte ich HUNTERCATH® nutzen?
Dies hängt davon ab, wie viel Flüssigkeit Sie trinken, aber die meisten Menschen entleeren ihre Blase alle 4-6 Stunden.

Mögliche Nebenwirkungen
Eine geringe Reizung der Harnröhren-Schleimhaut kann erfolgen. Fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie Anzeichen einer Infektion der Harnwege zu erleben: Fieber, Beschwerden oder Schmerzen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang oder gar Blut im Urin



Hergestellt unter Verwendung von DEHP FREE PVC. Verwenden Sie HunterCath® nur, wenn er von Ihrem Arzt verschrieben und Sie von einer medizinischen Fachkraft geschult wurden. **Vorsichtsmaßnahmen: Sterilität kann nur für die Verpackung gewährleistet werden, wenn sie intakt und versiegelt ist.** Lagerung: Trocken und ohne direkte Sonneneinstrahlung. Indikation: Transurethrale intermittierende Katheterisierung der Blase oder eines Stoma.

HUNTER UROLOGY LIMITED
The Threshing Barn, Woodhayes, Honiton, Devon EX14 4TP UK
Phone: +44 (0) 1404 44088 Fax: +44 (0) 1404 549944
Email: enquiries@hunterurology.com www.hunterurology.com

INSTRUCCIONES DE USO
IFU-HC-02/2015.version5

1. Lávese las manos bien con agua y jabón, o con un paño húmedo o gel desinfectante.
2. Abra el embalaje de HunterCath®.
3. Adopte la posición que le resulte más cómoda para poder cateterizar.
4. Inspeccione visualmente el catéter para cualquier daño y úselo de inmediato.
5. Poco a poco y con cuidado inserte el catéter en la uretra como lo enseñó su profesional sanitario.
6. Una vez que la vejiga está vacía retire lentamente el catéter.
7. Después del uso coloque el catéter de nuevo en el envase antes de deshacerse de él de forma responsable.
8. Lávese las manos de nuevo con agua y jabón, o con una toallita húmeda o gel desinfectante.

¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBO USAR HUNTERCATH®?
Esto depende de la cantidad de líquido que beba, pero la mayoría de la gente necesita vaciar su vejiga cada 4-6 horas cuando están despiertos.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
Se puede producir una pequeña cantidad de sangre en la orina, especialmente en el principio debido a la irritación de la membrana mucosa de la uretra. **Contacte a su médico**
Póngase en contacto con su médico si experimenta síntomas de una infección del tracto urinario: fiebre, molestia o dolor al orinar, Necesidad frecuente de orinar, Sangre en la orina.



Fabricado con PVC LIBRE DE DEHP. **Contraindicaciones:** No utilizar en caso de sensibilidad al PVC. Utilice HunterCath® como ha sido prescrito por un médico y profesional de la salud entrenado. **Precauciones:** La esterilidad sólo se puede garantizar para el embalaje que esté intacto y sellado. **Almacenamiento:** Mantener seco y alejado de la luz solar directa. **Indicaciones:** Cateterización de la vejiga transitoria por la introducción a través de la uretra o del estoma.

HUNTER UROLOGY LIMITED
The Threshing Barn, Woodhayes, Honiton, Devon EX14 4TP UK
Teléfono: +44 (0) 1404 44088 Fax: +44 (0) 1404 549944
Email: enquiries@hunterurology.com www.hunterurology.com

INSTRUCCIONES DE USO
IFU-HC-02/2015.version5

1. Lávese las manos bien con agua y jabón, o con un paño húmedo o gel desinfectante.
2. Abra el embalaje de HunterCath®.
3. Adopte la posición que le resulte más cómoda para poder cateterizar.
4. Inspeccione visualmente el catéter para cualquier daño y úselo de inmediato.
5. Poco a poco y con cuidado inserte el catéter en la uretra como lo enseñó su profesional sanitario.
6. Una vez que la vejiga está vacía retire lentamente el catéter.
7. Después del uso coloque el catéter de nuevo en el envase antes de deshacerse de él de forma responsable.
8. Lávese las manos de nuevo con agua y jabón, o con una toallita húmeda o gel desinfectante.

¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBO USAR HUNTERCATH®?
Esto depende de la cantidad de líquido que beba, pero la mayoría de la gente necesita vaciar su vejiga cada 4-6 horas cuando están despiertos.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
Se puede producir una pequeña cantidad de sangre en la orina, especialmente en el principio debido a la irritación de la membrana mucosa de la uretra. **Contacte a su médico**
Póngase en contacto con su médico si experimenta síntomas de una infección del tracto urinario: fiebre, molestia o dolor al orinar, Necesidad frecuente de orinar, Sangre en la orina.



Fabricado con PVC LIBRE DE DEHP. **Contraindicaciones:** No utilizar en caso de sensibilidad al PVC. Utilice HunterCath® como ha sido prescrito por un médico y profesional de la salud entrenado. **Precauciones:** La esterilidad sólo se puede garantizar para el embalaje que esté intacto y sellado. **Almacenamiento:** Mantener seco y alejado de la luz solar directa. **Indicaciones:** Cateterización de la vejiga transitoria por la introducción a través de la uretra o del estoma.

HUNTER UROLOGY LIMITED
The Threshing Barn, Woodhayes, Honiton, Devon EX14 4TP UK
Teléfono: +44 (0) 1404 44088 Fax: +44 (0) 1404 549944
Email: enquiries@hunterurology.com www.hunterurology.com

MODE D'EMPLOI
IFU-HC-02/2015.version5

1. Se laver les mains soigneusement avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel essuyeur ou de nettoyage humide.
2. Ouvrez l'emballage HunterCath®.
3. Adopter la position que vous trouvez la plus confortable pour sonder.
4. Inspecter visuellement le cathéter de tout dommage et de l'utiliser immédiatement.
5. lentement et soigneusement insérer le cathéter dans l'urètre comme enseigné par votre professionnel de la santé.
6. Une fois que la vessie est vide retirer lentement le cathéter.
7. Après utilisation mettre le cathéter de nouveau dans l'emballage avant d'en disposer de façon responsable.
8. nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un humide laver ou essuyer gel nettoyant.

FRÉQUENCE Dois-je utiliser HUNTERCATH®?
Cela dépend de la quantité de liquide que vous buvez, mais la plupart des gens ont besoin de vider leur vessie toutes les 4-6 heures quand ils sont éveillés.

Les effets secondaires potentiels
Une petite quantité de sang dans l'urine peut se produire, surtout au début en raison d'une irritation de la membrane muqueuse de l'urètre. **Contactez votre médecin**
Contactez votre médecin si vous ressentez des symptômes d'une infection des voies urinaires: Fiebre. Inconfort ou la douleur au moment d'uriner. Fréquent besoin d'uriner. Sang dans l'urine.



Fabriqué à partir de DEHP GRATUIT PVC. **Contre-indications:** Ne pas utiliser si sensible au PVC. Utilisez HunterCath® comme il est prescrit par un médecin et formé par un professionnel de la santé. **Précautions:** stérilité ne peut être garantie pour l'emballage qui est intact et scellé. **Stockage:** Garder au sec et à l'abri du soleil direct. **Indication:** Cathétérisme vésicale transitoire Introduction à travers l'urètre ou stomie.

HUNTER UROLOGY LIMITED
The Threshing Barn, Woodhayes, Honiton, Devon EX14 4TP UK
Phone: +44 (0) 1404 44088 Fax: +44 (0) 1404 549944
Email: enquiries@hunterurology.com www.hunterurology.com

MODE D'EMPLOI
IFU-HC-02/2015.version5

1. Se laver les mains soigneusement avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel essuyeur ou de nettoyage humide.
2. Ouvrez l'emballage HunterCath®.
3. Adopter la position que vous trouvez la plus confortable pour sonder.
4. Inspecter visuellement le cathéter de tout dommage et de l'utiliser immédiatement.
5. lentement et soigneusement insérer le cathéter dans l'urètre comme enseigné par votre professionnel de la santé.
6. Une fois que la vessie est vide retirer lentement le cathéter.
7. Après utilisation mettre le cathéter de nouveau dans l'emballage avant d'en disposer de façon responsable.
8. nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un humide laver ou essuyer gel nettoyant.

FRÉQUENCE Dois-je utiliser HUNTERCATH®?
Cela dépend de la quantité de liquide que vous buvez, mais la plupart des gens ont besoin de vider leur vessie toutes les 4-6 heures quand ils sont éveillés.

Les effets secondaires potentiels
Une petite quantité de sang dans l'urine peut se produire, surtout au début en raison d'une irritation de la membrane muqueuse de l'urètre. **Contactez votre médecin**
Contactez votre médecin si vous ressentez des symptômes d'une infection des voies urinaires: Fiebre. Inconfort ou la douleur au moment d'uriner. Fréquent besoin d'uriner. Sang dans l'urine.



Fabriqué à partir de DEHP GRATUIT PVC. **Contre-indications:** Ne pas utiliser si sensible au PVC. Utilisez HunterCath® comme il est prescrit par un médecin et formé par un professionnel de la santé. **Précautions:** stérilité ne peut être garantie pour l'emballage qui est intact et scellé. **Stockage:** Garder au sec et à l'abri du soleil direct. **Indication:** Cathétérisme vésicale transitoire Introduction à travers l'urètre ou stomie.

HUNTER UROLOGY LIMITED
The Threshing Barn, Woodhayes, Honiton, Devon EX14 4TP UK
Phone: +44 (0) 1404 44088 Fax: +44 (0) 1404 549944
Email: enquiries@hunterurology.com www.hunterurology.com