




Proktoskop 1521

Wing Plasts Proktoskop 1521 utan belysning är ett engångsinstrument i glasklar, miljövänlig plast. Proktoskopet är ergonomiskt och funktionellt utformat för undersökarens och patientens bästa.

- *Stabil konstruktion*
- *Greppvänlig*
- *Släta ytor och en nära nog omärklig övergång mellan skaft och kolv vilket ger minimalt obehag för patienten*



**Material**



- Polystyren glasklar
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri
- Miljövänlig

**Vikt**

- Detalj: 42 g
- Transportförpackning: 5 kg

Förpackning

- Avdelningsförpackning: 1 st
- Transportförpackning: 100 st
- Pallkvantitet: 4 000 st

Transportförpackning**Pall**

Vikt: 220 kg
Volym: 2,1 m³

Kvalitet

- ISO 9001

Miljö

- ISO 14001

Arbetsmiljö

- AFS 2001