


DK brugervejledning

- Egnet til brug på voksne og børn
- Brug ikke, medmindre opløsningen er klar/gennemsigtig og enheden er intakt
- Opbevar mellem 5° og 25° c
- Kassér overskydende opløsning
- Hold uden for rækkevidde fra børn
- Kontakt COSHH datablad, hvis der er tale om kemisk forurening
- Ikke til injektion
- Markeringer på ampullen er kun beregnet til approksimativ indikation



ONEMED

Brugervejledning til v.nr. 962106
OneMed A/S • CVR 19846679 • www.onemed.dk