













# PolyMem®

## Finger og Tå bandage

Fremmer aktivt heling, når skaden er sket !

Artnr.	Produktbeskrivelse	Størrelse	Antal
<b>PolyMem Finger/Tå</b>			
	4401 #1 Finger/tå bandage	Small, omkreds 4,7cm - 5,7cm	6 stk. pr. æske, 5 æsker pr. karton
	4402 #2 Finger/tå bandage	Medium, omkreds 5,7cm - 6,7cm	6 stk. pr. æske, 5 æsker pr. karton
	4403 #3 Finger/tå bandage	Large, omkreds 6,7cm - 7,7cm	6 stk. pr. æske, 5 æsker pr. karton
	4404 #4 Finger/tå bandage	XL, omkreds 7,7cm - 8,8cm	6 stk. pr. æske, 5 æsker pr. karton
	4405 #5 Finger/tå bandage	XXL, omkreds 8,8cm - 9,8cm	6 stk. pr. æske, 5 æsker pr. karton
	1401 #1 Silver Finger/tå bandage	Small, omkreds 4,7cm - 5,7cm	6 stk. pr. æske, 5 æsker pr. karton
	1402 #2 Silver Finger/tå bandage	Medium, omkreds 5,7cm - 6,7cm	6 stk. pr. æske, 5 æsker pr. karton
	1403 #3 Silver Finger/tå bandage	Large, omkreds 6,7cm - 7,7cm	6 stk. pr. æske, 5 æsker pr. karton
	1404 #4 Silver Finger/tå bandage	XL, omkreds 7,7cm - 8,8cm	6 stk. pr. æske, 5 æsker pr. karton
	1405 #5 Silver Finger/tå bandage	XXL, omkreds 8,8cm - 9,8cm	6 stk. pr. æske, 5 æsker pr. karton

Forhandler i Danmark:

**Apodan Nordic**

ApodanNordic A/S  
Lyngsø Alle 3 | 2970 Hørsholm  
Tlf.: (+45) 3297 1525  
www.apodan.dk | info@apodan.dk



**Ferris Mfg. Corp.**

5133 Northeast Parkway, Fort Worth, TX 76106 U.S.A.  
Toll Free U.S.A.: 800.POLYMEM (765.9636)  
International: +1 817-900-1301  
www.polymem.com





## Lige til at tage ud af pakken og rulle på

Bandagen har en unik inflammationshæmmende effekt og lindrer smerter. Reducerer ligeledes hævelse og dannelse af hæmatom.

### Fremmer aktivt heling og lindrer smerter

Ved skader med sår renser bandagen kontinuerligt såret, og opretholder det fugtige sårmiljø.

Bandagen hænger ikke i såret og giver bevægelsesfrihed.

Kan fjernes smertefrit og atraumatisk.

Behovet for oprensning ved bandageskift nedsættes.

### Mindsker hævelse og lindrer smerter

Ved skader uden sår hæmmer bandagen inflammation, hævelse og dannelse af hæmatom, og derved restituerer vævet hurtigere.


Lindrer smerter gennem hele restitutionsperioden.

## Det helt rigtige valg ved


- Hudafskrabninger
- Rifter
- Sår
- Brandskader
- Fjernelse af negle
- Forstuvninger
- Kontusioner




## Mål omkreds af finger/tå for at vælge den rette størrelse




Mål bandagen på finger/tå, for at sikre rette længde. Klip overskydende af i den åbne ende.




Træk indlægget ud og kassér dette.




Placer finger/tå ved den lukkede ende af bandagen.



Skub finger/tå ind i bandagen.



Rul bandagen op på finger/tå.



Bandagen sidder nu korrekt og sikkert.

Kan fikses med film eller tape øverst. Bør ikke dækkes af sekundær fiksering.

Bemærk:

Dette er blot en vejledning.

Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger.